

# Vermeidung von Infektionen im Gesundheitswesen



Die Handschuhe von Medline haben drei charakteristische Eigenschaften, die dazu beitragen, Kreuzkontamination und Infektionen im Gesundheitswesen zu verhindern und den Träger und den Patienten zu schützen.

1

## AQL 1,0

- Die akzeptable Qualitätsgrenze (AQL) ist die Wahrscheinlichkeit, Perforationen in einem Handschuh zu finden
- Messung mittels Wasserlecktest
- Industriestandard: AQL 1,5
- Standard der Nitrilhandschuhe von Medline: AQL 1,0
- Ein AQL gleich oder niedriger als 1,0 hilft dabei, das Risiko von Kreuzkontamination zu vermeiden.



Unsere Handschuhe werden Sie schützen.

2

## Hautfreundliches Produktsortiment

Gesundheitsfachkräfte werden seltener Handhygiene durchführen oder Handschuhe tragen, wenn sie Beschwerden aufgrund einer allergischen oder reizenden Kontaktdermatitis haben.

Hier sind Handschuhoptionen, die bei diesen Problemen helfen:

### Restore® Sense

- Innenbeschichtung mit kolloidalem Hafer
- Verhindert Ekzeme an den Händen



### SensiCare® Free

- Ohne Akzeleratoren
- Verhindert Typ-IV-Allergien



3

## Intelligente Verpackung

### MicroStop-Folie verhindert Kreuzkontamination:

- Physische Barriere zur Außenwelt
- Verhindert das Eindringen von Partikeln in die Box
- Verhindert, dass Handschuhe aus der Box fallen

### Flat-layer Packaging:

- Doppelte Anzahl an Handschuhen in einer 25 % größeren Box
- Reduziert Handschuhabfälle
- Vereinfacht es, einen Handschuh zu entnehmen
- Verhindert, dass medizinische Fachkräfte zusätzliche Handschuhe aus der Box ziehen, sodass eine häufige Quelle für Kreuzkontaminationen beseitigt wird

