



Wundversorgung


Die Wundversorgung ist eine tägliche Herausforderung. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Wundheilung und die Vermeidung von Infektionen. Es werden hochwertige, leistungsstarke Produkte benötigt. Wir unterstützen Sie dabei.

Kompressen

Medline bietet eine Vielzahl von Kompressen in verschiedenen Größen und Lagen an. Kompressen eignen sich ideal für Fixierverbände, Wundauflagen und die allgemeine Wundversorgung.

Mullkompressen

Artikelnummer	Größe	Lagen	Sterile Artikel	XR	Verpackung
GS10P102012XR	10 x 20 cm	12	Steril	Ja	10 Stk/Packung 60 Packungen/Karton
GS10P757512XR	7,5 x 7,5 cm	12	Steril	Ja	10 Stk/Packung 60 Packungen/Karton
GS2P101012	10 x 10 cm	12	Steril	Nein	2 Stk/Packung 800 Packungen/Karton
GS5P050508	5 x 5 cm	8	Steril	Nein	5 Stk/Packung 540 Packungen/Karton
GSNS101008	10 x 10 cm	8	Steril	Nein	100 Stk/Packung 10 Packungen/Karton



Vlieskompressen

Artikelnummer	Größe	Lagen	Sterile Artikel	XR	Verpackung
NWNS30101004	10 x 10 cm	4	Steril	Nein	100 Stk/Packung 10 Packungen/Karton






In die XR-Komresse ist ein Bariumsulfat-Faden eingenäht, der röntgensichtbar ist.

Saugkompressen

Saugkompressen sind besonders saugfähige Wundauflagen mit einer weichen Außenschicht aus Vliesstoff und einem Zellulosekern, der eine Flüssigkeitsansammlung verhindert. Die Kompressen verfügen über eine hydrophobe Rückseite, die ein Durchsickern verhindert, sowie über versiegelte Ränder, um Auslaufen und Fusseln zu vermeiden.

Artikelnummer	Größe	Lagen	Sterile Artikel	XR	Verpackung
ABD1010	10 x 10 cm	n/a	Steril	Nein	1 Stück/Beutel 300 Beutel/Karton
ABD1020	10 x 20 cm	n/a	Steril	Nein	1 Stück/Beutel 200 Beutel/Karton
ABD1525	15 x 25 cm	n/a	Steril	Nein	1 Stück/Beutel 180 Beutel/Karton
ABD2020	20 x 20 cm	n/a	Steril	Nein	1 Stück/Beutel 120 Beutel/Karton
ABD2040	20 x 40 cm	n/a	Steril	Nein	1 Stück/Beutel 80 Beutel/Karton



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802
www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz
Tel.: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US

GS10PXXXX12XR ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa. 2797 (BSI)
GSNS101008 und NWNS30101004 sind nicht-sterile Medizinprodukte der Klasse I.
GSXPXXXXXX und ABDXXXX sind sterile Medizinprodukte der Klasse I. 2797 (BSI)

Es handelt sich um Medizinprodukte, die für die Nutzung durch medizinisches Fachpersonal entwickelt wurden. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf den entsprechenden Verpackungen.

Alle Rechte Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in diesem Dokument zu korrigieren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline ist ein eingetragenes Markenzeichen von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1241_DE 06/2022