



Cuidado de Heridas


Cada día se enfrenta al reto de cuidar heridas, ayudar a los pacientes a curarse y evitar las infecciones, por lo que necesita productos de alta calidad que ofrezcan un gran rendimiento. Nosotros le podemos ayudar.

Gasas y Compresas

Medline ofrece una amplia variedad de gasas y compresas, tanto de algodón como de tejido no tejido (TNT) disponibles en múltiples tamaños y nº de capas. Las gasas son ideales para el vendaje de heridas, almohadillado y cuidados en general.

Gasas y Compresas de Algodón

Referencia	Talla	Nº de Capas	Esterilidad	RX	Envasado
GS10P102012XR	10 x 20 cm	12	Estéril	Sí	10 unidades/envase 60 envases/caja
GS10P757512XR	7,5 x 7,5 cm	12	Estéril	Sí	10 unidades/envase 60 envases/caja
GS2P101012	10 x 10 cm	12	Estéril	No	2 unidades/envase 800 envases/caja
GS5P050508	5 x 5 cm	8	Estéril	No	5 unidades/envase 540 envases/caja
GSNS101008	10 x 10 cm	8	No estéril	No	100 unidades/envase 10 envases/caja



Gasas y Compresas de TNT

Referencia	Talla	Nº de Capas	Esterilidad	RX	Envasado
NWNS30101004	10 x 10 cm	4	No estéril	No	100 unidades/envase 10 envases/caja





Nuestra gasa RX está cosida con hilo de sulfato de bario, que es radiopaca.

Compresas Abdominales (ABD)

Las compresas abdominales (ABD) son apósitos superabsorbentes con una suave capa exterior de TNT y un núcleo de celulosa que evitan la acumulación de líquido. Estas compresas poseen una capa posterior hidrófoba para impedir la penetración del fluido, así como con bordes sellados para evitar las fugas y las pelusas.

Referencia	Talla	Nº de Capas	Esterilidad	RX	Envasado
ABD1010	10 x 10 cm	n/a	Estéril	No	1 unidad/envase 300 envases/caja
ABD1020	10 x 20 cm	n/a	Estéril	No	1 unidad/envase 200 envases/caja
ABD1525	15 x 25 cm	n/a	Estéril	No	1 unidad/envase 180 envases/caja
ABD2020	20 x 20 cm	n/a	Estéril	No	1 unidad/envase 120 envases/caja
ABD2040	20 x 40 cm	n/a	Estéril	No	1 unidad/envase 80 envases/caja





Para obtener más información, póngase en contacto con su delegado comercial o visítenos en www.medline.eu/es



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

GS10PXXXX12XR es un producto sanitario de clase IIa.  Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia  2797 (BSI)

GSNS101008 y NWNS30101004 son productos sanitarios no estériles de clase I.  Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia 

GSXPXXXXXX y ABDXXXX son productos sanitarios estériles de clase I.  Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia  2797 (BSI)

Estos productos sanitarios están destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones mostradas en el etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline es una marca registrada de Medline Industries, LP, Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1241_ES 02/2022