



Soin des plaies


Le soin des plaies, aider les patients à cicatriser et éviter les infections font partie des défis que vous devez relever quotidiennement. Vous avez donc besoin de produits de grande qualité et ultra-performants. Nous sommes là pour vous aider.

Gaze

Medline propose une large gamme de compresses de gaze, de dimensions différentes et avec divers nombres de plis. La gaze est idéale pour panser et soigner les plaies d'une manière générale.


Gazes tissées

Référence	Dimensions	Plis	Stérilité	XR	Emballage
GS10P102012XR	10 x 20 cm	12	Stérile	Oui	10 unités/paquet 60 paquets/carton
GS10P757512XR	7,5 x 7,5 cm	12	Stérile	Oui	10 unités/paquet 60 paquets/carton
GS2P101012	10 x 10 cm	12	Stérile	Non	2 unités/paquet 800 paquets/carton
GS5P050508	5 x 5 cm	8	Stérile	Non	5 unités/paquet 540 paquets/carton
GSNS101008	10 x 10 cm	8	Non stérile	Non	100 unités/paquet 10 paquets/carton



Gazes non tissées

Référence	Dimensions	Plis	Stérilité	XR	Emballage
NWNS30101004	10 x 10 cm	4	Non stérile	Non	100 unités/paquet 10 paquets/carton





Notre gaze XR est tissée avec du fil en sulfate de baryum, détectable aux rayons X.

Compresse de pansement absorbantes ABD

Les compresses de pansement absorbantes se composent d'une couche extérieure non-tissée et douce, ainsi que d'une partie centrale à base de cellulose pour éviter l'accumulation des fluides. Ces compresses sont dotées d'un côté hydrophobe anti-déchirures, ainsi que des bords scellés pour éviter les fuites et la formation de peluches.

Référence	Dimensions	Plis	Stérilité	XR	Emballage
ABD1010	10 x 10 cm	n/a	Stérile	Non	1 unité/sachet 300 sachets/carton
ABD1020	10 x 20 cm	n/a	Stérile	Non	1 unité/sachet 200 sachets/carton
ABD1525	15 x 25 cm	n/a	Stérile	Non	1 unité/sachet 180 sachets/carton
ABD2020	20 x 20 cm	n/a	Stérile	Non	1 unité/sachet 120 sachets/carton
ABD2040	20 x 40 cm	n/a	Stérile	Non	1 unité/sachet 80 sachets/carton



Pour plus d'informations, contactez votre responsable commercial ou consultez notre site Web : www.medline.eu/fr



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34

www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93

www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US

GS10PXXXX12XR est un dispositif médical de classe IIa. Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France 2797 (BSI)

GSNS101008 et NWN530101004 sont des dispositifs médicaux non stériles de classe I. Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

GSXPXXXXXX et ABDXXXX sont des dispositifs médicaux stériles de classe I. Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France 2797 (BSI)

Ces dispositifs médicaux sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages correspondants.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1241_FR 01/2022