



La cura delle ferite


Il tuo impegno quotidiano nella cura delle ferite, aiuta i pazienti a guarire ed evitare le infezioni. Hai bisogno di prodotti di alta qualità e alte prestazioni. Noi possiamo aiutarti.

Garza

Medline offre una varietà di compresse di garza, disponibili in diverse dimensioni e strati. La garza è ideale per la medicazione, la compressione e la cura generale delle ferite.


Garza in cotone

Codice prodotto	Dimensioni	Strati	Sterilità	XR	Confezionamento
GS10P102012XR	10 x 20 cm	12	Sterile	Si	10 pezzi/confezione 60 confezioni/scatola
GS10P757512XR	7,5 x 7,5 cm	12	Sterile	Si	10 pezzi/confezione 60 confezioni/scatola
GS2P101012	10 x 10 cm	12	Sterile	No	2 pezzi/confezione 800 confezioni/scatola
GS5P050508	5 x 5 cm	8	Sterile	No	5 pezzi/confezione 540 confezioni/scatola
GSNS101008	10 x 10 cm	8	Non-sterile	No	100 pezzi/confezione 10 confezioni/scatola



Garza in Tessuto Non Tessuto

Codice prodotto	Dimensioni	Strati	Sterilità	XR	Confezionamento
NWNS30101004	10 x 10 cm	4	Non-sterile	No	100 pezzi/confezione 10 confezioni/scatola





La nostra garza XR è cucita con filo di solfato di bario, che è rilevabile ai raggi X.

Tamponi ABD

I tamponi ABD sono super assorbenti con un morbido strato esterno in tessuto non tessuto e un centro in cellulosa per prevenire ristagni. I tamponi sono dotati di un dorso idrofobo per impedire il passaggio da parte a parte e di bordi sigillati per evitare perdite e formazione di pelucchi.

Codice prodotto	Dimensioni	Strati	Sterilità	XR	Confezionamento
ABD1010	10 x 10 cm	n/a	Sterile	No	1 pz/busta 300 buste/scatola
ABD1020	10 x 20 cm	n/a	Sterile	No	1 pz/busta 200 buste/scatola
ABD1525	15 x 25 cm	n/a	Sterile	No	1 pz/busta 180 buste/scatola
ABD2020	20 x 20 cm	n/a	Sterile	No	1 pz/busta 120 buste/scatola
ABD2040	20 x 40 cm	n/a	Sterile	No	1 pz/busta 80 buste/scatola



Per maggiori informazioni, contattate il vostro account manager di Medline o visitate il sito: www.medline.eu/it.



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

GS10PXXXX12XR è un dispositivo medico di classe IIa.  Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia  2797 (BSI)

GSNS101008 e NWN530101004 sono dispositivi medici non sterili di classe I.  Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia 

GSXPXXXXXX e ABDXXXX sono dispositivi medici sterili di classe I.  Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia  2797 (BSI)

Questo prodotto è un dispositivo medico destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le precauzioni sull'etichetta corrispondente.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.
© 2022 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. ML1241_IT 03/2022