



# Cuidados de Feridas

Todos os dias é desafiado a cuidar de feridas, ajudando os pacientes a cicatrizar e a evitar infecções. Por isso precisa de produtos de alta qualidade e alto desempenho. Mas podemos ajudá-lo.

## Compressas

A Medline disponibiliza uma variedade de compressas de gaze e de tecido não tecido, disponíveis em vários tamanhos e número de camadas. A compressa é ideal para fazer pensos em feridas, para enchimento de feridas e para os cuidados gerais de feridas.

### Compressas de Gaze

Referência	Tamanho	Camadas	Esterilidade	RX	Embalagem
GS10P102012XR	10 x 20 cm	12	Estétil	Sim	10 unid/pack; 60 packs/caixa
GS10P757512XR	7,5 x 7,5 cm	12	Estétil	Sim	10 unid/pack; 60 packs/caixa
GS2P101012	10 x 10 cm	12	Estétil	Não	2 unid/pack; 800 packs/caixa
GS5P050508	5 x 5 cm	8	Estétil	Não	5 unid/pack; 540 packs/caixa
GSNS101008	10 x 10 cm	8	Não estétil	Não	100 unid/pack; 10 packs/caixa



### Compressas de Tecido Não Tecido

Referência	Tamanho	Camadas	Esterilidade	RX	Embalagem
NWNS30101004	10 x 10 cm	4	Não estétil	Não	100 unid/pack 10 packs/caixa





A nossa compressa de gaze RX é cosida com fio de sulfato de bário que é detetável aos raios X.

## Compressas ABD

As Compressas ABD são compressas superabsorventes com uma camada exterior em não-tecido suave e um núcleo de celulose para evitar acumulações. Estas compressas têm costas hidrofóbicas para impedir manchas e bordas seladas para evitar fugas e desprendimento de fios.

Referência	Tamanho	Camadas	Esterilidade	RX	Embalagem
ABD1010	10 x 10 cm	n/a	Estéril	Não	1 unid/bolsa 300 bolsas/caixa
ABD1020	10 x 20 cm	n/a	Estéril	Não	1 unid/bolsa 200 bolsas/caixa
ABD1525	15 x 25 cm	n/a	Estéril	Não	1 unid/bolsa 180 bolsas/caixa
ABD2020	20 x 20 cm	n/a	Estéril	Não	1 unid/bolsa 120 bolsas/caixa
ABD2040	20 x 40 cm	n/a	Estéril	Não	1 unid/bolsa 80 bolsas/caixa









Para mais informações, entre em contacto com o seu gestor de conta ou consulte [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



**Medline International Portugal Unipessoal LDA**  
Avenida do Brasil, 43-3º Direito  
1700-062 Lisboa  
Portugal  
Linha Azul: +351 808 291 921  
[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

FOLLOW US  

A referência GS10PXXXX12XR é um dispositivo médico classe IIa.  Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, França  2797 (BSI)  
GSNS101008 e NWN530101004 são dispositivos médicos classe I não estéreis.  Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, França   
GSXPXXXXX e ABDXXXX são dispositivos médicos classe I estéreis.  Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, França  2797 (BSI)

Estes dispositivos médicos destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1241\_PT 02/2022