

A close-up photograph of two rolls of fabric. The fabric has a fine, perforated texture and is divided into two color sections: a blue section on the left and a pink section on the right. The rolls are stacked, with the top roll showing the blue section and the bottom roll showing the pink section. The lighting is soft, highlighting the texture of the fabric.

GEMINI STERILISATIONSVLIES.

Gemini Sterilisationsvlies
Sicher, effizient und anwenderfreundlich

GEMINI STERILISATIONSVLIES - SICHER, EFFIZIENT UND ANWENDERFREUNDLICH.

Drapierfähig und stark

Das Gemini Sterilisationsvlies ist reiß- und stichfest. Es ist leistungsfähiger als handelsübliche SMS-Vliese. Es ist sehr weich, lässt sich leicht falten und ist einfach in der Handhabung.

Geringe Fusselbildung und hervorragende Hafteigenschaften

Die Oberfläche gewährleistet optimale Hafteigenschaften für das Indikatorklebeband und setzt kaum Partikel frei. Die homogene Oberflächenstruktur ermöglicht ein schnelles Erkennen von Beschädigungen (Pinholes).

Einzigartiges SSMMS-Gewebe mit bewährtem Barrierschutz

Mit seinem starken, mehrlagigen Polypropylen-Material (100%) besitzt Gemini einen hohen Barrierschutz gegen Flüssigkeiten und Partikel (konform EN 11607-01 und EN 868-2).

Vielseitig

Gemini Sterilisationsvlies (GEM1 - GEM5) von Medline eignet sich zur Verwendung mit allen wichtigen Sterilisationsverfahren, darunter:

- > Dampfsterilisation im Vorvakuumverfahren
- > Dampfsterilisation im Gravitationsverfahren
- > ETO-Sterilisation
- > STERRAD®-Sterilisation
- > STERIS V-PRO® Niedertemperatur-Sterilisation
- > STERIZONE® VP4 Sterilisation.

WRAP-Zertifizierung

Das Gemini Sterilisationsvlies wird in einem WRAP-zertifizierten Werk hergestellt. Die Förderung und Beachtung der Arbeits- und Menschenrechte in unserer Lieferkette ist Teil des CSR-Programms von Medline. Eine genauere Beschreibung der 12 WRAP-Grundsätze finden Sie auf der Website: www.wrapcompliance.org.



GEMINI SINGLE - EINLAGIGES STERILISATIONSVLIES



Das Sterilisationsvlies Gemini Single ist eine ausgezeichnete Lösung für Aufbereitungseinheiten, in denen zwei einzelne Tücher zum Einschlagen von Sterilisiergut verwendet werden. Artikelnummern:

	GEM0 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1000 Stck./Karton	GEM1118-EU 1000 Stck./Karton	GEM2118-EU 1000 Stck./Karton	GEM3118-EU 600 Stck./Karton		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1000 Stck./Karton	GEM1120-EU 1000 Stck./Karton	GEM2120-EU 500 Stck./Karton	GEM3120-EU 250 Stck./Karton		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 Stck./Karton	GEM1124-EU 500 Stck./Karton	GEM2124-EU 500 Stck./Karton	GEM3124-EU 250 Stck./Karton	GEM4124-EU 250 Stck./Karton	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 Stck./Karton	GEM1130-EU 300 Stck./Karton	GEM2130-EU 300 Stck./Karton	GEM3130-EU 200 Stck./Karton	GEM4130-EU 250 Stck./Karton	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 Stck./Karton	GEM1136-EU 300 Stck./Karton	GEM2136-EU 300 Stck./Karton	GEM3136-EU 150 Stck./Karton	GEM4136-EU 150 Stck./Karton	GEM5136-EU 144 Stck./Karton
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 Stck./Karton	GEM1140-EU 250 Stck./Karton	GEM2140-EU 250 Stck./Karton	GEM3140-EU 150 Stck./Karton	GEM4140-EU 150 Stck./Karton	GEM5140-EU 96 Stck./Karton
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 Stck./Karton	GEM1145-EU 250 Stck./Karton		GEM3145-EU 100 Stck./Karton	GEM4145-EU 100 Stck./Karton	GEM5145-EU 96 Stck./Karton
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 Stck./Karton	GEM1148-EU 250 Stck./Karton	GEM2148-EU 100 Stck./Karton	GEM3148-EU 50 Stck./Karton	GEM4148-EU 50 Stck./Karton	GEM5148-EU 48 Stck./Karton
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 Stck./Karton	GEM1154-EU 100 Stck./Karton	GEM2154-EU 100 Stck./Karton	GEM3154-EU 50 Stck./Karton	GEM4154-EU 50 Stck./Karton	GEM5154-EU 48 Stck./Karton
137 x 183 cm				GEM3172-EU 50 Stck./Karton	GEM4172-EU 50 Stck./Karton	

GEMINI INTERLEAVED - ZWEILAGIGES STERILISATIONSVLIES



Das Sterilisationsvlies Gemini Interleaved bietet sowohl unsere Mehrschicht-Technologie als auch eine Farbunterscheidung für Aufbereitungseinheiten, die mit zwei einzelnen Tüchern in sequenzieller Einschlagtechnik arbeiten. Diese Lösung kombiniert Reißfestigkeit mit Sicherheit. Das Vlies ist für die Verwendung mit allen wichtigen Sterilisationsverfahren geeignet. Artikelnummern:

	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 Stck./Karton	GEM2124INT-EU 500 Stck./Karton	GEM3124INT-EU 250 Stck./Karton	GEM4124INT-EU 250 Stck./Karton
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 Stck./Karton	GEM2130INT-EU 300 Stck./Karton	GEM3130INT-EU 200 Stck./Karton	GEM4130INT-EU 250 Stck./Karton
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 Stck./Karton	GEM2136INT-EU 300 Stck./Karton	GEM3136INT-EU 150 Stck./Karton	GEM4136INT-EU 150 Stck./Karton
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 Stck./Karton	GEM2140INT-EU 250 Stck./Karton	GEM3140INT-EU 150 Stck./Karton	GEM4140INT-EU 150 Stck./Karton
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 Stck./Karton	GEM2148INT-EU 100 Stck./Karton	GEM3148INT-EU 50 Stck./Karton	GEM4148INT-EU 50 Stck./Karton
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 Stck./Karton	GEM2154INT-EU 100 Stck./Karton	GEM3154INT-EU 50 Stck./Karton	GEM4154INT-EU 50 Stck./Karton
137 x 183 cm			GEM3172INT-EU 50 Stck./Karton	GEM4172INT-EU 50 Stck./Karton

GEMINI BONDED - FEST VERBUNDENES STERILISATIONSVLIES



Das Gemini Bonded Sterilisationsvlies sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz bei Ihren Sterilisationsprozessen. Es besteht aus zwei fest verbundenen Vlieslagen in unterschiedlicher Farbe. Dies erleichtert das schnelle Erkennen von Beschädigungen und ermöglicht eine farbliche Kennzeichnung von Instrumentensieben, zum Beispiel nach Fachrichtung oder Betriebsstätte.

	GEMO 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 Stck./Karton	GEM1118T-EU 500 Stck./Karton	GEM2118T-EU 500 Stck./Karton	GEM3118T-EU 300 Stck./Karton		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 Stck./Karton	GEM1120T-EU 500 Stck./Karton	GEM2120T-EU 250 Stck./Karton	GEM3120T-EU 125 Stck./Karton		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 Stck./Karton	GEM1124T-EU 250 Stck./Karton	GEM2124T-EU 250 Stck./Karton	GEM3124T-EU 100 Stck./Karton	GEM4124T-EU 100 Stck./Karton	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 Stck./Karton	GEM1130T-EU 150 Stck./Karton	GEM2130T-EU 150 Stck./Karton	GEM3130T-EU 75 Stck./Karton	GEM4130T-EU 100 Stck./Karton	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 Stck./Karton	GEM1136T-EU 150 Stck./Karton	GEM2136T-EU 150 Stck./Karton	GEM3136T-EU 75 Stck./Karton	GEM4136T-EU 75 Stck./Karton	GEM5136T-EU 72 Stck./Karton
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 Stck./Karton	GEM1140T-EU 100 Stck./Karton	GEM2140T-EU 100 Stck./Karton	GEM3140T-EU 75 Stck./Karton	GEM4140T-EU 75 Stck./Karton	GEM5140T-EU 48 Stck./Karton
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 Stck./Karton	GEM1145T-EU 100 Stck./Karton		GEM3145T-EU 50 Stck./Karton	GEM4145T-EU 50 Stck./Karton	GEM5145T-EU 48 Stck./Karton
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 Stck./Karton	GEM1148T-EU 100 Stck./Karton	GEM2148T-EU 50 Stck./Karton	GEM3148T-EU 30 Stck./Karton	GEM4148T-EU 30 Stck./Karton	GEM5148T-EU 24 Stck./Karton
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 Stck./Karton	GEM1154T-EU 50 Stck./Karton	GEM2154T-EU 50 Stck./Karton	GEM3154T-EU 30 Stck./Karton	GEM4154T-EU 30 Stck./Karton	GEM5154T-EU 24 Stck./Karton
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 Stck./Karton	GEM4172T-EU 30 Stck./Karton	

ZUBEHÖR STERILISATIONSVLIES

TRAYLINER

Trayliner aus Papier, für bessere Absorption des Kondensats während der Sterilisation.

Artikelnummer	Abmessungen	Verpackungseinheit
TLC009	30 x 30 cm	2.000
TLC010	30 x 45 cm	1.000
TLC011	30 x 60 cm	1.000



Das Gemini Sterilisationsvlies ist ein nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I und für die Nutzung durch in der Gesundheitsversorgung tätige Personen entwickelt.

Trayliner sind nicht sterile medizinische Produkte der Klasse I und für die Nutzung durch in der Gesundheitsversorgung tätige Personen entwickelt.

Vor der Verwendung die Benutzungs- und Sicherheitshinweise auf den jeweiligen Etiketten lesen.

Medline International France SAS,
1 rue Charles Lindbergh
94710 Orly-Mantes-la-Jolie, France

Clinipak Ltd,
Beech House, Knaves Beech Business Centre, Loudwater,
High Wycombe, Bucks, HP10 9SD, UK

STAUBSCHUTZBEUTEL

Diese Abdeckungen schützen Instrumententrays vor Staub und Umwelteinflüssen. Sie bestehen aus widerstandsfähigem, qualitativ hochwertigem Polyethylen und sind selbstversiegelnd.

Artikelnummer	Abmessungen	Verpackungseinheit
MDS100815	20 x 30 cm	1.000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



Wenn Sie mehr über das Gemini Sterilisationsvlies erfahren möchten, können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder Sie besuchen Sie unsere Website: www.medline.eu/de



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802
www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2018 Medline Industries, Inc. Medline ist ein eingetragenes Warenzeichen von Medline Industries, Inc., USA.
ML678-DE02/SV 11/2018.

ALWAYS
ON.