



LA GEMA

DE LA ENVOLTURA.

Láminas de Esterilización Gemini

Asegure la integridad de su proceso de esterilización

LAS LÁMINAS DE ESTERILIZACIÓN AYUDAN A ASEGURAR SU PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.

Plegables y más resistentes

Las láminas Gemini son resistentes a los desgarros y las perforaciones, ofreciendo mejores prestaciones que las envolturas SMS estándar. Son muy suaves y fáciles de doblar, para que sean más sencillas de usar.

Sin desprendimiento de partículas y mejores propiedades de adhesión

La superficie es idónea para usar cinta adhesiva de esterilización. Sin desprendimiento de partículas de forma natural y ayuda a mantener la integridad de los paquetes estériles.

Fabricadas con tejido SSMMS exclusivo con protección de barrera demostrada

Su diseño de múltiples capas resistentes en polipropileno 100 % (cumplen EN 11607-1 y EN 868-2) proporciona una protección de barrera exclusiva de alto nivel frente a los fluidos y las partículas.

Versátil

Las láminas Gemini de Medline están indicadas para su uso en todos los ciclos de esterilización principales, incluyendo:

- > Ciclos de vapor prevacío
- > Ciclos de vapor por gavedad
- > Esterilización por óxido de etileno (ETO)
- > Esterilización STERRAD®
- > STERIS V-PRO, esterilización a baja temperatura
- > STERIZONES VP4 esterilización por Ozono

Certificación WRAP

Las láminas Gemini se fabrican en instalaciones con certificación WRAP. Promover y respetar los derechos humanos y laborales en nuestra cadena de suministro forma parte de la agenda de responsabilidad social corporativa de Medline. Se pueden encontrar más detalles de los 12 principios de WRAP en su página web:

www.wrapcompliance.org.



LÁMINAS DE ESTERILIZACIÓN GEMINI SIMPLES

Las láminas de esterilización Gemini simples son una gran solución para unidades de esterilización, donde se usan dos láminas para envolver un producto sanitario o un set de instrumentos.



	GEMO 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1000 ud./envase	GEM1118-EU 1000 ud./envase	GEM2118-EU 1000 ud./envase	GEM3118-EU 600 ud./envase		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1000 ud./envase	GEM1120-EU 1000 ud./envase	GEM2120-EU 500 ud./envase	GEM3120-EU 250 ud./envase		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 ud./envase	GEM1124-EU 500 ud./envase	GEM2124-EU 500 ud./envase	GEM3124-EU 250 ud./envase	GEM4124-EU 250 ud./envase	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 ud./envase	GEM1130-EU 300 ud./envase	GEM2130-EU 300 ud./envase	GEM3130-EU 200 ud./envase	GEM4130-EU 250 ud./envase	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 ud./envase	GEM1136-EU 300 ud./envase	GEM2136-EU 300 ud./envase	GEM3136-EU 150 ud./envase	GEM4136-EU 150 ud./envase	GEM5136-EU 144 ud./envase
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 ud./envase	GEM1140-EU 250 ud./envase	GEM2140-EU 250 ud./envase	GEM3140-EU 150 ud./envase	GEM4140-EU 150 ud./envase	GEM5140-EU 96 ud./envase
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 ud./envase	GEM1145-EU 250 ud./envase		GEM3145-EU 100 ud./envase	GEM4145-EU 100 ud./envase	GEM5145-EU 96 ud./envase
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 ud./envase	GEM1148-EU 250 ud./envase	GEM2148-EU 100 ud./envase	GEM3148-EU 50 ud./envase	GEM4148-EU 50 ud./envase	GEM5148-EU 48 ud./envase
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 ud./envase	GEM1154-EU 100 ud./envase	GEM2154-EU 100 ud./envase	GEM3154-EU 50 ud./envase	GEM4154-EU 50 ud./envase	GEM5154-EU 48 ud./envase
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 ud./envase			GEM3172-EU 50 ud./envase	GEM4172-EU 50 ud./envase	

LÁMINAS DE ESTERILIZACIÓN GEMINI INTERCALADAS

Las láminas intercaladas Gemini cuentan con nuestra tecnología multicapa y una diferenciación de color azul/rosa para centrales de esterilización en las que se utilizan envolturas secuenciales. Esta solución combina la resistencia a los desgarros y la seguridad. Está concebida para su uso en la mayoría de ciclos de esterilización.



	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 ud./envase	GEM2124INT-EU 500 ud./envase	GEM3124INT-EU 250 ud./envase	GEM4124INT-EU 250 ud./envase
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 ud./envase	GEM2130INT-EU 300 ud./envase	GEM3130INT-EU 200 ud./envase	GEM4130INT-EU 250 ud./envase
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 ud./envase	GEM2136INT-EU 300 ud./envase	GEM3136INT-EU 150 ud./envase	GEM4136INT-EU 150 ud./envase
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 ud./envase	GEM2140INT-EU 250 ud./envase	GEM3140INT-EU 150 ud./envase	GEM4140INT-EU 150 ud./envase
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 ud./envase	GEM2148INT-EU 100 ud./envase	GEM3148INT-EU 50 ud./envase	GEM4148INT-EU 50 ud./envase
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 ud./envase	GEM2154INT-EU 100 ud./envase	GEM3154INT-EU 50 ud./envase	GEM4154INT-EU 50 ud./envase
137 x 183 cm			GEM3172INT-EU 50 ud./envase	GEM4172INT-EU 50 ud./envase

LÁMINAS DE ESTERILIZACIÓN GEMINI DOBLES

Las láminas Gemini dobles ofrecen mayor confianza en su proceso de esterilización. Dos láminas unidas proporcionan una fuerza excepcional y ayudan a mejorar la eficiencia. El color doble facilita la detección y ayuda a diferenciar los sets de instrumentos.



	GEMO 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 ud./envase	GEM1118T-EU 500 ud./envase	GEM2118T-EU 500 ud./envase	GEM3118T-EU 300 ud./envase		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 ud./envase	GEM1120T-EU 500 ud./envase	GEM2120T-EU 250 ud./envase	GEM3120T-EU 125 ud./envase		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 ud./envase	GEM1124T-EU 250 ud./envase	GEM2124T-EU 250 ud./envase	GEM3124T-EU 100 ud./envase	GEM4124T-EU 100 ud./envase	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 ud./envase	GEM1130T-EU 150 ud./envase	GEM2130T-EU 150 ud./envase	GEM3130T-EU 75 ud./envase	GEM4130T-EU 100 ud./envase	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 ud./envase	GEM1136T-EU 150 ud./envase	GEM2136T-EU 150 ud./envase	GEM3136T-EU 75 ud./envase	GEM4136T-EU 75 ud./envase	GEM5136T-EU 72 ud./envase
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 ud./envase	GEM1140T-EU 100 ud./envase	GEM2140T-EU 100 ud./envase	GEM3140T-EU 75 ud./envase	GEM4140T-EU 75 ud./envase	GEM5140T-EU 48 ud./envase
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 ud./envase	GEM1145T-EU 100 ud./envase		GEM3145T-EU 50 ud./envase	GEM4145T-EU 50 ud./envase	GEM5145T-EU 48 ud./envase
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 ud./envase	GEM1148T-EU 100 ud./envase	GEM2148T-EU 50 ud./envase	GEM3148T-EU 30 ud./envase	GEM4148T-EU 30 ud./envase	GEM5148T-EU 24 ud./envase
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 ud./envase	GEM1154T-EU 50 ud./envase	GEM2154T-EU 50 ud./envase	GEM3154T-EU 30 ud./envase	GEM4154T-EU 30 ud./envase	GEM5154T-EU 24 ud./envase
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 ud./envase	GEM4172T-EU 30 ud./envase	GEM5172T-EU 24 ud./envase

ACCESORIOS DE ENVOLTURA

LÁMINA ABSORBENTE PARA BANDEJAS

Las láminas absorbentes para bandejas facilitan la absorción de la condensación durante la esterilización.



Referencia	Dimensiones	Unidades
TLC009	30 x 30 cm	2000
TLC010	30 x 45 cm	1000
TLC011	30 x 60 cm	1000

BOLSAS DE PROTECCIÓN PARA EL POLVO

Estas fundas protegen las bandejas de instrumentos del polvo y los agentes medioambientales. Están fabricadas con polietileno de calidad, resistente y autosellable.

Referencia	Dimensiones	Unidades
MDS100815	20 x 30 cm	1000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



Para saber más sobre las láminas Gemini, póngase en contacto con el gestor de su cuenta Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es



**ALWAYS
ON.**

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

Las láminas Gemini son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Las láminas absorbentes para bandejas son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de usarlas, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido.
© 2019 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML678-ES 11/2019.



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Clinipak Ltd
Beach House, Knaves Beech Business Centre, Loudwater
High Wycombe, Bucks, HP10 9SD, UK