

The background of the advertisement is a close-up photograph of two rolls of perforated sterilization packaging. One roll is blue and the other is pink. The perforations are small, evenly spaced holes that create a grid-like pattern across the material. The rolls are stacked, with the blue roll in the foreground and the pink roll behind it. The lighting is soft, highlighting the texture of the material.

# **EMBALLAGE DE STÉRILISATION.**

**Emballage de stérilisation Gemini**  
Assurer l'intégrité du processus de stérilisation

# L'EMBALLAGE DE STÉRILISATION GEMINI ASSURE L'INTÉGRITÉ DU PROCESSUS DE STÉRILISATION.

## Drapabilité et résistance

L'emballage Gemini résiste aux déchirures et aux perforations et offre de meilleures performances que les enveloppes SMS standard. Il est doux et facile à plier, ce qui le rend simple à utiliser.

## Faible relargage particulaire et meilleures propriétés d'adhérence

La surface permet une meilleure adhésivité des rubans autocollants. Gemini offre un relargage particulaire très faible pour maintenir l'intégrité de vos packs stériles.

## Une barrière de protection prouvée

La conception "multicouches" de Gemini, 100% polypropylène (Tests EN 11607 et EN 868-2) assure une barrière et une protection optimale contre les particules et les liquides lors des manipulations.

## Polyvalent

Les feuilles de stérilisation Gemini sont recommandées pour une utilisation dans la majorité des cycles de stérilisation :

### GEMO-GEM5

- > Vapeur avec pré-vide
- > Vapeur par gravité

### GEM1-GEM5

- > Oxyde d'éthylène (ETO)
- > STERRAD®
- > STERIS V-PRO® Stérilisation basse température
- > STERIZONE® VP4 Stérilisation.

## Certification WRAP

es feuilles de stérilisation soudées Gemini sont fabriquées dans une usine certifiée WRAP. La promotion et le respect des droits de l'homme et des travailleurs dans notre chaîne d'approvisionnement font partie du programme de responsabilité sociale de Medline. Des descriptions plus détaillées des 12 principes du WRAP sont disponibles sur le site Web : [www.wrapcompliance.org](http://www.wrapcompliance.org).



## GEMINI ONE : FEUILLES SIMPLES

L'emballage de stérilisation Gemini One est une excellente solution pour les unités de stérilisation où deux feuilles sont utilisées pour envelopper un ensemble d'instruments.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1000 unités/carton	GEM1118-EU 1000 unités/carton	GEM2118-EU 1000 unités/carton	GEM3118-EU 500 unités/carton		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1000 unités/carton	GEM1120-EU 1000 unités/carton	GEM2120-EU 500 unités/carton	GEM3120-EU 250 unités/carton		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 unités/carton	GEM1124-EU 500 unités/carton	GEM2124-EU 500 unités/carton	GEM3124-EU 250 unités/carton	GEM4124-EU 250 unités/carton	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 unités/carton	GEM1130-EU 300 unités/carton	GEM2130-EU 300 unités/carton	GEM3130-EU 200 unités/carton	GEM4130-EU 250 unités/carton	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 unités/carton	GEM1136-EU 300 ea/cs	GEM2136-EU 300 unités/carton	GEM3136-EU 150 unités/carton	GEM4136-EU 150 unités/carton	GEM5136-EU 144 unités/carton
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 unités/carton	GEM1140-EU 250 unités/carton	GEM2140-EU 250 unités/carton	GEM3140-EU 150 unités/carton	GEM4140-EU 150 unités/carton	GEM5140-EU 96 unités/carton
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 unités/carton	GEM1145-EU 250 unités/carton		GEM3145-EU 100 unités/carton	GEM4145-EU 100 unités/carton	GEM5145-EU 96 unités/carton
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 unités/carton	GEM1148-EU 250 unités/carton	GEM2148-EU 100 unités/carton	GEM3148-EU 50 unités/carton	GEM4148-EU 50 unités/carton	GEM5148-EU 48 unités/carton
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 unités/carton	GEM1154-EU 100 unités/carton	GEM2154-EU 100 unités/carton	GEM3154-EU 50 unités/carton	GEM4154-EU 50 unités/carton	GEM5154-EU 48 unités/carton
137 x 183 cm				GEM3172-EU 50 unités/carton	GEM4172-EU 50 unités/carton	

## GEMINI INTERFOLIAGE

Les feuilles simples pour interfoliage Gemini apportent la fiabilité d'une protection en multicouches et permettent, par leurs deux couleurs, de différencier les emballages au sein de vos unités de stérilisation. Cette solution combine résistance à la déchirure et sécurité. Il est indiqué pour une utilisation dans tous les principaux cycles de stérilisation.



	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 unités/carton	GEM2124INT-EU 500 unités/carton	GEM3124INT-EU 250 unités/carton	GEM4124INT-EU 250 unités/carton
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 unités/carton	GEM2130INT-EU 300 unités/carton	GEM3130INT-EU 200 unités/carton	GEM4130INT-EU 250 unités/carton
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 unités/carton	GEM2136INT-EU 300 unités/carton	GEM3136INT-EU 150 unités/carton	GEM4136INT-EU 150 unités/carton
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 unités/carton	GEM2140INT-EU 250 unités/carton	GEM3140INT-EU 150 unités/carton	GEM4140INT-EU 150 unités/carton
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 unités/carton	GEM2148INT-EU 100 unités/carton	GEM3148INT-EU 50 unités/carton	GEM4148INT-EU 50 unités/carton
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 unités/carton	GEM2154INT-EU 100 unités/carton	GEM3154INT-EU 50 unités/carton	GEM4154INT-EU 50 unités/carton
137 x 183 cm			GEM3172INT-EU 50 unités/carton	GEM4172INT-EU 50 unités/carton



# GEMINI DUO : FEUILLES SOUDÉES



Les feuilles soudées de Gemini DUO vous apportent une plus grande confiance dans votre processus de stérilisation. Le concept "2 feuilles soudées" assure une résistance exceptionnelle et améliore l'efficacité. La combinaison de feuilles simples bleues et roses facilite la détection des trous et permet de différencier les emballages au sein de vos unités de stérilisation.

	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 unités/carton	GEM1118T-EU 500 unités/carton	GEM2118T-EU 500 unités/carton	GEM3118T-EU 300 unités/carton		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 unités/carton	GEM1120T-EU 500 unités/carton	GEM2120T-EU 250 unités/carton	GEM3120T-EU 125 unités/carton		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 unités/carton	GEM1124T-EU 250 unités/carton	GEM2124T-EU 250 unités/carton	GEM3124T-EU 100 unités/carton	GEM4124T-EU 100 unités/carton	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 unités/carton	GEM1130T-EU 150 unités/carton	GEM2130T-EU 150 unités/carton	GEM3130T-EU 75 unités/carton	GEM4130T-EU 100 unités/carton	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 unités/carton	GEM1136T-EU 150 unités/carton	GEM2136T-EU 150 unités/carton	GEM3136T-EU 75 unités/carton	GEM4136T-EU 75 unités/carton	GEM5136T-EU 72 unités/carton
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 unités/carton	GEM1140T-EU 100 unités/carton	GEM2140T-EU 100 unités/carton	GEM3140T-EU 75 unités/carton	GEM4140T-EU 75 unités/carton	GEM5140T-EU 48 unités/carton
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 unités/carton	GEM1145T-EU 100 unités/carton		GEM3145T-EU 50 unités/carton	GEM4145T-EU 50 unités/carton	GEM5145T-EU 48 unités/carton
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 unités/carton	GEM1148T-EU 100 unités/carton	GEM2148T-EU 50 unités/carton	GEM3148T-EU 30 unités/carton	GEM4148T-EU 30 unités/carton	GEM5148T-EU 24 unités/carton
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 unités/carton	GEM1154T-EU 50 unités/carton	GEM2154T-EU 50 unités/carton	GEM3154T-EU 30 unités/carton	GEM4154T-EU 30 unités/carton	GEM5154T-EU 24 unités/carton
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 unités/carton	GEM4172T-EU 30 unités/carton	

## LES ACCESSOIRES GEMINI

### LE PAPIER BUVARD ABSORBANT

Facilite le processus de stérilisation en absorbant la condensation résiduelle.



Code	Dimensions	Quantité
TLC009	30 x 30 cm	2000
TLC010	30 x 45 cm	1000
TLC011	30 x 60 cm	1000

Les feuilles de stérilisation GEMINI sont des dispositifs médicaux non stériles de classe I, destinés aux professionnels de santé.

Le papier buvard absorbant est un dispositif médical non stérile de classe I, destiné aux professionnels de santé.

Medline International France SAS,  
5 rue Charles Lindbergh  
44100 Orvault cedex, France

Clinigak Ltd,  
Beech House, Knaves Beech Business Centre,  
Loudwater, High Wycombe, Bucks, HP10 9SD, UK

Avant utilisation, consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.

### SACHET DE TRANSPORT

Le sachet de transport protège les sets d'instruments stériles de la poussière et particules lors des phases de transport et stockage. Composé de polyéthylène résistant le sachet de transport est adapté même pour les sets d'instrumentation les plus lourds. Sachet auto-scellé.

Code	Dimensions	Quantité
MDS100815	20 x 30 cm	1000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



Pour plus d'information sur les feuilles de stérilisation GEMINI, veuillez contacter votre Responsable commercial ou visiter notre site [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



ALWAYS ON.

Medline International France SAS  
Le Val St-Quentin  
2 Rue René Caudron  
Bâtiment 13F  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 1 30 05 34 00  
Fax: +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

Medline International Belgium SPRL  
Pegasuslaan 5  
B-1831 Diegem  
Belgique  
Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

Medline International Switzerland Sàrl  
A-One Business Center  
Z.A. la pièce N°1 - A5  
1180 Rolle  
Suisse  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs pouvant apparaître sur cette brochure.

©2019 Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc., Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.  
ML678-FR02/AG 03/2019.