

A close-up photograph of several rolls of sterilization sheets. The sheets are made of a blue and pink perforated fabric with visible stitching. The rolls are stacked and slightly overlapping, creating a sense of depth and texture.

AS MELHORES FOLHAS DE ESTERILIZAÇÃO.

Folhas de Esterilização Gemini

Garanta a Integridade do seu Processo de Esterilização

AS FOLHAS DE ESTERILIZAÇÃO GEMINI AJUDAM A GARANTIR A INTEGRIDADE DO SEU PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO.

Mais resistentes e Maleáveis

As folhas de esterilização Gemini são resistentes à rotura e perfurações, garantindo melhores prestações do que as folhas standard SMS. São suaves e fáceis de manipular para facilitar a tarefa de envolver.

Baixa libertação de partículas e propriedades de aderência melhoradas

A superfície lisa permite aderência da fita de esterilização. A baixa libertação de partículas, ajuda a manter a integridade das embalagens esterilizadas.

Fabricadas com tecido exclusivo SSMMS como Barreira de Proteção Comprovada

Várias camadas 100% de polipropileno (testadas segundo a EN 11607-1 e EN 868-2) garantem um alto nível de proteção face a fluídos e partículas.

Versátil

As Folhas da Medline estão indicadas para utilização na maioria dos ciclos de esterilização, incluindo:

GEMO-GEM5

- > Ciclos de vapor pré-vácuo
- > Ciclos de vapor por gavidade

GEM1-GEM5

- > Esterilização por óxido de etileno (ETO)
- > Esterilização STERRAD®
- > Esterilização baixa temperatura STERIS
- > Esterilização STERIZONE® VP4

Certificação WRAP

As folhas Gemini são produzidas numa fábrica com certificação WRAP. A promoção e o respeito pelos direitos humanos e laborais na nossa cadeia de fornecimento fazem parte da agenda de responsabilidade social corporativa da Medline.

Para ficar a conhecer uma descrição mais pormenorizada dos 12 Princípios WRAP, consulte o site: www.wrapcompliance.org.



FOLHA DE ESTERILIZAÇÃO GEMINI SIMPLES

A Folha Simples Gemini é uma ótima solução para unidades de esterilização em que são utilizadas duas folhas para envolver um dispositivo médico ou um conjunto de instrumentos.



	GEMO 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1000 unid/cx	GEM1118-EU 1000 unid/cx	GEM2118-EU 1000 unid/cx	GEM3118-EU 600 unid/cx		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1000 unid/cx	GEM1120-EU 1000 unid/cx	GEM2120-EU 500 unid/cx	GEM3120-EU 250 unid/cx		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 unid/cx	GEM1124-EU 500 unid/cx	GEM2124-EU 500 unid/cx	GEM3124-EU 250 unid/cx	GEM4124-EU 250 unid/cx	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 unid/cx	GEM1130-EU 300 unid/cx	GEM2130-EU 300 unid/cx	GEM3130-EU 200 unid/cx	GEM4130-EU 250 unid/cx	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 unid/cx	GEM1136-EU 300 unid/cx	GEM2136-EU 300 unid/cx	GEM3136-EU 150 unid/cx	GEM4136-EU 150 unid/cx	GEM5136-EU 144 unid/cx
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 unid/cx	GEM1140-EU 250 unid/cx	GEM2140-EU 250 unid/cx	GEM3140-EU 150 unid/cx	GEM4140-EU 150 unid/cx	GEM5140-EU 96 unid/cx
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 unid/cx	GEM1145-EU 250 unid/cx		GEM3145-EU 100 unid/cx	GEM4145-EU 100 unid/cx	GEM5145-EU 96 unid/cx
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 unid/cx	GEM1148-EU 250 unid/cx	GEM2148-EU 100 unid/cx	GEM3148-EU 50 unid/cx	GEM4148-EU 50 unid/cx	GEM5148-EU 48 unid/cx
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 unid/cx	GEM1154-EU 100 unid/cx	GEM2154-EU 100 unid/cx	GEM3154-EU 50 unid/cx	GEM4154-EU 50 unid/cx	GEM5154-EU 48 unid/cx
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 unid/cx			GEM3172-EU 50 unid/cx	GEM4172-EU 50 unid/cx	

FOLHAS DE ESTERILIZAÇÃO GEMINI INTERCALADAS

As Folhas Intercaladas Gemini ostentam a nossa tecnologia de múltiplas camadas e diferenciação de cor nas unidades de esterilização nas quais está implementado o empacotamento sequencial. Esta solução combina resistência à rotura com segurança. Está indicada para os principais ciclos de esterilização.



	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 unid/cx	GEM2124INT-EU 500 unid/cx	GEM3124INT-EU 250 unid/cx	GEM4124INT-EU 250 unid/cx
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 unid/cx	GEM2130INT-EU 300 unid/cx	GEM3130INT-EU 200 unid/cx	GEM4130INT-EU 250 unid/cx
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 unid/cx	GEM2136INT-EU 300 unid/cx	GEM3136INT-EU 150 unid/cx	GEM4136INT-EU 150 unid/cx
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 unid/cx	GEM2140INT-EU 250 unid/cx	GEM3140INT-EU 150 unid/cx	GEM4140INT-EU 150 unid/cx
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 unid/cx	GEM2148INT-EU 100 unid/cx	GEM3148INT-EU 50 unid/cx	GEM4148INT-EU 50 unid/cx
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 unid/cx	GEM2154INT-EU 100 unid/cx	GEM3154INT-EU 50 unid/cx	GEM4154INT-EU 50 unid/cx
137 x 183 cm			GEM3172INT-EU 50 unid/cx	GEM4172INT-EU 50 unid/cx

FOLHA DE ESTERILIZAÇÃO GEMINI DUPLA

A Folha Dupla Gemini oferece uma maior confiança no seu processo de esterilização. Duas folhas unidas que proporcionam uma força excepcional e melhoram a eficiência. As duas cores facilitam a deteção de orifícios e ajudam a distinguir conjuntos de instrumentos.



	GEMO 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 unid/cx	GEM1118T-EU 500 unid/cx	GEM2118T-EU 500 unid/cx	GEM3118T-EU 300 unid/cx		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 unid/cx	GEM1120T-EU 500 unid/cx	GEM2120T-EU 250 unid/cx	GEM3120T-EU 125 unid/cx		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 unid/cx	GEM1124T-EU 250 unid/cx	GEM2124T-EU 250 unid/cx	GEM3124T-EU 100 unid/cx	GEM4124T-EU 100 unid/cx	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 unid/cx	GEM1130T-EU 150 unid/cx	GEM2130T-EU 150 unid/cx	GEM3130T-EU 75 unid/cx	GEM4130T-EU 100 unid/cx	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 unid/cx	GEM1136T-EU 150 unid/cx	GEM2136T-EU 150 unid/cx	GEM3136T-EU 75 unid/cx	GEM4136T-EU 75 unid/cx	GEM5136T-EU 72 unid/cx
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 unid/cx	GEM1140T-EU 100 unid/cx	GEM2140T-EU 100 unid/cx	GEM3140T-EU 75 unid/cx	GEM4140T-EU 75 unid/cx	GEM5140T-EU 48 unid/cx
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 unid/cx	GEM1145T-EU 100 unid/cx		GEM3145T-EU 50 unid/cx	GEM4145T-EU 50 unid/cx	GEM5145T-EU 48 unid/cx
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 unid/cx	GEM1148T-EU 100 unid/cx	GEM2148T-EU 50 unid/cx	GEM3148T-EU 30 unid/cx	GEM4148T-EU 30 unid/cx	GEM5148T-EU 24 unid/cx
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 unid/cx	GEM1154T-EU 50 unid/cx	GEM2154T-EU 50 unid/cx	GEM3154T-EU 30 unid/cx	GEM4154T-EU 30 unid/cx	GEM5154T-EU 24 unid/cx
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 unid/cx	GEM4172T-EU 30 unid/cx	GEM5172T-EU 24 unid/cx

ACESSÓRIOS PARA O EMPACOTAMENTO

PAPEL ABSORVENTE PARA TABULEIROS

O papel absorvente para os tabuleiros facilita o processo de esterilização absorvendo a condensação.



Referência	Dimensões	Embalagem
TLC009	30 x 30 cm	2000
TLC010	30 x 45 cm	1000
TLC011	30 x 60 cm	1000

BOLSA DE ISOLAMENTO

Estas bolsas protegem os tabuleiros de instrumentos de partículas e agentes ambientais. São fabricados em polietileno resistente e de qualidade e são auto-seláveis.

Referência	Dimensões	Embalagem
MDS100815	20 x 30 cm	1000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



Para ficar a saber mais sobre as folhas Gemini, entre em contacto com o gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt



ALWAYS ON.

Medline International Portugal, Unipessoal, Lda
 Campo Grande, 137, 1º dtº
 Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande
 1700 089 Lisboa
 Portugal
 Linha Azul: +351 808 291 921
 Fax: +351 808 291 922
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

As folhas de esterilização Gemini são dispositivos médicos classe I não esterilizados, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. O papel absorvente para os tabuleiros são dispositivos médicos classe I não esterilizados, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.



Medline International France SAS
 5, rue Charles Lindbergh
 44110 Châteaubriant, France

Climpak Ltd
 Beech House, Knaves Beech Business Centre, Loudwater
 High Wycombe, Bucks, HP10 9SD, UK

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.
 © 2019 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. ML678-PT 11/2019.