

# Gemini Sterilisationsvlies

Sicher, effizient und anwenderfreundlich.



## Gemini Sterilisations- vlies



# Gemini Sterilisationsflies

Sicher, effizient und anwenderfreundlich

## **Drapierfähig und stark**

Das Gemini Sterilisationsvlies ist reiß- und stichfest. Es ist leistungsfähiger als handelsübliche SMS-Vliese. Es ist sehr weich, lässt sich leicht falten und ist einfach in der Handhabung.

## **Geringe Fusselbildung und hervorragende Hafteigenschaften**

Die Oberfläche gewährleistet optimale Hafteigenschaften für das Indikatorklebeband und setzt kaum Partikel frei. Die homogene Oberflächenstruktur ermöglicht ein schnelles Erkennen von Beschädigungen (Pinholes).

## **Einzigartiges SSMMS-Gewebe mit bewährtem Barrierschutz**

Mit seinem starken, mehrlagigen Polypropylen-Material (100 %) besitzt Gemini einen hohen Barrierschutz gegen Flüssigkeiten und Partikel (konform EN 11607-01 und EN 868-2).

## **Vielseitig**

Gemini Sterilisationsvlies von Medline eignet sich zur Verwendung mit allen wichtigen Sterilisationsverfahren, darunter:

### **GEM0-GEM5**

- Dampfsterilisation im Vorvakuumverfahren
- Dampfsterilisation im Gravitationsverfahren

### **GEM1-GEM5**

- ETO-Sterilisation
- STERRAD® Sterilisation
- STERIS V-PRO® Niedertemperatur-Sterilisation
- STERIZONE® VP4-Sterilisation

## **WRAP-Zertifizierung**

Das Gemini-Sterilisationsvlies wird in einem WRAP-zertifizierten Werk hergestellt. Die Förderung und Beachtung der Arbeits- und Menschenrechte in unserer Lieferkette ist Teil des CSR-Programms von Medline. Eine genaue Beschreibung der zwölf WRAP-Grundsätze finden Sie auf der Website: [www.wrapcompliance.org](http://www.wrapcompliance.org).



## Gemini Single – Einlagiges Sterilisationsvlies

Das Sterilisationsvlies Gemini Single ist eine ausgezeichnete Lösung für Aufbereitungseinheiten, in denen zwei einzelne Tücher zum Einschlagen von Sterilisiergut verwendet werden. Artikelnummern:



	GEMO 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1.000 Stck./Karton	GEM1118-EU 1.000 Stck./Karton	GEM2118-EU 1.000 Stck./Karton	GEM3118-EU 600 Stck./Karton		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1.000 Stck./Karton	GEM1120-EU 1.000 Stck./Karton	GEM2120-EU 500 Stck./Karton	GEM3120-EU 250 Stck./Karton		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 Stck./Karton	GEM1124-EU 500 Stck./Karton	GEM2124-EU 500 Stck./Karton	GEM3124-EU 250 Stck./Karton	GEM4124-EU 250 Stck./Karton	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 Stck./Karton	GEM1130-EU 300 Stck./Karton	GEM2130-EU 300 Stck./Karton	GEM3130-EU 200 Stck./Karton	GEM4130-EU 250 Stck./Karton	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 Stck./Karton	GEM1136-EU 300 Stck./Karton	GEM2136-EU 300 Stck./Karton	GEM3136-EU 150 Stck./Karton	GEM4136-EU 150 Stck./Karton	GEM5136-EU 144 Stck./Karton
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 Stck./Karton	GEM1140-EU 250 Stck./Karton	GEM2140-EU 250 Stck./Karton	GEM3140-EU 150 Stck./Karton	GEM4140-EU 150 Stck./Karton	GEM5140-EU 96 Stck./Karton
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 Stck./Karton	GEM1145-EU 250 Stck./Karton		GEM3145-EU 100 Stck./Karton	GEM4145-EU 100 Stck./Karton	GEM5145-EU 96 Stck./Karton
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 Stck./Karton	GEM1148-EU 250 Stck./Karton	GEM2148-EU 100 Stck./Karton	GEM3148-EU 50 Stck./Karton	GEM4148-EU 50 Stck./Karton	GEM5148-EU 48 Stck./Karton
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 Stck./Karton	GEM1154-EU 100 Stck./Karton	GEM2154-EU 100 Stck./Karton	GEM3154-EU 50 Stck./Karton	GEM4154-EU 50 Stck./Karton	GEM5154-EU 48 Stck./Karton
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 Stck./Karton			GEM3172-EU 50 Stck./Karton	GEM4172-EU 50 Stck./Karton	

## Gemini Interleaved - Zweilagiges Sterilisationsvlies

Das Sterilisationsvlies Gemini Interleaved bietet sowohl die Mehrschicht-Technologie als auch eine Farbunterscheidung für Aufbereitungseinheiten, die mit zwei einzelnen Tüchern in sequenzieller Einschlagtechnik arbeiten. Diese Lösung kombiniert Reißfestigkeit mit Sicherheit. Das Vlies ist für die Verwendung mit allen wichtigen Sterilisationsverfahren geeignet.



	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 Stck./Karton	GEM2124INT-EU 500 Stck./Karton	GEM3124INT-EU 250 Stck./Karton	GEM4124INT-EU 250 Stck./Karton
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 Stck./Karton	GEM2130INT-EU 300 Stck./Karton	GEM3130INT-EU 200 Stck./Karton	GEM4130INT-EU 250 Stck./Karton
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 Stck./Karton	GEM2136INT-EU 300 Stck./Karton	GEM3136INT-EU 150 Stck./Karton	GEM4136INT-EU 150 Stck./Karton
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 Stck./Karton	GEM2140INT-EU 250 Stck./Karton	GEM3140INT-EU 150 Stck./Karton	GEM4140INT-EU 150 Stck./Karton
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 Stck./Karton	GEM2148INT-EU 100 Stck./Karton	GEM3148INT-EU 50 Stck./Karton	GEM4148INT-EU 50 Stck./Karton
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 Stck./Karton	GEM2154INT-EU 100 Stck./Karton	GEM3154INT-EU 50 Stck./Karton	GEM4154INT-EU 50 Stck./Karton
137 x 183 cm			GEM3172INT-EU 50 Stck./Karton	GEM4172INT-EU 50 Stck./Karton



# Gemini Bonded – fest verbundenes Sterilisationsvlies

Das Gemini Bonded Sterilisationsvlies sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz bei Ihren Sterilisationsprozessen. Es besteht aus zwei fest verbundenen Vlieslagen in unterschiedlicher Farbe. Dies erleichtert das schnelle Erkennen von Beschädigungen und ermöglicht eine farbliche Kennzeichnung von Instrumentensieben, zum Beispiel nach Fachrichtung oder Betriebsstätte.



	GEMO 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 Stck./Karton	GEM1118T-EU 500 Stck./Karton	GEM2118T-EU 500 Stck./Karton	GEM3118T-EU 300 Stck./Karton		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 Stck./Karton	GEM1120T-EU 500 Stck./Karton	GEM2120T-EU 250 Stck./Karton	GEM3120T-EU 125 Stck./Karton		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 Stck./Karton	GEM1124T-EU 250 Stck./Karton	GEM2124T-EU 250 Stck./Karton	GEM3124T-EU 100 Stck./Karton	GEM4124T-EU 100 Stck./Karton	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 Stck./Karton	GEM1130T-EU 150 Stck./Karton	GEM2130T-EU 150 Stck./Karton	GEM3130T-EU 75 Stck./Karton	GEM4130T-EU 100 Stck./Karton	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 Stck./Karton	GEM1136T-EU 150 Stck./Karton	GEM2136T-EU 150 Stck./Karton	GEM3136T-EU 75 Stck./Karton	GEM4136T-EU 75 Stck./Karton	GEM5136T-EU 72 Stck./Karton
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 Stck./Karton	GEM1140T-EU 100 Stck./Karton	GEM2140T-EU 100 Stck./Karton	GEM3140T-EU 75 Stck./Karton	GEM4140T-EU 75 Stck./Karton	GEM5140T-EU 48 Stck./Karton
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 Stck./Karton	GEM1145T-EU 100 Stck./Karton		GEM3145T-EU 50 Stck./Karton	GEM4145T-EU 50 Stck./Karton	GEM5145T-EU 48 Stck./Karton
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 Stck./Karton	GEM1148T-EU 100 Stck./Karton	GEM2148T-EU 50 Stck./Karton	GEM3148T-EU 30 Stck./Karton	GEM4148T-EU 30 Stck./Karton	GEM5148T-EU 24 Stck./Karton
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 Stck./Karton	GEM1154T-EU 50 Stck./Karton	GEM2154T-EU 50 Stck./Karton	GEM3154T-EU 30 Stck./Karton	GEM4154T-EU 30 Stck./Karton	GEM5154T-EU 24 Stck./Karton
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 Stck./Karton	GEM4172T-EU 30 Stck./Karton	GEM5172T-EU 24 Stck./Karton

## Zubehör Sterilisationsvlies

### Staubschutzbeutel

Diese Abdeckungen schützen Instrumententrays vor Staub und Umwelteinflüssen. Sie bestehen aus widerstandsfähigem, qualitativ hochwertigem Polyethylen und sind selbstversiegelnd.



Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
MDS100815	20 x 30 cm	1.000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100

### Trayliner

Trayliner aus Papier, für bessere Absorption des Kondensats während der Sterilisation.



Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
TLC009	30 x 30 cm	2.000
TLC010	30 x 45 cm	1.000
TLC011	30 x 60 cm	1.000

### Transport-Tray

- Hartkunststoff ist so beschaffen, dass er einen Luftstrom gewährleistet
- Reduziert exponierte Drähte
- Schützt die Instrumenten-Trays während der Sterilisation, Lagerung und des Transports vor Löchern oder Rissen



Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8

Wenn Sie mehr über das Gemini Sterilisationsvlies erfahren möchten, können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Medline Außendienstmitarbeiter wenden oder Sie besuchen die Medline Website: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland  
  
Tel.: +49 2821 7510-0  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA  
1204 Genf  
Schweiz  
  
Tel: +41 848 244 433  
[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati  
Parkring 2  
1010 Wien  
Österreich  
Tel: +43 800 201 878  
[www.medline.eu/at](http://www.medline.eu/at)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

FOLLOW US 

Gemini Sterilisationsvliese und Trayliner sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Nutzung durch medizinisches Fachpersonal entwickelt.

Trayliner sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Nutzung durch medizinisches Fachpersonal entwickelt. Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett.

Wir behalten uns das Recht vor, etwaige Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2023 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML678\_DE 08/2023



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankreich



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Deutschland

