

# Láminas de esterilización Gemini

Garantice la integridad de su proceso de esterilización.



**Una  
lámina de  
calidad**



# Láminas de esterilización Gemini

Ayuda a garantizar la integridad de su proceso de esterilización

## Flexibles y más resistentes

La lámina Gemini es resistente a los desgarros y a las perforaciones y ofrece un mejor rendimiento que las láminas SMS estándar. Es muy suave y fácil de doblar, lo que hace que sea fácil de utilizar.

## Genera pocas pelusas y cuenta con mejores propiedades de adhesión

La superficie es compatible con la cinta adhesiva de esterilización. Genera pocas pelusas de manera natural, lo que ayuda a mantener la integridad de los equipos estériles.

## Fabricada con material pentalaminado SSMMS con protección de barrera demostrada

Las fuertes capas múltiples de Gemini y su construcción 100 % de polipropileno (probado según EN 11607-1 y EN 868-2) proporcionan una protección de barrera de alto nivel única contra fluidos y partículas.

## Versatilidad

La lámina Gemini de Medline está indicada para su uso en los principales ciclos de esterilización, incluyendo:

### GEMO-GEM5

- Ciclos de vapor por prevacío
- Ciclos de vapor por gravedad

### GEM1-GEM5

- Esterilización por óxido de etileno (ETO)
- Esterilización STERRAD®
- Esterilización a baja temperatura STERIS V-PRO®
- Esterilización STERIZONE® VP4.

## Certificación WRAP

Las láminas Gemini están fabricadas en un centro con certificación WRAP. La promoción y el respeto de los derechos humanos y laborales en nuestra cadena de suministro forman parte de la agenda de responsabilidad social corporativa de Medline.

En la página web de WRAP hay descripciones más detalladas de sus 12 principios:

[www.wrapcompliance.org](http://www.wrapcompliance.org).



# Lámina Simple de esterilización Gemini

La lámina de esterilización individual Gemini Simple es una gran solución para las unidades de esterilización donde se utilizan dos láminas para envolver un producto sanitario o un set de instrumentos.



	<b>GEMO</b> 40 g	<b>GEM1</b> 47 g	<b>GEM2</b> 54 g	<b>GEM3</b> 61 g	<b>GEM4</b> 71 g	<b>GEM5</b> 75 g
<b>46 x 46 cm</b>	GEM0118-EU 1.000 ud./caja	GEM1118-EU 1.000 ud./caja	GEM2118-EU 1.000 ud./caja	GEM3118-EU 600 ud./caja		
<b>51 x 51 cm</b>	GEM0120-EU 1.000 ud./caja	GEM1120-EU 1.000 ud./caja	GEM2120-EU 500 ud./caja	GEM3120-EU 250 ud./caja		
<b>61 x 61 cm</b>	GEM0124-EU 500 ud./caja	GEM1124-EU 500 ud./caja	GEM2124-EU 500 ud./caja	GEM3124-EU 250 ud./caja	GEM4124-EU 250 ud./caja	
<b>76 x 76 cm</b>	GEM0130-EU 300 ud./caja	GEM1130-EU 300 ud./caja	GEM2130-EU 300 ud./caja	GEM3130-EU 200 ud./caja	GEM4130-EU 250 ud./caja	
<b>91 x 91 cm</b>	GEM0136-EU 300 ud./caja	GEM1136-EU 300 ud./caja	GEM2136-EU 300 ud./caja	GEM3136-EU 150 ud./caja	GEM4136-EU 150 ud./caja	GEM5136-EU 144 ud./caja
<b>102 x 102 cm</b>	GEM0140-EU 250 ud./caja	GEM1140-EU 250 ud./caja	GEM2140-EU 250 ud./caja	GEM3140-EU 150 ud./caja	GEM4140-EU 150 ud./caja	GEM5140-EU 96 ud./caja
<b>114 x 114 cm</b>	GEM0145-EU 250 ud./caja	GEM1145-EU 250 ud./caja		GEM3145-EU 100 ud./caja	GEM4145-EU 100 ud./caja	GEM5145-EU 96 ud./caja
<b>122 x 122 cm</b>	GEM0148-EU 250 ud./caja	GEM1148-EU 250 ud./caja	GEM2148-EU 100 ud./caja	GEM3148-EU 50 ud./caja	GEM4148-EU 50 ud./caja	GEM5148-EU 48 ud./caja
<b>137 x 137 cm</b>	GEM0154-EU 100 ud./caja	GEM1154-EU 100 ud./caja	GEM2154-EU 100 ud./caja	GEM3154-EU 50 ud./caja	GEM4154-EU 50 ud./caja	GEM5154-EU 48 ud./caja
<b>137 x 183 cm</b>	GEM0172-EU 100 ud./caja			GEM3172-EU 50 ud./caja	GEM4172-EU 50 ud./caja	

# Lámina de esterilización intercalada Gemini

Las láminas intercaladas Gemini cuentan con nuestra tecnología multicapa y una diferenciación de color para unidades de esterilización en las que se utilicen envolturas secuenciales. Esta solución combina la resistencia al desgarro y la seguridad. Está concebida para su uso en la mayoría de ciclos de esterilización.



	<b>GEM1</b> 47 g	<b>GEM2</b> 54 g	<b>GEM3</b> 61 g	<b>GEM4</b> 71 g
<b>61 x 61 cm</b>	GEM1124INT-EU 500 ud./caja	GEM2124INT-EU 500 ud./caja	GEM3124INT-EU 250 ud./caja	GEM4124INT-EU 250 ud./caja
<b>76 x 76 cm</b>	GEM1130INT-EU 300 ud./caja	GEM2130INT-EU 300 ud./caja	GEM3130INT-EU 200 ud./caja	GEM4130INT-EU 250 ud./caja
<b>91 x 91 cm</b>	GEM1136INT-EU 300 ud./caja	GEM2136INT-EU 300 ud./caja	GEM3136INT-EU 150 ud./caja	GEM4136INT-EU 150 ud./caja
<b>102 x 102 cm</b>	GEM1140INT-EU 250 ud./caja	GEM2140INT-EU 250 ud./caja	GEM3140INT-EU 150 ud./caja	GEM4140INT-EU 150 ud./caja
<b>122 x 122 cm</b>	GEM1148INT-EU 250 ud./caja	GEM2148INT-EU 100 ud./caja	GEM3148INT-EU 50 ud./caja	GEM4148INT-EU 50 ud./caja
<b>137 x 137 cm</b>	GEM1154INT-EU 100 ud./caja	GEM2154INT-EU 100 ud./caja	GEM3154INT-EU 50 ud./caja	GEM4154INT-EU 50 ud./caja
<b>137 x 183 cm</b>			GEM3172INT-EU 50 ud./caja	GEM4172INT-EU 50 ud./caja

# Lámina de esterilización doble Gemini



La lámina doble Gemini puede darle una mayor confianza en su proceso de esterilización. Dos láminas fusionadas entre sí proporcionan una fuerza excepcional y ayudan a mejorar la eficiencia. El color doble facilita la detección de agujeros y ayuda a diferenciar entre los sets de instrumentos.

	GEMO 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 ud./caja	GEM1118T-EU 500 ud./caja	GEM2118T-EU 500 ud./caja	GEM3118T-EU 300 ud./caja		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 ud./caja	GEM1120T-EU 500 ud./caja	GEM2120T-EU 250 ud./caja	GEM3120T-EU 125 ud./caja		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 ud./caja	GEM1124T-EU 250 ud./caja	GEM2124T-EU 250 ud./caja	GEM3124T-EU 100 ud./caja	GEM4124T-EU 100 ud./caja	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 ud./caja	GEM1130T-EU 150 ud./caja	GEM2130T-EU 150 ud./caja	GEM3130T-EU 75 ud./caja	GEM4130T-EU 100 ud./caja	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 ud./caja	GEM1136T-EU 150 ud./caja	GEM2136T-EU 150 ud./caja	GEM3136T-EU 75 ud./caja	GEM4136T-EU 75 ud./caja	GEM5136T-EU 72 ud./caja
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 ud./caja	GEM1140T-EU 100 ud./caja	GEM2140T-EU 100 ud./caja	GEM3140T-EU 75 ud./caja	GEM4140T-EU 75 ud./caja	GEM5140T-EU 48 ud./caja
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 ud./caja	GEM1145T-EU 100 ud./caja		GEM3145T-EU 50 ud./caja	GEM4145T-EU 50 ud./caja	GEM5145T-EU 48 ud./caja
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 ud./caja	GEM1148T-EU 100 ud./caja	GEM2148T-EU 50 ud./caja	GEM3148T-EU 30 ud./caja	GEM4148T-EU 30 ud./caja	GEM5148T-EU 24 ud./caja
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 ud./caja	GEM1154T-EU 50 ud./caja	GEM2154T-EU 50 ud./caja	GEM3154T-EU 30 ud./caja	GEM4154T-EU 30 ud./caja	GEM5154T-EU 24 ud./caja
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 ud./caja	GEM4172T-EU 30 ud./caja	GEM5172T-EU 24 ud./caja

## Accesorios para la esterilización

### Funda protectora

Estas coberturas protegen los instrumentos del polvo y de los agentes medioambientales. Están fabricadas con polietileno resistente y de calidad, y son autosellables.



Referencia	Descripción	Invasado
MDS100815	20 x 30 cm	1000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100

### Lámina absorbente para bandejas

Las láminas absorbentes para bandejas facilitan la absorción de la condensación durante la esterilización.


Referencia	Descripción	Invasado
TLC009	30 x 30 cm	2000
TLC010	30 x 45 cm	1000
TLC011	30 x 60 cm	1000



### Bandeja de transporte

- El plástico rígido está diseñado para permitir el flujo de aire
- Ayuda a reducir la exposición a estanterías con rejilla
- Ayuda a proteger la bandeja de instrumentos frente a agujeros o rasguños durante la esterilización, almacenamiento y transporte

Referencia	Descripción	Invasado
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



Para saber más sobre las láminas Gemini, póngase en contacto con su Account Manager de Medline o visítenos en: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)



Medline International Iberia S.L.U  
Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Munich, Planta Baja, local B  
Avenida de Castilla 2  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)  
Pedidos: [es-pedidos@medline.com](mailto:es-pedidos@medline.com)  
Atención al Cliente: [es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US  

Las láminas Gemini y las bandejas de transporte son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Las láminas absorbentes para equipos son productos sanitarios no estériles de clase I destinados al uso por profesionales sanitarios. Antes de su uso, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2023 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML678\_ES 01/2023



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Francia



Medical Device Safety Service (MDSS)  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Alemania

