

Teli per Sterilizzazione Gemini

Assicura il corretto svolgimento del processo di sterilizzazione



**Aggiungi
valore al tuo
confezionamento**



Teli per Sterilizzazione Gemini

Un valido aiuto per preservare e garantire la sterilità

Drappeggiabili e straordinariamente resistenti

I teli per sterilizzazione Gemini sono stati realizzati per resistere a tagli e forature, offrendo così prestazioni migliori rispetto a quelle dei teli standard in SMS. Sono estremamente morbidi e molto facili da piegare, caratteristiche che li rendono davvero funzionali.

A basso linting e con ottimali proprietà di adesione

Il nastro adesivo dotato di indicatore di avvenuta sterilizzazione si fissa saldamente alla loro superficie. Sono inoltre progettati specificamente per rilasciare una quantità minima di particelle ('a basso linting'), e perciò ideali per preservare e garantire la sterilità del materiale in essi avvolto.

Realizzati in SSMMS, un esclusivo TESSUTO NON TESSUTO dalla comprovata barriera protettiva

La particolare tecnologia dei prodotti Gemini, costituita da resistenti strati multipli in 100% propilene (conforme alle normative EN 11607-1 e EN 868-2 sulla sterilizzazione), assicura una protezione di elevato livello contro fluidi e particelle.

Versatili

I teli Gemini di Medline possono essere utilizzati in tutti i principali cicli di sterilizzazione, come ad esempio:

GEMO-GEM5

- Cicli di sterilizzazione a vapore con pre-vuoto (Autoclave)
- Cicli a vapore per gravità

GEM1-GEM5

- Sterilizzazione con ossido di etilene (EO)
- Sterilizzazione con STERRAD®
- Sistema di sterilizzazione a bassa temperatura V-PRO®
- Sterilizzazione con STERIZONE® VP4.

Certificazione WRAP


I fogli Gemini sono prodotti in uno stabilimento certificato WRAP. Promuovere e rispettare i diritti lavorativi e umani lungo tutta la propria catena di approvvigionamento è parte del programma ESG (Ambiente, Sociale e Governance) di Medline. Informazioni più dettagliate dei 12 principi relativi al WRAP sono consultabili sul sito web: www.wrapcompliance.org.



Telo Singolo per Sterilizzazione Gemini

Il Telo Singolo per Sterilizzazione Gemini è una soluzione ideale da utilizzare nelle centrali di sterilizzazione che prevedono l'impiego di due teli per il confezionamento di dispositivi medici o set di strumenti chirurgici.

GEMINI



TELO SINGOLO

	GEM0 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1.000 unità/ confezione di vendita	GEM1118-EU 1.000 unità/ confezione di vendita	GEM2118-EU 1.000 unità/ confezione di vendita	GEM3118-EU 600 unità/ confezione di vendita		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM1124-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM2124-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM3124-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM4124-EU 250 unità/confezione di vendita	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM1130-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM2130-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM3130-EU 200 unità/confezione di vendita	GEM4130-EU 250 unità/confezione di vendita	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM1136-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM2136-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM3136-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM4136-EU 150 unità/confezione di vendita	
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM1140-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM2140-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM3140-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM4140-EU 150 unità/confezione di vendita.	GEM5140-EU 96 unità/confezione di vendita
114 x 114 cm					GEM4145-EU 100 unità/confezione di vendita	
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM1148-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM2148-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM3148-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM4148-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM5148-EU 48 unità/confezione di vendita
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM1154-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM2154-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM3154-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM4154-EU 50 unità/confezione di vendita	
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 unità/confezione di vendita					

Telo per Sterilizzazione Gemini Interleaved

I Teli Gemini Interleaved, grazie alle loro particolari caratteristiche come la tecnologia multistrato e la differenziazione per colore, sono prodotti ideali per essere impiegati nelle centrali di sterilizzazione con processo di confezionamento sequenziale. Rappresentano infatti una soluzione in grado di combinare resistenza allo strappo e sicurezza, e sono indicati per l'utilizzo in tutti i principali cicli di sterilizzazione.



	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM2124INT-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM3124INT-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM4124INT-EU 250 unità/confezione di vendita
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM2130INT-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM3130INT-EU 200 unità/confezione di vendita	GEM4130INT-EU 250 unità/confezione di vendita
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM2136INT-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM3136INT-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM4136INT-EU 150 unità/confezione di vendita
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM2140INT-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM3140INT-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM4140INT-EU 150 unità/confezione di vendita
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM2148INT-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM3148INT-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM4148INT-EU 50 unità/confezione di vendita
137 x 137 cm			GEM3154INT-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM4154INT-EU 50 unità/confezione di vendita
137 x 183 cm				GEM4172INT-EU 50 unità/confezione di vendita

Telo per Sterilizzazione Gemini Bonded

Il Telo Gemini Bonded può garantire elevati livelli di sicurezza durante i processi di sterilizzazione da voi prescelti. Un unico telo formato da due fogli saldati insieme, che assicurano una resistenza eccezionale e aumentano l'efficienza. Il doppio colore permette ai professionisti sanitari di individuare velocemente eventuali perforazioni, e rende estremamente semplice identificare i diversi set di strumenti chirurgici.

GEMINI



BONDED


	GEM0 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM1118T-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM2118T-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM3118T-EU 300 unità/confezione di vendita		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM1124T-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM2124T-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM3124T-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM4124T-EU 100 unità/confezione di vendita	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM1130T-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM2130T-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM3130T-EU 75 unità/confezione di vendita	GEM4130T-EU 100 unità/confezione di vendita	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM1136T-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM2136T-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM3136T-EU 75 unità/confezione di vendita	GEM4136T-EU 75 unità/confezione di vendita	GEM5136T-EU 72 unità/confezione di vendita
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM1140T-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM2140T-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM3140T-EU 75 unità/confezione di vendita	GEM4140T-EU 75 unità/confezione di vendita	GEM5140T-EU 48 unità/confezione di vendita
114 x 114 cm		GEM1145T-EU 100 unità/confezione di vendita		GEM3145T-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM4145T-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM5145T-EU 48 unità/confezione di vendita
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM1148T-EU 100 unità/confezione di vendita.	GEM2148T-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM3148T-EU 30 unità/confezione di vendita	GEM4148T-EU 30 unità/confezione di vendita	GEM5148T-EU 24 unità/confezione di vendita
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM1154T-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM2154T-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM3154T-EU 30 unità/confezione di vendita	GEM4154T-EU 30 unità/confezione di vendita	GEM5154T-EU 24 unità/confezione di vendita
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 unità/confezione di vendita	GEM4172T-EU 30 unità/confezione di vendita	

Tabella delle Grammature e dei Pesi

Per abbinare il peso del set di dispositivi medicali o di strumenti chirurgici da avvolgere con il telo della linea GEM più adeguato alle proprie esigenze.

Linee GEM di Medline	Peso Massimo Consigliato per Set secondo le IFU Medline
Grammatura Super Leggera GEM0XXX	0 – 2,7 kg
Grammatura Leggera GEM1XXX	2,7 kg
Grammatura Standard GEM2XXX	4 kg
Grammatura Media GEM3XXX	5,9 kg
Grammatura Pesante GEM4XXX	7,7 kg
Grammatura Super Pesante GEM5XXX	11,3 kg

I pesi massimi indicati si riferiscono a processi di sterilizzazione che prevedono l'utilizzo di vapore con pre-vuoto, vapore per gravità, e Ossido di Etilene (EO). Per gli altri cicli di sterilizzazione, vi invitiamo a consultare le IFU.




Il Telo per Sterilizzazione Gemini Bonded è disponibile in una vasta gamma di misure e grammature, per ogni tipologia di confezionamento

Accessori per la Sterilizzazione

Busta Antipolvere per pacchi sterilizzati

Questa busta di copertura, disponibile in più misure, è in grado di proteggere i set di strumenti chirurgici sterilizzati dall'eventuale contaminazione ad opera di particelle esterne, polvere compresa. È realizzata con un resistente polietilene di elevata qualità, e presenta una chiusura auto-sigillante.

Codice articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
MDS100815	20 x 30 cm	1.000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



Foglio di Carta per Vassoio da Sterilizzazione

Questi specifici fogli di carta facilitano l'assorbimento della condensa che si forma durante il processo di sterilizzazione.

Codice articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
TLC009	30 x 30 cm	2.000
TLC010	30 x 45 cm	1.000
TLC011	30 x 60 cm	1.000



Vassoio di Trasporto

- Realizzato in plastica rigida con perforazioni per consentire il flusso d'aria
- Evita che lo strumentario chirurgico venga riposto senza alcun supporto sulle scaffalature metalliche taglienti
- Protegge i set di strumenti chirurgici già sottoposti al confezionamento da strappi e lacerazioni durante la sterilizzazione, lo stoccaggio e il trasporto


Codice articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



Piastra di Alluminio per Sterilizzazione

La Piastra di Alluminio per Sterilizzazione è una resistente lamina di alluminio riutilizzabile che può essere posta sotto i vassoi o i cestini di sterilizzazione per dissipare il calore, favorendo la perdita dell'acqua presente nell'umidità che si viene a formare durante il processo di sterilizzazione a vapore.


Codice articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
LCLC1850CE	52 x 24 cm	1
LCLC1851CE	48 x 24 cm	1



Matassa di Tubo in Silicene

Questo tubo non sterile, opportunamente tagliato, può essere utilizzato per proteggere le punte aguzze degli strumenti chirurgici durante lo stoccaggio, la movimentazione e la sterilizzazione.

Codice articolo	Diametro Interno (ID), mm	Diametro Esterno (OD), mm	Unità/Confezione di vendita
510204	2	4	16
510305	3	5	16
510406	4	6	16
510407	4	7	10
510508	5	8	7
510509	5	9	7
510609	6	9	4
510612	6	12	4
510710	7	10	4
510812	8	12	4
511014	10	14	4



Il tubo ha una lunghezza di 15 m (lunghezza dell'intera matassa) ed è semplice da tagliare nella misura desiderata, per soddisfare le diverse esigenze cliniche

Per ulteriori informazioni sulla linea di prodotti Gemini, vi invitiamo a contattare l'account manager Medline di zona o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch-it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

I teli e i vassoi di trasporto Gemini sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati a essere utilizzati da personale sanitario.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia



I fogli di carta per vassoio da sterilizzazione sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati a essere utilizzati da personale sanitario.



Medical Device Safety Service (MDSS)
Schillgraben 41
30175 Hannover, Germania



Le piastre di alluminio per sterilizzazione sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati a essere utilizzati dagli operatori sanitari.



PROSIMED S.r.l.
Via della Magliana, 295
00146 Roma, Italia



Le matasse di tubo in silicone sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati a essere utilizzati da personale sanitario.



Shanghai International Holding Corp. GmbH
Eiffelstraße 80
20537 Amburgo, Germania



Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2024 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML678_IT 04/2024