

Teli per Sterilizzazione Gemini

Garantisci l'integrità del tuo processo di sterilizzazione



**Una gemma per il
confezionamento**



I teli per sterilizzazione Gemini

aiutano a garantire l'integrità del processo di sterilizzazione

Drappeggiabili e resistenti

Il telo per sterilizzazione Gemini è resistente a tagli e forature, offrendo prestazioni migliori di quelle dei teli standard in SMS. È molto morbido e facile da piegare, quindi più semplice da utilizzare.

Basso linting e migliori proprietà di adesione

La superficie è compatibile con il nastro di sterilizzazione. La naturale proprietà di basso linting, aiuta a mantenere l'integrità delle confezioni sterili.

Realizzato con un tessuto SSMMS unico con comprovata barriera di protezione

Gemini è realizzato in polipropilene al 100% multistrato e resistente, garantisce una efficace barriera protettiva di alto livello contro liquidi e particelle (testato secondo normativa EN 11607-1 ed EN 868-2).

Versatile

Il telo Gemini di Medline è indicato per l'uso in tutti i principali cicli di sterilizzazione, tra cui:

GEMO-GEM5

- Cicli a vapore con pre-vuoto (Autoclave)
- Cicli a vapore (Autoclave)

GEM1-GEM5

- Sterilizzazione con etilene ossido (EtO)
- Sterilizzazione con STERRAD®.
- Sterilizzazione a Bassa Temperatura STERIS V-PRO® .
- Sterilizzazione STERIZONE® VP4.

Certificazione WRAP

I teli Gemini sono prodotti in uno stabilimento certificato WRAP. Promuovere e rispettare i diritti lavorativi ed umani lungo tutta la nostra catena di approvvigionamento è parte del programma Medline di responsabilità sociale d'impresa. Descrizioni più dettagliate dei 12 principi del WRAP sono disponibili sul sito web: www.wrapcompliance.org.



Foglio Singolo per Sterilizzazione Gemini

Il foglio singolo Gemini è un'ottima soluzione per i centri di sterilizzazione dove sono utilizzati due fogli per avvolgere un dispositivo medico o uno strumento.



	GEM0 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1.000 pz/conf.	GEM1118-EU 1.000 pz/conf.	GEM2118-EU 1.000 pz/conf.	GEM3118-EU 600 pz/conf.		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1.000 pz/conf.	GEM1120-EU 1.000 pz/conf.	GEM2120-EU 500 pz/conf.	GEM3120-EU 250 pz/conf.		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 pz/conf.	GEM1124-EU 500 pz/conf.	GEM2124-EU 500 pz/conf.	GEM3124-EU 250 pz/conf.	GEM4124-EU 250 pz/conf.	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 pz/conf.	GEM1130-EU 300 pz/conf.	GEM2130-EU 300 pz/conf.	GEM3130-EU 200 pz/conf.	GEM4130-EU 250 pz/conf.	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 ea/c	GEM1136-EU 300 pz/conf.	GEM2136-EU 300 pz/conf.	GEM3136-EU 150 pz/conf.	GEM4136-EU 150 pz/conf.	GEM5136-EU 144 pz/conf.
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 pz/conf.	GEM1140-EU 250 pz/conf.	GEM2140-EU 250 pz/conf.	GEM3140-EU 150 pz/conf.	GEM4140-EU 150 pz/conf.	GEM5140-EU 96 pz/conf.
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 pz/conf.	GEM1145-EU 250 pz/conf.		GEM3145-EU 100 pz/conf.	GEM4145-EU 100 pz/conf.	GEM5145-EU 96 pz/conf.
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 ea/conf.	GEM1148-EU 250 pz/conf.	GEM2148-EU 100 pz/conf.	GEM3148-EU 50 pz/conf.	GEM4148-EU 50 pz/conf.	GEM5148-EU 48 pz/conf.
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 pz/conf.	GEM1154-EU 100 pz/conf.	GEM2154-EU 100 pz/conf.	GEM3154-EU 50 pz/conf.	GEM4154-EU 50 pz/conf.	GEM5154-EU 48 pz/conf.
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 pz/conf.			GEM3172-EU 50 pz/conf.	GEM4172-EU 50 pz/conf.	

Fogli per Sterilizzazione Gemini Interleaved

I fogli Gemini Interleaved offrono, per le centrali di sterilizzazione dove adoperano il confezionamento sequenziale, sia la nostra tecnologia multistrato che la differenziazione per colore. Questa soluzione combina sicurezza e resistenza allo strappo. Sono indicati per l'utilizzo in tutti i principali cicli di sterilizzazione.



	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 pz/conf.	GEM2124INT-EU 500 pz/conf.	GEM3124INT-EU 250 pz/conf.	GEM4124INT-EU 250 pz/conf.
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 pz/conf.	GEM2130INT-EU 300 pz/conf.	GEM3130INT-EU 200 pz/conf.	GEM4130INT-EU 250 pz/conf.
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 pz/conf.	GEM2136INT-EU 300 pz/conf.	GEM3136INT-EU 150 pz/conf.	GEM4136INT-EU 150 pz/conf.
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 pz/conf.	GEM2140INT-EU 250 pz/conf.	GEM3140INT-EU 150 pz/conf.	GEM4140INT-EU 150 pz/conf.
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 pz/conf.	GEM2148INT-EU 100 pz/conf.	GEM3148INT-EU 50 pz/conf.	GEM4148INT-EU 50 pz/conf.
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 pz/conf.	GEM2154INT-EU 100 pz/conf.	GEM3154INT-EU 50 pz/conf.	GEM4154INT-EU 50 pz/conf.
137 x 183 cm			GEM3172INT-EU 50 ea/cs	GEM4172INT-EU 50 pz/conf.

Teli per Sterilizzazione Gemini Bonded

I Teli Gemini Bonded possono garantire maggiore sicurezza nel vostro processo di sterilizzazione. Due fogli termo saldati insieme forniscono un'eccezionale resistenza e migliorano l'efficienza. Il doppio colore facilita il rilevamento di perforazioni ed aiuta a differenziare diversi set di strumenti.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 pz/conf.	GEM1118T-EU 500 pz/conf.	GEM2118T-EU 500 pz/conf.	GEM3118T-EU 300 pz/conf.		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 pz/conf.	GEM1120T-EU 500 pz/conf.	GEM2120T-EU 250 pz/conf.	GEM3120T-EU 125 pz/conf.		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 pz/conf.	GEM1124T-EU 250 pz/conf.	GEM2124T-EU 250 pz/conf.	GEM3124T-EU 100 pz/conf.	GEM4124T-EU 100 pz/conf.	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 pz/conf.	GEM1130T-EU 150 pz/conf.	GEM2130T-EU 150 pz/conf.	GEM3130T-EU 75 pz/conf.	GEM4130T-EU 100 pz/conf.	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 pz/conf.	GEM1136T-EU 150 pz/conf.	GEM2136T-EU 150 pz/conf.	GEM3136T-EU 75 pz/conf.	GEM4136T-EU 75 pz/conf.	GEM5136T-EU 72 pz/conf.
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 pz/conf.	GEM1140T-EU 100 pz/conf.	GEM2140T-EU 100 pz/conf.	GEM3140T-EU 75 pz/conf.	GEM4140T-EU 75 pz/conf.	GEM5140T-EU 48 pz/conf.
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 pz/conf.	GEM1145T-EU 100 pz/conf.		GEM3145T-EU 50 pz/conf.	GEM4145T-EU 50 pz/conf.	GEM5145T-EU 48 pz/conf.
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 pz/conf.	GEM1148T-EU 100 pz/conf.	GEM2148T-EU 50 pz/conf.	GEM3148T-EU 30 pz/conf.	GEM4148T-EU 30 pz/conf.	GEM5148T-EU 24 pz/conf.
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 pz/conf.	GEM1154T-EU 50 pz/conf.	GEM2154T-EU 50 pz/conf.	GEM3154T-EU 30 pz/conf.	GEM4154T-EU 30 pz/conf.	GEM5154T-EU 24 pz/conf.
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 pz/conf.	GEM4172T-EU 30 pz/conf.	GEM5172T-EU 24 pz/conf.

Accessori per la teleria

Coperture antipolvere

Queste coperture proteggono i pacchi sterilizzati da polvere ed agenti atmosferici. Sono fabbricate con polietilene molto resistente, di elevata qualità e sono munite di chiusura adesiva.



Codice	Descrizione	Confezione
MDS100815	20 x 30 cm	1.000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100

Fogli di Carta Assorbente

I fogli di carta crespa per vassoio facilitano l'assorbimento della condensa durante la sterilizzazione.

Codice	Descrizione	Confezione
TLC009	30 x 30 cm	2.000
TLC010	30 x 45 cm	1.000
TLC011	30 x 60 cm	1.000



Vassoio per trasporto

- La plastica rigida è progettata per favorire il flusso d'aria
- Contribuisce a ottimizzare lo spazio nelle scaffalature metalliche
- Aiuta a proteggere il set degli strumenti da fori o strappi durante la sterilizzazione, lo stoccaggio e il trasporto.

Codice	Descrizione	Confezione
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



Per ulteriori informazioni sull'intera gamma Gemini, si prega di contattare l'account manager di Medline o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US 

I fogli per confezionamento Gemini sono dispositivi medici di classe I non sterile destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



I fogli di carta assorbente sono dispositivi medici di classe I non sterile destinati ad essere utilizzati da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.



Medical Device Safety Service (MDSS)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2023 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML678_IT 01/2023