

Gemini Sterilisatieverpakkingen

Zorg voor de integriteit van uw sterilisatieproces.



**A gem of
a wrap**



Gemini sterilisatie wraps

Dragen zorg voor de integriteit van uw sterilisatieproces

Soepel en sterker

Gemini sterilisatie wraps zijn gemaakt om bestand te zijn tegen scheuren en perforaties en presteren beter dan standaard SMS wraps. Ze zijn erg zacht en gemakkelijk te vouwen, waardoor ze eenvoudig zijn om mee te werken.

Pluist weinig en met betere kleefkracht.

Het oppervlak is ontworpen om geschikt te zijn voor sterilisatietape. Omdat het non-woven materiaal van nature weinig pluist, helpt het bij het behouden van de integriteit van steriele sets.

Gemaakt van uniek SSMMS materiaal met bewezen barrièrebescherming

De combinatie van Gemini's meerdere sterke lagen en 100% polypropyleen (EN 11607-1 en EN 868-2 getest) bieden unieke barrièrebescherming van hoog niveau tegen vocht en deeltjes.

Veelzijdig

Medline's Gemini sterilisatie wraps zijn bedoeld voor gebruik in alle grote sterilisatie cycli, waaronder:

GEMO-GEM5

- Pre-vacuüm stoom cycli
- Zwaartekracht stoom cycli

GEM1-GEM5

- Ethyleenoxide (EtO) sterilisatie
- STERRAD® sterilisatie
- STERIS V-PRO® sterilisatie bij lage temperatuur
- STERIZONE® VP4 sterilisatie

WRAP Certificering


Gemini sterilisatie wraps worden vervaardigd in een WRAP-gecertificeerde faciliteit. Bevordering van en respecteren van de arbeids- en mensenrechten in onze supply chain is onderdeel van Medline's maatschappelijk verantwoord ondernemen agenda. Meer gedetailleerde beschrijvingen van WRAP's 12 principes zijn beschikbaar op de website: www.wrapcompliance.org.



Gemini single sterilisation wraps

Gemini single sterilisation wraps zijn gemaakt als ideale oplossing voor sterilisatieafdelingen waar twee wraps worden gebruikt om een medisch hulpmiddel of een instrumentenset in te pakken.

GEMINI




ENKEL


	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1.000 st/doos	GEM1118-EU 1.000 st/doos	GEM2118-EU 1.000 st/doos	GEM3118-EU 600 st/doos		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 st/doos	GEM1124-EU 500 st/doos	GEM2124-EU 500 st/doos	GEM3124-EU 250 st/doos	GEM4124-EU 250 st/doos	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 st/doos	GEM1130-EU 300 st/doos	GEM2130-EU 300 st/doos	GEM3130-EU 200 st/doos	GEM4130-EU 250 st/doos	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 st/doos	GEM1136-EU 300 st/doos	GEM2136-EU 300 st/doos	GEM3136-EU 150 st/doos	GEM4136-EU 150 st/doos	
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 st/doos	GEM1140-EU 250 st/doos	GEM2140-EU 250 st/doos	GEM3140-EU 150 st/doos	GEM4140-EU 150 st/doos	GEM5140-EU 96 st/doos
114 x 114 cm					GEM4145-EU 100 st/doos	
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 st/doos	GEM1148-EU 250 st/doos	GEM2148-EU 100 st/doos	GEM3148-EU 50 st/doos	GEM4148-EU 50 st/doos	GEM5148-EU 48 st/doos
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 st/doos	GEM1154-EU 100 st/doos	GEM2154-EU 100 st/doos	GEM3154-EU 50 st/doos	GEM4154-EU 50 st/doos	
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 st/doos					

Gemini Interleaved sterilisatie wraps

Gemini Interleaved sterilisatie wraps bieden onze meerlagige technologie en kleurdifferentiatie voor de sterilisatie units waar sequentiële verpakking plaatsvindt. Deze oplossing combineert scheurbestendigheid en veiligheid. Het is bedoeld voor gebruik in alle grote sterilisatie cycli.



	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 st/doos	GEM2124INT-EU 500 st/doos	GEM3124INT-EU 250 st/doos	GEM4124INT-EU 250 st/doos
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 st/doos	GEM2130INT-EU 300 st/doos	GEM3130INT-EU 200 st/doos	GEM4130INT-EU 250 st/doos
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 st/doos	GEM2136INT-EU 300 st/doos	GEM3136INT-EU 150 st/doos	GEM4136INT-EU 150 st/doos
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 st/doos	GEM2140INT-EU 250 st/doos	GEM3140INT-EU 150 st/doos	GEM4140INT-EU 150 st/doos
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 st/doos	GEM2148INT-EU 100 st/doos	GEM3148INT-EU 50 st/doos	GEM4148INT-EU 50 st/doos
137 x 137 cm			GEM3154INT-EU 50 st/doos	GEM4154INT-EU 50 st/doos
137 x 183 cm				GEM4172INT-EU 50 st/doos



Gemini Bonded sterilisatie wraps

De Gemini Bonded sterilisatie wraps kunnen u meer vertrouwen geven in uw sterilisatieproces. Twee samen gefuseerde wraps bieden uitzonderlijke sterkte en helpen bij het verbeteren van de efficiëntie. De dubbele kleur vergemakkelijkt het opmerken van gaatjes en helpt onderscheid maken tussen instrumentensets.




	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 st/doos	GEM1118T-EU 500 st/doos	GEM2118T-EU 500 st/doos	GEM3118T-EU 300 st/doos		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 st/doos	GEM1124T-EU 250 st/doos	GEM2124T-EU 250 st/doos	GEM3124T-EU 100 st/doos	GEM4124T-EU 100 st/doos	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 st/doos	GEM1130T-EU 150 st/doos	GEM2130T-EU 150 st/doos	GEM3130T-EU 75 st/doos	GEM4130T-EU 100 st/doos	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 st/doos	GEM1136T-EU 150 st/doos	GEM2136T-EU 150 st/doos	GEM3136T-EU 75 st/doos	GEM4136T-EU 75 st/doos	GEM5136T-EU 72 st/doos
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 st/doos	GEM1140T-EU 100 st/doos	GEM2140T-EU 100 st/doos	GEM3140T-EU 75 st/doos	GEM4140T-EU 75 st/doos	GEM5140T-EU 48 st/doos
114 x 114 cm		GEM1145T-EU 100 st/doos		GEM3145T-EU 50 st/doos	GEM4145T-EU 50 st/doos	GEM5145T-EU 48 st/doos
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 st/doos	GEM1148T-EU 100 st/doos	GEM2148T-EU 50 st/doos	GEM3148T-EU 30 st/doos	GEM4148T-EU 30 st/doos	GEM5148T-EU 24 st/doos
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 st/doos	GEM1154T-EU 50 st/doos	GEM2154T-EU 50 st/doos	GEM3154T-EU 30 st/doos	GEM4154T-EU 30 st/doos	GEM5154T-EU 24 st/doos
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 st/doos	GEM4172T-EU 30 st/doos	

Gewichtstabel

Ondersteun het gewicht van elke ingepakte set door de juiste GEM-serie te kiezen.

Medline GEM Serie	Aanbevolen tray gewichtslimiet per IFU van Medline
Super lichtgewicht GEM0XXX	0 – 2,7 kg
Lichtgewicht GEM1XXX	2,7 kg
Normaal gewicht GEM2XXX	4 kg
Medium gewicht GEM3XXX	5,9 kg
Zwaargewicht GEM4XXX	7,7 kg
Super zwaargewicht GEM5XXX	11,3 kg

De gewichtslimieten zijn aanwezig voor de pre-vacuüm-, zwaartekrachtstoom- en EO-sterilisatiemodaliteiten. Voor andere modaliteiten verwijzen wij u naar het IFU.




Gemini Bonded sterilisatie wraps zijn verkrijgbaar in een breed assortiment formaten en diktes, voor alle soorten steriele sets.

Verpakkingsmateriaal accessoires

Dust Cover

Deze hoezen zijn ontworpen om de instrumententrays te beschermen tegen stof- en milieu-invloeden. Ze zijn gemaakt van sterk, hoogwaardig polyethyleen en hebben een sluitstrip.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MDS100815	20 x 30 cm	1.000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



Tray liner sheets

Papieren trayliners vergemakkelijken het absorberen van condensatie tijdens sterilisatie.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
TLC009	30 x 30 cm	2.000
TLC010	30 x 45 cm	1.000
TLC011	30 x 60 cm	1.000



Transportbak

- Stevig kunststof, ontworpen om lucht door te laten stromen
- Helpt blootliggende draadrekken te verminderen
- Helpt instrumentenbakken te beschermen tegen gaten of scheuren tijdens sterilisatie, opslag en transport


Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



Aluminium Sterilisatieplaat

De aluminium sterilisatieplaat is een herbruikbare massief aluminium plaat bedoeld voor gebruik onder sterilisatietrays en dient als koellichaam, wat zorgt voor betere verdamping van stoom om water af te voeren tijdens stoomsterilisatie.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
LCLC1850CE	52 x 24 cm	1
LCLC1851CE	48 x 24 cm	1




Siliconenslang op rol

Deze niet-steriele siliconenslangoprol kan afgesneden worden en gebruikt worden om de scherpe uiteinden van chirurgische instrumenten te beschermen tijdens opslag en sterilisatie.

Artikelnummer	Binnendiameter	Buitendiameter	Verpakking
510204	2	4	16
510305	3	5	16
510406	4	6	16
510407	4	7	10
510508	5	8	7
510509	5	9	7
510609	6	9	4
510612	6	12	4
510710	7	10	4
510812	8	12	4
511014	10	14	4

Een rol van 15m is gemakkelijk op de juiste lengte te knippen, afhankelijk van de behoefte



Voor meer informatie over Gemini verpakkingsmateriaal, neem contact op met uw accountmanager van Medline of bezoek onze site: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US 

Gemini sterilisatiewraps en transportbakken zijn niet-steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk 

Tray liner sheets zijn niet-steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

 Medisch Hulpmiddel Veiligheidsdienst (MDSS)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany 

Aluminium sterilisatieplaten zijn klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

 PROSIMED S.r.l.
Via della Magliana, 295
00146 Rome, Italia 

Siliconenslang op rol zijn klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

 Shanghai International Holding Corp. GmbH
Eiffelstraße 90
20537 Hamburg, Duitsland 

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om fouten die in deze brochure kunnen voorkomen, te corrigeren.

© 2024 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML678_NL 02/2024