

Gemini Sterilisatieverpakkingen

Zorgt voor de integriteit van uw sterilisatie proces.



Schitterend verpakkings- materiaal



Gemini sterilisatievellen

Draag zorg voor de integriteit van uw sterilisatieproces

Soepel en sterker

Gemini sterilisatievellen zijn bestand tegen scheuren en perforaties en presteren beter dan standaard SMS vellen. Ze zijn erg zacht en gemakkelijk te vouwen, waardoor ze eenvoudig zijn om mee te werken.

Pluist weinig en met betere kleefkracht.

Het oppervlak is geschikt voor sterilisatietape. Omdat het non-woven materiaal van nature weinig pluist, helpt het bij het behouden van de integriteit van steriele sets.

Gemaakt van uniek SSMMS materiaal met bewezen barrièrebescherming

De combinatie van Gemini's meerdere sterke lagen en 100% polypropyleen (EN 11607-1 en EN 868-2 getest) bieden unieke barrièrebescherming van hoog niveau tegen vocht en deeltjes.

Veelzijdig

Medline's Gemini sterilisatievellen zijn bedoeld voor gebruik in alle grote sterilisatie cycli, waaronder:

GEM0-GEM5

- Pre-vacuüm stoom cycli
- Zwaartekracht stoom cycli

GEM1-GEM5

- Ethyleenoxide (EtO) sterilisatie
- STERRAD® sterilisatie
- STERIS V-PRO® sterilisatie bij lage temperatuur
- STERIZONE® VP4 sterilisatie

WRAP Certificering

Gemini sterilisatievellen worden vervaardigd in een WRAP-gecertificeerde faciliteit. Bevordering van en respecteren van de arbeids- en mensenrechten in onze supply chain is onderdeel van Medline's maatschappelijk verantwoord ondernemen agenda. Meer gedetailleerde beschrijvingen van WRAP's 12 principes zijn beschikbaar op de website: www.wrapcompliance.org.



Gemini Enkele Sterilisatievellen

Gemini Enkele Sterilisatievellen zijn een perfecte oplossing voor sterilisatieafdelingen waar twee vellen worden gebruikt om een medisch hulpmiddel of een instrumentenset in te pakken.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1.000 st/doos	GEM1118-EU 1.000 st/doos	GEM2118-EU 1.000 st/doos	GEM3118-EU 600 st/doos		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1.000 st/doos	GEM1120-EU 1.000 st/doos	GEM2120-EU 500 st/doos	GEM3120-EU 250 st/doos		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 st/doos	GEM1124-EU 500 st/doos	GEM2124-EU 500 st/doos	GEM3124-EU 250 st/doos	GEM4124-EU 250 st/doos	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 st/doos	GEM1130-EU 300 st/doos	GEM2130-EU 300 st/doos	GEM3130-EU 200 st/doos	GEM4130-EU 250 st/doos	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 st/doos	GEM1136-EU 300 st/doos	GEM2136-EU 300 st/doos	GEM3136-EU 150 st/doos	GEM4136-EU 150 st/doos	GEM5136-EU 144 st/doos
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 st/doos	GEM1140-EU 250 st/doos	GEM2140-EU 250 st/doos	GEM3140-EU 150 st/doos	GEM4140-EU 150 st/doos	GEM5140-EU 96 st/doos
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 st/doos	GEM1145-EU 250 st/doos		GEM3145-EU 100 st/doos	GEM4145-EU 100 st/doos	GEM5145-EU 96 st/doos
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 st/doos	GEM1148-EU 250 st/doos	GEM2148-EU 100 st/doos	GEM3148-EU 50 st/doos	GEM4148-EU 50 st/doos	GEM5148-EU 48 st/doos
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 st/doos	GEM1154-EU 100 st/doos	GEM2154-EU 100 st/doos	GEM3154-EU 50 st/doos	GEM4154-EU 50 st/doos	GEM5154-EU 48 st/doos
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 st/doos			GEM3172-EU 50 st/doos	GEM4172-EU 50 st/doos	

Gemini Interleaved Sterilisatievellen

Gemini Interleaved verpakkingsmateriaal bieden onze meerlagige technologie en kleurdifferentiatie voor de sterilisatie units waar sequentiële verpakking plaatsvindt. Deze oplossing combineert scheurbestendigheid en veiligheid. Het is geïndiceerd voor gebruik in alle grote sterilisatie cycli.



	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 st/doos	GEM2124INT-EU 500 st/doos	GEM3124INT-EU 250 st/doos	GEM4124INT-EU 250 st/doos
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 st/doos	GEM2130INT-EU 300 st/doos	GEM3130INT-EU 200 st/doos	GEM4130INT-EU 250 st/doos
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 st/doos	GEM2136INT-EU 300 st/doos	GEM3136INT-EU 150 st/doos	GEM4136INT-EU 150 st/doos
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 st/doos	GEM2140INT-EU 250 st/doos	GEM3140INT-EU 150 st/doos	GEM4140INT-EU 150 st/doos
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 st/doos	GEM2148INT-EU 100 st/doos	GEM3148INT-EU 50 st/doos	GEM4148INT-EU 50 st/doos
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 st/doos	GEM2154INT-EU 100 st/doos	GEM3154INT-EU 50 st/doos	GEM4154INT-EU 50 st/doos
137 x 183 cm			GEM3172INT-EU 50 st/doos	GEM4172INT-EU 50 st/doos

Gemini Bonded Sterilisatievellen

De Gemini Bonded Sterilisatievellen kunnen u meer vertrouwen geven in uw sterilisatieproces. Twee samengesmolten vellen bieden uitzonderlijke sterkte en helpen bij het verbeteren van de efficiëntie. De dubbele kleur vergemakkelijkt het opmerken van gaatjes en helpt onderscheid maken tussen instrumentensets.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 st/doos	GEM1118T-EU 500 st/doos	GEM2118T-EU 500 st/doos	GEM3118T-EU 300 st/doos		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 st/doos	GEM1120T-EU 500 st/doos	GEM2120T-EU 250 st/doos	GEM3120T-EU 125 st/doos		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 st/doos	GEM1124T-EU 250 st/doos	GEM2124T-EU 250 st/doos	GEM3124T-EU 100 st/doos	GEM4124T-EU 100 st/doos	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 st/doos	GEM1130T-EU 150 st/doos	GEM2130T-EU 150 st/doos	GEM3130T-EU 75 st/doos	GEM4130T-EU 100 st/doos	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 st/doos	GEM1136T-EU 150 st/doos	GEM2136T-EU 150 st/doos	GEM3136T-EU 75 st/doos	GEM4136T-EU 75 st/doos	GEM5136T-EU 72 st/doos
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 st/doos	GEM1140T-EU 100 st/doos	GEM2140T-EU 100 st/doos	GEM3140T-EU 75 st/doos	GEM4140T-EU 75 st/doos	GEM5140T-EU 48 st/doos
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 st/doos	GEM1145T-EU 100 st/doos		GEM3145T-EU 50 st/doos	GEM4145T-EU 50 st/doos	GEM5145T-EU 48 st/doos
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 st/doos	GEM1148T-EU 100 st/doos	GEM2148T-EU 50 st/doos	GEM3148T-EU 30 st/doos	GEM4148T-EU 30 st/doos	GEM5148T-EU 24 st/doos
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 st/doos	GEM1154T-EU 50 st/doos	GEM2154T-EU 50 st/doos	GEM3154T-EU 30 st/doos	GEM4154T-EU 30 st/doos	GEM5154T-EU 24 st/doos
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 st/doos	GEM4172T-EU 30 st/doos	GEM5172T-EU 24 st/doos

Verpakkingsmateriaal accessoires

Dust Cover

Deze hoezen beschermen instrumententrays tegen stof- en milieu-invloeden. Ze zijn gemaakt van sterk, hoogwaardig polyethyleen en hebben een sluitstrip.



Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MDS100815	20 x 30 cm	1.000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100

Inlegvellen

Papieren trayliners vergemakkelijken de absorptie van condensatie tijdens sterilisatie.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
TLC009	30 x 30 cm	2.000
TLC010	30 x 45 cm	1.000
TLC011	30 x 60 cm	1.000



Transportbak

- Stevig kunststof, ontworpen om lucht door te laten stromen
- Helpt blootliggende draadrekken te verminderen
- Helpt instrumentenbakken te beschermen tegen gaten of scheuren tijdens sterilisatie, opslag en transport

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



Voor meer informatie over Gemini verpakkingsmateriaal, neem contact op met uw accountmanager van Medline of bezoek onze site: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België

Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US 

Gemini sterilisatievellen en transportbakken zijn niet steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk



Tray liner doeken zijn niet steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om fouten die in deze brochure kunnen voorkomen, te corrigeren.

© 2023 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML678_NL 03/2023



Medical Device Safety Service (MDSS)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

