

Folha para Esterilização Gemini

Garanta a integridade do seu processo de esterilização.



**Uma folha
do melhor**



Folha para Esterilização Gemini

Ajuda a garantir a integridade do seu processo de esterilização

Maleável e mais forte

As folhas para esterilização Gemini são resistentes aos rasgões e perfurações, garantindo melhores prestações do que as folhas standard SMS. São extremamente suaves e fáceis de dobrar, sendo muito fáceis de trabalhar.

Baixo desprendimento de fios e propriedades de aderência melhoradas

A superfície permite a aderência da fita de esterilização. O baixo desprendimento de fios natural ajuda a manter a integridade dos packs esterilizados.

Feitas com um TECIDO SSMMS exclusivo com proteção de barreira comprovada

As várias camadas resistentes da folha Gemini são feitas de 100% polipropileno (testadas segundo a EN 11607-1 e EN 868-2) e garantem um elevado nível de proteção contra fluídos e partículas.

Versátil

A Folha para Esterilização Gemini da Medline é indicada para todos os principais ciclos de esterilização, incluindo:

GEMO-GEM5

- Ciclos de vapor pré-vácuo
- Ciclos de vapor por gravidade

GEM1-GEM5

- Esterilização por Óxido de Etileno (EtO)
- Esterilização STERRAD®
- Esterilização a baixa temperatura STERIS V-PRO®
- Esterilização STERIZONE® VP4.

Certificação WRAP

As folhas Gemini são produzidas numa fábrica com certificação WRAP. A promoção e o respeito pelos direitos humanos e laborais na nossa cadeia de abastecimento fazem parte da agenda de responsabilidade social empresarial da Medline. Para ficar a conhecer uma descrição mais pormenorizada dos 12 Princípios WRAP, consulte o site: www.wrapcompliance.org.



Folha para Esterilização Gemini Simples

A Folha Simples para Esterilização Gemini é uma ótima solução para unidades de esterilização em que são utilizadas duas folhas para envolver um dispositivo médico ou um conjunto de instrumentos.



| | GEMO 40 g | GEM1 47 g | GEM2 54 g | GEM3 61 g | GEM4 71 g | GEM5 75 g |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 46 x 46 cm | GEM0118-EU 1000 unid./caixa | GEM1118-EU 1000 unid./caixa | GEM2118-EU 1000 unid./caixa | GEM3118-EU 600 unid./caixa | | |
| 51 x 51 cm | GEM0120-EU 1000 unid./caixa | GEM1120-EU 1000 unid./caixa | GEM2120-EU 500 unid./caixa | GEM3120-EU 250 unid./caixa | | |
| 61 x 61 cm | GEM0124-EU 500 unid./caixa | GEM1124-EU 500 unid./caixa | GEM2124-EU 500 unid./caixa | GEM3124-EU 250 unid./caixa | GEM4124-EU 250 unid./caixa | |
| 76 x 76 cm | GEM0130-EU 300 unid./caixa | GEM1130-EU 300 unid./caixa | GEM2130-EU 300 unid./caixa | GEM3130-EU 200 unid./caixa | GEM4130-EU 250 unid./caixa | |
| 91 x 91 cm | GEM0136-EU 300 unid./caixa | GEM1136-EU 300 unid./caixa | GEM2136-EU 300 unid./caixa | GEM3136-EU 150 unid./caixa | GEM4136-EU 150 unid./caixa | GEM5136-EU 144 unid./caixa |
| 102 x 102 cm | GEM0140-EU 250 unid./caixa | GEM1140-EU 250 unid./caixa | GEM2140-EU 250 unid./caixa | GEM3140-EU 150 unid./caixa | GEM4140-EU 150 unid./caixa | GEM5140-EU 96 unid./caixa |
| 114 x 114 cm | GEM0145-EU 250 unid./caixa | GEM1145-EU 250 unid./caixa | | GEM3145-EU 100 unid./caixa | GEM4145-EU 100 unid./caixa | GEM5145-EU 96 unid./caixa |
| 122 x 122 cm | GEM0148-EU 250 unid./caixa | GEM1148-EU 250 unid./caixa | GEM2148-EU 100 unid./caixa | GEM3148-EU 50 unid./caixa | GEM4148-EU 50 unid./caixa | GEM5148-EU 48 unid./caixa |
| 137 x 137 cm | GEM0154-EU 100 unid./caixa | GEM1154-EU 100 unid./caixa | GEM2154-EU 100 unid./caixa | GEM3154-EU 50 unid./caixa | GEM4154-EU 50 unid./caixa | GEM5154-EU 48 unid./caixa |
| 137 x 183 cm | GEM0172-EU 100 unid./caixa | | | GEM3172-EU 50 unid./caixa | GEM4172-EU 50 unid./caixa | |

Folha para Esterilização Entrelaçada Gemini

As Folhas Intercaladas Gemini ostentam a nossa tecnologia de múltiplas camadas e diferenciação de cor nas unidades de esterilização nas quais está implementado o empacotamento sequencial. Esta solução combina resistência à rotura com segurança. Está indicada para os principais ciclos de esterilização.



| | GEM1 47 g | GEM2 54 g | GEM3 61 g | GEM4 71 g |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 61 x 61 cm | GEM1124INT-EU 500 unid./caixa | GEM2124INT-EU 500 unid./caixa | GEM3124INT-EU 250 unid./caixa | GEM4124INT-EU 250 unid./caixa |
| 76 x 76 cm | GEM1130INT-EU 300 unid./caixa | GEM2130INT-EU 300 unid./caixa | GEM3130INT-EU 200 unid./caixa | GEM4130INT-EU 250 unid./caixa |
| 91 x 91 cm | GEM1136INT-EU 300 unid./caixa | GEM2136INT-EU 300 unid./caixa | GEM3136INT-EU 150 unid./caixa | GEM4136INT-EU 150 unid./caixa |
| 102 x 102 cm | GEM1140INT-EU 250 unid./caixa | GEM2140INT-EU 250 unid./caixa | GEM3140INT-EU 150 unid./caixa | GEM4140INT-EU 150 unid./caixa |
| 122 x 122 cm | GEM1148INT-EU 250 unid./caixa | GEM2148INT-EU 100 unid./caixa | GEM3148INT-EU 50 unid./caixa | GEM4148INT-EU 50 unid./caixa |
| 137 x 137 cm | GEM1154INT-EU 100 unid./caixa | GEM2154INT-EU 100 unid./caixa | GEM3154INT-EU 50 unid./caixa | GEM4154INT-EU 50 unid./caixa |
| 137 x 183 cm | | | GEM3172INT-EU 50 unid./caixa | GEM4172INT-EU 50 unid./caixa |

Folha para Esterilização Gemini Dupla

A Folha para Esterilização Gemini Dupla proporciona uma maior confiança no seu processo de esterilização. Duas folhas unidas que proporcionam uma força excepcional e que ajudam a melhorar a eficácia. As duas cores facilitam a deteção de orifícios e ajuda a distinguir conjuntos de instrumentos.



| | GEMO 40 g | GEM1 47 g | GEM2 54 g | GEM3 61 g | GEM4 71 g | GEM5 75 g |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 46 x 46 cm | GEM0118T-EU 500 unid./caixa | GEM1118T-EU 500 unid./caixa | GEM2118T-EU 500 unid./caixa | GEM3118T-EU 300 unid./caixa | | |
| 51 x 51 cm | GEM0120T-EU 500 unid./caixa | GEM1120T-EU 500 unid./caixa | GEM2120T-EU 250 unid./caixa | GEM3120T-EU 125 unid./caixa | | |
| 61 x 61 cm | GEM0124T-EU 250 unid./caixa | GEM1124T-EU 250 unid./caixa | GEM2124T-EU 250 unid./caixa | GEM3124T-EU 100 unid./caixa | GEM4124T-EU 100 unid./caixa | |
| 76 x 76 cm | GEM0130T-EU 150 unid./caixa | GEM1130T-EU 150 unid./caixa | GEM2130T-EU 150 unid./caixa | GEM3130T-EU 75 unid./caixa | GEM4130T-EU 100 unid./caixa | |
| 91 x 91 cm | GEM0136T-EU 150 unid./caixa | GEM1136T-EU 150 unid./caixa | GEM2136T-EU 150 unid./caixa | GEM3136T-EU 75 unid./caixa | GEM4136T-EU 75 unid./caixa | GEM5136T-EU 72 unid./caixa |
| 102 x 102 cm | GEM0140T-EU 100 unid./caixa | GEM1140T-EU 100 unid./caixa | GEM2140T-EU 100 unid./caixa | GEM3140T-EU 75 unid./caixa | GEM4140T-EU 75 unid./caixa | GEM5140T-EU 48 unid./caixa |
| 114 x 114 cm | GEM0145T-EU 100 unid./caixa | GEM1145T-EU 100 unid./caixa | | GEM3145T-EU 50 unid./caixa | GEM4145T-EU 50 unid./caixa | GEM5145T-EU 48 unid./caixa |
| 122 x 122 cm | GEM0148T-EU 100 unid./caixa | GEM1148T-EU 100 unid./caixa | GEM2148T-EU 50 unid./caixa | GEM3148T-EU 30 unid./caixa | GEM4148T-EU 30 unid./caixa | GEM5148T-EU 24 unid./caixa |
| 137 x 137 cm | GEM0154T-EU 50 unid./caixa | GEM1154T-EU 50 unid./caixa | GEM2154T-EU 50 unid./caixa | GEM3154T-EU 30 unid./caixa | GEM4154T-EU 30 unid./caixa | GEM5154T-EU 24 unid./caixa |
| 137 x 183 cm | | | | GEM3172T-EU 30 unid./caixa | GEM4172T-EU 30 unid./caixa | GEM5172T-EU 24 unid./caixa |

Acessórios para Folhas de Esterilização

Capas de proteção

Estas tampas protegem as bandejas de instrumentos contra o pó e os agentes ambientais. São feitas de polietileno resistente de qualidade e são auto-seláveis.



| Referência | Descrição | Embalagem |
|------------|------------|-----------|
| MDS100815 | 20 x 30 cm | 1000 |
| MDS100825 | 30 x 50 cm | 500 |
| MDS100830 | 40 x 55 cm | 500 |
| MDS100835 | 40 x 75 cm | 250 |
| MDS100840 | 60 x 75 cm | 250 |
| MDS100845 | 63 x 94 cm | 100 |

Papel absorvente para bandejas

O papel absorvente para as bandejas facilita a absorção da condensação durante a esterilização.

| Referência | Descrição | Embalagem |
|------------|------------|-----------|
| TLC009 | 30 x 30 cm | 2000 |
| TLC010 | 30 x 45 cm | 1000 |
| TLC011 | 30 x 60 cm | 1000 |



Bandeja de Transporte

- O plástico rígido foi concebido para permitir o fluxo de ar
- Ajuda a reduzir as prateleiras em arame expostas
- Ajuda a proteger a bandeja de instrumentos contra furos ou rasgões durante a esterilização, armazenamento e transporte

| Referência | Descrição | Embalagem |
|------------|------------|-----------|
| GEMTRAY3CE | 31 x 56 cm | 10 |
| GEMTRAY4CE | 43 x 69 cm | 8 |



Para ficar a saber mais sobre as folhas Gemini, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso site: www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
www.medline.eu/pt
pt-atenciacliente@medline.com

FOLLOW US  

As folhas de esterilização Gemini e as bandejas de transporte são dispositivos médicos classe I não esterilizados destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.

O papel absorvente para as bandejas é um dispositivo médico classe I não esterilizado destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Reservamo-nos o direito de corrigir os erros que possam ocorrer neste folheto.

© 2023 Medline é uma marca registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML678_PT 01/2023



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França



Medical Device Safety Service (MDSS)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Alemanha

