

Generation Pink Nitrile

Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe, unsteril



Vorteile und Eigenschaften

- Angenehmes Tragegefühl und verlässlicher Halt
- AQL gemäß EN455-1: 1,0
- Reißkraft (FAB), Medianwert: 7,4 Newton
- Persönliche Schutzausrüstung – PSA Kategorie II
- Gegen Zytostatika getestet*

Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Verpackung
PINKE2501	S	250 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
PINKE2502	M	250 Stk./Box, 10 Boxen/Karton
PINKE2503	L	250 Stk./Box, 10 Boxen/Karton



Empfohlene Anwendungsbereiche



Materialstärke
Finger: 0,09 mm
Handfläche: 0,07 mm
Stulpe: 0,05 mm



Nachhaltige Verpackungstechnik

MicroStop™-Folie

Flat-Layer-Packaging

Farbkodierte
Größenkennzeichnung

100 % wiederverwertbare
Materialien



Vorschriften und Qualitätsstandards

- Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745
- Erfüllt die europäischen Normen EN 455-1, 2, 3 und 4
- Hergestellt nach EN ISO 13485
- Erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur persönlichen Schutzausrüstung (EU) 2016/45 Kategorie III
- Erfüllt die Normen EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 und EN ISO 374-5
- Auf virale Durchdringung gemäß EN 374-5 getestet
- Erfüllt die EU-Verordnung Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Niederlande

Erfahren Sie mehr. Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de

*Nicht mit Carmustin oder Thiotepa verwenden

Dies ist ein nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I und für medizinische Fachleute gedacht. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren. ©2024 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML183_DE 08/2024

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankreich