

Generation Pink® Nitril

Puderfrei, latexfrei, unsteril



Qualitätsrichtlinien

- Klasse I unsteriles Medizinprodukt nach EU-Verordnung 2017/745. Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Standards EN 455-1, -2, -3 und -4.
- Gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung zur Persönlichen Schutzausrüstung (EU)2016/425 Kategorie III. Erfüllt die Standards EN 420, EN 374-1, -2, -4, -5 und EN 16523-1.
- Die Herstellungsstätte ist nach EN ISO 13485 zertifiziert.
- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Auf Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien gemäß EN 16523-1 und gegen Zytostatika gemäß ASTM D6978-05 getestet.
- Auf virale Durchdringung gemäß EN 374-5 getestet.

Bestellinformationen

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
PINKE2500	XS	250/Box, 10 Boxen/Karton
PINKE2501	S	250/Box, 10 Boxen/Karton
PINKE2502	M	250/Box, 10 Boxen/Karton
PINKE2503	L	250/Box, 10 Boxen/Karton
PINKE2504	XL	230/Box, 10 Boxen/Karton



Empfohlen für die Anwendungsbereiche



Spezifikationen



- AQL 1,0
- 6,7 N Reißfestigkeit
- Tastempfinden
- Texturierte Fingerspitzen
- Dicke:
 - » Finger: 0,09 mm
 - » Handfläche: 0,07 mm
 - » Stulpe: 0,05 mm

Innovative Verpackungstechnik

MicroStop-Folie

Flat-layer Packaging

Farbcodierte
Größenkennzeichnung



Erfahren Sie mehr. Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.