

Nitrilo Generation Pink

Sin polvo, libres de látex, no estériles



Reglamentos y normas de calidad

- Certificados como producto sanitario de clase I de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios, cumplen las normas EN455-1,2,3,4
- Certificados como equipo de protección individual categoría III de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual cumplen las normas EN420, EN374-1,2,4,5 y EN16523-1
- Fabricante con certificación EN ISO 13485
- Reglamento (UE) N.º 10/2011 relativo a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios
- Probada resistencia a agentes químicos de conformidad con EN 16523-1 y fármacos de quimioterapia en virtud de ASTM D6978-05
- Supera ensayo de penetración viral de conformidad con EN374-5

Información sobre pedidos

Referencia	Talla	Envasado
PINKE2500	XS	250/dispensador, 10 dispensadores/caja
PINKE2501	S	250/dispensador, 10 dispensadores/caja
PINKE2502	M	250/dispensador, 10 dispensadores/caja
PINKE2503	L	250/dispensador, 10 dispensadores/caja
PINKE2504	XL	230/dispensador, 10 dispensadores/caja

Recomendado para el uso en



Partos



Servicios de limpieza



Farmacia/
Oncología



Hospitalización



Extracciones de sangre




Unidad de Cuidados Intensivos

Especificaciones


- AQL de 1,0
- 6,7 N de fuerza de rotura
- Sensibilidad táctil
- Puntas de los dedos texturizadas
- Grosor:
 - » Dedo: 0,09 mm
 - » Palma: 0,07 mm
 - » Puño: 0,05 mm

Tecnología de envasado innovadora

Película MicroStop



Envasado plano



Código de colores por tamaños



¡Un mundo rosa en nuestras manos!

Medline dona 1 € por cada caja vendida de guantes Pink a una organización benéfica contra el cáncer de mama.

¡Pregunte por nuestro Concurso Fotográfico Pink Glove!

Más información. Para conocer más sobre nuestros productos, por favor contacte con su representante de Medline o visítenos en la web: es.medline.eu

Este producto es un producto sanitario de clase I no estéril destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios.

Antes de utilizarlo, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido.

© 2019 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML183-ES 07/2020

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France