

Nitrilo Generation Pink

Guantes de examen de nitrilo no estériles sin polvo



Ventajas y características

- Diseñado para ofrecer un ajuste cómodo y agarre fiable
- Nivel de calidad aceptable (AQL) según EN455-1: 1,0
- Fuerza de rotura: 7,4 newtons
- Equipo de protección individual (EPI) certificado
- Probados contra los fármacos quimioterapéuticos*

Información para pedidos

Referencia	Tamaño	Invasado
PINKE2501	Pequeño	250 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
PINKE2502	Mediana	250 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
PINKE2503	Grande	250 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja



+ Puntas de los dedos texturizadas

+ Color: rosa

+ Longitud: 245 mm

Grosor

Dedo: 0,09 mm
Palma: 0,07 mm
Puño: 0,05 mm

Recomendado para el uso en:



Unidad de cuidados intensivos



Farmacia/
oncología



Maternidad
y paritorio



Unidad de cuidados no intensivos




Flebotomía




Servicios de limpieza

Tecnología de envasado sostenible

Película MicroStop™



Invasado a capas planas



Códigos de talla por colores



Materiales reciclables al 100 %



Reglamentos y normas de calidad

- Producto sanitario no estéril de clase I de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 y el Reglamento del Reino Unido de productos sanitarios
- Cumple las normas EN 455-1, 2, 3, y 4
- Fabricado conforme a EN ISO 13485
- Cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual de categoría III, de acuerdo con su incorporación a la legislación del Reino Unido y sus modificaciones
- Cumple las normas EN ISO 21420; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 y EN ISO 374-5
- Probado para penetración viral de conformidad con EN ISO 374-5
- Cumple el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Países Bajos



Explore cómo la gama de guantes de Medline, incluidos los Generation Pink Nitrile, marcan la diferencia en todo el mundo. Contacte con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es

*No debe utilizarse con Carmustina o Tiotepa

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I, destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes de usarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML183_ES 06/2024

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia