

Generation Pink Nitrile

Sans poudre, sans latex, non stérile



Réglementation et normes de qualité

- Testé et approuvé comme dispositif médical non stérile de classe 1 conformément à la certification (UE) 2017/45 sur les Dispositifs Médicaux, conforme aux normes EN455-1,2,3,4
- Selon les exigences de la certification (UE) 2016/425, équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III, conforme aux normes EN420, EN374-1,2,4,5 et EN16523-1.
- Le fabricant est certifié EN ISO 13485
- Certifié (UE) n°10/2011, pour les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Testé pour la résistance aux produits chimiques conformément à la norme EN 16523-1 et aux médicaments chimiothérapeutiques selon la norme ASTM D6978-05
- Testé pour la pénétration virale conformément à la norme EN374-5

Informations produit

Code article	Taille	Conditionnement
PINKE2500	XS	250/boîte, 10 boîtes/carton
PINKE2501	S	250/boîte, 10 boîtes/carton
PINKE2502	M	250/boîte, 10 boîtes/carton
PINKE2503	L	250/boîte, 10 boîtes/carton
PINKE2504	XL	230/boîte, 10 boîtes/carton

Recommandé dans les services




Caractéristiques


- NQA 1.0
- Force à la rupture 6.7 N
- Sensibilité tactile
- Bouts de doigts texturés
- Epaisseur :
 - » Doigt : 0,09 mm
 - » Paume : 0,07 mm
 - » Manchette : 0,05 mm

Technologie d'emballage innovante

Film MicroStop



Positionnement des gants à plat



Code couleur par taille



Un monde rose est entre nos mains!

Medline reverse 1 € par carton de gants roses vendu, à une association caritative contre le cancer du sein.

Découvrez notre concours photo Pink Glove!

En savoir plus. Contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site medline.eu/fr