

# Generation Pink Nitrile

Senza polvere, senza lattice, non sterile



## Normative e standard di qualità

- Testato e approvato come dispositivo medico di classe I non sterile in conformità al Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745, conforme alle norme EN455-1,2,3,4
- Ai sensi del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, conforme alle norme EN420, EN374-1,2,4,5 e EN16523-1
- Il produttore è certificato EN ISO 13485
- Regolamento (UE) n. 10/2011 per materie plastiche e articoli destinati a venire a contatto con alimenti
- Testato per la resistenza agli agenti chimici secondo la norma EN 16523-1 e farmaci chemioterapici ai sensi della norma ASTM D6978-05
- Testato per la penetrazione virale secondo EN374-5

## Informazioni per gli ordini

Codice articolo	Taglia	Confezionamento
PINKE2500	XS	250/Box, 10 Boxes/confezione di vendita
PINKE2501	S	250/Box, 10 Boxes/confezione di vendita
PINKE2502	M	250/Box, 10 Boxes/confezione di vendita
PINKE2503	L	250/Box, 10 Boxes/confezione di vendita
PINKE2504	XL	230/Box, 10 Boxes/confezione di vendita

## Consigliato per l'uso in




## Specifiche Comunitarie


- AQL 1.0
- 6,7 N forza di rottura
- Sensibilità tattile
- Testurizzazione ai polpastrelli
- Spessore:
  - » Dito: 0,09 mm
  - » Palmo: 0,07 mm
  - » Polsino: 0,05 mm

## Tecnologia innovativa di imballaggio

MicroStop Film



Flat-Layer packing



Codice colore per taglia



**Richiedi informazioni per la pink glove photo competition!**

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2019 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML183-IT 12/2019

**Per ulteriori informazioni, contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)**

Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



**Un mondo rosa è nelle nostre mani!**

Medline dona € 1 per ogni confezione di guanti rosa venduta a un ente di beneficenza per il cancro al seno.