

Generation Pink Nitrile

Guanti da esame in nitrile, non sterili e depolverati



Proprietà e vantaggi

- Realizzati specificamente per garantire un'ottima vestibilità e una presa sicura
- Caratterizzati da un AQL (Livello di Qualità Accettabile) di 1,0, in conformità alla norma EN 455-1
- Presentano un valore medio di Resistenza alla Rottura (FAB) pari a 7,4 newton
- Certificati come DPI, Dispositivi di Protezione Individuale
- Testati per la resistenza alla permeazione di farmaci chemioterapici*

Informazioni per gli ordini

Codice articolo	Taglia	Confezionamento
PINKE2501	Small	250 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita
PINKE2502	Medium	250 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita
PINKE2503	Large	250 guanti/scatola, 10 unità/confezione di vendita

Consigliati per l'utilizzo a livello di:



Terapia Intensiva



Farmacia/Oncologia



Maternità e Sala Parto



Aree non critiche o di degenza ordinaria




Centro Prelievi




Servizi di pulizie

Tecnologia di imballaggio ecologica e sostenibile

Pellicola protettiva MicroStop™



Confezionamento a strati piatti



Codice di colori per le taglie



Materiali riciclabili al 100%



Normative e standard di qualità

- Dispositivo medico non sterile di classe I, in accordo al Regolamento Europeo MDR 2017/745 ed al Regolamento MDR del Regno Unito
- Conforme ai requisiti delle norme EN 455-1, 2, 3 e 4
- Prodotto ai sensi della norma internazionale EN ISO 13485
- Come DPI di III Categoria soddisfa i requisiti sia del Regolamento Europeo 2016/45 sui Dispositivi di Protezione Individuale, sia del Regolamento modificato e convertito in legge nel Regno Unito
- Corrispondente agli standard relativi alle norme EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Testato per la protezione e la resistenza alla penetrazione virale, definite dalla norma EN ISO 374-5
- Rispetta il Regolamento Europeo 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Paesi Bassi



Scoprite come Generation Pink Nitrile e l'intera gamma di guanti Medline riescano realmente a fare la differenza in tutto il mondo: contattate il vostro rappresentante Medline di riferimento o visitate il sito www.medline.eu/it

*Non indicati per il contatto con Carmustina (BICNU) o Tiotepa

Questo prodotto è un dispositivo medico non sterile di classe I, destinato a essere utilizzato dal personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML183_IT 06/2024

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia



Spessore

Polpastrello: 0,09 mm
Palmo: 0,07 mm
Polsino: 0,05 mm