

Generatie Pink Nitril

Niet-steriele poedervrije nitrile onderzoekshandschoenen




Voordelen en eigenschappen

- Comfortabele pasvorm en betrouwbare grip
- Acceptabel kwaliteitsniveau (AQL) voor EN455-1: 1,0
- Breekkracht (FAB - mediaan waarde): 7,4 newton
- Persoonlijke beschermingsmiddelen - PBM gecertificeerd
- Getest op bescherming tegen cytostatica*

Bestelinformatie

Artikelnummer	Maat	Verpakking
PINKE2501	Small	250 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
PINKE2502	Medium	250 stuks/doosje, 10 doosjes/doos
PINKE2503	Large	250 stuks/doosje, 10 doosjes/doos




Dikte
Vinger: 0,09 mm
Palm: 0,07 mm
Manchet: <0,05 mm

Aanbevolen voor gebruik bij:




Duurzame verpakkingstechnologie

MicroStop™ folie



Flat-layer verpakking



Op kleur gebaseerde maatvoering



100% recycleerbare materialen



Regelgeving en kwaliteitsnormen

- Klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel volgens Medical Device Regulation (EU) 2017/745, en UK Medical Device Regulation
- Voldoet aan de EN normen 455-1, 2, 3 en 4.
- Gefabriceerd volgens EN ISO 13485
- Voldoet aan de eisen van Verordening (EU)2016/45 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie III, zoals in de Britse wetgeving ingevoerd en gewijzigd
- Voldoet aan de normen EN ISO 21420; EN ISO 374-1, EN ISO 374-2; EN 16523-1; EN ISO 374-4 en EN ISO 374-5
- Getest op virale penetratie in overeenstemming met EN ISO 374-5
- In overeenstemming met Richtlijn (EU) Nr. 10/2011 voor plastic materiaal en voorwerpen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amsterdam, Nederland



Ontdek hoe Medline's handschoenen, waaronder Generation Pink Nitril, wereldwijd een verschil maken. Neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

*Niet voor gebruik met Carmustine of Thiotepa

Dit product is een niet-steriel medisch hulpmiddel van klasse I dat bedoeld is voor gebruik door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2024 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML183_NL 06/2024