

Generation Pink Nitrile

Poedervrij, latexvrij, niet-steriel



Regelgeving en kwaliteitsnormen

- Getest en geslaagd als een klasse 1 niet-steriel medisch hulpmiddel overeenkomstig Medische Hulpmiddelen Verordening (EU) 2017/745, voldoet aan de normen EN455-1,2,3,4
- Volgens de voorschriften van Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) categorie III, voldoet aan de normen EN420, EN374-1,2,4,5 en EN16523-1
- Fabrikant is EN ISO 13485 gecertificeerd
- Regulatie (EU) Nr. 10/2011 voor plastic materiaal en voorwerpen die bestemd zijn om in contact te komen met voedsel
- Getest op resistentie tegen chemicaliën in overeenstemming met EN 16523-1 en chemo medicijnen onder ASTM D6978-05
- Getest op virale penetratie in overeenstemming met EN374-5

Bestelgegevens

| Artikelnummer | Maat | Verpakking |
|---------------|------|---------------------------|
| PINKE2500 | XS | 250/doos, 10 dozen/omdoos |
| PINKE2501 | S | 250/doos, 10 dozen/omdoos |
| PINKE2502 | M | 250/doos, 10 dozen/omdoos |
| PINKE2503 | L | 250/doos, 10 dozen/omdoos |
| PINKE2504 | XL | 230/doos, 10 dozen/omdoos |

Aanbevolen voor gebruik in




Specificaties


- AQL 1.0
- 6.7 N kracht bij pauze
- Tactiele gevoeligheid
- Vingertoppen met structuur
- Dikte:
 - » Vinger: 0.09 mm
 - » Palm: 0.07 mm
 - » Manchet: 0.05 mm

Innovatieve verpakkingstechnologie

MicroStop film



Platte lagen verpakking



Op kleur gecodeerd



Een roze wereld is in onze handen!

Medline doneert €1 voor elke verkochte doos roze handschoenen aan een goed doel voor borstkanker.

Vraag naar onze Roze Handschoen Fotowedstrijd!

Meer informatie. Neem contact op met uw Medline accountmanager of ga naar: medline.eu/nl.

Dit product is een klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML183-NL 03/2020

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France