

Nitrilo Generation Pink

Luvas de exame de nitrilo não estéreis sem pó



Vantagens e funcionalidades

- Concebidas para proporcionarem um ajuste confortável e uma aderência fiável
- Nível de qualidade aceitável (AQL) EN455-1: 1.0
- Força de rutura (FAB) valor mediano: 7,4 newtons
- Certificação Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- Testadas contra fármacos de quimioterapia*

Informações de encomenda

Número do artigo	Tamanho	Embalagem
PINKE2501	S	250 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
PINKE2502	M	250 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa
PINKE2503	L	250 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa




Utilização recomendada em:




Espessura
Dedo: 0,09 mm
Palma: 0,07 mm
Punho: 0,05 mm

Tecnologia de embalagem sustentável

Película MicroStop™



Embalagem de camada plana



Tamanhos codificados por cores



100% materiais recicláveis



Regulamentos e normas de qualidade

- Dispositivo médico Classe I não estéril segundo o Regulamento (UE) 2017/745 e o Regulamento do Reino Unido relativo aos dispositivos médicos
- Cumpre as normas EN 455-1, 2, 3 e 4
- Fabricado de acordo com a EN ISO 13485
- Cumpre os requisitos da Categoria III do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual conforme introduzido e com as alterações que lhe foram dadas no Reino Unido
- Cumpre as normas EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 e EN ISO 374-5
- Penetração viral testada de acordo com a norma EN ISO 374-5
- Cumpre o Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.
1066 EP, Amesterdão, Países Baixos



Explore como a gama de luvas da Medline, incluindo a Generation Pink Nitrilo, faz a diferença em todo o mundo. Entre em contacto com o delegado de vendas local da Medline ou consulte o nosso website em www.medline.eu/pt

*Não deve ser utilizado com Carmustina ou Tiotepa

Este produto é um dispositivo médico classe I não estéril destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML183_PT 07/2024

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França