

Nitrilo Generation Pink

Sem pó, livre de látex, não estéril



Normativas e normas de qualidade

- Testado e aprovado como dispositivo médico de classe I não-estéril de acordo com a Normativa (UE) 2017/745 relativa aos dispositivos médicos, cumpre as normas EN455-1,2,3,4
- Nos termos dos requisitos da Normativa (UE) 2016/425 relativo ao equipamento de proteção individual (EPI), Categoria III, cumpre as normas EN420, EN374-1,2,4,5 e EN16523-1
- O fabricante tem certificação EN ISO 13485
- Normativa (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos
- Resistência a produtos químicos testada de acordo com a norma EN 16523-1 e a fármacos de quimioterapia segundo a norma ASTM D6978-05
- Penetração viral testada de acordo com a norma EN374-5

Informações de encomenda

Referência	Tamanho	Embalagem
PINKE2500	XS	250 uni/disp, 10 disp/cx
PINKE2501	S	250 uni/disp, 10 disp/cx
PINKE2502	M	250 uni/disp, 10 disp/cx
PINKE2503	L	250 uni/disp, 10 disp/cx
PINKE2504	XL	230 uni/disp, 10 disp/cx



Utilização recomendada em




Especificações


- AQL 1.0
- 6,7 N força de rutura
- Sensibilidade tátil
- Pontas do dedo texturadas
- Espessura:
 - » Dedo: 0,09 mm
 - » Palma: 0,07 mm
 - » Punho: 0,05 mm

Tecnologia de embalagem inovadora

Película MicroStop



Embalagem de camada plana



Tamanhos codificados por cores



Um mundo rosa está nas suas mãos!

A Medline doa €1 por cada caixa de luvas cor-de-rosa vendidas, a uma instituição do cancro da mama.

Pergunte sobre a nossa Pink Glove Photo Competition!

Este produto é um dispositivo médico não esterilizado de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML183-PT 05/2020

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Fique a saber mais. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt