

# Génération Pink Nitrile

Gants d'examen en nitrile, non stériles, non poudrés



## Avantages et caractéristiques

- Conçus pour un ajustement confortable et une préhension ferme
- Niveau de qualité acceptable (NQA) pour EN455-1 : 1.0
- Force à la rupture (FAB), valeur médiane : 7.4 Newtons
- Certifiés équipements de protection individuelle (EPI)
- Protection contre les médicaments de chimiothérapie\*

## Informations de commande

Référence	Taille	Conditionnement
PINKE2501	S	250 unités/boîte, 10 boîtes/carton
PINKE2502	M	250 unités/boîte, 10 boîtes/carton
PINKE2503	L	250 unités/boîte, 10 boîtes/carton




## Utilisation recommandée pour :




**Épaisseur :**  
Bout de doigt : 0,09 mm  
Paume : 0,07 mm  
Poignet : 0,05 mm

## Technologie d'emballage durable

Film MicroStop™



Pliage à plat



Code couleur par taille



Matériaux 100% recyclables



## Réglementations et normes de qualité

- Dispositif médical de classe I non stérile répondant aux exigences de la Directive européenne sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et la réglementation du Royaume-Uni sur les dispositifs médicaux
- Conforme aux normes européennes EN 455-1, 2, 3 et 4
- Fabriqué selon EN ISO 13485
- Conforme aux exigences de la Directive européenne sur les équipements de protection individuelle (UE) 2016/45, de catégorie III, telle qu'elle a été intégrée dans la réglementation du Royaume-Uni et modifiée
- Conforme aux normes EN ISO 21420 ; EN ISO 374-1 ; EN ISO 374-2 ; EN 16523-1 ; EN ISO 374-4 et EN ISO 374-5
- Testé pour la pénétration virale conformément à la norme EN ISO 374-5
- Conforme au règlement (UE) n°10/2011, pour les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires



CE 2797 BSI Group The Netherlands B.V.  
1066 EP, Amsterdam, Pays-Bas



Découvrez comment la gamme de gants de Medline, et notamment les gants en nitrile Generation Pink, font une différence dans le monde. Pour en savoir plus, contactez votre responsable commercial Medline ou visitez notre site Internet : [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)

\*Non destiné à être utilisé avec de la carmustine ou du thiotépa

Ce produit est un dispositif médical de classe I non stérile destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions indiquées sur l'étiquetage correspondant.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML183\_FR 10/2024

Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44710 Châteaurenault, France