



GORROS DE PROTECCIÓN DESECHABLES

Comodidad y variedad

GORROS DE PROTECCIÓN MEDLINE

El cubrir la cabeza y el cabello ayuda a reducir el riesgo de que partículas extrañas puedan penetrar en las heridas quirúrgicas y protege a los pacientes de una posible contaminación en los quirófanos o en las unidades de cuidados intensivos. Los gorros de protección desechables de Medline ofrecen un alto nivel de comodidad y existen en una variedad de formas, tamaños y diseños que satisfacen las necesidades estéticas y de protección de todos los hospitales.




Nuestra amplia gama de productos, incluyendo capuchas y gorros quirúrgicos con y sin elástico, son aptos para trabajar en una gran variedad de intervenciones quirúrgicas y para una gran variedad de peinados. Para ofrecerte aún más opciones y ajustarse a tu presupuesto, los gorros de Medline están disponibles en diferentes materiales como Cluster Keyback o viscosa y polipropileno spunbond, que han pasado los requisitos de biocompatibilidad, ofrecen un bajo desprendimiento de pelusas y no contienen látex.

Gama Comfort

La gama Comfort es la línea de productos de Medline de gorros de protección preferida en el quirófano. Fabricada en suave y transpirable Cluster Keyback, esta línea ofrece un alto nivel de comodidad y protección. Los productos de la gama Comfort están disponibles en azul y verde y en una gran variedad de diseños.

Medline se compromete a adquirir sus productos en fábricas éticas y socialmente responsables en todo el mundo. Nuestra gama de productos Comfort se produce en instalaciones certificadas por Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP).

	Gorro quirúrgico tipo escafandra FS61100 100/caja 600/envase Gorro quirúrgico tipo escafandra · verde		Gorro quirúrgico tipo escafandra FS61150A 100/caja 600/envase Gorro quirúrgico tipo escafandra · azul
	Gorro quirúrgico tipo escafandra FS61250 50/caja 300/envase Gorro quirúrgico tipo escafandra con banda para sudor · azul		Gorro quirúrgico con elástico FS61300 100/caja 600/envase Gorro quirúrgico con banda elástica sin látex · verde · talla 53 cm

	Gorro quirúrgico con elástico FS61350 100/caja 600/envase Gorro quirúrgico con banda elástica sin látex · azul · talla 53 cm		Gorro quirúrgico FS61450 100/caja 600/envase Gorro quirúrgico · estilo marinero · azul
	Gorro quirúrgico FS61500 100/caja 600/envase Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera perfilada · verde		Gorro quirúrgico FS61550A 100/caja 600/envase Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera perfilada · azul
	Gorro quirúrgico FS61750A 100/caja 600/envase Gorro quirúrgico con cintas · para pelo largo · azul		Gorro quirúrgico FS61850A 100/caja 600/envase Gorro quirúrgico con cintas · para pelo corto · azul
	Gorro quirúrgico FS61950 100/caja 600/envase Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera plana · azul		




Organismo de certificación de cumplimiento social reconocido internacionalmente que verifica el respeto de los derechos humanos y laborales de los trabajadores en las fábricas.


Gama Colorful

La gama Colorful está fabricada en viscosa spunlaced, que es un material suave y transpirable, similar al algodón. La gama ofrece una gran comodidad y una amplia variedad de colores.


Medline se compromete a adquirir sus productos en fábricas éticas y socialmente responsables en todo el mundo. Nuestra gama de productos Colorful se produce en instalaciones certificadas por Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP).




Gorro quirúrgico		
FS60750B	100/caja	600/envase
Gorro quirúrgico con cintas · para pelo largo · azul		




Gorro quirúrgico		
FS60850B	100/caja	600/envase
Gorro quirúrgico con cintas · para pelo corto · azul		




Gorro quirúrgico		
FS60950B	100/caja	600/envase
Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera plana · azul		




Gorro quirúrgico		
FS60950G	100/caja	600/envase
Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera plana · verde		



Gorro quirúrgico		
FS60950P	100/caja	600/envase
Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera plana · morado		



Gorro quirúrgico		
FS60950PK	100/caja	600/envase
Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera plana · rosa		




Gorro quirúrgico		
FS60950W	100/caja	600/envase
Gorro quirúrgico · elástico trasero · parte delantera plana · blanco		




Gama Basic


Diseñada para satisfacer las necesidades esenciales en los centros sanitarios con un precio ajustado. La gama Basic está confeccionada en spunbond con un gramage de entre 12 y 30 grs. La gama Basic de gorros de protección está disponible en azul, verde, blanco y con patrones de impresión.




Gorro quirúrgico		
NONE28625	100/caja	500/envase
Gorro quirúrgico con cintas · zona superior en material SMS, material reforzado de gasa absorbente en los laterales · talla única · azul claro		




Gorro quirúrgico		
FS67050	100/caja	600/envase
Gorro en tejido spunlaced · talla única · azul		




Gorro quirúrgico		
NONE28233F	100/caja	500/envase
Gorro con elástico y estampado de mariposa · talla 60 cm · azul		




Gorro quirúrgico tipo escafandra		
FS63100A	100/caja	600/envase
Gorro quirúrgico tipo escafandra · verde		




Gorro quirúrgico tipo escafandra		
FS63150	100/caja	600/envase
Gorro quirúrgico tipo escafandra · verde		




Gorro quirúrgico tipo escafandra		
FS63150A	100/caja	600/envase
Gorro quirúrgico tipo escafandra ligero · azul		



Gorro quirúrgico con elástico		
FS63300	100/caja	600/envase
Gorro quirúrgico con elástico · talla 53 cm · verde		




Gorro quirúrgico con elástico		
FS63350	100/caja	600/envase
Gorro quirúrgico con elástico · talla 53 cm · azul		



Gorro quirúrgico con elástico

FS63360 100/caja
600/envase


Gorro quirúrgico con elástico · talla 53 cm · blanco



Gorro quirúrgico

FS63450A 100/caja
600/envase


Gorro quirúrgico · estilo marinero · azul



Gorro quirúrgico con elástico

FS65360 100/caja
1000/envase


Gorro clipcap · talla única · blanco



Gorro quirúrgico con elástico

FS65450 100/caja
1200/envase


Gorro clipcap · talla única · azul



Gorro quirúrgico con elástico

FS65460 100/caja
1200/envase


Gorro clipcap · talla única · blanco



Gorro quirúrgico con elástico

CRIE1000 100/caja
500/envase


Gorro quirúrgico con elástico · talla 53 cm · verde



Gorro quirúrgico con elástico

CRIE1002 100/caja
500/envase


Gorro quirúrgico con elástico · talla 53 cm · blanco



Gorro quirúrgico con elástico

CRIE1003 100/caja
500/envase


Gorro quirúrgico con elástico · talla 60 cm · blanco



Gorro quirúrgico con elástico

CRIE1004 100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con elástico · talla 60 cm · azul



Gorro quirúrgico con elástico

CRIE1005 100/caja
500/envase

Gorro quirúrgico con elástico · talla 60 cm · verde

ESCOGE TU GORRO



Gorros quirúrgicos tipo escafandra

Gorros tipo escafandra con cintas a nivel del cuello. Estos gorros de talla única ofrecen la mayor cobertura de todos nuestros productos, dentro de nuestra gama de gorros de protección, para un rendimiento sin preocupaciones durante la cirugía.

Algunos de ellos cuentan con una banda absorbente para el sudor, que aumenta la comodidad de los profesionales sanitarios, especialmente en procedimientos más largos.

Gorros quirúrgicos con cintas para pelo largo y pelo corto



Con cintas en la parte posterior del cuello, estos gorros quirúrgicos ajustables están diseñados para personas con pelo largo o corto de forma que siempre mantienen el cabello cubierto de manera segura.

Este gorro quirúrgico es ideal para su uso en quirófano o para cirugías ambulatorias.

Gorros quirúrgicos con elástico en la parte trasera



Gracias a su forma amplia y elástica en la parte trasera, estos gorros quirúrgicos de talla única proporcionan un ajuste cómodo y seguro, cumpliendo con las necesidades de los días más activos.

Este diseño de gorro es ideal para pelo largo y para su uso en largos periodos en quirófano, la UCI y otros servicios como el laboratorio.

Información sobre pedidos

Referencia	Descripción	Envasado
FS61100	Cluster Keyback, verde	100/caja, 600/envase
FS61150A	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS61250	Cluster Keyback, con banda para el sudor, azul	50/caja, 300/envase
FS63100A	Polipropileno spunbond 30 gsm, verde	100/caja, 600/envase
FS63150A	Polipropileno spunbond 30 gsm, azul	100/caja, 600/envase
FS63150	Polipropileno spunbond 20 gsm, azul	100/caja, 600/envase

Referencia	Descripción	Envasado
Para pelo largo		
FS61750A	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS60750B	Viscosa, azul	100/caja, 600/envase
Para pelo corto		
FS61850A	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS60850B	Viscosa, azul	100/caja, 600/envase
NONE28625	SMS y material reforzado de gasa, azul	100/caja, 500/envase

Referencia	Descripción	Envasado
FS61500	Cluster Keyback, verde	100/caja, 600/envase
FS61550A	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS61950	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS60950B	Viscosa, azul	100/caja, 600/envase
FS60950G	Viscosa, verde	100/caja, 600/envase
FS60950P	Viscosa, morado	100/caja, 600/envase
FS60950PK	Viscosa, rosa	100/caja, 600/envase
FS60950W	Viscosa, blanco	100/caja, 600/envase

Gorros quirúrgicos sin cintas ni elástico



Estos gorros quirúrgicos no tienen cintas ni elásticos, lo que los hace cómodos para largos periodos de uso, gracias a la ausencia de zonas de presión. Los gorros están diseñados para que se ajusten bien alrededor de la cabeza gracias a la elasticidad y flexibilidad natural del material.

Estos gorros son ideales para enfermeros o visitantes de quirófano y personal de planta con pelo corto. Además, se puede ajustar el contorno del gorro (FS67050) hacia arriba para que funcione como una banda para el sudor para una mayor comodidad.

Referencia	Descripción	Envasado
FS61450	Cluster Keyback, azul	100/caja, 600/envase
FS63450A	Polipropileno spunbond 30 gsm, azul	100/caja, 600/envase
FS67050	Tejido spunlaced 35gsm, azul	100/caja, 600/envase

Gorros quirúrgicos con elástico



Estos ligeros y amplios gorros de forma redonda cuentan con un elástico en todo el contorno, lo que asegura que el pelo estará totalmente cubierto y protegido y que el gorro se ajusta cómodamente.

Los gorros quirúrgicos con elástico para pelo corto y largo ofrecen comodidad y son transpirables, siendo perfectos para el personal de zonas menos críticas del hospital.

Muy similar al diseño del gorro quirúrgico con elástico, el gorro clipcap de diseño compacto es ideal para pacientes y visitantes que se encuentren en zonas menos críticas del hospital.

Referencia	Descripción	Envasado
FS61300	Cluster Keyback, 53 cm, verde	100/caja, 600/envase
FS61350	Cluster Keyback, 53 cm, azul	100/caja, 600/envase
NONE28233F	SMS, 60 cm, blanco con estampado de mariposa azul	100/caja, 500/envase
FS63300	SPP 20 gsm, 53 cm, verde	100/caja, 600/envase
FS63350	SPP 20 gsm, 53 cm, azul	100/caja, 600/envase
FS63360	SPP 20 gsm, 53 cm, blanco	100/caja, 600/envase
FS64360	SPP 14 gsm, 53 cm, blanco	200/caja, 2000/envase
CRIE1000	SPP 12 gsm, 53 cm, verde	100/caja, 500/envase
CRIE1002	SPP 12 gsm, 53 cm, blanco	100/caja, 500/envase
CRIE1003	SPP 12 gsm, 60 cm, blanco	100/caja, 500/envase
CRIE1004	SPP 12 gsm, 60 cm, azul	100/caja, 500/envase
CRIE1005	SPP 12 gsm, 60 cm, verde	100/caja, 500/envase
FS65360	SPP 10 gsm, talla única, blanco	100/caja, 1000/envase
FS65450	SPP 14 gsm, talla única, azul	100/caja, 1200/envase
FS65460	SPP 14 gsm, talla única, blanco	100/caja, 1200/envase

SPP = spunbond polipropileno



**ALWAYS
ON.**

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603

www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

Síguenos
en LinkedIn.

