

Einweg OP-Hauben



**Komfort
und Vielfalt**

OP-Hauben

Das Tragen einer Kopf und Haar bedeckenden Haube, reduziert das Risiko einer Wundkontamination durch herabfallende Partikel im OP und in der Intensivpflege. Die Einweg-Kopfbedeckungen von Medline bieten ein hohes Maß an Komfort und sind in einer Vielzahl von Formen, Größen und Designs erhältlich, um alle Anforderungen in Bezug auf Schutz und Komfort zu erfüllen.

Das Produktsortiment umfasst Hauben, die für alle unterschiedlichen Einsatzbereiche und Haarlängen geeignet sind. Für Ihre individuellen Anforderungen bietet Medline drei unterschiedliche Materialien an: Cluster Keyback, Viskose und Spunbond-Polypropylen. Das gesamte Sortiment ist gut hautverträglich, fusselarm und latexfrei.

Comfort Line

Die *Comfort Line* bietet Ihnen eine hervorragende Auswahl an Hauben für den OP-Bereich. Sie werden aus atmungsaktivem Cluster Keyback Material hergestellt und bieten daher ein hohes Maß an Komfort und Schutz. Die Comfort Line ist in unterschiedlichen Designs in den Farben Blau und Grün erhältlich. Medline hat sich verpflichtet, Produkte weltweit aus Fertigungsstätten zu beziehen, die hohe ethische und soziale Arbeitsbedingungen erfüllen. Darum wird unser Comfort Produktsortiment an einem WRAP-zertifizierten Produktionsstandort hergestellt.



OP-Haube

FS61100

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, grün



OP-Haube

FS61150A

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, blau



OP-Haube

FS61250

50 Stück/Box, 300 Stück/Karton

OP-Haube mit Schweißband, blau



Bouffant-Haube

FS61300

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Bouffant-Haube mit latexfreiem, elastischem Band, grün, Größe 53 cm



Bouffant-Haube

FS61350

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Bouffant-Haube mit latexfreiem, elastischem Band, blau, Größe 53 cm



OP-Haube

FS61450

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, Schiffchenform, blau



OP-Haube

FS61500

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastischer Nackenbereich, konturierte Stirn, grün



OP-Haube

FS61550A

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastischer Nackenbereich, konturierte Stirn, blau



OP-Haube

FS61750A

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, für langes Haar, blau



OP-Haube

FS61850A

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, für kurzes Haar, blau



OP-Haube


FS61950

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, blau

Colourful Line

Colourful Line Produkte werden aus Spunlace-Viskose hergestellt, einem weichen, atmungsaktiven und baumwollähnlichen Material. Die Produktlinie ist verschiedenen Farben erhältlich und bietet einen hohen Tragekomfort. Medline hat sich verpflichtet, Produkte weltweit aus Fertigungsstätten zu beziehen, die hohe ethische und soziale Arbeitsbedingungen erfüllen. Deshalb wird der größte Teil unseres Colourful Sortiments an einem WRAP-zertifizierten Standort hergestellt.



Kragenhaube

FS60000

50 Stück/Box, 300 Stück/Karton

Kragenhaube mit Bindebändern und Schweißband, blau




OP-Haube

FS60100G

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, grün



OP-Haube

FS60150B

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, blau



OP-Haube

FS60250B

50 Stück/Box, 300 Stück/Karton

OP-Haube mit Schweißband, blau



OP-Haube

FS60750B

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, für langes Haar, blau



OP-Haube

FS60850B

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, für kurzes Haar, blau

**OP-Haube****FS60950B**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, blau

**OP-Haube****FS60950G**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, grün

**OP-Haube****FS60950P**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, lila

**OP-Haube****FS60950PK**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, rosa

**OP-Haube****FS60950W**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, weiß

**OP-Haube****FS60950Y**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, elastisch im Nackenbereich, flache Stirn, gelb

Basic Line

*Basic Line*Produkte wurden entwickelt, um die Anforderungen an einen wirtschaftlichen Preis erfüllen zu können. Die Produkte werden aus Spunbond-Polypropylen mit einem Gewicht von 12 g/m² bis 30 g/m² hergestellt. Die *Basic Line* Hauben sind in den Farben Blau, Grün, Weiß und mit aufgedrucktem Muster erhältlich.

**OP-Haube****NONE28625**

100 Stück/Box, 500 Stück/Karton

OP-Haube mit Bindebändern, SMS-Top, absorptionsfähiges, gewebeverstärktes Material an den Seiten, Einheitsgröße, hellblau

**OP-Haube****FS67050**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Spunlace-Haube, Einheitsgröße, blau

**OP-Haube****FS63100A**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, grün

**OP-Haube****FS63150A**

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Leichte OP-Haube, blau



Bouffant-Haube

FS63300

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Bouffant-Haube, Größe 60 cm, grün



Bouffant-Haube

FS63350

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Bouffant-Haube, Größe 60 cm, blau



Bouffant-Haube

FS63360

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Bouffant-Haube, Größe 60 cm, weiß



OP-Haube

FS63450A

100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Haube, Schiffchenform, blau



Fächerhaube

FS65460

100 Stück/Box, 1.200 Stück/Karton

Fächerhaube, Einheitsgröße, weiß



Fächerhaube

FS65450

100 Stück/Box, 1.200 Stück/Karton

Fächerhaube, Einheitsgröße, blau



Bouffant-Haube

CRIE1000

100 Stück/Box, 500 Stück/Karton

Bouffant-Haube, Größe 53 cm, grün



Bouffant-Haube

CRIE1002

100 Stück/Box, 500 Stück/Karton

Bouffant-Haube, Größe 53 cm, weiß



Bouffant-Haube


CRIE1004

100 Stück/Box, 500 Stück/Karton

Bouffant-Haube, Größe 53 cm, blau

Zubehör für Kopfbedeckungen

Einmal Schweißband



Das Schweißband von Medline kann unter jeder OP-Haube angebracht werden und bietet, dank des weichen Viskosematerial, einen hohen Tragekomfort bei langen Eingriffen.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
BAND250	Schweißband mit Gummizug, 18 x 4 cm	50 Stück/Box, 400 Stück/Karton

Wählen Sie Ihre Haube – für Ihre individuellen Bedürfnisse

OP-Hauben



Wie ein Helm umschließt die OP-Haube in Einheitsgröße den Kopf und schließt mit Bändern am Nacken.

Einige Hauben verfügen über ein absorptionsfähiges Schweißband für mehr Komfort, insbesondere bei längeren Eingriffen.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
FS61100	Cluster Keyback, Grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS61150A	Cluster Keyback, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS61250	Cluster Keyback, mit Schweißband, blau	50 Stück/Box, 300 Stück/Karton
FS60100G	Viskose, Grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60150B	Viskose, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60250B	Viskose, mit Schweißband, blau	50 Stück/Box, 300 Stück/Karton
FS63100A	Spunbond-Polypropylen 30 g/m ² , grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS63150A	Spunbond-Polypropylen 30 g/m ² , blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

OP-Hauben mit Bindebändern für langes und kurzes Haar



Die OP-Hauben verfügen über Bindebänder im Nackenbereich und lassen sich individuell anpassen, so dass langes und kurzes Haar sicher abgedeckt ist.

Die OP-Haube ist ideal für den Einsatz im Operationssaal oder bei ambulanten Operationen.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
Für langes Haar		
FS61750A	Cluster Keyback, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60750B	Viskose, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
Für kurzes Haar		
FS61850A	Cluster Keyback, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60850B	Viskose, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
NONE28625	SMS und gewebeverstärktes Material, blau	100 Stück/Box, 500 Stück/Karton

OP-Hauben mit elastischem Nackenbereich



Dank der breiten Form und dem elastischen Nackenbereich bieten diese OP-Hauben in Einheitsgröße eine bequeme und sichere Passform zur vollständigen Haarabdeckung und bieten selbst an sehr aktiven Tagen Schutz.

Die Form dieser Haube ist auch für lange Haare und für längere Tragezeiten im Operationssaal, auf der Intensivstation oder im Labor geeignet.

OP-Hauben ohne Bindeband und Gummizug



Diese OP-Hauben haben keine Bindebänder oder Gummizüge und lassen sich auch über längere Zeiträume komfortabel tragen. Die Hauben verfügen, aufgrund ihres Designs und der natürlichen Materialelastizität, über eine hervorragende Passform.

Die Hauben sind ideal für Pflegekräfte oder Besucher sowie für Personal mit kurzem Haar. Der Rand der Haube (FS67050) kann für noch mehr Komfort umgeschlagen und als Schweißband genutzt werden.

Bouffant-Hauben



Die leichten und vollelastischen runden Hauben ermöglichen eine sichere, komfortable und vollständige Abdeckung der Haare.

Bouffant-Hauben eignen sich für Träger mit Lang- und Kurzhaarfrisuren in den weniger kritischen Bereichen Ihrer Einrichtung und bieten Komfort und Atmungsaktivität.

Die kompakten Fächerhauben ähneln vom Design den Bouffant-Hauben und sind daher die ideale Kopfbedeckung für Patienten, Besucher und Personal in weniger kritischen Bereichen Ihrer Einrichtung.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
FS61500	Cluster Keyback, Grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS61550A	Cluster Keyback, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS61950	Cluster Keyback, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60950B	Viskose, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60950G	Viskose, Grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60950P	Viskose, lila	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60950PK	Viskose, rosa	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60950W	Viskose, weiß	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS60950Y	Viskose, gelb	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
FS61450	Cluster Keyback, Blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS63450A	Spunbond-Polypropylen 30 g/m ² , blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS67050	Spunlace 35 g/m ² , blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
FS61300	Cluster Keyback, 53 cm, grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS61350	Cluster Keyback, 53 cm, blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS63300	SPP 20 g/m ² , 60 cm, grün	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS63350	SPP 20 g/m ² , 60 cm, blau	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
FS63360	SPP 20 g/m ² , 60 cm, weiß	100 Stück/Box, 600 Stück/Karton
CRIE1000	SPP 12 g/m ² , 53 cm, grün	100 Stück/Box, 500 Stück/Karton
CRIE1002	SPP 12 g/m ² , 53 cm, weiß	100 Stück/Box, 500 Stück/Karton
CRIE1004	SPP 12 g/m ² , 53 cm, blau	100 Stück/Box, 500 Stück/Karton
FS65450	SPP 14 g/m ² , Einheitsgröße, blau	100 Stück/Box, 1.200 Stück/Karton
FS65460	SPP 14 g/m ² , Einheitsgröße, weiß	100 Stück/Box, 1.200 Stück/Karton



Medline hat sich verpflichtet, Produkte weltweit aus Fertigungsstätten zu beziehen, die hohe ethische und soziale Arbeitsbedingungen erfüllen.

Die Produktreihen Comfort und Colourful von Medline werden in einer WRAP-zertifizierten Einrichtung hergestellt.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.



Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN &
Associés SA
1204 Genf
Schweiz
Tel: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld,
Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Diese Produkte sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I und wurden für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal entwickelt. Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Verpackung.

*BAND250 ist ein Gebrauchsgegenstand.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML832_DE 11/2023

 Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankreich

