



# HEEL RAISER<sup>®</sup> PRO

Protección Integral: Descarga de Presión y Antiequino.



Todos los talones necesitan la mejor protección.



# ALIVIA LA PRESIÓN EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL TALÓN.




Incorpora tratamiento antimicrobiano Ultra-Fresh® para contribuir a inhibir las bacterias causantes del mal olor.<sup>2</sup>

## Estudios clínicos demuestran los resultados eficaces<sup>1</sup>


Utilizando un colchón sensible a la presión, se realizó un estudio sobre la presión en el talón de 19 pacientes en un centro de larga estancia, con el solo uso del colchón y con el uso alternativo de Heel Raiser. El Heel Raiser descargó completamente el área vulnerable del talón. Abajo están los mapas de presión concluyentes.




Línea roja de puntos indica el talón



Presión media en el área de contacto **115.23**. El colchón tuvo la presión más alta del talón.



Presión media en el área de contacto **43.83** Heel Raiser Pro descargó completamente el área vulnerable del talón.



Referencia	Descripción	Invasado
MDTE823200CS	Heel Raiser Pro, Protector de Talón	4/caja

## BENEFICIOS

### Proteje eficazmente el talón

- » Descarga completamente el talón y contribuye a redistribuir la presión.
- » Sujeciones exteriores reducen la fricción y la cizalla<sup>1</sup>.
- » Tejido transpirable que ayuda a controlar los niveles de calor y humedad.
- » Pliegues superiores ajustables para pies más pequeños y permitir flujo de aire.
- » Sujeciones regulables para un óptimo ajuste anatómico.
- » Diseño anatómico para brindar óptimo ajuste al paciente.

### Fácil de usar y lavar

- » Talla universal.
- » Fácil lavado y secado.
- » Incluye una malla para facilitar su lavado y distribución.

**Si necesita más información, consulte con su representante de Medline o visítenos en: [www.medline.com/es](http://www.medline.com/es)**



**Medline International Iberia S.L.U**  
 Parque Empresarial San Fernando  
 Avenida de Castilla, 2  
 Edificio Munich, Planta Baja  
 28830 San Fernando de Henares  
 Madrid  
 España

Tfno: +34 900 600 602  
 Fax: +34 900 600 603  
[www.medline.com/es](http://www.medline.com/es)  
[es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

REFERENCIAS 1. Datos en documento disponible bajo demanda. 2. Ultra-Fresh es un agente antimicrobiano registrado EPA. Este producto no protege a usuarios u otros de bacterias causantes de enfermedades.

© 2016 Medline Industries, Inc. Todos los derechos reservados. Heel Raiser y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, Inc. Ultra-Fresh es una marca comercial registrada de Thomson Research Associates. ML337-ES 06/2016.