



HEELMEDIX®

Todo en Uno: Alivio de Presión, Cuidado de Piel, Antiequino.



Algunos talones necesitan la mejor protección.



Incorpora tratamiento antimicrobiano Ultra-Fresh® para contribuir a inhibir las bacterias causantes del mal olor.²



Presenta 3 orificios en cada lateral para el uso combinado de sistemas de compresión antiembólicos.


DESCARGA LA PRESIÓN Y PROTEGE LOS TALONES VULNERABLES.

Estudios clínicos muestran resultados efectivos¹

Utilizando un colchón sensible a la presión, se realizó un estudio sobre la presión en el talón de 19 pacientes de un centro de larga estancia, con el solo uso del colchón y con el uso alternativo de Heelmedix - Heelmedix descargó completamente el área vulnerable del talón. Abajo están los mapas de presión concluyentes.




Línea roja de puntos indica el talón.



Presión media en el área de contacto 115.23
El colchón tuvo la presión más alta del talón.



Presión media en el área de contacto 29.82 descargó completamente el área vulnerable del talón.



Referencia	Descripción	Envasado
MDTE823330P	Heelmedix - Protector Integral de Talón, Pequeño	1/ caja
MDTE823330SW	Heelmedix - Protector Integral de Talón, con Cuña	1/ caja
MDTE823330XL	Heelmedix - Protector Integral de Talón, XL, con Cuña	1/ caja

BENEFICIOS

- » Descarga completamente el talón y contribuye a redistribuir la presión.
- » Identificación de la posición de los dedos y del talón para evitar confusión y asegurar la adecuada colocación de la bota.
- » El diseño con talón descubierto permite el flujo de aire y su observación.
- » Las cintas de ajuste laterales protegen la caída del pie - antiequino.
- » El sistema cuenta con una cuña opcional para prevenir la rotación medial y lateral.
- » El diseño patentado con orificios laterales reduce la posibilidad de que tubuladuras toquen la piel del paciente.
- » El forro interior reduce la fricción y la cizalla¹.
- » Incluye una red de lavandería para facilitar su lavado y distribución.



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España

Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.com/es
es-atencioncliente@medline.com

REFERENCIAS 1 Datos en documento disponible bajo demanda. 2 Ultra-Fresh es un agente antimicrobiano registrado EPA. Este producto no protege a usuarios u otros de bacterias causantes de enfermedades.