



ENTZÜNDUNGEN WIRKSAM THERAPIEREN.



Kältetherapie
Sicher und einfach - Spezielle Kältetherapie

ACCU-THERM® EISBEUTEL

Accu-Therm® Eisbeutel werden in der Kältetherapie eingesetzt, um Entzündungen und Schwellungen zu therapieren und Muskelverspannungen zu lösen, indem die Hauttemperatur gesenkt wird.



Die Eisbeutel von Medline sind aus einer undurchlässigen Innenfolie, die verhindert, dass Feuchtigkeit nach außen dringt. Der Vliesstoff auf der Außenseite vermeidet Kälteverbrennungen.

Wir bieten eine Vielzahl von Produkten in verschiedenen Größen und Formen, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Alle Eisbeutel wurden für den Einsatz in der spezialisierten Kältetherapie entwickelt. Der wiederverwendbare Verschluss macht das Nachfüllen für die wiederholte Verwendung bei einem einzigen Patienten einfach.

Eisbeutel mit Bändern	Eisbeutel für den Kiefer- und Gesichtsbereich	EENT Eisbeutel	Eisbeutel mit Klettbandern	Perineal Eisbeutel
Ein universell einsetzbarer Eisbeutel in zwei Größen (medium und large), der an der betroffenen Stelle mit Hilfe der vier Bänder festgebunden werden kann	Speziell entwickelt für die Kältetherapie im Gesicht und am Kopf; Befestigung mit Klettbandern	Eisbeutel für Patienten nach einer Operation im Augen- oder Nasenbereich (EENT = eye, ear, nose, throat - Auge, Ohr, Nase, Hals)	Ein universell einsetzbarer Eisbeutel mit zwei Klettbandern	Anatomisch geformt, um Frauen nach der Geburt angenehme Kühlung zu bieten

Produkt	Beschreibung	Größe	Packungseinheit
NON4410E NON4420E	Eisbeutel mit Bändern	35,7 x 13,3 cm 41,3 x 17,9 cm	25 Stück / Karton 2 Kartons / Einheit
NON4430E	Eisbeutel für den Kiefer- und Gesichtsbereich	35,5 x 13 cm	12 Stück / Karton 2 Kartons / Einheit
NON4440E	EENT Eisbeutel	28,5 x 19,9 cm	15 Stück / Karton 2 Kartons / Einheit
NON4460E	Eisbeutel mit Klettbandern	41,3 x 17,9 cm	15 Stück / Karton 2 Kartons / Einheit
NON4480E	Perineal Eisbeutel	35,7 x 11 cm	50 Stück / Karton 2 Kartons / Einheit

Accu-Therm® Eisbeutel sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Anwendung durch in der Gesundheitsversorgung tätige Personen entwickelt. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Anwendungs- und Sicherheitshinweise zum jeweiligen Produkt.



INSTANT KÜHLKOMPRESSEN

- » Das Vlies-Außenmaterial (stoffähnlich) verhindert, dass die Packung Feuchtigkeit abgibt. Sie kann direkt auf die Haut gelegt werden.
- » Eine wirtschaftliche Lösung, die kein Einfrieren oder Einpacken der Kältepackungen erfordert
- » Kälteentstehung durch Wasser-Harnstoff-Verbindung
- » Einfache Aktivierung durch Knicken der Packung
- » In zwei Größen erhältlich

Produkt	Beschreibung	Größe	Erreichte Temperatur	Packungseinheit
CPACKS	Instant Kühlkomresse - klein	12,7 x 19 cm (5 x 7,5 in)	0°C/32°F	24 / Einheit
CPACKL	Instant Kühlkomresse - groß	16 x 24 cm (6,25 x 9,5 in)	0°C/32°F	24 / Einheit



PERINEAL INSTANT KÜHLKOMPRESSEN

- » Die Perineal Instant Kühlkomresse ist eine Kombination einer saugfähigen Binde mit angenehmer Kühlung, zum Beispiel nach einer Geburt, bei Hämorrhoiden oder nach Vasektomien.
- » Eine wirtschaftliche Lösung, die kein Einfrieren und keine zusätzliche Binde erforderlich macht
- » Klebestreifen zur sicheren Anwendung
- » Kälteentstehung durch Wasser-Harnstoff-Verbindung
- » Einfache Aktivierung durch Knicken der Packung
- » Universalgröße

Produkt	Beschreibung	Größe	Flüssigkeitsaufnahme	Fixierung	Packungseinheit
CPACKP	Perineal instant Kühlkomresse	11,4 x 36,2 cm (4,5 x 14,25 in)	Hoch	Klebestreifen	24 / Einheit



Die Instant Kühlkompressen sind Medizinprodukte der Klasse IIa und für die Anwendung durch in der Gesundheitsversorgung tätige Personen entwickelt. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Anwendungs- und Sicherheitshinweise zum jeweiligen Produkt.



Medline bietet eine große Auswahl an verschiedenen Produkten und Dienstleistungen.



Die Sicherheits-Lanzetten sind Medizinprodukte der Klasse IIa und für die Anwendung durch in der Gesundheitsversorgung tätige Personen entwickelt. Vor der Verwendung bitte die Anwendungs- und Sicherheitshinweise zum jeweiligen Produkt lesen.



CE0344 (DEKRA Certification)



Die Einweg-Venenstauer sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Anwendung durch in der Gesundheitsversorgung tätige Personen entwickelt. Vor der Verwendung bitte die Anwendungs- und Sicherheitshinweise zum jeweiligen Produkt lesen.



CE



Medline International Germany GmbH

Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH

c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

ALWAYS
ON.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2019 Medline ist eine eingetragene Marke der Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML525-DE01/VM 01/2019.