

## **Invisishield® Abdeckungen**

Hochwertige Produkte zur Verbesserung der Sicherheit und der Patientenversorgung

# ÜBERBLICK

Die speziellen Invisishield® Abdeckungen von Medline wurden entwickelt, um die Prozesse im OP zu vereinfachen und gleichzeitig die Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter zu verbessern.

## Invisishield® Abdecktücher

Die Invisishield® Produkte sind transparent und ermöglichen eine freie Sicht auf das Operationsgebiet und notwendige Geräte.

### Transparent, undurchlässig und gut drapierbar

In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie eine Zusammenstellung von Abdeckungen für alle gängigen Eingriffe und Anwendungen.

- Transparent – Der Anwender hat eine gute Sicht auf den Operationsbereich.
- Undurchlässig – Aus reißfestem Polyethylen und Polyurethan-Folien hergestellt, bieten Invisishield® Abdecktücher einen sehr guten Flüssigkeitsschutz.
- Drapierbar – Unsere Abdecktücher bestehen aus einem weichen Material, das eine sehr gute Drapierbarkeit ermöglicht.

### Bewährte Eigenschaften

Invisishield® Abdeckungen haben bewährte Eigenschaften, welche die Anwendung erleichtern. Unsere Flüssigkeitsbeutel verfügen über praktische Laschen an der Klebefolie, die das Entfernen vereinfachen. Mit verschließbaren Ablassventilen entfällt das Wechseln oder Aufschneiden des Beutels zur Entleerung, wodurch die Flüssigkeitskontrolle verbessert und die Rüstzeiten verkürzt werden.

## INVISISHIELD

Allgemeines Zubehör	3-6
Orthopädische Abdecktücher	7-9
Ophthalmologische Abdecktücher	10-12
Allgemeine Abdecktücher	13-14
Dermadine/Dermadrape	
Inzisionsfolien	15
Geräteabdeckungen	16-23

# ALLGEMEINES ZUBEHÖR

## ABDECKTÜCHER

### BESCHREIBUNG

- Gut haftende Klebefläche
- Fusselfreie, reißfeste PE-Schutzfolie
- Stabile, drapierfähige und blendarm mattierte Folie

### VERWENDUNG

Blutentnahmen, Punktionen von Gefäßen, Biopsien, Instrumentenabdeckung, Isolierung von nicht sterilen Bereichen, Flüssigkeitsschutz, etc.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1000	45 x 30 cm Klebefläche: 45 x 5,1 cm	10 St./Box, 40 St./Karton
IDE1010	45 x 61 cm Klebefläche: 45 x 5,1 cm	10 St./Box, 40 St./Karton



Einfaches Abziehen der Trägerfolie - mit wenig Aufwand lässt sich die Trägerfolie vom Klebestreifen abziehen und die verstärkte Klebefläche verhindert die Faltenbildung beim Abdecken.

# ALLGEMEINES ZUBEHÖR

## ISOLATIONSBEUTEL


### BESCHREIBUNG

- Weiche, stabile, durchsichtige Folie mit nahtlosem Boden
- Zugband zum einfachen Verschließen
- Manschettenöffnung zur Verbesserung der sterilen Abgabe

### VERWENDUNG

Zur Isolation von Hand, Fuß, Präparaten, etc.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE1003	50 x 50 cm	10 St./Box, 40 St./Karton



## FLÜSSIGKEITSAUFFANGBEUTEL MIT ABLAUFÖFFNUNG

### BESCHREIBUNG

- Breite Klebefläche für bessere Haftung
- Gut haftender Klebestreifen
- Fusselfreie, reißfeste, wachsartige Schutzfolie
- Formbarer Streifen
- Siebeinsatz
- Saugeranschluss mit Verschlusskappe
- Feste, blendarme, mattierte Folie

### VERWENDUNG

Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie, Gynäkologie, Allgemein Chirurgie, etc.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1016	50 x 50 cm Klebefläche: 50 x 15 cm	10 St./Box, 40 St./Karton



Extralanger formbarer Streifen ermöglicht eine individuelle Anpassung

# ALLGEMEINES ZUBEHÖR

## INSTRUMENTENTASCHEN


### BESCHREIBUNG

- Zwei Kammern für Instrumente, Kabel oder Schläuche
- Hervorragende Haftung auf Mehrweg- oder Einwegabdeckung
- Stabile, blendarme, mattierte Folie

### VERWENDUNG

Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie, Gynäkologie, Allgemein Chirurgie, etc.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1018	17 x 29 cm Klebeflächen 2x: 17 x 3,8 cm	10 St./Box, 40 St./Karton



## INSTRUMENTENTASCHE FÜR LANGE INSTRUMENTE


### BESCHREIBUNG

- Drei lange Kammern für Instrumente, Kabel oder Schläuche
- Hervorragende Haftung auf Mehrweg- oder Einwegabdeckung
- Stabile, blendarme, mattierte Folie

### VERWENDUNG

Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie, Gynäkologie, Allgemein Chirurgie, etc.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1018L	25 x 47 cm Klebeflächen 2x: 25 x 5 cm	10 St./Box, 40 St./Karton



# ALLGEMEINES ZUBEHÖR

## INSTRUMENTENTASCHEN




### BESCHREIBUNG

- Eine oder mehrere Kammern für Instrumente, Kabel oder Schläuche
- Hervorragende Haftung auf Mehrweg- oder Einwegabdeckung
- Stabile, blendarme, mattierte Folie

### VERWENDUNG

Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie, Gynäkologie und Allgemein Chirurgie, etc.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYJPEISTPOM1	33 x 41 cm Klebefläche: 41 x 5 cm	100 St./Karton
DYJPEISTPOM2	33 x 41 cm Klebefläche: 41 x 5 cm	100 St./Karton
DYJPEISTPOM3	43 x 48 cm Klebefläche: 43 x 5 cm	60 St./Karton
04A040CE	33 x 51 cm Klebefläche: 51x5cm	180 St./Karton



## FLÜSSIGKEITSAUFFANGBEUTEL


### BESCHREIBUNG

- Starker Klebstoff ohne Rückstände
- Fusselfreie, reißfeste, wachsartige Schutzfolie
- Formbarer Streifen zur Verbesserung der Flüssigkeitsaufnahme

### VERWENDUNG

HNO, Allgemein Chirurgie, etc.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE2114	30,5 x 27,9 cm Klebefläche: 30,5 x 2,5 cm	10 St./Karton



## TISCHABDECKUNGEN

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE2158	46 x 61 cm, selbstklebend	40 St./Karton
ICE2008	137 x 229 cm	20 St./Karton
ICE35975	150 x 190 cm	40 St./Karton

# ORTHOPÄDISCHE ABDECKTÜCHER

## PE-SCHLITZTÜCHER


### BESCHREIBUNG

- "U" förmiger Schlitz mit breiter Klebefläche
- Die Klebefläche bietet hervorragende Haftung ohne Rückstände
- Stabile, blendarme, mattierte Folie
- Geteilte Schutzfolie auf der Klebefläche für einfaches Abziehen

### VERWENDUNG

Chirurgische Verfahren an Hüfte, Knie, Schulter, Wirbelsäule, etc.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1015	121 x 132 cm Klebefläche: 25 x 48 cm	10 St./Box, 40 St./Karton
IDE1019	121 x 180 cm Klebefläche: 25 x 48 cm Schlitz: 15 x 48 cm	10 St./Box, 40 St./Karton



Einfaches Abziehen der Schutzfolie.

## FLÜSSIGKEITSAUFFANGBEUTEL FÜR SCHULTEROPERATIONEN


### BESCHREIBUNG

- Ovale Fenster mit Schlitz, selbstklebend
- Starker Klebstoff ohne Rückstände
- Stabile, blendarme, mattierte Folie
- Zwei formbare Streifen und ein Schaumstoffstreifen zur Verbesserung der Flüssigkeitsaufnahme
- Zwei Saugeranschlüsse für gute Flüssigkeitskontrolle

### VERWENDUNG

Operationen an der Schulter

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1067	91 x 73 cm Klebefläche: 25 x 48 cm Ausschnitt: 19 x 25 cm	24 St./Karton



Verschließbare Saugöffnungen: Ein Aufschneiden oder Durchstechen für das Ablassen der Flüssigkeiten ist nicht erforderlich. Durch den Verschluss kann der Abfluss jederzeit gestoppt werden

# ORTHOPÄDISCHE ABDECKTÜCHER

## U-FÖRMIGER FLÜSSIGKEITSAUFFANGBEUTEL


### BESCHREIBUNG

- "U" förmiger Schlitz mit breiter Klebefläche
- Starker Klebstoff ohne Rückstände
- Drei formbare Streifen zur Verbesserung der Beutelleistung
- Stabile, gut drapierbare und durchsichtige Folie

### VERWENDUNG

Orthopädische Operationen

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYJPEFP090	76 x 112 cm Klebefläche: 25 x 51 cm Ausschnitt: 15 x 46 cm	25 St./Karton



## VERTIKALTUCH


### BESCHREIBUNG

- Leicht zu entfernender Klebestreifen
- Mit integrierter Inzisionsfolie, die sich rückstandsfrei entfernen lässt
- Durchsichtige, belastbare PE-Folie

### VERWENDUNG

Hüftoperationen

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1014	317 x 213 cm Klebefläche: 49 x 25 cm Klebestreifen: 317 x 1,3 cm	5 St./Box, 15 St./Karton



# ORTHOPÄDISCHE ABDECKTÜCHER

## VERTIKALTUCH MIT FLÜSSIGKEITSAUFFANGBEUTEL


### BESCHREIBUNG

- Starker Klebstoff ohne Rückstände
- Stabile durchsichtige Folie
- Integrierte Inzisionsfolie
- Zwei Kabelhalter und zwei Saugertaschen (2 Kammern) für die Organisation des OP-Gebietes
- Großer Auffangbeutel mit Mikrosieb und Saugöffnung mit Verschlusskappe für die Flüssigkeitskontrolle

### VERWENDUNG

Hüfteingriffe (Extensionstisch), Nephroskopie, Lebereingriffe

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1017	317 x 213 cm Klebefläche: 49 x 25 cm Klebestreifen: 317 x 1,3 cm Flüssigkeitsauffangbeutel: 51 x 51 cm	15 St./Karton
IDE1017W	317 x 254 cm Klebefläche: 85,1 x 27,9 cm Klebestreifen: 317 x 1,3 cm Flüssigkeitsauffangbeutel: 69,9 x 94 cm	15 St./Karton




Mit tiefplatziertem Siebeinsatz, welcher über eine große Anzahl von Öffnungen verfügt, um die aufkommenden Flüssigkeiten schnell abzuleiten

# OPHTHALMOLOGISCHE ABDECKTÜCHER

## LOCHTÜCHER

### BESCHREIBUNG

- Runder Ausschnitt mit gut haftender Klebefläche
- Fusselfreie, reißfeste, wachsartige Schutzfolie auf dem Klebestreifen
- Dünne, weiche, drapierfähige und blendarme, mattierte Folie



Leicht abziehbares Schutzpapier für leichtes Ablösen von der Klebezone

### VERWENDUNG

Augen-Operationen, Kleinsteingriffe

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1020	40 x 40 cm Klebefläche: 12 x 12 cm Ausschnitt: 6 cm circle	10 St./Box, 40 St./Karton

## OPHTHALMOLOGISCHE ABDECKTÜCHER


### BESCHREIBUNG

- Integrierte Inzisionsfolie
- Fusselfreie, reißfeste, wachsartige Schutzfolie auf dem Klebestreifen
- Zwei Klebepunkte für zusätzlichen Halt
- Formbügel
- Weiche, drapierfähige und blendarme, mattierte Folie

### VERWENDUNG

Augen-Operationen, Kleinsteingriffe

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1023	48 x 41 cm Klebefläche: 12 x 10 cm Klebepunkte: 5 x 5 cm	10 St./Box, 40 St./Karton



# OPHTHALMOLOGISCHE ABDECKTÜCHER

## AUGEN-LOCHTUCH MIT AUFFANGBEUTEL


### BESCHREIBUNG

- Ovals Fenster mit gut haftender Klebefläche
- Fusselfreie, reißfeste, wachsartige Schutzfolie auf dem Klebestreifen
- Zwei Klebepunkte für zusätzlichen Halt
- Formbügel
- Dünne, weiche, drapierfähige und blendarme, mattierte Folie

### VERWENDUNG

Augen-Operationen, Kleinsteingriffe

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1024	48 x 41 cm Klebefläche: 6 x 3,5 cm Klebepunkte: 5 x 5 cm Ausschnitt: 6 x 3,5 cm	10 St./Box, 40 St./Karton



## LOCHTUCH


### BESCHREIBUNG

- Ovals Fenster mit gut haftender Klebefläche
- Fusselfreie, reißfeste, wachsartige Schutzfolie auf dem Klebestreifen
- Dünne, weiche, drapierfähige und blendarme, mattierte Folie

### VERWENDUNG

Augen-Operationen, HNO-Chirurgie, Kleinsteingriffe

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1030	83 x 129 cm Klebefläche: 12 x 11 cm Ausschnitt: 7 x 5 cm	10 St./Box, 40 St./Karton



# OPHTHALMOLOGISCHE ABDECKTÜCHER

## AUGEN-LOCHTUCH MIT AUFFANGBEUTEL



### BESCHREIBUNG

- Integrierte Inzisionsfolie
- Fusselfreie, reißfeste, wachsartige Schutzfolie auf dem Klebestreifen
- Flüssigkeitsauffangbeutel mit Formbügel für zusätzliche Flüssigkeitskontrolle
- Dünne, weiche, drapierfähige und blendarme, mattierte Folie

### VERWENDUNG

Augen-Operationen, Kleinsteingriffe

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1061	121 x 129 cm Klebefläche: 12 x 11 cm Auffangbeutel: 30 x 27 cm	10 St./Box, 40 St./Karton



# SONSTIGE ABDECKTÜCHER

## UROLOGISCHES ABDECKTUCH MIT REKTALSCHILD


### BESCHREIBUNG

- Hohe Klebeeigenschaft ohne Rückstände
- Latexfreier Fingerling
- Stabile, reißfeste und blendarme, mattierte Folie
- Fusselfreie, reißfeste, wachsartige Schutzfolie auf dem Klebestreifen

### VERWENDUNG

Urologie und Gynäkologie

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1071	60 x 91 cm Klebefläche: 60 x 5 cm Klebefläche um Fingerling: 10 cm A.D. x 3 cm I.D.	10 St./Box, 40 St./Karton



## LOCHTUCH MIT AUFFANGBEUTEL


### BESCHREIBUNG

- Ovale Fenster mit großer Klebefläche
- Hohe Klebeeigenschaft ohne Rückstände
- Formbügel für bessere Flüssigkeitskontrolle
- Stabile, reißfeste und blendarme, mattierte Folie

### VERWENDUNG

Gynäkologie, Augenchirurgie

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1072	45 x 22 cm Klebefläche: 30 x 22 cm Ausschnitt: 11 x 9 cm	10 St./Box, 40 St./Karton




## ABDECKTUCH SELBSTKLEBEND, TRANSPARENT

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
5810CE	150 x 300 cm	17 St./Karton

## EPIDURALTUCH TRANSPARENT

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
8461CE	60 x 100 cm, selbstklebender, Ausschnitt 9 cm I.D.	150 St./Karton
8465CE	80 x 140 cm, selbstklebender Ausschnitt 6 x 10 cm oval, perforiert	30 St./Karton




# SONSTIGE ABDECKTÜCHER

## SECTIO-AUFFANGBEUTEL

### BESCHREIBUNG

- Flüssigkeitsdurchlässige Inzisionsfolie
- Starker Kleber, der keine Rückstände hinterlässt
- Formbarer Schaumstoffrand zur besseren Flüssigkeitsableitung
- 360° Grad Flüssigkeitsauffangbeutel für komplette Flüssigkeitsaufnahme
- Zwei Kabelhalter zur Fixierung von Kabeln und Schläuchen
- Stabile, blendarme, mattierte Folie, für zusätzliche Stabilität



### VERWENDUNG

Gynäkologie, Allgemeinchirurgie

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE2057	91 x 76 cm Klebefläche: 38 x 36 cm	10/Größe

## RINGFOLIE


### BESCHREIBUNG

- Strapazierfähig, gut drapierbar, mattiert, blendarm
- 5 unterschiedliche Ringgrößen für unterschiedliche Eingriffe
- Selbstklebend

### VERWENDUNG

Allgemeinchirurgie, Herz- Thoraxchirurgie

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE3707	90 x 90 cm, Ringdurchmesser: 7 cm	40 Stück/Karton
IDE3712	90 x 90 cm, Ringdurchmesser: 12 cm	40 Stück/Karton
IDE3718	90 x 90 cm, Ringdurchmesser: 18 cm	40 Stück/Karton
IDE3723	90 x 90 cm, Ringdurchmesser: 23 cm	40 Stück/Karton
IDE3728	90 x 90 cm, Ringdurchmesser: 28 cm	40 Stück/Karton




Die Ringfolie verfügt über einen stabilen, flexiblen Ring, der die Folie in der richtigen Position fixiert. Die mattierte, durchsichtige PE-Folie um den Ausschnitt herum hilft, die Flüssigkeitsbarriere aufrechtzuerhalten.

# DERMADINE & DERMADRAPE INZISIONSFOLIEN

### BESCHREIBUNG

- Dünne, anpassungsfähige, blendarme, mattierte Folie
- Gute Klebeeigenschaft, ohne Rückstände
- Atmungsaktiv, flüssigkeitsabweisend und undurchlässig
- Komfortable Anwendung und gute Drapierbarkeit
- Dermadine ist eine mit antibakterieller Lösung beschichtete Inzisionsfolie
- Dermadrape ist eine durchsichtige Inzisionsfolie



Dermadine Artikelnummer	Größe	Packungseinheit	Dermadrape Artikelnummer
42020	20 x 20 cm Klebefläche 15 x 20 cm	20 St./Box 120 St./Karton	32020
nicht verfügbar	35 x 25 cm Klebefläche 30 x 25 cm	20 St./Box 120 St./Karton	33525
44040	40 x 40 cm Klebefläche 34 x 40 cm	15 St./Box 90 St./Karton	34040
nicht verfügbar	50 x 48 cm Klebefläche 44 x 48 cm	15 St./Box 90 St./Karton	35050
47045	70 x 45 cm Klebefläche 60 x 45 cm	15 St./Box 90 St./Karton	37045
48060	80 x 60 cm Klebefläche 60 x 60 cm	10 St./Box 60 St./Karton	38060
48080	80 x 80 cm Klebefläche 70 x 80 cm	10 St./Box 60 St./Karton	38080




# GERÄTEABDECKUNGEN

## ABDECKHAUBEN RUND

### BESCHREIBUNG

- Durchsichtige, drapierbare PE- Folie
- Latexfreier Gummizug
- Vielseitige, universelle Abdeckung für Bildwandler und anderes Equipment

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE60020S	25 x 55 cm	25 St./Karton
ICE60028S	35 x 70 cm	25 St./Karton
ICE60030S	40 x 80 cm	25 St./Karton
ICE60040S	50 x 100 cm	25 St./Karton
ICE60050S	60 x 120 cm	25 St./Karton
ICEBBG070	65 x 130 cm	50 St./Karton
ICE60060S	70 x 165 cm	10 St./Karton




## ABDECKHAUBEN RECHTECKIG

### BESCHREIBUNG

- Durchsichtige, drapierbare PE- Folie
- Latexfreier Gummizug
- Vielseitige, universelle Abdeckung für Bildwandler und anderes Equipment

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE63036R	76 x 91 cm	25 St./Karton
ICE63628R	91 x 71 cm	25 St./Karton
ICE63636R	91 x 91 cm	25 St./Karton
ICEBBG095	95 x 85 cm	25 St./Karton
ICE63654S	95 x 130 cm	25 St./Karton
ICE64848S	122 x 122 cm	25 St./Karton
ICE65656S	142 x 142 cm	25 St./Karton



# GERÄTEABDECKUNGEN


## C-BOGEN SETS FÜR PHILIPS-GERÄTE

### BESCHREIBUNG

- Transparente Abdeckhauben für Röntgenquelle/Bildwandler
- Transparente PE-Abdeckfolie für den C-Bogen

DYNJE4526 für BV29/300  
 DYNJE4527 für BV300  
 DYNJE4530 für BV25/26  
 DYNJE4569 für Pulsera/Endura

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYNJE4526	Abdeckhauben: 60 x 115 cm   70 x 130 cm C-Bogen Bezug: 30 x 198 cm	10 St./Box, 20 St./Karton
DYNJE4527	Abdeckhauben: 60 x 115 cm   rect. 95 x 85 cm C-Bogen Bezug: 30 x 198 cm	10 St./Box, 20 St./Karton
DYNJE4530	Abdeckhauben: 60 x 115 cm C-Bogen Bezug: 30 x 198 cm	10 St./Box, 20 St./Karton
DYNJE4569	Abdeckhauben: 60 x 115 cm   70 x 140 cm C-Bogen Bezug: 30 x 198 cm	10 St./Box, 20 St./Karton




## C-BOGEN SETS FÜR ZIEHM-GERÄTE

### BESCHREIBUNG

- Transparente Abdeckhauben für Röntgenquelle / Bildwandler
- Transparente PE-Abdeckfolie für den C-Bogen

Zur Verwendung mit Starter set SPTE-SS634

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYNJE4531	Abdeckhauben: 60 x 115 cm   70 x 130 cm C-Bogen Bezug: 35 x 185 cm	10 St./Box, 20 St./Karton



# GERÄTEABDECKUNGEN

## C-BOGEN SETS FÜR SIEMENS-GERÄTE

### BESCHREIBUNG




- Transparente Abdeckhauben für Röntgenquelle / Bildwandler
- Transparente PE-Abdeckfolie für den C-Bogen

DYNJE4532 für SIREMOBIL N4

- durchsichtige PE-Folie mit Clips zur Verwendung mit Starterset SPTE-SS628

DYNJE4556 für ISO-C/Arcadis/Orbic, 2-teilig

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYNJE4532	Abdeckhauben: 60 x 115 cm   60 x 115 cm C-Bogen Bezug: 35 x 183 cm	10 St./Box, 20 St./Karton
DYNJE4547	Abdeckhauben: 70 x 130 cm   60 x 115 cm C-Bogen Bezug: 45 x 183 cm	20 St./Karton
DYNJE4556	oben: 51-82 x 130 cm unten: 53-46 x 134 cm	10 St./Box, 20 St./Karton



## ABDECKTÜCHER FÜR RÖNTGENERÄTE

### BESCHREIBUNG

- Mit Klebestreifen und zwei Klebepunkten zur besseren Fixierung
- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE1012	91 cm x 111 cm Klebefläche 2x: 91 cm x 1,2 cm Klebepunkte: 5 cm x 10 cm	10 St./Box, 40 St./Karton

# GERÄTEABDECKUNGEN

## KOMPLETTABDECKUNGEN FÜR C-BÖGEN


### BESCHREIBUNG

- Drei Klebestreifen für zusätzliche Sicherheit
- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie

ICE4400R:

- Zwei latexfreie elastische Klebestreifen für zusätzliche Sicherheit

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE4400	104 x 188 cm	20 St./Karton
ICE4400R	104 x 188 cm	20 St./Karton
ICE4405	90 x 225 cm	75 St./Karton




## KOMPLETTABDECKUNG FÜR RÖNTGENERÄT (C-FORM)

### BESCHREIBUNG

- Vier Klebepunkte zum Fixieren
- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie
- Entwickelt, um den kompletten C-Bogen abzudecken

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE4430	152 x 267 cm	20 St./Karton



## ABDECKUNGEN FÜR MINI C-BÖGEN


### BESCHREIBUNG

- Elastisches Band an der Rückseite zum besseren Fixieren
- Drei Klebebänder für zusätzliche Sicherheit
- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie

ICE4410: passend für Fluoroscan® Mini C-Bogen

ICE4420: passend für Fluoroscan® und OEC6600/6800 Mini C-Bogen

Artikelnummer	Größe	VE
ICE4410	137 x 160 cm	20 St./Karton
ICE4420	137 x 216 cm	20 St./Karton




# GERÄTEABDECKUNGEN

## KOMPLETTABDECKSETS FÜR C-BÖGEN

### BESCHREIBUNG

- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie
- Latexfreie Bänder

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE4500	1x Bildwandler: 91 x 91 cm 1x C-Bogen: 41 x 218 cm 1x Fußschalter: 46 x 41 cm 1x Abdeckhaube: 71 x 31 cm	20 St./Karton
ICE8130	1x C-Abdeckung: 10/14 x 225 cm 2x Abdeckhaube: 75 x 90 cm	20 St./Karton
ICE8132	1x C-Abdeckung: 10/14 x 225 cm 1x Abdeckhaube: 75 x 90 cm	20 St./Karton
ICE8230	1x C-Abdeckung: 8/10 x 205 cm 2x Abdeckhaube: 75 x 75 cm	20 St./Karton
ICE8232	1x C-Abdeckung: 8/10 x 205 cm 1x Abdeckhaube: 75 x 75 cm	20 St./Karton
ICE8330	1x C-Abdeckung: 8/10 x 180 cm 2x Abdeckhaube: 75 x 75 cm	20 St./Karton
ICE8332	1x C-Abdeckung: 8/10 x 180 cm 1x Abdeckhaube: 75 x 75 cm	20 St./Karton




## SCHUTZHÜLLE FÜR FERNBEDIENUNG

### BESCHREIBUNG

- Durchsichtige PE-Folie
- Verschließbar

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYNJE4635	10 x 28 cm	10 St./Box, 20 St./Karton
DYNJE4641	18 x 35 cm	50 St./Box, 200 St./Karton




# GERÄTEABDECKUNGEN

## KAMERABEZÜGE

### BESCHREIBUNG

- PE-Klebestreifen zur Fixierung
- Klebestreifen an der Spitze für zusätzlichen Halt
- Durchsichtige PE-Folie
- Kabelbezug




Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE4250	13 x 244 cm Reversfaltung	25/Karton
ICE4300	23 x 244 cm Reversfaltung	25/Karton
ICE4240	13 x 240 cm Teleskopfaltung mit Einführhilfe	25/Karton
ICE4260	15 x 240 cm Ringfaltung	25/Karton
ICE4270	14 x 244 cm Konzertinafaltung	25/Karton
ICE4200	18 x 244 cm elastische Manschette	25/Karton
ICE4100	8 x 200 cm Teleskopfaltung mit Einführhilfe	25/Karton
ICE4245	18 x 250 cm Teleskopfaltung mit Einführhilfe	25/Karton

## BEZÜGE FÜR RÖNTGENKASSETTEN

### BESCHREIBUNG

- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie
- ICE4010:
- Umgeschlagene Öffnung erleichtert das sterile Abdecken

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE4000	Groß: 61 x 102 cm	20 St./Karton
ICE4010	Standard mit Umschlag: 61 x 64 cm	48 St./Karton
ICE4050	Standard: 61 x 64 cm	50 St./Karton



# GERÄTEABDECKUNGEN

## MIKROSKOPABDECKUNGEN

### BESCHREIBUNG

- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie

ICE5010, ICE5040:

- Für 48 mm Linse (Zeiss® OPMI)
- Drei Klebebänder zur Fixierung
- Für ein Okular

ICE5200, ICE5210, ICE5030:


- Für 65 mm Linse (Zeiss® MD)
- Drei Klebebänder zur Fixierung
- Für 3 Okulare

ICE5220:

- Für 65 mm Linse (Zeiss® MD)
- Fünf Klebebänder zur Fixierung
- Für 3 Okulare

ICE5300, ICE5330:

- Für 68 mm Linse (Leica®)
- Drei Klebebänder zur Fixierung
- Für 3 Okulare



Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
<b>Für 48 mm Linse (Zeiss® OPMI)</b>		
ICE5010	51 x 163 cm	20 St./Karton
ICE5020	104 x 305 cm	10 St./Karton
ICE5040	51 x 267 cm	40 St./Karton
<b>Für 65 mm Linse (Zeiss® MD)</b>		
ICE5200	117 x 203 cm	10 St./Karton
ICE5030	117 x 305 cm	10 St./Karton
ICE5210	117 x 267 cm	10 St./Karton
ICE5220	137 x 381 cm	10 St./Karton
<b>Für 68 mm Linse (Leica®)</b>		
ICE5300	104 x 163 cm	10 St./Karton
ICE5320	137 x 267 cm	10 St./Karton
ICE5330	137 x 381 cm	10 St./Karton

# GERÄTEABDECKUNGEN

## SET FÜR ULTRASCHALL-SONDENÜBERZÜGE

### BESCHREIBUNG

- 1 x Sondenüberzug aus weichem PE Film
- 1 x Beutel mit Ultraschallgel
- 2 x Gummibänder zur Sicherung

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
<b>Bezüge inklusive Gel</b>		
ICE5900	10 x 122 cm	20 St./Karton
ICE5910	15 x 61 cm	20 St./Karton
ICE5920	15 x 122 cm	20 St./Karton
ICE5930	15 x 244 cm	20 St./Karton
<b>Bezüge ohne Gel</b>		
ICE18120	18 x 120 cm	25 St./Karton
ICE1830	18 x 30 cm	25 St./Karton
ICE1880	18 x 80 cm	25 St./Karton




Das blendarme und hochwertige Polyurethan ist weich und passt sich der Ultraschallsonde gut an.

## BEZUG FÜR KOCHSALZSCHALE "THERMO COVER"

### BESCHREIBUNG

- Durchsichtige PE-Folie
- Aluminiumbeschichtete Einlage
- Wärmebeständig bis 60 °C

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYNJE7000	68 x 86 cm	40 St./Karton





Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden, oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).



**ALWAYS  
ON.**

**Medline International Germany GmbH**

Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0  
Fax: +49 2821 7510-7802

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**

1 Place de Longemalle  
1204 Genf  
Schweiz

Tel: +41 848 244 433  
Fax: +41 848 244 100

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**

c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati  
Parkring 2  
1010 Wien  
Österreich

Tel: +43 800 201 878  
Fax: +43 800 201 879

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)



Bitte scannen Sie  
den QR Code für  
mehr Informationen.

Dermadine und Dermadrapes sind Medizinprodukte der Klasse IIa.

Ringfolien sind Medizinprodukte der Klasse IIa.

Alle anderen aufgeführten Produkte sind Medizinprodukte der Klasse I.

Vor dem Gebrauch bitte die Gebrauchsanweisung und Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.


© 2019 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. ML164-DE 10/2019.


 TIASET di Lorenzo Carresi  
SP loc Botriolo Km 5/00  
52026 Castellfranco-Plandiscò (AR), Italy

 Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

 Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

 0373 Istituto Superiore di Sanità

 2797 (BSI)

 2797 (BSI)