



Teli Invisishield™

Prodotti unici per migliorare la sicurezza e l'assistenza ai pazienti

Panoramica

I teli Medline linea Invisishield sono progettati per facilitare il lavoro dello staff clinico e migliorare la sicurezza sia per i pazienti che per il personale.

TELI PAZIENTE INVISISHIELD

I teli Invisishield di Medline sono trasparenti in modo tale che i chirurghi possano vedere facilmente la strumentazione e l'area intorno all'incisione. Il materiale impermeabile e resistente agli strappi offre protezione ed ottima drappeggiabilità.

Chiaro, impervio e drappeggiabile

Molteplici tipologie per tutte le principali procedure sono disponibili all'interno della linea teli per paziente invisishield.

- Trasparente: i medici possono facilmente visualizzare l'area intorno ai siti di incisione
- Impermeabile - Realizzato in film di polietilene e poliuretano resistenti allo strappo, fornisce una protezione eccellente dai liquidi.
- Drappeggiabile - I teli Invisishield hanno la giusta quantità di malleabilità e morbidezza per un'eccezionale drappeggiabilità.

Funzionalità utili

I teli Invisishield sono dotati di comode funzioni che facilitano il lavoro del clinico. Le nostre sacche raccogli liquidi sono dotate di comode linguette sul rivestimento adesivo che facilitano la rimozione.

I port di drenaggio accessori eliminano la necessità di tagliare o forare la sacca per il drenaggio, migliorando il controllo dei fluidi e riduzione dei tempi di configurazione.

INVISISHIELD

Generali ed accessori	3-6
Teli ortopedici	7-9
Teli oftalmici	10-12
Altri teli	13
Dermadine/Dermadrape film d'incisione	14
Copertura apparecchiature	15-21

CROSS REFERENCE

Cross reference	22-23
-----------------	-------

Accessori Generali

TELI

DESCRIZIONE

- Adesivo resistente senza residuo alcuno
- No linting, resistente alla trazione, rivestito in poli liner
- Film opaco, resistente, drappeggiabile

UTILIZZO

Precampo, fissaggio di lacci emostatici e degli strumenti, isolamento in caso di contaminazione, barriere per fluidi, superficie che non lascia residui

Codice	Dimensioni	Pack factor
IDE1000	45 x 30 cm Area adesiva: 45 x 5.1 cm	10pz/box; 40pz/conf
IDE1010	45 x 61 cm Area adesiva: 45 x 5.1 cm	10pz/box; 40pz /conf



Liner Easy-Peel
Meno forza è necessaria per separarlo dalla sezione adesiva.
Area adesiva rinforzata riduce la possibilità di arricciamenti

Accessori Generali

SACCHE D'ISOLAMENTO


DESCRIZIONE

- Film morbido, resistente e trasparente con fondo senza cuciture
- Laccio di cotone per una facile chiusura
- Apertura con risvolto per migliorare la condizione sterile

UTILIZZO

Isolare il piede, le mani, superficie no linting

Codice	Dimensioni	Pack factor
ICE1003	50 x 50 cm	10pz/box; 40pz/conf



SACCHE RACCOLTA FLUIDI CON PORT DI DRENAGGIO

DESCRIZIONE

- Ampia area adesiva per una migliore adesione
- Adesivo forte senza residui
- No linting, resistente allo strappo e copri adesivo di carta cerata
- Striscia modellabile per migliorare le forme della sacca al procedura operatoria
- Area indicativa per migliorare il sistema di filtraggio
- Attacco di aspirazione con tappo per un migliore controllo del fluido
- Film resistente ed opaco

UTILIZZO

CV, ortopedia, neurologia, urologia e generale

Codice	Dimensioni	Pack factor
IDE1016	50 x 50 cm Area adesiva: 50 x 15 cm	40/conf



Striscia modellabile extra lunga personalizzabile secondo procedura

Accessori Generali

SACCHE PORTA STRUMENTI


DESCRIZIONE

- Due scomparti per bisturi elettrico o cateteri
- Nuovo adesivo ad alta aderenza, aggressivo per una migliore adesione alla biancheria o TNT
- Film resistente ed opaco

UTILIZZO

tutte le chirurgie

Codice	Dimensioni	Pack factor
IDE1018	17 x 29 cm Area adesiva (2): 17 x 3.8 cm	10pz/box; 40pz/conf



TASCHE PORTASTRUMENTI LUNGHE


DESCRIZIONE

- Tre lunghi scomparti per bisturi elettrico o cateteri
- Nuovo adesivo aggressivo ad alta adesività per una migliore adesione ai tessuti o TNT
- Film resistente ed opaco

UTILIZZO

Chirurgia Laparoscopiche

Codice	Dimensioni	Pack factor
IDE1018L	25 x 47 cm Area adesiva (2): 25 x 5 cm	10pz/box; 40pz/conf



Accessori Generali

SACCHE PORTASTRUMENTI




DESCRIZIONE

- Un ampio scomparto per strumenti
- Nuovo nastro adesivo ad alta aderenza
- Pellicola poli trasparente e resistente

UTILIZZO

tutte le chirurgie

Codice	Dimensioni	Pack factor
DYJPEISTPOM1	33 x 41 cm Area adesiva: 41 x 5 cm	100/conf
DYJPEISTPOM2	33 x 41 cm Area adesiva: 41 x 5 cm	100/conf
DYJPEISTPOM3	43 x 48 cm Area adesiva (2): 43 x 5 cm	60/conf



SACCHE RACCOLTA LIQUIDI

DESCRIZIONE

- Adesivo forte senza residui
- Non linting, resistente allo strappo e copri adesivo di carta cerata
- Striscia modellabile per migliorare le prestazioni della sacca

UTILIZZO

Tutti i tipi di chirurgia

Codice	Dimensioni	Pack factor
DYNJSD2114	30.5 x 27.9 cm Area adesiva: 30.5 x 2.5 cm	10pz/box; 40pz/conf



Teli Ortopedici

TELI U POLIETILENE

DESCRIZIONE

- Fenestratura a "U" con ampia area adesiva
- L'adesivo fornisce un'adesione eccellente senza residui
- Film opaco, resistente, drappeggiabile
- Carta medica tagliata per facilitare l'applicazione

UTILIZZO

Procedure di preparazione/approccio: artroscopie, anca, ginocchio, spalla, colonna, cranio, isolamento e applicazioni di vario genere

Codice	Dimensioni	Pack factor
IDE1015	121 x 132 cm Area adesiva: 25 x 48 cm	10pz/box; 40pz/conf
IDE1019	121 x 180 cm Area adesiva: 25 x 48 cm Solo fenestratura a "U": 15 x 48 cm	10pz/box; 40pz/conf



Linguette di cortesia per una facile rimozione

SACCHE RACCOLTA LIQUIDI PER CHIR.SPALLA


DESCRIZIONE

- Apertura ovale con fessure e/o aree adesive
- Adesivo forte senza residui cutanei
- Film resistente ed opaco per una maggiore resistenza
- Due strisce modellabili e una striscia di foam per migliorare le prestazioni della sacca
- Due port di aspirazione con tappi per un migliore controllo del fluido intra operatorio

UTILIZZO

Artroscopia della spalla

Codice	Dimensioni	Pack factor
DYNJSD1067	91 x 73 cm Area adesiva: 25 x 48 cm Apertura: 19 x 25 cm	24/conf



Port apribili e richiudibili per drenaggio, e rende migliore e facile la gestione dei liquidi intraoperatori

Teli Ortopedici

SACCHE RACCOLTA LIQUIDI AD U

DESCRIZIONE


209/5000

- Apertura "U" con area adesiva
- Adesivo forte senza residui
- Tre strisce modellabili per migliorare la forma della sacca procedura dipendente
- Pellicola poli resistente, drappeggiata e trasparente

UTILIZZO

Artroscopia della spalla, chirurgia dell'anca, estremita'

Codice	Dimensioni	Pack factor
DYJPEFP090	76 x 112 cm Area adesiva: 25 x 51 cm Fenestratura: 15x46cm	25/conf



TELI ISOLAMENTO PAZIENTE


DESCRIZIONE

- Striscia adesiva meno aggressiva per una facile rimozione
- Adesivo per incisione aggressivo senza residui cutanei
- Pellicola poli trasparente e resistente

UTILIZZO

Chirurgia all'anca

Codice	Dimensioni	Pack factor
DYNJSD1014	317 x 213 cm Area adesiva: 49 x 25 cm Solo striscia adesiva: 317 x 1.3 cm	5pz/box; 15pz/conf



Teli Ortopedici

TELI ISOLAMENTO VERTICALE CON SACCA


DESCRIZIONE

- Adesivo forte senza residui
- Pellicola poli trasparente e resistente
- Due asole fermacavi e tasche per strumenti per una migliore prestazione e comodita'
- Ampia tasca con micro schermo, porta di aspirazione e port per miglior controllo dei fluidi intraoperatori

UTILIZZO

Chirurgia dell' anca, nefroscopie biliari

Codice	Dimensioni	Pack factor
DYNJSD1017	317 x 213 cm area adesiva: 49 x 25 cm area striscia adesiva: 317 x 1.3 cm Sacca: 51 x 51 cm	15/conf
DYNJSD1017W	317 x 254 cm Area adesiva: 85.1 x 27.9 cm Area striscia adesiva: 317 x 1.3 cm Sacca: 69.9 x 94 cm	15/conf



Posizionamento del filtro in profondità con piccole e numerose perforazioni per un drenaggio rapido

Teli Oftalmici

TELI FENESTRATI


DESCRIZIONE

- Apertura circolare con area adesiva
- no linting, resistente allo strappo,
- Pellicola opaca con finitura sottile, morbida, drappeggiabile,

UTILIZZO

Cataratta, corneale, refrattiva, procedure minori

Codice	Dimensioni	Pack factor
IDE1020	40 x 40 cm Area adesiva: 12 x 12 cm Apertura: 6 cm cerchio	10pz/box; 40pz/conf



Fodera facile da separare, meno forza necessaria per separarla dalla sezione adesiva.

TELI OFTALMICI


DESCRIZIONE

- Area incisione adesiva ottimizzata per la pelle
- No linting in cera antiadesione, antistrappo
- Due linguette adesive per ulteriore supporto
- Striscia modellabile per un ulteriore controllo dei fluidi intra operatori
- Pellicola opaca con finitura soffice, drappeggiabile, antiriflesso con finitura opaca

UTILIZZO

Cataratta, chirurgia rifrattiva, vitreo-retinica, corneale

Codice	Dimensioni	Pack factor
IDE1023	48 x 41 cm Area adesiva: 12 x 10 cm Linguette adesive: 5 x 5 cm	10pz/box; 40pz/conf



Teli Oftalmici

TELO OFTALMICO CON SACCA


DESCRIZIONE

- Apertura ovale con adesivo ottimizzato per la pelle
- No linting, in cera antiadesione, antistrappo
- Due linguette adesive per ulteriore supporto
- Striscia modellabile per un maggiore controllo dei fluidi
- Pellicola opaca con finitura soffice, drappeggiabile, antiriflesso con finitura opaca

UTILIZZO

Cataratta, vitreoretinal, corneale

Codice	Dimensioni	Pack factor
IDE1024	48 x 41 cm Linguette adesive: 6 x 3.5 cm Area adesiva: 5 x 5 cm Apertura: 6 x 3.5 cm	10pz/box; 40pz/conf



TELI FENESTRATI


DESCRIZIONE

- Apertura ovale con area adesiva
- no linting in cera antiadesione, antistrappo
- Pellicola opaca con finitura soffice, drappeggiabile, antiriflesso con finitura opaca

UTILIZZO

Cataratta, vitreo, retina, chir. corneale, otorino

Codice	Dimensioni	Pack factor
IDE1030	83 x 129 cm Area adesiva: 12 x 11 cm Apertura: 7 x 5 cm	10pz/box; 40pz/conf



Teli Oftalmici

TELI OFTALMICI CON FILM INCISIONE E SACCA RACCOLTA LIQUIDI

DESCRIZIONE

- Incisione area adesiva
- no linting in cera antiadesione, antistrappo
- Sacchetto fluido con striscia modellabile per un ulteriore controllo dei fluidi intraoperatori
- Pellicola opaca con finitura soffice, drappeggiabile, antiriflesso con finitura opaca

UTILIZZO

Cataratta, vitreoretinale

Codice	Dimensioni	Pack factor
IDE1061	121 x 129 cm Area adesiva: 12 x 11 cm Sacca: 30 x 27 cm	10ea/box; 40ea/conf

TELI UROLOGICI



DESCRIZIONE

- Adesivo forte senza residui
- Accesso esplorazione latex free
- Pellicola opaca
- no linting in cera antiadesione, antistrappo

UTILIZZO

TUR, urologia e ginecologia

Codice	Dimensioni	Pack factor
IDE1071	60 x 91 cm Area adesiva: 60 x 5 cm Adesivo copridita: 10. cm O.D. x 3 cm I.D.	10pz/box; 40pz/conf



Altri Teli

TELI FENESTRATI CON SACCA

DESCRIZIONE


Telo fenestrato con sacca

- Apertura ovale con ampia area adesiva
- Adesivo forte senza residui
- Striscia modellabile per un ulteriore controllo del fluido
- Film pesante opaco antiriflesso

UTILIZZO

Vaginale e oftalmici

Codice	Dimensioni	Pack factor
IDE1072	45 x 22 cm Area adesiva: 30 x 22 cm Apertura: 11 x 9 cm	10pz/box; 40pz/conf



SACCA RACCOLTA LIQUIDI CESAREO


DESCRIZIONE

- Film per incisione traspirante per un'adesione prolungata
- Adesivo forte senza residui cutanei
- Perimetro in foam per fornire un controllo fluido
- Sacchetto per liquidi a 360 gradi per il contenimento completo del fluido
- Due fermacavi per l'organizzazione degli accessori
- Film opaco resistente, no linting per una maggiore resistenza della sacca

UTILIZZO

Cesareo, trauma, generale


Codice	Dimensioni	Pack factor
DYNJSD2057	91 x 76 cm Area adesiva: 38 x 36 cm	10/conf



Film Incisione

DESCRIZIONE

- Film opaco sottile, conformabile, opaco
- Adesivo forte senza residui cutanei
- Traspirante, idrorepellente e impermeabile
- Comodo e avvolgente
- Film incisione a lunga durata
- Dermadine® sono film impregnate di soluzione antibatterica
- Dermadrape® sono film trasparenti



Dermadine® codice		Dimensioni	Pack factor	Dermadrape® codice	
42020		20 x 20 cm Adesivo 15 x 20 cm	20/box 120/conf	32020	
N/a		35 x 25 cm Adesivo 30 x 25 cm	20/box 120/conf	33525	
44040		40 x 40 cm Adesivo 34 x 40 cm	15/box 90/conf	34040	
N/a		50 x 48 cm Adesivo 44 x 48 cm	15/box 90/conf	35050	
47045		70 x 45 cm Adesivo 60 x 45 cm	15/box 90/conf	37045	
48060		80 x 60 cm Adesivo 60 x 60 cm	10/box 60/conf	38060	
48080		80 x 80 cm Adesivo 70 x 80 cm	10/box 60/conf	38080	


Coperture apparecchiature

COPRI AMPLIFICATORI CIRCOLARI

DESCRIZIONE

- Film poli trasparente e drappeggiabile
- Fasce elastiche prive di lattice
- Versatile, spesso utilizzato per coprire intensificatori e altre apparecchiature

Codice	Dimensioni	Pack factor
ICE60020S	25 x 55 cm	25/conf
ICE60028S	35 x 70 cm	25/conf
ICE60030S	40 x 80 cm	25/conf
ICE60040S	50 x 100 cm	25/conf
ICE60050S	60 x 120 cm	25/conf
ICEBBG070	65 x 130 cm	50/conf




COPRI AMPLIFICATORI RETTANGOLARI

DESCRIZIONE

- Film poli trasparente e drappeggiabile
- Fasce elastiche prive di lattice
- Versatile, spesso utilizzato per coprire intensificatori e altre apparecchiature

Codice	Dimensioni	Pack factor
ICE63036R	76 x 91 cm	25/conf
ICE63628R	91 x 71 cm	25/conf
ICE63636R	91 x 91 cm	25/conf
ICEBBG095	95 x 85 cm	25/conf
ICE63654S	95 x 130 cm	25/conf
ICE64848S	122 x 122 cm	25/conf



Coperture apparecchiature


SET COPRI ARCO PHILIPS

DESCRIZIONE

- Coperture a fascia trasparenti per scopia raggi X / Intensificatore
- Telo trasparente per coprire Arco C e brillanze

DYNJE4526 for BV29/300
 DYNJE4527 for BV300
 DYNJE4530 for BV25/26
 DYNJE4569 for Pulsera/Endura

Codice	Dimensioni	Pack factor
DYNJE4526	Coperture: 60 x 115 cm 70 x 130 cm Copertura C-arm: 30 x 198 cm	10pz/box; 20pz/conf
DYNJE4527	Coperture: 60 x 115 cm rect. 95 x 85 cm Copertura C-arm: 30 x 198 cm	10pz/box; 20pz/conf
DYNJE4530	Coperture: 60 x 115 cm Copertura C-arm: 30 x 198 cm	10pz/box; 20pz/conf
DYNJE4569	Coperture: 60 x 115 cm 70 x 140 cm Copertura C-arm: 30 x 198 cm	10pz/box; 20pz/conf




SET COPRI ARCO ZIEHM

DESCRIZIONE

- Coperture a fascia trasparenti per scopia raggi X / Intensificatore
- Telo trasparente per coprire Arco C e brillanze

Da utilizzare come starter per set SPTE-SS634

Codice	Dimensioni	Pack factor
DYNJE4531	Coperture: 60 x 115 cm 70 x 130 cm Copertura C-arm: 35 x 185 cm	10pz/box; 20pz/conf



Coperture apparecchiature

SET COPRI ARCO SIEMENS



DESCRIZIONE

- Coperture a fascia trasparenti per scopia raggi X / Intensificatore
- Telo trasparente per coprire Arco C e brillanze

DYNJE4532 for SIREMOBIL N4
 DYNJE4547 for SIREMOBIL 2000

Copertura trasparente con clip
 da usare come starter per set SPTE-SS628
 DYNJE4556 per ISO-C /Arcadis/Orbic, 2 parte
 DYNJE4557 for ISO-C/Arcadis/Orbic, 1 parte

Codice	Dimensioni	Pack factor
DYNJE4532	Coperture: 60 x 115 cm 60 x 115 cm Copertura C-arm: 35 x 183 cm	10pz/box; 20pz/conf
DYNJE4556	Top: 51-82 x 130 cm Bottom: 53-46 x 134 cm	10pz/box; 20pz/conf
DYNJE4557	Top: 51-82 x 130 cm	10pz/box; 20pz/conf




COPRI FLUOROSCOPIO

DESCRIZIONE

- Due strisce adesive per le chiusure, con 2 strisce adesive per fissaggio ottimale
- trasparente, film in polietilene, drappeggiabile

Codice	Dimensioni	Pack factor
ICE1012	91 cm x 111 cm Area adesiva (2): 91 cm x 1.2 cm Strisce adesive: 5 cm x 10 cm	10pz/box; 40pz/conf



Coperture apparecchiature

COPRI ARCO C UNIVERSALE


DESCRIZIONE

- Tre strisce poli adesive per il fissaggio
- Film polietilene trasparente e drappeggiabile

ICE4400R:

- Ha due elastici senza lattice per una maggiore sicurezza e stabilità

Codice	Dimensioni	Pack factor
ICE4400	104 x 188 cm	20/conf
ICE4400R	104 x 188 cm	20/conf




COPERTURE ARCO C INTEGRATE

DESCRIZIONE

- Quattro cinghie poli adesive per il fissaggio
- Film poli trasparente e drappeggiabile
- Sagomato per adattarsi completamente al braccio a C

Codice	Dimensioni	Pack factor
ICE4430	152 x 267 cm	20/conf



COPERTURE MINI ARCO C


DESCRIZIONE

- Posizionamento stabile per fascia elastica sul retro
- Tre strisce poli adesive per ulteriore fissaggio
- Film polietilene trasparente e drappeggiabile

ICE4410: adatto ai modelli a mini C con braccio Fluoroscan®

ICE4420: adatto ai modelli mini C-arm Fluoroscan e OEC6600 / 6800

Codice	Dimensioni	Pack factor
ICE4410	137 x 160 cm	20/conf
ICE4420	137 x 216 cm	20/conf




Coperture apparecchiature

SET COPERTURA COMPLETA ARCO C

DESCRIZIONE

- Film polietilene trasparente e drappeggiabile
- Fasce prive di lattice

Codice	Dimensioni	Pack factor
ICE4500	(1) Intensificatore: 91 x 91 cm (1) Copertura Arco C: 41 x 218 cm (1) Copertura pedale: 46 x 41 cm (1) Copri amplificatore: 71 x 31 cm	20/conf




COPERTURA TELECOMANDO

DESCRIZIONE

- Copertura trasparente in poliuretano
- Chiusura superiore a zip

Codice	Dimensioni	Pack factor
DYNJE4635	10 x 28 cm	50ea/box; 200ea/conf
DYNJE4641	18 x 35 cm	50ea/box; 200ea/conf




COPRIVIDEO CAMERA

DESCRIZIONE

- La striscia adesiva regolabile consente un posizionamento stabile
- Striscia adesiva alla base per ulteriore fissaggio
- Film polietilene trasparente e drappeggiabile
- Copertura del cavo

Codice	Dimensioni	Pack factor
ICE4250	13 x 244 cm rovescio	25/conf
ICE4300	23 x 244 cm rovescio	25/conf
ICE4240	13 x 240 cm telescopico con cartoncino	25/conf
ICE4260	15 x 240 cm con anello	25/conf
ICE4270	14 x 244 cm fisarmonica	25/conf
ICE4200	18 x 244 cm con elastico	25/conf
ICE4100	8 x 200 cm telescopico con cartoncino	25/conf



Coperture apparecchiature

COPERTURE MICROSCOPIO

DESCRIZIONE

- Tutti sono fatti di film polietilene trasparente e drappeggiabile

ICE5010, ICE5040:

- Adatto per obiettivi da 48 mm (Zeiss® OPMI)
- Tre strisce poli adesive per il fissaggio
- Si adatta ad un paio di oculari

ICE5200, ICE5210, ICE5030:


- Adatto a obiettivi da 65 mm (Zeiss® MD)
- Tre strisce poli adesive per il fissaggio
- Adatto a tre paia di oculari

ICE5220:

- Adatto a obiettivi da 65 mm (Zeiss® MD)
- Cinque strisce poli adesive per il fissaggio
- Adatto a tre paia di oculari

ICE5300, ICE5330:

- Adatto per obiettivi da 68 mm lens (Leica®)
- Tre strisce poli adesive per il fissaggio
- Adatto a tre paia di oculari



Codice	Dimensioni	Pack factor
Fits 48 mm lens (Zeiss® OPMI)		
ICE5010	51 x 163 cm	20/conf
ICE5040	51 x 267 cm	40/conf
Fits 65 mm lens (Zeiss® MD)		
ICE5200	117 x 203 cm	10/conf
ICE5030	117 x 305 cm	10/conf
ICE5210	117 x 267 cm	10/conf
ICE5220	137 x 381 cm	10/conf
Fits 68 mm lens (Leica®)		
ICE5300	104 x 163 cm	10/conf
ICE5320	137 x 267 cm	10/conf
ICE5330	137 x 381 cm	10/conf

Coperture apparecchiature

COPERTURA CASSETTE XR


DESCRIZIONE

- Film polietilene trasparente e drappeggiabile

ICE4010:

- rimozione facilitata la tecnica sterile

Codice	Dimensioni	Pack factor
ICE4000	Large: 61 x 102 cm	20/conf
ICE5200	Standard with liner: 61 x 64 cm	48/conf
ICE4050	Standard: 61 x 64 cm	50/conf



SET PER COPERTURA SONDE

DESCRIZIONE

Componenti:

- (1) Copertura della sonda
- (1) confezione di gel ad ultrasuoni
- (2) elastichi

- Gel ultrasuoni sterile di alta qualità per trasduttore
- Due elastici per il fissaggio
- Film morbido, drappeggiabile, in poliuretano

Codice	Dimensioni	Pack factor
ICE5900	10 x 122 cm	20/conf
ICE5910	15 x 61 cm	20/conf
ICE5920	15 x 122 cm	20/conf
ICE5930	15 x 244 cm	20/conf




Poliuretano di alta qualità morbido e drappeggiabile per adattarsi al trasduttore. Con una finitura liscia per una facile applicazione. La brillantezza opaca aiuta a prevenire l'abbagliamento.

COPERTURA BOLLITORE

DESCRIZIONE

- Pellicola trasparente trasparente
- Lamina di alluminio rivestita
- Resistenza termica fino a 60 ° C

Codice	Dimensioni	Pack factor
DYNJE7000	68 x 86 cm	40/conf



INVISISHIELD cross reference

PAGINA	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO MEDLINE	CODICE PRODOTTO 3M*	CODICE PRODOTTO MICTOTEK*
3	teli minori	IDE1000	1000	ISO1000
4	sacche isolamento	ICE1003	1003	ISO1003
3	Towel drape	IDE1010	1010	ISO1010
9	Teli isolamento	IDE1014	1014	N/A
7	Teli Polietilene U	IDE1015	1015	ISO1015
6	Sacche raccolta liquidi	IDE1016	1016	ISO1016
9	Patient isolation drape	IDE1017	1017	5960
9	Wide patient isolation drape	IDE1017W	N/A	6960
5	Sacche porta strumenti	IDE1018	1018	ISO1018
5	Sacche porta strumenti video laparo	IDE1018L	1018L	N/A
7	Poly U drape	IDE1019	1019	ISO1019
10	Aperture drape	IDE1020	1020	ISO1020
11	Teli oftalmici con sacca	IDE1023	1023	N/A
11	Teli oftalmici fenestrati con sacca	IDE1024	1024	ISO1024
11	Teli	IDE1030	1030	ISO1030
14	Film incisione	32020	1035	ISO1035
14	Film incisione	34040	1040	ISO1040
14	Film incisione	37045	1050	ISO1050
14	Incise drape	38080	1051	ISO1051
12	Teli oftalmici con film incisione con sacca	IDE1061	1061	ISO1061
7	Sacce raccolta liquidi chir.spalla	DYNJSD1067	1067	ISO1067
13	Teli Urologici	IDE1071	1071	ISO1071
13	Teli fenestrati	IDE1072	1072	ISO1072
8	Sacche raccolta liquidi ad U	DYJPEFP090	N/A	N/A
6	Tasche portastrumenti	DYJPEISTP0M1	N/A	N/A
5	Tasche portastrumenti	DYJPEISTP0M2	N/A	N/A
6	Tasche portastrumenti	DYJPEISTP0M3	N/A	N/A

Tutti i prodotti  sono latex free e sterili se non specificatamente indicato nella descrizione

 adesivo  Matte film  Poly Film

Dermadine® cross reference


TIPO DI FILM	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO MEDLINE	CODICE PRODOTTO 3M*
PU	Telo incisione sterile 15x20cm con area adesiva 10x20cm impregnati con sostanza idofora	42020	6635
PU	Telo incisione sterile 44x35cm con area adesiva 34x35cm impregnati con sostanza idofora	44040	6640
PU	Telo incisione sterile 66x60cm con area adesiva 56x60cm impregnati con sostanza idofora	48060	6648
PU	Telo incisione sterile 66x45cm con area adesiva 56x45cm impregnati con sostanza idofora	47045	6650
PU	Telo incisione sterile 66x85cm con area adesiva 56x85cm impregnati con sostanza idofora	48080	6651
PU with applicator	Telo incisione sterile 30x20cm con area adesiva 26x20cm impregnati con sostanza idofora	42020	6661EZ
PU with applicator	Telo incisione sterile 60x35cm con area adesiva 35x35cm impregnati con sostanza idofora	44040	6640EZ
PU with applicator	Telo incisione sterile 90x60cm con area adesiva 60x60cm impregnati con sostanza idofora	48060	6648EZ
PU with applicator	Telo incisione sterile 90x45cm con area adesiva 60x45cm impregnati con sostanza idofora	47045	6650EZ
PU with applicator	Telo incisione sterile 90x85cm con area adesiva 60x85cm impregnati con sostanza idofora	48080	6651EZ

Dermadrape® cross reference


TYPE OF FILM	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO MEDLINE	CODICE PRODOTTO 3M*
PE	Telo incisione sterile 15x20cm con area adesiva 10x20cm	32020	1035
PE	Telo incisione sterile 29x25 cm con area adesiva 19x25cm	32020	1037
PE	Telo incisione sterile 60x35cm con area adesiva 35x35cm	34040	1040
PE	Telo incisione sterile 82x45cm con area adesiva 35x35cm	37045	1050
PE	Telo incisione sterile 82x85cm con area adesiva 60x85cm	38080	1051
PU	Telo incisione sterile 20x20cm con area adesiva 10x20cm	32020	2035
PU	Telo incisione sterile 38x25cm con area adesiva 28x25cm	33525	2037
PU	Telo incisione sterile 38x41cm con area adesiva 28x41cm	34040	2040
PU	Telo incisione sterile 60x45 cm con area adesiva 50x45cm	35050	2045
PU	Telo incisione sterile 90x60cm con area adesiva 60x60cm	38060	2050
PU	Telo incisione sterile 90x85cm con area adesiva 60x85cm	38080	2051



Dermadine e Dermadrapes sono dispositivi medici di classe IIa sterili.  Tisset Loc Botriolo
S.P.A. 52020
52020 Castelfranco di Sopra
(AR) Italia

Tutti gli altri prodotti elencati sono dispositivi medici di classe I sterili.  Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

 0373 Istituto Superiore di Sanità

 0086 (BSI)

Prima dell'uso, consultare le istruzioni per l'uso e le precauzioni sulla relativa etichettatura

Per maggiori informazioni sui prodotti, visitate il sito www.medline.eu/it o contattate il personale di zona.



ALWAYS
ON

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza, 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel: + 39 55 776 65 11
Fax: + 39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com