

Invisishield® Abdeckungen

Hochwertige OP-Abdeckungen & Ergänzungsprodukte zur Verbesserung der Sicherheit und der Patientenversorgung



**Mit Sicherheit,
klare Sicht**

Überblick

Die speziellen Invisishield® Abdeckungen von Medline wurden entwickelt, um die Prozesse im OP zu vereinfachen und gleichzeitig die Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter zu verbessern.

Invisishield® Abdecktücher

Die Invisishield® Produkte sind transparent und ermöglichen eine freie Sicht auf das Operationsgebiet und notwendige Geräte.

Transparent, undurchlässig und gut drapierbar

In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie eine Zusammenstellung von Abdeckungen für alle gängigen Eingriffe und Anwendungen.

- Transparent – Der Anwender hat eine gute Sicht auf den Operationsbereich.
- Undurchlässig – Aus reißfestem Polyethylen und Polyurethan-Folien hergestellt, bieten Invisishield® Abdecktücher eine sehr gute Flüssigkeitsbarriere.
- Drapierbar – Unsere Abdecktücher bestehen aus einem weichen Material, das eine sehr gute Drapierbarkeit ermöglicht.

Bewährte Eigenschaften

Invisishield® Abdeckungen haben bewährte Eigenschaften, welche die Anwendung erleichtern. Unsere Flüssigkeitsbeutel verfügen über praktische Laschen an der Klebefolie, die das Entfernen vereinfachen. Mit verschließbaren Ablassventilen entfällt das Wechseln oder Aufschneiden des Beutels zur Entleerung, wodurch die Flüssigkeitskontrolle verbessert und die Rüstzeiten verkürzt werden.

Inhalt

Allgemeines Zubehör	3
Orthopädische Abdecktücher	8
Ophthalmologische Abdecktücher	11
Sonstige Abdecktücher	14
Dermadine Plus/Dermadrape Inzisionsfolien	17
Geräteabdeckungen	18
Stockinetten	27

Allgemeines Zubehör

Abdecktücher

Beschreibung

- Gut haftende Klebefläche
- Fusselfreie, reißfeste Schutzfolie
- Stabile, drapierfähige und blendarme, mattierte Folie

Verwendung

Blutentnahmen, Punktionen von Gefäßen, Biopsien, Instrumentenabdeckung, Isolierung von nicht sterilen Bereichen, Flüssigkeitsschutz, etc.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1000	45 x 30 cm Klebefläche: 45 x 5.1 cm	10 St./Box; 40 St./Karton
IDE1010	45 x 61 cm Klebefläche: 45 x 5.1 cm	10 St./Box; 40 St./Karton



Einfaches Abziehen der Trägerfolie
- mit wenig Aufwand lässt sich
die Trägerfolie vom Klebestreifen
abziehen und die verstärkte
Klebefläche verhindert die
Faltenbildung beim Abdecken.

Isolationsbeutel

Beschreibung

- Weiche, stabile, durchsichtige Folie mit nahtlosem Boden
- Zugband zum einfachen Verschließen
- Manschettenöffnung zur Verbesserung der sterilen Abgabe

Verwendung

Zur Isolation von Hand, Fuß, Präparaten, etc.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE1003	50 x 50 cm	10 St./Box; 40 St./Karton
586560-1	60 x 65 cm	30 St./Box; 180 St./Karton




Flüssigkeitsauffangbeutel mit Ablaufventil

Beschreibung

- Breite Klebefläche für bessere Haftung
- Gut haftende Klebefläche
- Fusselfreie, reißfeste Schutzfolie
- Formbarer Streifen
- Siebeinsatz
- Saugeranschluss mit Verschlusskappe
- Feste, blendarme, mattierte Folie

Verwendung

Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie, Gynäkologie, Allgemeinchirurgie, etc.



Extralanger formbarer Streifen ermöglicht eine individuelle Anpassung.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1016	50 x 50 cm Klebefläche: 50 x 15 cm	40 St./Karton
4638CE	61 x 51 cm Klebefläche: 51 x 13 cm	40 St./Karton
DYJPEFP020	51 x 56 cm Klebefläche: 46 x 5 cm	50 St./Karton


Instrumententasche

Beschreibung

- Zwei Kammern für Instrumente, Kabel oder Schläuche
- Hervorragende Klebeeigenschaften auf allen Abdeckmaterielien
- Stabile, blendarme, mattierte Folie

Verwendung

Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie, Gynäkologie, Allgemeinchirurgie, etc.



Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1018	17 x 29 cm Klebeflächen 2x: 17 x 3.8 cm	10 St./Box; 40 St./Karton


Instrumententasche für lange Instrumente

Beschreibung

- Drei lange Kammern für Instrumente, Kabel oder Schläuche
- Hervorragende Klebeeigenschaften auf allen Abdeckmaterialien
- Stabile, blendarme, mattierte Folie

Verwendung

Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie, Gynäkologie, Allgemeinchirurgie, etc.



Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1018L	25 x 47 cm Klebeflächen 2x: 25 x 5 cm	10 St./Box; 40 St./Karton

Instrumententaschen

Beschreibung




- Eine oder mehrere Kammern für Instrumente, Kabel oder Schläuche
- Hervorragende Klebeeigenschaften auf allen Abdeckmaterialien
- Stabile, blendarme, mattierte Folie

Verwendung

Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie, Gynäkologie und Allgemeinchirurgie, etc.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYJPEISTPOM1	33 x 41 cm Klebefläche: 41 x 5 cm	100 St./Karton
DYJPEISTPOM2	33 x 45 cm Klebefläche: 41 x 5 cm	100 St./Karton
DYJPEISTPOM3	43 x 48 cm Klebeflächen 2x: 43 x 5 cm	60 St./Karton
04A040CE	33 x 51 cm Klebefläche: 51 x 5 cm	180 St./Karton
96860CE	30.5 x 29 cm Klebeflächen 2x: 30.5 x 5 cm	150 St./Karton
96890CE	43 x 49 cm Klebeflächen 2x: 49 x 5 cm	250 St./Karton
9686CE*	27 x 29 cm Klebeflächen 2x: 29 x 5 cm	150 St./Karton
9687CE*	36 x 86 cm Klebeflächen 2x: 36 x 5 cm	120 St./Karton
9689CE*	43.5 x 49 cm Klebeflächen 2x: 49 x 5 cm	150 St./Karton

*Aus undurchsichtigem Spunlace-Material



Tischabdeckungen

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE2158	46 x 61 cm, selbstklebend	40 St./Karton
ICE2008	137 x 229 cm	20 St./Karton



Sterile Tupfertasche für die Zählkontrolle

Beschreibung

- Aus durchsichtiger, flexibler Polyethylenfolie
- 1 Klebestreifen zur Befestigung
- 3 Größen
- 3 Fächervarianten



Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IBE5242	52 x 42 cm, 40 Fächer	50 St./Karton
IBE5637	56 x 37 cm, 6 Fächer	50 St./Karton
IBE5652	56 x 52 cm, 20 Fächer	50 St./Karton

Unsere sterilen Zählbeutel ermöglichen eine sichere, effektive und hygienische Handhabung und Entsorgung von kontaminierten Mullprodukten, die der Zählkontrolle unterliegen. Sie minimieren das Risiko von Kontaminationen und unterstützen Sie bei Ihren intraoperativen Routinen.

Unsterile Zählbeutel

Beschreibung

- Aus durchsichtiger, flexibler Polyethylenfolie
- Mit transparenter oder blauer Rückseite erhältlich
- Kann an die Zählbeutel-Halterung NON50511 gehängt werden, diese passt an die gängigsten Infusionsständer

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYNJE1000	25 x 94 cm, 10 Fächer	50 St./Karton
DYNJE1001	25 x 94 cm, 10 Fächer	50 St./Karton
NON50511	Bis zu 4 Beutel platzierbar	50 St./Karton




Unsterile Zählbeutel sind je nach Kundenpräferenz in blau oder transparent erhältlich. Die Zählbeutel für Bauchtücher werden an der Halterung im OP-Saal befestigt und nach einem chirurgischen Eingriff zur schnellen hygienischen Zählung der Bauchtücher verwendet.

Orthopädische Abdecktücher

PE-Schlitztücher


Beschreibung

- “U” förmiger Schlitz mit breiter Klebefläche
- Die Klebefläche bietet hervorragende Haftung ohne Rückstände
- Stabile, blendarme, mattierte Folie
- Geteilte Schutzfolie auf der Klebefläche für einfaches Abziehen



Verwendung

Chirurgische Verfahren an Hüfte, Knie, Schulter, Wirbelsäule, etc.




Einfaches Abziehen der Schutzfolie.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1015	121 x 132 cm Klebefläche: 25 x 48 cm	10 St./Box; 40 St./Karton
IDE1019	121 x 180 cm Klebefläche: 25 x 48 cm Schlitz: 15 x 48 cm	10 St./Box; 40 St./Karton

Flüssigkeitsauffangbeutel für Schulteroperationen

Beschreibung

- Ovales Fenster mit Schlitz, selbstklebend
- Gut haftender Klebestreifen, rückstandsfrei
- Stabile, blendarme, mattierte Folie
- Zwei Formbügel mit Schaumstoffstreifen zur Verbesserung der Flüssigkeitsaufnahme
- Zwei Saugeranschlüsse für gute Flüssigkeitskontrolle



Verwendung

Operationen an der Schulter



Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1067	91 x 73 cm Klebefläche: 25 x 48 cm Ausschnitt: 19 x 25 cm	24 St./Karton

Verschließbare Saugeransätze: Ein Aufschneiden oder Durchstechen für das Ablassen der Flüssigkeiten ist nicht erforderlich. Durch den Verschluss kann der Abfluss jederzeit gestoppt werden.


U-förmiger Flüssigkeitsauffangbeutel

Beschreibung

- "U" förmiger Schlitz mit breiter Klebefläche
- Gut haftender Klebestreifen, rückstandsfrei
- Drei formbare Streifen zur Verbesserung der Beutelleistung
- Stabile, gut drapierbare und durchsichtige Folie

Verwendung

Orthopädische Operationen



Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYJPEFP090	76 x 112 cm Klebefläche: 25 x 51 cm Ausschnitt: 15 x 46 cm	25 St./Karton


Vertikaltuch

Beschreibung

- Leicht zu entfernender Klebestreifen
- Mit integrierter Inzisionsfolie, die sich rückstandsfrei entfernen lässt
- Durchsichtige, belastbare PE-Folie

Verwendung

Hüftoperationen



Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1014	317 x 213 cm Klebefläche: 49 x 25 cm Klebestreifen: 317 x 1.3 cm	5 St./Box; 15 St./Karton


Vertikaltuch mit Flüssigkeitsauffangbeutel

Beschreibung

- Gut haftender Klebestreifen, rückstandsfrei
- Stabile durchsichtige Folie
- Integrierte Inzisionsfolie
- Zwei Kabelhalter und zwei Saugertaschen (2 Kammern) für die Organisation des OP-Gebietes
- Großer Flüssigkeitsauffangbeutel mit Siebeinsatz und Saugeransatz

Verwendung

Hüfteingriffe (Extensionstisch), Nephroskopie, Lebereingriffe



Mit tiefplatziertem Siebeinsatz, welcher über eine große Anzahl von Öffnungen verfügt, um die aufkommenden Flüssigkeiten schnell abzuleiten.


Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1017	317 x 213 cm Klebefläche: 49 x 25 cm Klebestreifen: 317 x 1.3 cm Flüssigkeitsauffangbeutel: 51 x 51 cm	15 St./Karton
IDE1017W	317 x 254 cm Klebefläche: 85.1 x 27.9 cm Klebestreifen: 317 x 1.3 cm Flüssigkeitsauffangbeutel: 69.9 x 94 cm	15 St./Karton
5801CE	330 x 270 cm Klebefläche: 78 x 26 cm Klebestreifen: 330 x 1.9 cm Flüssigkeitsauffangbeutel: 25.5 x 28 cm	16 St./Karton

Ophthalmologische Abdecktücher

Lochtücher

Beschreibung


- Runder Ausschnitt mit gut haftender Klebefläche
- Fusselfreie, reißfeste Schutzfolie auf dem Klebestreifen
- Dünne, weiche, drapierfähige und blendarme, mattierte Folie



Verwendung

Augen-Operationen, Kleinsteingriffe

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1020	40 x 40 cm Klebefläche: 12 x 12 cm Ausschnitt: 6 cm circle	10 St./Box; 40 St./Karton



Leicht abziehbares Schutzpapier für leichtes Ablösen von der Klebezone.

Lochtuch


Beschreibung

- Ovale Fenster mit gut haftender Klebefläche
- Fusselfreie, reißfeste Schutzfolie auf dem Klebestreifen
- Dünne, weiche, drapierfähige und blendarme, mattierte Folie

Verwendung

Augen-Operationen, HNO-Chirurgie, Kleinsteingriffe

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1030	83 x 129 cm Klebefläche: 12 x 11 cm Ausschnitt: 7 x 5 cm	10 St./Box; 40 St./Karton



Augen-Lochtuch mit Auffangbeutel



Beschreibung

- Integrierte Inzisionsfolie
- Fusselfreie, reißfeste Schutzfolie auf dem Klebestreifen
- Flüssigkeitsauffangbeutel mit Formbügel für zusätzliche Flüssigkeitskontrolle
- Dünne, weiche, drapierfähige und blendarme, mattierte Folie

Verwendung

Augen-Operationen, Kleinsteingriffe

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1061	121 x 129 cm Klebefläche: 12 x 11 cm Auffangbeutel: 30 x 27 cm	10 St./Box; 40 St./Karton



SMS ophthalmologisches Abdecktuch mit Flüssigkeitstasche


Beschreibung

- Integrierte Inzisionsfolie
- Fusselfreie, reißfeste Schutzfolie auf dem Klebestreifen
- Flüssigkeitsauffangbeutel mit Formbügel für zusätzliche Flüssigkeitskontrolle
- Weiches, drapierbares, flüssigkeitabweisendes, fusselarmes SMS-Gewebe

Verwendung

Augen-Operationen, Kleinsteingriffe

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1062	122 x 129,5 cm Klebefläche: 13 x 11,5 cm Auffangbeutel: 31 x 28 cm	10 St./Box




Ophthalmologische Abdecktücher

Beschreibung

- Integrierte Inzisionsfolie
- Fusselfreie, reißfeste Schutzfolie auf dem Klebestreifen
- Zwei Klebepunkte für zusätzlichen Halt
- Formbügel
- Weiche, drapierfähige und blendarme, mattierte Folie

Verwendung

Augen-Operationen, Kleinsteingriffe



Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1023	48 x 41 cm Klebefläche: 12 x 10 cm Klebepunkte: 5 x 5 cm	10 St./Box; 40 St./Karton


Augen-Lochtuch mit Auffangbeutel

Beschreibung

- Ovale Fenster mit gut haftender Klebefläche
- Fusselfreie, reißfeste Schutzfolie auf dem Klebestreifen
- Zwei Klebepunkte für zusätzlichen Halt
- Formbügel
- Dünne, weiche, drapierfähige und blendarme, mattierte Folie

Verwendung

Augen-Operationen, Kleinsteingriffe




Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1024	48 x 41 cm Klebefläche: 6 x 3,5 cm Klebepunkte: 5 x 5 cm Ausschnitt: 6 x 3,5 cm	10 St./Box; 40 St./Karton

Sonstige Abdecktücher

Lochtuch mit Auffangbeutel

Beschreibung

- Ovals Fenster mit großer Klebefläche
- Hohe Klebeeigenschaft ohne Rückstände
- Formbügel für bessere Flüssigkeitskontrolle
- Stabile, reißfeste und blendarme, mattierte Folie



Verwendung

Gynäkologie, Augenchirurgie

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1072	45 x 22 cm Klebefläche: 30 x 22 cm Ausschnitt: 11 x 9 cm	10 St./Box; 40 St./Karton

Abdecktuch selbstklebend, transparent

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
5810CE	150 x 300 cm	17 St./Karton


Urologisches Abdecktuch mit Rektalschild

Beschreibung

- Hohe Klebeeigenschaft ohne Rückstände
- Latexfreier Fingerling
- Stabile, reißfeste und blendarme, mattierte Folie
- Fusselfreie, reißfeste Schutzfolie auf dem Klebestreifen

Verwendung


Urologie und Gynäkologie



Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE1071	60 x 91 cm Klebefläche: 60 x 5 cm Klebefläche um Fingerling: 10 cm A.D. x 3 cm I.D.	10 St./Box; 40 St./Karton

Epiduraltuch transparent

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
8461CE	60 x 100 cm, selbstklebender, Ausschnitt 9 cm I.D	150 St./Karton
8465CE	80 x 140 cm, selbstklebender Ausschnitt 6 x 10 cm oval, perforiert	150 St./Karton



Sectio-Auffangbeutel


Beschreibung

- Flüssigkeitsundurchlässige Inzisionsfolie
- Starker Kleber, der keine Rückstände hinterlässt
- Formbarer Schaumstoffrand zur besseren Flüssigkeitsableitung
- 360° Grad Flüssigkeitsauffangbeutel für komplette Flüssigkeitsaufnahme
- Zwei Kabelhalter zur Fixierung von Kabeln und Schläuchen
- Stabile, blendarme, mattierte Folie, für zusätzliche Stabilität
- 2 Ansaugöffnungen mit Kappen für bessere Flüssigkeitskontrolle

Verwendung

Gynäkologie, Allgemeinchirurgie

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE2057	92 x 76 cm Klebefläche: 38 x 36 cm	10 St./Karton



Ringfolie


Beschreibung

- Strapazierfähig, gut drapierbar, mattiert, blendarm
- 5 unterschiedliche Ringgrößen für unterschiedliche Eingriffe
- Selbstklebend

Verwendung

Allgemeinchirurgie, Herz- Thoraxchirurgie

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
IDE3707	90 x 90 cm, Ringdurchmesser: 7 cm	40 St./Karton
IDE3712	90 x 90 cm, Ringdurchmesser: 12 cm	40 St./Karton
IDE3718	90 x 90 cm, Ringdurchmesser: 18 cm	40 St./Karton
IDE3723	90 x 90 cm, Ringdurchmesser: 23 cm	40 St./Karton
IDE3728	90 x 90 cm, Ringdurchmesser: 28 cm	40 St./Karton


















Die Ringfolie verfügt über einen stabilen, flexiblen Ring, der die Folie in der richtigen Position fixiert. Die mattierte, durchsichtige PE-Folie um den Ausschnitt herum hilft, die Flüssigkeitsbarriere aufrechtzuerhalten.

Dermadine Plus und Dermadrape Inzisionsfolien

Beschreibung

- Dünne, anpassungsfähige, blendarme, mattierte Folie
- Gute Klebeeigenschaft, ohne Rückstände
- Atmungsaktiv, flüssigkeitsabweisend und undurchlässig
- Komfortable Anwendung und gute Drapierbarkeit
- Dermadine Plus: beschichtet mit einer antibakteriellen Lösung
- Dermadrape ist eine durchsichtige Inzisionsfolie



Dermadine Artikelnummer	Größe	Packungseinheit	Dermadrape Artikelnummer
42020P 	20 x 20 cm Klebefläche: 15 x 20 cm	20 St./Box 120 St./Karton	32020 
n/a	35 x 25 cm Klebefläche: 30 x 25 cm	20 St./Box 120 St./Karton	33525 
44040P 	40 x 40 cm Klebefläche: 34 x 40 cm	15 St./Box 90 St./Karton	34040 
n/a	50 x 48 cm Klebefläche: 44 x 48 cm	15 St./Box 90 St./Karton	35050 
47045P 	70 x 45 cm Klebefläche: 60 x 45 cm	15 St./Box 90 St./Karton	37045 
47060P 	70 x 60 cm Klebefläche: 60 x 60 cm	10 St./Box 60 St./Karton	n/a
47080P 	70 x 80 cm Klebefläche: 60 x 80 cm	10 St./Box 60 St./Karton	n/a
48060P 	80 x 60 cm Klebefläche: 60 x 60 cm	10 St./Box 60 St./Karton	38060 
48080P 	80 x 80 cm Klebefläche: 70 x 80 cm	10 St./Box 60 St./Karton	38080 


Geräteabdeckungen

Abdeckhauben rund

Beschreibung

- Durchsichtige, drapierbare PE- Folie
- Latexfreier Gummizug
- Vielseitige, universelle Abdeckung für Bildwandler und anderes Equipment

Artikelnummer	Größe	Gedehnte Breite	Packungseinheit
ICE60020S	30 x 25 cm	55 cm	25 St./Karton
ICE60028S	45 x 35 cm	70 cm	25 St./Karton
ICE60030S	56 x 40 cm	80 cm	25 St./Karton
ICE60040S	58 x 50 cm	100 cm	25 St./Karton
ICE60050S	72 x 60 cm	120 cm	25 St./Karton
ICEBBG070	75 x 65 cm	130 cm	50 St./Karton
ICE60060S	140 x 70 cm	165 cm	10 St./Karton




Abdeckhauben rechteckig

Beschreibung

- Durchsichtige, drapierbare PE- Folie
- Latexfreier Gummizug
- Vielseitige, universelle Abdeckung für Bildwandler und anderes Equipment

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE63036R	76 x 91 cm	25 St./Karton
ICE63628R	91 x 71 cm	25 St./Karton
ICE63636R	91 x 91 cm	25 St./Karton
ICEBBG095	95 x 85 cm	25 St./Karton
ICE63654S	95 x 130 cm	25 St./Karton
ICE64848S	122 x 122 cm	25 St./Karton
ICE65656S	142 x 142 cm	25 St./Karton



Abdeckhauben für Strahlenschutzschilde

Beschreibung

- Durchsichtige, drapierbare PE- Folie
- Latexfreier Gummizug
- Für die meisten Röntgenbildschirme geeignet

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE90120	120 x 90 cm	25 St./Karton
ICE8090	90 x 80 cm	25 St./Karton



Die neuen Bleifensterabdeckungen von Medline wurden für die Abdeckung von Strahlenschutzschilden (z.B. MAVIG), entwickelt. Sie bilden eine Sterilbarriere zwischen den Geräten und dem Patienten, während eines Eingriffs. (Angio, HKL, Hybrid OP)

C-Bogen Sets für Philips-Geräte

Beschreibung

- Transparente Abdeckhauben für Röntgenquelle/Bildwandler
- Transparente PE-Abdeckfolie für den C-Bogen


DYNJE4526 für BV29/300

DYNJE4527 für BV300

DYNJE4530 für BV25/26

DYNJE4569 für Pulsera/Endura

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYNJE4526	Abdeckhauben: 60 x 115 cm 70 x 130 cm C-Bogen Bezug: 30 x 198 cm	10 St./Box; 20 St./Karton
DYNJE4527	Abdeckhauben: 60 x 115 cm rect.: 95 x 85 cm C-Bogen Bezug: 30 x 198 cm	10 St./Box; 20 St./Karton
DYNJE4530	Abdeckhauben: 60 x 115 cm C-Bogen Bezug: 30 x 198 cm	10 St./Box; 20 St./Karton
DYNJE4569	Abdeckhauben: 60 x 115 cm 70 x 140 cm C-Bogen Bezug: 30 x 198 cm	10 St./Box; 20 St./Karton




C-Bogen Sets für Ziehm-Geräte

Beschreibung

- Transparente Abdeckhauben für Röntgenquelle/Bildwandler
- Transparente PE-Abdeckfolie für den C-Bogen

Zur Verwendung mit Starter-set SPTE-SS634

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYNJE4531	Abdeckhauben: 60 x 115 cm 70 x 130 cm C-Bogen Bezug: 35 x 185 cm	10 St./Box; 20 St./Karton



C-Bogen Sets für Siemens-Geräte


Beschreibung

- Transparente Abdeckhauben für Röntgenquelle/Bildwandler
- Transparente PE-Abdeckfolie für den C-Bogen


DYNJE4532 für SIREMOBIL N4

- Durchsichtige PE-Folie mit Klettverschluß zur Verwendung mit Starter-set SPTE-SS628

DYNJE4556 für ISO-C/Arcadis/Orbic, 2-teilig



Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYNJE4532	Abdeckhauben: 60 x 115 cm 60 x 115 cm C-Bogen Bezug: 35 x 183 cm	10 St./Box; 20 St./Karton
DYNJE4547	Abdeckhauben: 70 x 130 cm 60 x 115 cm C-Bogen Bezug: 45 x 183 cm	20 St./Karton
DYNJE4556	Oben: 51 – 82 x 130 cm Unten: 53 – 46 x 134 cm	10 St./Box; 20 St./Karton




Abdecktücher für Röntengeräte

Beschreibung

- Mit Klebestreifen und zwei Klebepunkten zur besseren Fixierung
- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE1012	91 x 111 cm Klebeflächen 2x: 91 x 1,2 cm Klebepunkte: 5 x 10 cm	10 St./Box; 40 St./Karton



Komplettabdeckungen für C-Bögen

Beschreibung

- Drei Klebestreifen für zusätzliche Sicherheit
- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie

ICE4400R: Zwei latexfreie, elastische Klebestreifen für zusätzliche Sicherheit

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE4400	104 x 188 cm	20 St./Karton
ICE4400R	104 x 188 cm	20 St./Karton
ICE4405	90 x 225 cm	75 St./Karton




Komplettabdeckung für Röntgengerät (C-Form)

Beschreibung

- Vier Klebepunkte zum Fixieren
- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie
- Entwickelt, um den kompletten C-Bogen abzudecken

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE4430	152 x 267 cm	20 St./Karton



Abdeckungen für Mini C-Bögen


Beschreibung

- Elastisches Band an der Rückseite zum besseren Fixieren
- Drei Klebebänder für zusätzliche Sicherheit
- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie

ICE4410: passend für Fluoroscanner® Mini C-Bogen

ICE4420: passend für Fluoroscanner® und OEC6600/6800 Mini C-Bogen

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE4410	137 x 160 cm	20 St./Karton
ICE4420	137 x 216 cm	20 St./Karton




Komplettabdecksets für C-Bögen

Beschreibung

- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie
- Latexfreie Bänder

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE4500	1x Bildwandler: 91 x 91 cm 1x C-Bogen: 41 x 218 cm 1x Fußschalter: 46 x 41 cm 1x Abdeckhaube: 71 x 31 cm	20 St./Karton
ICE8130	1x C-Abdeckung: 10/14 x 225 cm 2x Abdeckhaube: 75 x 90 cm	20 St./Karton
ICE8132	1x C-Abdeckung: 10/14 x 225 cm 1x Abdeckhaube: 75 x 90 cm	20 St./Karton
ICE8230	1x C-Abdeckung: 8/10 x 205 cm 2x Abdeckhaube: 75 x 75 cm	20 St./Karton
ICE8232	1x C-Abdeckung: 8/10 x 205 cm 1x Abdeckhaube: 75 x 75 cm	20 St./Karton
ICE8330	1x C-Abdeckung: 8/10 x 180 cm 2x Abdeckhaube: 75 x 75 cm	20 St./Karton
ICE8332	1x C-Abdeckung: 8/10 x 180 cm 1x Abdeckhaube: 75 x 75 cm	20 St./Karton



Schutzhülle für Fernbedienung

Beschreibung

- Durchsichtige PE-Folie
- Verschließbar

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYNJE4635	10 x 28 cm	50 St./Box; 200 St./Karton
DYNJE4641	18 x 35 cm	50 St./Box; 200 St./Karton




Kamerabezüge

Beschreibung

- PE-Klebestreifen zur Fixierung
- Klebestreifen an der Spitze für zusätzlichen Halt
- Durchsichtige PE-Folie
- Kabelbezug

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE4250	13 x 244 cm Reversfaltung	25 St./Karton
ICE4300	23 x 244 cm Reversfaltung	25 St./Karton
ICE4240	13 x 240 cm Teleskopfaltung mit Einführhilfe	25 St./Karton
ICE4260	15 x 240 cm Ringfaltung	25 St./Karton
ICE4270	15 x 298 cm Konzertinafaltung	25 St./Karton
ICE4200	18 x 244 cm elastische Manschette	25 St./Karton
ICE4100	8 x 200 cm Teleskopfaltung mit Einführhilfe	25 St./Karton
ICE4245	18 x 250 cm Teleskopfaltung mit Einführhilfe	25 St./Karton
ICE4280	18 x 250 cm, Teleskopfaltung mit Click-System	25 St./Karton
ICE4290	14 x 250 cm, Ringfaltung und Click-System	25 St./Karton






Bezüge für Röntgenkassetten

Beschreibung

- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie

ICE4010: Umgeschlagene Öffnung erleichtert das sterile Abdecken

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
ICE4000	Groß: 61 x 102 cm	20 St./Karton
ICE4010	Standard mit Umschlag: 61 x 64 cm	48 St./Karton
ICE4050	Standard: 61 x 64 cm	50 St./Karton
8720CEA	Groß: 54 x 91 cm	48 St./Karton



Mikroskopabdeckungen

Beschreibung

- Durchsichtige, gut drapierbare PE-Folie

ICE5010, ICE5040

- Für 48 mm Linse (Zeiss® OPPI)
- Drei Klebebänder zur Fixierung
- Für ein Okular



ICE5200, ICE5210, ICE5030

- Für 65 mm Linse (Zeiss® MD)
- Drei Klebebänder zur Fixierung
- Für 3 Okulare




ICE5220

- Für 65 mm Linse (Zeiss® MD)
- Fünf Klebebänder zur Fixierung
- Für 3 Okulare



ICE5300, ICE5330

- Für 68 mm Linse (Leica®)
- Drei Klebebänder zur Fixierung
- Für 3 Okulare



Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
---------------	-------	-----------------

Für 48 mm Linse (Zeiss® OPPI)

ICE5010	51 x 163 cm	20 St./Karton
---------	-------------	---------------

ICE5040	51 x 267 cm	40 St./Karton
---------	-------------	---------------

Für 65 mm Linse (Zeiss® MD)

ICE5200	117 x 203 cm	10 St./Karton
---------	--------------	---------------

ICE5030	117 x 305 cm	10 St./Karton
---------	--------------	---------------

ICE5210	117 x 267 cm	10 St./Karton
---------	--------------	---------------

ICE5220	137 x 381 cm	10 St./Karton
---------	--------------	---------------

Für 68 mm Linse (Leica®)

ICE5300	104 x 163 cm	10 St./Karton
---------	--------------	---------------

ICE5320	137 x 267 cm	10 St./Karton
---------	--------------	---------------

ICE5330	137 x 381 cm	10 St./Karton
---------	--------------	---------------

Mikroskop-Griffbezüge

ICE5400	15 x 35 cm	20 St./Karton
---------	------------	---------------

Set für Ultraschall-Sondenüberzüge

Beschreibung

- 1 x Ultraschallbezug aus weicher und drapierfähiger Polyurethanfolie
- 1 x Beutel mit Ultraschallgel
- 2 x Gummibänder zur Sicherung




Das blendarme und hochwertige Polyurethan ist weich und passt sich der Ultraschallsonde gut an.

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
Bezüge inklusive Gel		
ICE5900	10 x 122 cm	20 St./Karton
ICE5910	15 x 61 cm	20 St./Karton
ICE5920	15 x 122 cm	20 St./Karton
ICE5930	15 x 244 cm	20 St./Karton
Bezüge ohne Gel		
ICE18120	18 x 120 cm	25 St./Karton
ICE1830	18 x 30 cm	25 St./Karton
ICE1880	18 x 80 cm	25 St./Karton

Bezug für Kochsalzschale "Thermo Cover"

Beschreibung

- Durchsichtige PE-Folie
- Aluminiumbeschichtete Einlage
- Wärmebeständig bis 60 °C



Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
DYNJE7000	68 x 86 cm	40 St./Karton

Ultraschallbezug-Set mit Haftzone

Beschreibung

- 1 Ultraschallbezug: durchsichtige Polyethylenfolie mit Pad
- 1 Ultraschallgel, steril
- 2 Gummibänder und 2 Klebebänder zur zusätzlichen Fixierung

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
Bezüge inklusive Gel		
US.20.180.040-G	18 x 40 cm	50 St./Box; 200 St./Karton
US.20.180.080-G	18 x 80 cm	50 St./Box; 200 St./Karton
US.20.180.120-G	18 x 120 cm	50 St./Box; 200 St./Karton
US.20.180.160-G	18 x 160 cm	50 St./Box; 200 St./Karton
Bezüge ohne Gel		
US.20.180.040	18 x 40 cm	100 St./Box; 200 St./Karton
US.20.180.080	18 x 80 cm	100 St./Box; 200 St./Karton
US.20.180.120	18 x 120 cm	100 St./Box; 200 St./Karton
US.20.180.160	18 x 160 cm	100 St./Box; 200 St./Karton



Die sterile SonoGuard Plus-Ultraschallbezug von Medline macht den Einsatz von Kontaktgel überflüssig. Der durchsichtige Ultraschallbezug ist mit einem selbstklebenden Pad ausgestattet um die Sonde sicher zu fixieren. Auf diese Weise wird die Vorbereitungszeit reduziert. Aufgrund des selbstklebenden Pads ist es nur optional notwendig, ein zweites Gummiband oder einen Klebestreifen zur zusätzlichen Sicherung zu verwenden.

Bezug für Röntgen-Schilddrüsenschutz

Beschreibung

- Hält den Schilddrüsenschutz hygienisch und sauber
- Aus angenehmen Spunlace- Material
- 2 Klebestreifen zur sicheren Fixierung
- Passt auf Standard-Schilddrüsenschutz
- Einfach anzuwenden und zu entsorgen

Verwendung

Medizinische und zahnmedizinische radiologische Untersuchungen, z.B Orthopädie, Radiologie, CT, Mammografie, Angiographie

Artikelnummer	Größe	Packungseinheit
SPTE-ICE9000	42 x 21,5 cm	25 St./Box; 200 St./Karton



Während radiologischer Untersuchungen schützt ein Schilddrüsenschutz den Träger vor der Röntgenstrahlung und den schädlichen Auswirkungen im abgedeckten Bereich. Unter dem Strahlenschutz kann es zu Schweißbildung kommen und somit zu einer bakteriellen Kontamination. Auch Make-Up oder Hautpflegeprodukte können am Schilddrüsenschutz haften bleiben. Der Einweg-Bezug von Medline ist so konzipiert, dass er auf die handelsüblichen Schilddrüsenabdeckungen passt. Unser Einweg-Bezug für den Schilddrüsenschutz reduziert oder verhindert die Ansammlung von Bakterien, Make-Up und anderen Rückständen.

Stockinetten

Flüssigkeitsundurchlässige Stockinetten


Beschreibung

- Durch das thermoplastische Elastomer-Material bildet sie eine hervorragende Flüssigkeitsbarriere und unterstützt die Flüssigkeitskontrolle
- Die weiche, aus Jersey-Material bestehende, Innenseite bietet einen hohen Komfort für die Haut des Patienten
- In sechs Größen erhältlich

Verwendung

Orthopädische und unfallchirurgische Extremitäteneingriffe

Artikelnummer	Breite «A»	Länge «B»	Packungseinheit
22520CE	15 cm	76 cm	20 St./Karton
22525CE	20 cm	97 cm	20 St./Karton
22530CE	23 cm	91 cm	20 St./Karton
22534CE	23 cm	122 cm	16 St./Karton
22535CE	30 cm	122 cm	12 St./Karton
22540CE	36 cm	122 cm	12 St./Karton



Flüssigkeitsundurchlässige elastische Stockinetten


Beschreibung


- Durch das elastische Bilaminat-Material passt es sich optimal der Extremität an
- Zwei Zugbänder erleichtern das Abrollen und die Applikation
- In zwei Größen erhältlich, für obere und untere Extremitäten

Verwendung

Orthopädische und unfallchirurgische Extremitäteneingriffe

Artikelnummer	Breite «A»	Länge «B»	Packungseinheit
22620CE	17 cm	76 cm	18 St./Karton
22634CE	24 cm	118 cm	10 St./Karton





Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden, oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802
www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genf
Schweiz

Tel.: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Der Isolationsbeutel 586560-1 auf Seite 4 ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse I.

 SENGWALD Klinikprodukte GmbH
Adlerstr. 2
D-83101 Rohrdorf-Thamsau, Germany

 0123


Dermadine Plus ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse III und Dermadrape ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa.

 TIASET di Lorenzo Carresi
SP, loc. Bottrolo Km 5100
52026 Castell'franco/Pandisco (AR), Italy

 0373 Istituto Superiore di Sanità

Ringfolien sind Medizinprodukte der Klasse IIa.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI)

Die C-Bogen-Bogen-Bezüge ICE4405, ICE81xx, ICE82xx und ICE83xx auf Seite 19 und 20 sowie die Kamerabezüge ICE4280 und ICE4290 sind sterile Medizinprodukte der Klasse I.


 Medbar Tibbi Malzemeler Turizm San. ve Tic. A.Ş.
1142 SK. N°35 Sarıgözü
Gazimihal, Izmir, Turkey

 1984

Die Ultraschallbezug-Sets mit Gel ICE59xx auf Seite 23 sind OP-Sets gemäß Artikel 12 MPR 93/42/EEC oder Artikel 22 MPV 2017/745.


Procedure pack producer: Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Sets ohne Gel:


 Promedcon GmbH
Kreuderstraße 10
20095 Hamburg, Germany

 0537

Sets mit Gel: Behandlungsset – Zubehör Art. 12 MDD 93/42/EEC.

 Probe cover:
Promedcon GmbH
Kreuderstraße 10
20095 Hamburg, Germany



 Gel:
Türktaş Medical
Akçaburğaz, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:45/5
34522 Esenyurt/Istanbul, Turkey

 2292

 PPP

Procedure Pack Producer:
Promedcon GmbH
Kreuderstraße 10
20095 Hamburg, Germany

Alle anderen aufgelisteten Produkte sind sterile Medizinprodukte der Klasse I, ausgenommen der Bezug für den Schilddrüsenschutz auf Seite 24.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI)

Alle genannten Produkte sind für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Kennzeichnung.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML164_DE 09/2022