

# Invisishield™ Afdek materiaal

Unieke producten om veiligheid en patiëntenzorg te helpen verbeteren



**Zichtbaarheid  
en bescherming**

# Overzicht

Medline's Invisishield gespecialiseerd afdek materiaal is ontworpen om het werk van artsen makkelijker te maken, terwijl de veiligheid voor patiënten en personeel verbeterd wordt.

## Invisishield patiëntenlakens

Medline's Invisishield lakens zijn transparant, zodat artsen het OK materiaal en de incisieplaats duidelijk kunnen zien. Het waterdichte, scheurbestendige materiaal zorgt voor uitstekende bescherming en is uitzonderlijk soepel.

## Helder, waterdicht en soepel

Configuraties voor alle belangrijke ingrepen en toepassingen zijn te vinden in elke rubriek van onze verschillende Invisishield patiëntenlakens.

- Transparant - Artsen kunnen makkelijk het gebied rond de incisieplaats zien.
- Waterdicht - Invisishield lakens, gemaakt van scheurbestendig polyethyleen (PE) en polyurethaanfolie, bieden uitstekende bescherming tegen vloeistoffen.
- Soepel - Invisishield lakens hebben precies de juiste soepelheid en zachtheid om ze eenvoudig te kunnen draperen.

## Handige eigenschappen

Invisishield afdek materiaal beschikt over handige eigenschappen die het werk van de arts eenvoudiger maken. Onze vloeistofzakken hebben handige lipjes aan de kleefstrook, zodat deze makkelijk te verwijderen is. Dankzij afsluitbare poorten met dop is het niet nodig een gat in de zak te knippen voor drainage, voor een verbetering van vloeistofcontrole en het verminderen van insteltijden.

# Inhoudsopgave

Algemene accessoires .....	3
Orthopedische afdeklakens .....	8
Oogheelkundige afdeklakens .....	10
Overige afdeklakens .....	13
Dermadine Plus en Dermadrape Incisiefolies .....	15
Apparatuur afdek materiaal .....	16
Stockinettes .....	26
Referentie .....	27

# Algemene accessoires

## Afdekdoeken

### Omschrijving

- Sterke lijmlaag zonder residu
- Pluisvrije, scheurbestendige, release beschermlaag
- Sterke, soepele, weinig reflecterende folie met matte afwerking

### Gebruik

Vorbereiding, stuwband en instrumenten bedekking, steriele van niet steriele gebieden scheiden, vloeistofbarrière, pluisvrij oppervlak

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1000	45 x 30 cm kleefgedeelte: 45 x 5.1 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos
IDE1010	45 x 61 cm kleefgedeelte: 45 x 5.1 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos



Gemakkelijk te verwijderen plakstrook: er is minder kracht nodig om de plakstrook van de lijmlaag af te halen. Het versterkte kleefgedeelte verkleint de kans op kreukels.

## Isolatiezakken

### Omschrijving

- Een zachte, sterke en transparante folie met naadloze bodem
- Eenvoudige sluiting met katoenen trekkoord
- Opening met cuff voor waarborging van steriliteit

### Gebruik

Isoleren van voeten en handen, met een pluisvrij oppervlak


Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE1003	50 x 50 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos
586560-1	60 x 65 cm	30 st/doos; 180 st/omdoos



## Vochttopvangzakken met drainage poorten

### Omschrijving

- Breed kleefgedeelte voor betere hechting
- Sterke lijmlaag zonder residu
- Niet pluizende, scheurbestendige, plakstrook
- Vormbare strip voor betere prestaties
- Microscherm voor een verbeterd filtersysteem
- Afzuigpoort met dop voor verbeterde vloeistofregulatie
- Dikke folie met matte afwerking



De extra lange, vormbare strip zorgt voor maatwerk.

### Gebruik

CV, orthopedisch, neurologie, urologie, algemeen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1016	50 x 50 cm Kleefgedeelte: 50 x 15 cm	40 st/omdoos
4638CE	61 x 51 cm Kleefgedeelte: 51 x 13 cm	40 st/omdoos
DYJPEFP020	51 x 56 cm Kleefgedeelte: 46 x 5 cm	50 st/omdoos


## Instrumentenzakjes

### Omschrijving

- 2 compartimenten voor diathermie of slangen
- Nieuwe extra sterke, agressieve lijmlaag voor een betere hechting aan linnen of non-woven materialen
- Dikke folie met matte afwerking

### Gebruik

CV, orthopedisch, neurologie



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1018	17 x 29 cm Kleefgedeelte (2): 17 x 3.8 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos


# Lange instrumentenzakjes

## Omschrijving

- 3 lange compartimenten voor diathermie of slangen
- Nieuwe extra sterke, agressieve lijmlaag voor een betere hechting aan linnen of non-woven materialen
- Dikke folie met matte afwerking

## Gebruik

CV, laparoscopie, gynaecologie



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1018L	25 x 47 cm Kleefgedeelte (2): 25 x 5 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos

## Instrumentenzakjes

### Omschrijving




- 1 groot compartiment voor instrumenten
- Nieuwe extra sterke plakstrook
- Transparante, sterke polyethyleenfolie

### Gebruik

CV, orthopedisch, neurologie, algemeen


Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYJPEISTPOM1	33 x 41 cm Kleefgedeelte: 41 x 5 cm	100 st/omdoos
DYJPEISTPOM2	33 x 45 cm Kleefgedeelte: 41 x 5 cm	100 st/omdoos
DYJPEISTPOM3	43 x 48 cm Kleefgedeelte (2): 43 x 5 cm	60 st/omdoos
04A040CE	33 x 51 cm Kleefgedeelte: 51 x 5 cm	180 st/omdoos
96860CE	30.5 x 29 cm Kleefgedeelte (2): 30.5 x 5 cm	150 st/omdoos
96890CE	43 x 49 cm Kleefgedeelte (2): 49 x 5 cm	250 st/omdoos
9686CE*	27 x 29 cm Kleefgedeelte (2): 29 x 5 cm	150 st/omdoos
9687CE*	36 x 86 cm Kleefgedeelte (2): 36 x 5 cm	120 st/omdoos
9689CE*	43.5 x 49 cm Kleefgedeelte (2): 49 x 5 cm	150 st/omdoos

\*Gemaakt van niet transparant spunlace materiaal



## Set-up afdek materiaal

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE2158	46 x 61 cm, kleefgedeelte	40 st/omdoos
ICE2008	137 x 229 cm	20 st/omdoos





## Steriele buikgaas telzakken

### Omschrijving

- Transparante, soepele polyethyleenfolie
- 1 zelfklevende strip voor bevestiging
- 3 maten
- 3 opties voor vakken



Medline's steriele buikgaas telzakken zorgen voor het veilig, effectief en handig tellen, verwerken en afvoeren van besmette gazen. Ze minimaliseren het risico op inademing van ziekteverwekkers en houden het chirurgiegebied schoon en op orde.

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IBE5242	52 x 42 cm, 40 vakken	50 st/omdoos
IBE5637	56 x 37 cm, 6 vakken	50 st/omdoos
IBE5652	56 x 52 cm, 20 vakken	50 st/omdoos

## Niet steriele buikgaas telzakken

### Omschrijving

- Transparante, soepele polyethyleenfolie
- Verkrijgbaar met transparante of blauwe achterkant
- Kan opgehangen worden aan het gaas telzak rek NON50511, die op de meeste infuuspalen past



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYNJE1000	25 x 94 cm, 10 vakken	50 st/omdoos
DYNJE1001	25 x 94 cm, 10 vakken	50 st/omdoos
NON50511	Kan tot 4 zakken bevatten	50 st/omdoos


De niet steriele buikgaas telzakken zijn verkrijgbaar in blauw of transparant, om aan verschillende voorkeuren te voldoen. De buikgaas telzakken worden aan het buikgaas telrek in de OK gehangen en kunnen na de procedure gebruikt worden om snel de buikgazen te tellen.

# Orthopedische afdeklakens

## Polyethyleen U-laken


### Omschrijving

- 'U' gat met extra breed kleefgedeelte
- Geavanceerde lijm, voor uitstekende hechting zonder residu
- Sterke, soepele folie met matte afwerking
- Een liner van gesplitst papier voor eenvoudige applicatie



### Gebruik

Voorbereiding van ingrepen: arthroscopieën, heup, knie, schouder, rug, craniaal, isolatie en toepassingen




Deze lakens hebben lipjes om ze eenvoudig te verwijderen.

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1015	121 x 132 cm Kleefgedeelte: 25 x 48 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos
IDE1019	121 x 180 cm Kleefgedeelte: 25 x 48 cm 'U' gat: 15 x 48 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos

## Schouderzakjes

### Omschrijving

- Ovaal gat met split en kleefgedeeltes
- Sterke lijmlaag zonder residu
- Zware, weinig reflecterende folie met matte afwerking voor extra stevigheid
- 2 vormbare strips en 1 foam strip voor beter prestaties
- 2 afzuigpoorten met dop voor betere vloeistofregeling



### Gebruik

Schouderarthroscopie, implantaattoepassingen



Dankzij de afsluitbare poort met dop is het niet nodig de zak te doorboren voor drainage, en kan de stroom gemakkelijk gestopt worden aan het eind van de procedure.

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1067	91 x 73 cm Kleefgedeelte: 25 x 48 cm Gat: 19 x 25 cm	24 st/omdoos




## U vloeistofopvangzakken

### Omschrijving

- 'U' gat met klevend gedeelte
- Sterke lijmlaag zonder residu
- 3 vormbare strips voor betere prestaties
- Sterk, soepel, transparant polyethyleen folie

### Gebruik

Schouderarthroscopie, heupchirurgie, orthopedie



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYJPEFP090	76 x 112 cm Kleefgedeelte: 25 x 51 cm Gat: 15 x 46 cm	25 st/omdoos


## Patiëntisolatie lakens

### Omschrijving

- Eenvoudig te verwijderen, dankzij minder agressieve plakstrips
- Agressieve lijmlaag bij incisiefolie zonder residu
- Transparante, sterke polyethyleenfolie

### Gebruik

Heuppinning



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1014	317 x 213 cm Kleefgedeelte: 49 x 25 cm Kleefstrook: 317 x 1.3 cm	5 st/doos; 15 st/omdoos

## Patiëntisolatie lakens met zak


### Omschrijving

- Sterke lijmlaag zonder residu
- Transparante, sterke polyethyleenfolie
- 2 slangenhouders en instrumentenzakjes voor betere organisatie
- Grote zak met microscherf, afzuigpoort en dop voor betere vloeistofregeling

### Gebruik

Orthopedie, Urologie, PTC

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1017	317 x 213 cm Kleefgedeelte: 49 x 25 cm Kleefstrook: 317 x 1.3 cm Zak: 51 x 51 cm	15 st/omdoos
IDE1017W	317 x 254 cm Kleefgedeelte: 85.1 x 27.9 cm Kleefstrook: 317 x 1.3 cm Zak: 69.9 x 94 cm	15 st/omdoos
5801CE	330 x 270 cm Kleefgedeelte: 78 x 26 cm Kleefstrook: 330 x 1.9 cm Zak: 25.5 x 28 cm	16 st/omdoos



Deze lakens hebben een uitstekend, diep geplatst filter, voor snelle drainage en meerdere kleine perforaties.

## Oogheelkundige afdeklakens

### Gatlakens



### Omschrijving

- Rond gat met klevend gedeelte
- Niet pluizende, scheurbestendige, papieren plakstrook
- Dunne, zachte, soepele, weinig reflecterende folie met matte afwerking

### Gebruik

Cataract, corneaal, refractie, ooglid/plastisch, klein

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1020	40 x 40 cm Kleefgedeelte: 12 x 12 cm Gat: 6 cm cirkel	10 st/doos; 40 st/omdoos



Handige bescherm laag: er is minder kracht nodig om de bescherm laag van de lijmlaag te verwijderen.


## Oogheekundige afdeklakens

### Omschrijving

- Incisiefolie geoptimaliseerd voor de huid
- Niet pluizende, scheurbestendige, papieren plakstrook
- 2 klevende tabs voor extra ondersteuning
- Vormbare strip voor extra vloeistofcontrole
- Zachte, soepele, weinig reflecterende folie met matte afwerking

### Gebruik

Cataract, vitreoretinaal, corneaal



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1023	48 x 41 cm Kleefgedeelte: 12 x 10 cm Kleefstrook: 5 x 5 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos


## Oogheekundige gatlakens met zak

### Omschrijving

- Ovaal gat met voor de huid geoptimaliseerde lijmlaag
- Niet pluizende, scheurbestendige, papieren plakstrook
- 2 klevende tabs voor extra ondersteuning
- Vormbare strip voor extra vloeistofcontrole
- Zachte, soepele, weinig reflecterende folie met matte afwerking

### Gebruik

Cataract, vitreoretinaal, corneaal



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1024	48 x 41 cm Kleefgedeelte: 6 x 3.5 cm Kleeftabs: 5 x 5 cm Gat: 6 x 3.5 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos

## Gatlakens


### Omschrijving

- Ovaal gat met klevend gedeelte
- Niet pluizende, scheurbestendige, papieren plakstrook
- Zachte, soepele, weinig reflecterende folie met matte afwerking

### Gebruik

Cataract, vitreoretinaal, corneaal, ooglid/plastisch, KNO

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1030	83 x 129 cm Kleefgedeelte: 12 x 11 cm Gat: 7 x 5 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos



## Oogheelkundige incisielakens met vloeistofzak



### Omschrijving

- Klevend incisiegedeelte
- Niet pluizende, scheurbestendige, papieren plakstrook
- Vloeistofzak met vormbare strip voor extra vloeistofcontrole
- Zachte, soepele, weinig reflecterende folie met matte afwerking

### Gebruik

Cataract, vitreoretinaal

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1061	121 x 129 cm Kleefgedeelte: 12 x 11 cm Zak: 30 x 27 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos



## SMS oogheelkundig incisiefolie met vloeistofzakje


### Omschrijving

- Klevend incisiegedeelte
- Niet pluizende, scheurbestendige, papieren plakstrook
- Vloeistofzak met vormbare strip voor extra vloeistofcontrole
- Zachte, drapeerbare, afstotende, pluisarme SMS stof

### Gebruik

Cataract, vitreoretinaal

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1062	122 x 129,5 cm Kleefgedeelte: 13 x 11,5 cm Zak: 31 x 28 cm	10 st/doos



# Overige afdeklakens


## Gatlaken met zak

### Omschrijving

- Ovaal gat met klevend gedeelte
- Sterke lijmlaag zonder residu
- Vormbare strip voor extra vloeistofcontrole
- Dikke folie met matte afwerking

### Gebruik

Vaginaal, oogheeskundig



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1072	45 x 22 cm Kleefgedeelte: 30 x 22 cm Gat: 11 x 9 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos

## Transparant zelfklevend laken

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
5810CE	150 x 300 cm	17 st/omdoos


## Urologie lakens

### Omschrijving

- Sterke lijmlaag zonder residu
- Latexvrij vingercondoom
- Sterke, weinig reflecterende folie met matte afwerking
- Niet pluizende, scheurbestendige, papieren plakstrook

### Gebruik


TUR, urologie, gynaecologie



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1071	60 x 91 cm Kleefgedeelte: 60 x 5 cm Vingercondoom kleefstrook: O.D. 10 x I.D. 3 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos

## Transparante epiduraallakens

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
8461CE	60 x 100 cm, 9 cm diameter zelfklevend gatlaken	150 st/omdoos
8465CE	80 x 140 cm, 6 x 10 cm, ovaal zelfklevend gatlaken, voorgesneden lijn die eenvoudig te verwijderen is	150 st/omdoos



## Sectio vochttopvangzak


### Omschrijving

- Incisiefilm met vocht-inbrengende en ademende eigenschappen voor een langdurige hechting
- Sterke lijmlaag zonder residu
- Grootcellig schuim voor vloeistofcontrole
- 360° vloeistofzak voor complete vochtbeheersing
- 2 slangenhouders voor het organiseren van kabels
- Zware, weinig reflecterende folie met matte afwerking voor extra stevigheid van de zak
- 2 aanzuigpoorten met doppen voor betere vloeistofcontrole

### Gebruik

Keizersnede, trauma, algemeen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE2057	92 x 76 cm Kleefgedeelte: 38 x 36 cm	10 st/omdoos



## Wond Ringbeschermers


### Omschrijving

- Sterke, soepele folie met matte afwerking
- 5 ringdiameters om aan verschillende chirurgische behoeften te voldoen
- Vastzetten met OK tape

### Gebruik

Algemeen, laparotomie, cardiothoracaal, colectomie

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE3707	90 x 90 cm, ringdiameter: 7 cm	40 st/omdoos
IDE3712	90 x 90 cm, ringdiameter: 12 cm	40 st/omdoos
IDE3718	90 x 90 cm, ringdiameter: 18 cm	40 st/omdoos
IDE3723	90 x 90 cm, ringdiameter: 23 cm	40 st/omdoos
IDE3728	90 x 90 cm, ringdiameter: 28 cm	40 st/omdoos




De wond ringbeschermers hebben een flexibele, maar harde ring rond het gat, die helpt om het laken in de juiste positie te houden. Het matte transparante plastic laken rond het gat zorgt voor een steriele barrière.

















# Dermadine Plus en Dermadrape Incisiefolies

## Omschrijving

- Dunne, vormbare, weinig reflecterende folie met matte afwerking
- Sterke lijmlaag zonder residu
- Ademend, waterafstotend en waterdicht
- Comfortabel en soepel
- Gaat lang mee
- Dermadine Plus: Geïmpregneerd met een antibacteriële oplossing
- Dermadrape lakens: transparante incisiefolies



Dermadine artikelnummer		Afmetingen	Verpakking	Dermadrape artikelnummer	
42020P		20 x 20 cm Kleefgedeelte: 15 x 20 cm	20 st/doos 120 st/omdoos	32020	
n.v.t.		35 x 25 cm Kleefgedeelte: 30 x 25 cm	20 st/doos 120 st/omdoos	33525	
44040P		40 x 40 cm Kleefgedeelte: 34 x 40 cm	15 st/doos 90 st/omdoos	34040	
n.v.t.		50 x 48 cm Kleefgedeelte: 44 x 48 cm	15 st/doos 90 st/omdoos	35050	
47045P		70 x 45 cm Kleefgedeelte: 60 x 45 cm	15 st/doos 90 st/omdoos	37045	
47060P		70 x 60 cm Kleefgedeelte: 60 x 60 cm	10 st/doos 60 st/omdoos	n.v.t.	
47080P		70 x 80 cm Kleefgedeelte: 60 x 80 cm	10 st/doos 60 st/omdoos	n.v.t.	
48060P		80 x 60 cm Kleefgedeelte: 60 x 60 cm	10 st/doos 60 st/omdoos	38060	
48080P		80 x 80 cm Kleefgedeelte: 70 x 80 cm	10 st/doos 60 st/omdoos	38080	


# Apparatuur afdek materiaal

## Ronde elastische hoezen

### Omschrijving

- Transparante, soepele polyethyleen folie
- Latexvrij elastiek
- Veelzijdig, vaak gebruikt om beeldversterkers en andere apparatuur te bedekken

Artikelnummer	Afmetingen	Uitgerekte breedte	Verpakking
ICE60020S	30 x 25 cm	55 cm	25 st/omdoos
ICE60028S	45 x 35 cm	70 cm	25 st/omdoos
ICE60030S	56 x 40 cm	80 cm	25 st/omdoos
ICE60040S	58 x 50 cm	100 cm	25 st/omdoos
ICE60050S	72 x 60 cm	120 cm	25 st/omdoos
ICEBBG070	75 x 65 cm	130 cm	50 st/omdoos
ICE60060S	140 x 70 cm	165 cm	10 st/omdoos




## Rechthoekige elastische hoezen

### Omschrijving

- Transparante, soepele polyethyleen folie
- Latexvrij elastiek
- Veelzijdig, vaak gebruikt om beeldversterkers en andere apparatuur te bedekken

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE63036R	76 x 91 cm	25 st/omdoos
ICE63628R	91 x 71 cm	25 st/omdoos
ICE63636R	91 x 91 cm	25 st/omdoos
ICEBBG095	95 x 85 cm	25 st/omdoos
ICE63654S	95 x 130 cm	25 st/omdoos
ICE64848S	122 x 122 cm	25 st/omdoos
ICE65656S	142 x 142 cm	25 st/omdoos



## Elastische hoezen voor röntgenschermen

### Omschrijving

- Transparante, soepele polyethyleen folie
- Latexvrij elastiek
- Een ontwerp dat geschikt is voor de meeste röntgenpanelen



Medline's nieuwe elastische hoezen helpen zorgverleners bij het afdekken van beschermende röntgenschermen (MAVIG), die voornamelijk tijdens angiografische procedures gebruikt worden. Deze producten vormen een steriele barrière tussen de apparatuur en de patiënt die de procedure ondergaat.

## C-boog set Philips

### Omschrijving

- Transparante elastische hoezen voor Röntgenbuis/beeldversterker
- Transparante polyethyleen hoes om de C-boog mee te bedekken


DYNJE4526 voor BV29/300

DYNJE4527 voor BV300

DYNJE4530 voor BV25/26

DYNJE4569 voor Pulsera/Endura

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYNJE4526	Elastische hoezen: 60 x 115 cm   70 x 130 cm C-boog hoes: 30 x 198 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos
DYNJE4527	Elastische hoezen: 60 x 115 cm   rect.: 95 x 85 cm C-boog hoes: 30 x 198 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos
DYNJE4530	Elastische hoezen: 60 x 115 cm C-boog hoes: 30 x 198 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos
DYNJE4569	Elastische hoezen: 60 x 115 cm   70 x 140 cm C-boog hoes: 30 x 198 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos




## C-boog set Ziehm

### Omschrijving

- Transparante elastische hoezen voor Röntgenbuis/beeldversterker
- Transparante polyethyleen hoes om de C-boog mee te bedekken

Voor starter set SPTE-SS634

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYNJE4531	Elastische hoezen: 60 x 115 cm   70 x 130 cm C-boog hoes: 35 x 185 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos



## C-boog set Siemens


### Omschrijving

- Transparante elastische hoezen voor Röntgenbuis/beeldversterker
- Transparante polyethyleen hoes om de C-boog mee te bedekken


DYNJE4532 voor SIREMOBIL N4

- Transparant polyethyleen laken met clips voor starterset SPTE-SS628

DYNJE4556 voor ISO-C/Arcadis/Orbic, 2 delen



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYNJE4532	Elastische hoezen: 60 x 115 cm   60 x 115 cm C-boog hoes: 35 x 183 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos
DYNJE4547	Elastische hoezen: 70 x 130 cm   60 x 115 cm C-boog hoes: 45 x 183 cm	20 st/omdoos
DYNJE4556	Bovenkant: 51 – 82 x 130 cm Onderkant: 53 – 46 x 134 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos




## Fluoroscopie afdeklakens

### Omschrijving

- 2 kleefstroken voor bevestiging, met 2 klevende tabs voor een goede pasvorm
- Transparante, soepele polyethyleen folie

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE1012	91 x 111 cm Kleefgedeelte (2): 91 x 1.2 cm Kleeftabs: 5 x 10 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos



## Volledige C-boog lakens

### Omschrijving

- 3 zelfklevende polyethyleen banden voor bevestiging
- Transparante, soepele polyethyleen folie

ICE4400R: bevat 2 latexvrije elastieken voor extra bevestiging

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE4400	104 x 188 cm	20 st/omdoos
ICE4400R	104 x 188 cm	20 st/omdoos
ICE4405	90 x 225 cm	75 st/omdoos




## Gevormde C-boog hoezen

### Omschrijving

- 4 zelfklevende polyethyleen banden voor bevestiging
- Transparante, soepele polyethyleen folie
- Gevormd om over de hele C-boog te passen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE4430	152 x 267 cm	20 st/omdoos



## Mini C-boog hoezen


### Omschrijving

- Wordt op zijn plaats gehouden met een elastieken band aan de achterkant
- 3 zelfklevende polyethyleen banden voor extra bevestiging
- Transparante, soepele polyethyleen folie

ICE4410: past op Fluoroscan® mini C-boog modellen

ICE4420: past op Fluoroscan® en OEC6600/6800 mini C-boog modellen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE4410	137 x 160 cm	20 st/omdoos
ICE4420	137 x 216 cm	20 st/omdoos




## Volledige C-boog sets

### Omschrijving

- Transparante, soepele polyethyleen folie
- Latexvrije banden

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE4500	Beeldversterker hoes (1): 91 x 91 cm C-boog hoes (1): 41 x 218 cm Voetschakelaar hoes (1): 46 x 41 cm Elastische hoes (1): 71 x 31 cm	20 st/omdoos
ICE8130	C-boog hoes (1): 10/14 x 225 cm Elastische hoes (2): 75 x 90 cm	20 st/omdoos
ICE8132	C-boog hoes (1): 10/14 x 225 cm Elastische hoes (1): 75 x 90 cm	20 st/omdoos
ICE8230	C-boog hoes (1): 8/10 x 205 cm Elastische hoes (2): 75 x 75 cm	20 st/omdoos
ICE8232	C-boog hoes (1): 8/10 x 205 cm Elastische hoes (1): 75 x 75 cm	20 st/omdoos
ICE8330	C-boog hoes (1): 8/10 x 180 cm Elastische hoes (2): 75 x 75 cm	20 st/omdoos
ICE8332	C-boog hoes (1): 8/10 x 180 cm Elastische hoes (1): 75 x 75 cm	20 st/omdoos



## Afstandsbediening hoezen

### Omschrijving

- Transparante polyethyleenfolie hoes
- Pinch-top sluiting

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYNJE4635	10 x 28 cm	50 st/doos; 200 st/omdoos
DYNJE4641	18 x 35 cm	50 st/doos; 200 st/omdoos






## Videocamerahoezen

### Omschrijving

- Zelfklevende polyethyleen band voor bevestiging
- Kleefstrook bij de basis voor extra bevestiging
- Transparante, soepele polyethyleen folie
- Kabelhoes

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE4250	13 x 244 cm omgekeerd	25 st/omdoos
ICE4300	23 x 244 cm omgekeerd	25 st/omdoos
ICE4240	13 x 240 cm telescopisch met tab	25 st/omdoos
ICE4260	15 x 240 cm met ring	25 st/omdoos
ICE4270	15 x 298 cm concertina	25 st/omdoos
ICE4200	18 x 244 cm elastisch uiteinde	25 st/omdoos
ICE4100	8 x 200 cm telescopisch met tab	25 st/omdoos
ICE4245	18 x 250 cm telescopisch met tab	25 st/omdoos
ICE4280	18 x 250 cm, telescopisch met gesloten systeem	25 st/omdoos
ICE4290	14 x 250 cm, met ring en gesloten systeem	25 st/omdoos



## Microscoophoezen

### Omschrijving

- Allemaal van transparant, soepel polyethyleenfolie

ICE5010, ICE5040

- Past op 48 mm lens (Zeiss® OPML)
- 3 zelfklevende PE bandjes voor bevestiging
- Past op 1 paar oculairs

ICE5200, ICE5210, ICE5030


- Past op 65mm lens (Zeiss MD)
- 3 zelfklevende PE bandjes voor bevestiging
- Past op 3 paar oculairs

ICE5220

- Past op 65mm lens (Zeiss MD)
- 5 zelfklevende PE bandjes voor bevestiging
- Past op 3 paar oculairs

ICE5300, ICE5330

- Past op 68 mm lens (Leica®)
- 3 zelfklevende PE bandjes voor bevestiging
- Past op 3 paar oculairs



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
<b>Past op 48 mm lens (Zeiss OPML)</b>		
ICE5010	51 x 163 cm	20 st/omdoos
ICE5040	51 x 267 cm	40 st/omdoos
<b>Past op 65 mm lens (Zeiss MD)</b>		
ICE5200	117 x 203 cm	10 st/omdoos
ICE5030	117 x 305 cm	10 st/omdoos
ICE5210	117 x 267 cm	10 st/omdoos
ICE5220	137 x 381 cm	10 st/omdoos
<b>Past op 68 mm lens (Leica)</b>		
ICE5300	104 x 163 cm	10 st/omdoos
ICE5320	137 x 267 cm	10 st/omdoos
ICE5330	137 x 381 cm	10 st/omdoos
<b>Microscoop handvathoezen</b>		
ICE5400	15 x 35 cm	20 st/omdoos



## Röntgencassettehoezen

### Omschrijving

- Transparante, soepele polyethyleen folie

ICE4010: bescherm laag om steriliteit te waarborgen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE4000	Groot: 61 x 102 cm	20 st/omdoos
ICE4010	Standaard met bescherm laag: 61 x 64 cm	48 st/omdoos
ICE4050	Standaard: 61 x 64 cm	50 st/omdoos
8720CEA	Groot: 54 x 91 cm	48 st/omdoos



## Sondehoes sets

### Omschrijving

- 1 sondehoes: zacht en soepel polyurethaanfolie
- 1 echografie gel sachet: hoogwaardige, steriele echografie gel voor omvormer
- 2 elastieken voor bevestiging

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
<b>Sets met gel</b>		
ICE5900	10 x 122 cm	20 st/omdoos
ICE5910	15 x 61 cm	20 st/omdoos
ICE5920	15 x 122 cm	20 st/omdoos
ICE5930	15 x 244 cm	20 st/omdoos

<b>Sets zonder gel</b>		
ICE18120	18 x 120 cm	25 st/omdoos
ICE1830	18 x 30 cm	25 st/omdoos
ICE1880	18 x 80 cm	25 st/omdoos




Hoogwaardige polyurethaan is zacht en soepel om zich makkelijk te vormen naar de transducer en heeft een gladde afwerking om gemakkelijk te gebruiken en te laten glijden. Het enigszins matte oppervlakte helpt schittering te voorkomen.

## Thermohoes

### Omschrijving

- Transparante polyethyleenfolie
- Folie met aluminiumcoating
- Temperatuurbestendig tot 60° C

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYNJE7000	68 x 86 cm	40 st/omdoos



## Sondehoes kit met zelfklevende punt

### Omschrijving

- 1 sondehoes: transparante polyethyleenfolie met zelfklevende punt
- 1 echografie gel sachet: hoogwaardige, steriele echografie gel voor omvormer
- 2 elastieken en 2 plakstrips voor extra bevestiging

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
<b>Sets met gel</b>		
US.20.180.040-G	18 x 40 cm	50 st/doos; 200 st/omdoos
US.20.180.080-G	18 x 80 cm	50 st/doos; 200 st/omdoos
US.20.180.120-G	18 x 120 cm	50 st/doos; 200 st/omdoos
US.20.180.160-G	18 x 160 cm	50 st/doos; 200 st/omdoos
<b>Sets zonder gel</b>		
US.20.180.040	18 x 40 cm	100 st/doos; 200 st/omdoos
US.20.180.080	18 x 80 cm	100 st/doos; 200 st/omdoos
US.20.180.120	18 x 120 cm	100 st/doos; 200 st/omdoos
US.20.180.160	18 x 160 cm	100 st/doos; 200 st/omdoos



Medline's SonoGuard Plus Steriele Echografie Sondehoes voorkomt de noodzaak voor het gebruik van contactgel. De hoes wordt geleverd met zelfklevende ClearView-folie om de kop van de ultrasone transducer aan de binnenkant van de beschermer te bevestigen. Dit verlaagt de voorbereidingstijd. Als gevolg van de antislip eigenschappen, is het gebruik van de extra elastieken of plakstrips slechts optioneel.



# Hoes voor schildklierkraag


## Omschrijving

- Houdt de schildklierkraag hygiënisch en schoon
- Comfortabele spunlace stof
- 2 zelfklevende strips voor sluiten en bevestiging
- Past op standaard schildklierbeschermers
- Gemakkelijk te gebruiken en na gebruik weg te gooien

## Gebruik

Medische en tandheelkundige röntgenfoto's, orthopedie, radiologie, CT scan, mammografie

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
SPTE-ICE9000	42 x 21.5 cm	25 st/doos; 200 st/omdoos



Tijdens ingrepen waarbij een fluoroscopie nodig is, wordt een tegen röntgen beschermende kraag gedragen om de gebruiker te beschermen tegen de schadelijke effecten van straling. Schildklierbeschermers kunnen echter zweet absorberen, wat de groei bacteriën stimuleert. Ook make-up kan afgeven op de schildklierbeschermer. Medline disposable schildklierbeschermer hoezen zijn ontworpen om op vrijwel elke schildklierbeschermer te passen en deze af te dekken. Onze disposable schildklierbeschermer hoezen verminderen of voorkomen de opbouw van bacteriën, make-up of ander vuil.

# Stockinettes

## Waterdichte stockinettes

### Omschrijving

- Biedt uitstekende, hoogwaardige barrière eigenschappen en optimale vloeistofcontrole, dankzij het gebruik van waterdicht thermoplastisch elastomeermateriaal
- Biedt comfort voor de patiënt dankzij een zachte jersey stof aan de binnenkant.
- Verkrijgbaar in 6 maten

### Gebruik

Orthopedische, arthroplastische, als ook hand, knie, enkel, voet, ledemaat en vasculaire chirurgie

Artikelnummer	Breedte 'A'	Breedte 'B'	Verpakking
22520CE	15 cm	76 cm	20 st/omdoos
22525CE	20 cm	97 cm	20 st/omdoos
22530CE	23 cm	91 cm	20 st/omdoos
22534CE	23 cm	122 cm	16 st/omdoos
22535CE	30 cm	122 cm	12 st/omdoos
22540CE	36 cm	122 cm	12 st/omdoos



## Waterdichte rekbare stockinettes


### Omschrijving

- Zorgt voor een ideale pasvorm bij elke patiënt, dankzij het gebruik van rekbaar, bilaminaat materiaal
- Makkelijk in gebruik dankzij 2 trekstroken
- Zowel de onderste als de bovenste extremiteiten kunnen bedekt worden, aangezien hij verkrijgbaar is in 2 maten

### Gebruik

Orthopedische, arthroplastische, als ook hand, knie, enkel, voet, ledemaat en vasculaire chirurgie

Artikelnummer	Breedte 'A'	Breedte 'B'	Verpakking
22620CE	17 cm	76 cm	18 st/omdoos
22634CE	24 cm	118 cm	10 st/omdoos





# Invisishield referentie

Pagina	Omschrijving	Medline productnummer	3M® productnummer	Microtek® productnummer
3	Afdekdoek	IDE1000	1000	ISO1000
4	Isolatiezak	ICE1003	1003	ISO1003
3	Afdekdoek	IDE1010	1010	ISO1010
8	Patiënten isolatielaken	IDE1014	1014	n.v.t.
7	Polyethyleen U-laken	IDE1015	1015	ISO1015
4	Vloeistofzak	IDE1016	1016	ISO1016
9	Patiënten isolatielaken	IDE1017	1017	5960
9	Breed patiënten isolatielaken	IDE1017W	n.v.t.	6960
5	Instrumentenzakje	IDE1018	1018	ISO1018
5	Lang instrumentenzakje	IDE1018L	1018L	n.v.t.
7	Polyethyleen U-laken	IDE1019	1019	ISO1019
10	Gatlaken	IDE1020	1020	ISO1020
10	Oogheelkundig incisielaken	IDE1023	1023	n.v.t.
11	Oogheelkundige gatlakens met zak	IDE1024	1024	ISO1024
11	Gatlaken	IDE1030	1030	ISO1030
14	Incisiefolie	32020	1035	ISO1035
14	Incisiefolie	34040	1040	ISO1040
14	Incisiefolie	37045	1050	ISO1050
14	Incisiefolie	38080	1051	ISO1051
12	Oogheelkundig incisielaken met vloeistofzak	IDE1061	1061	ISO1061
7	Schouderzakje	IDE1067	1067	ISO1067
12	Urologie laken	IDE1071	1071	ISO1071
13	Gatlaken met zak	IDE1072	1072	ISO1072
8	U vloeistofzak	DYJPEFP090	n.v.t.	n.v.t.
6	Instrumentenzakje	DYJPEISTPOM1	n.v.t.	n.v.t.
6	Instrumentenzakje	DYJPEISTPOM2	n.v.t.	n.v.t.
6	Instrumentenzakje	DYJPEISTPOM3	n.v.t.	n.v.t.



Alle producten zijn latexvrij en steriel, tenzij anders aangegeven in de omschrijving.



Kleefgedeelte



Matte folie



Polyethyleenfolie  
folie

# Dermadine Plus referentie

Soort folie	Omschrijving	Medline product-nummer	3M® product-nummer
PU	Incisie, steriel laken 15 x 120 cm; incisiedeel 10 x 20 cm, geïmpregneerd met Jodoform	42020P	6635
PU	Incisie, steriel laken 44 x 35 cm; incisiedeel 34 x 35 cm, geïmpregneerd met Jodoform	44040P	6640
PU	Incisie, steriel laken 66 x 60 cm; incisiedeel 56 x 60 cm, geïmpregneerd met Jodoform	47060P	6648
PU	Incisie, steriel laken 66 x 45 cm; incisiedeel 56 x 45 cm, geïmpregneerd met Jodoform	47045P	6650
PU	Incisie, steriel laken 66 x 85 cm; incisiedeel 56 x 85 cm, geïmpregneerd met Jodoform	47080P	6651
PU met applicator	Incisie, steriel laken 30 x 20 cm; incisiedeel 26 x 20 cm, geïmpregneerd met Jodoform	42020P	6661EZ
PU met applicator	Incisie, steriel laken 60 x 35 cm; incisiedeel 35 x 35 cm, geïmpregneerd met Jodoform	44040P	6640EZ
PU met applicator	Incisie, steriel laken 90 x 60 cm; incisiedeel 60 x 60 cm, geïmpregneerd met Jodoform	47060P	6648EZ
PU met applicator	Incisie, steriel laken 90 x 45 cm; incisiedeel 60 x 45 cm, geïmpregneerd met Jodoform	47045P	6650EZ
PU met applicator	Incisie, steriel laken 90 x 85 cm; incisiedeel 60 x 85 cm, geïmpregneerd met Jodoform	48080P	6651EZ

# Dermadrape referentie

Soort folie	Omschrijving	Medline product-nummer	3M® product-nummer
PE	Incisie, steriel laken 15 x 20 cm; incisiedeel 10 x 20 cm	32020	1035
PE	Incisie, steriel laken 29 x 25 cm; incisiedeel 19 x 25 cm	32020	1037
PE	Incisie, steriel laken 60 x 35 cm; incisiedeel 35 x 35 cm	34040	1040
PE	Incisie, steriel laken 82 x 45 cm; incisiedeel 60 x 45 cm	37045	1050
PE	Incisie, steriel laken 82 x 85 cm; incisiedeel 60 x 85 cm	38080	1051
PU	Incisie, steriel laken 20 x 20 cm; incisiedeel 10 x 20 cm	32020	2035
PU	Incisie, steriel laken 38 x 25 cm; incisiedeel 28 x 25 cm	33525	2037
PU	Incisie, steriel laken 38 x 41 cm; incisiedeel 28 x 41 cm	34040	2040
PU	Incisie, steriel laken 60 x 45 cm; incisiedeel 50 x 45 cm	35050	2045
PU	Incisie, steriel laken 90 x 60 cm; incisiedeel 60 x 60 cm	38060	2050
PU	Incisie, steriel laken 90 x 85 cm; incisiedeel 60 x 85 cm	38080	2051



**Medline International B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland



Tel: +31 88 00 11 900  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)



**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)


FOLLOW US  

Isolatiezak 586560-1 op pagina 4 is een klasse I steriel medisch hulpmiddel.  SENGWALD Klinikprodukte GmbH Adlerstr. 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Germany  0123

Dermadine Plus is een klasse III medisch hulpmiddel, en Dermadrape is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel.  TIASET di Lorenzo Carresi SP loc. Botriolo Km 5100 52008 Castelfranco Pindisco (AR), Italy  0373 Istituto Superiore di Sanità

Wond ringbeschermers zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.  Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, France  2797 (BSI)



C-boog hoezen ICE4405, ICE81xx, ICE82xx en ICE83xx op pagina 19 en 20 en camerahoezen ICE4280 en ICE4290 zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen.  Medbar Tibbi Malzemeler Turizm San. ve Tic. A.Ş. 1142 SK. N°35 Sarımsaklı Gazimihal-İzmir, Turkey  1984

Sondehoes sets met gel ICE59XX op pagina 23 zijn proceduresets volgens artikel 12 van de MHR 93/42/EEC of artikel 22 van de MHR 2017/745. Procedure pack producer:  Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, France

De zelfklevende Probe cover kits op pagina 24 zijn steriele medische hulpmiddelen van klasse I die bedoeld zijn voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Kits zonder gel:  Promicon GmbH Kreuzerstraße 10 20095 Hamburg, Germany  0537

Kits met gel: Procedurepakket vlg. Art. 12 MDD 93/42/EE.  Probe cover: Promicon GmbH Kreuzerstraße 10 20095 Hamburg, Germany  Gel: Turkuaz Medikal Alibazur gazi, Muhsin Yazicioglu Cd. No:45/5 34522 Esenyurt/Istanbul, Turkey  2292

Alle andere genoemde producten zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen, behalve de hoes voor de schildklierbeschermer op pagina 25.  Procedure Pack Producer: Promicon GmbH Kreuzerstraße 10 20095 Hamburg, Germany  2797 (BSI)

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML164\_NL 06/2022.