

Invisishield™ Afdek materiaal

Unieke producten om veiligheid en patiëntenzorg te helpen verbeteren



**Zichtbaarheid
en bescherming**

Overzicht

Medline's Invisishield gespecialiseerd afdek materiaal is ontworpen om het werk van artsen makkelijker te maken, terwijl de veiligheid voor patiënten en personeel verbeterd wordt.

Invisishield patiëntenlakens

Medline's Invisishield lakens zijn transparant, zodat artsen het OK materiaal en de incisieplaats duidelijk kunnen zien. Het waterdichte, scheurbestendige materiaal zorgt voor uitstekende bescherming en is uitzonderlijk soepel.

Helder, waterdicht en soepel

Configuraties voor alle belangrijke ingrepen en toepassingen zijn te vinden in elke rubriek van onze verschillende Invisishield patiëntenlakens.

- Transparant - Artsen kunnen makkelijk het gebied rond de incisieplaats zien.
- Waterdicht - Invisishield lakens, gemaakt van scheurbestendig polyethyleen (PE) en polyurethaanfolie, bieden uitstekende bescherming tegen vloeistoffen.
- Soepel - Invisishield lakens hebben precies de juiste soepelheid en zachtheid om ze eenvoudig te kunnen draperen.

Handige eigenschappen

Invisishield afdek materiaal beschikt over handige eigenschappen die het werk van de arts eenvoudiger maken. Onze vloeistofzakken hebben handige lipjes aan de kleefstrook, zodat deze makkelijk te verwijderen is. Dankzij afsluitbare poorten met dop is het niet nodig een gat in de zak te knippen voor drainage, voor een verbetering van vloeistofcontrole en het verminderen van insteltijden.

Inhoudsopgave

Algemene accessoires	3
Orthopedische afdeklakens	7
Oogheelkundige afdeklakens	9
Overige afdeklakens	12
Dermadine® en Dermadrape® incisiefolies	14
Apparatuur afdek materiaal	15
Stockinettes	22
Referentie	23

Algemene accessoires

Afdekdoeken


Omschrijving

- Sterke lijmlaag zonder residu
- Pluisvrije, scheurbestendige, poly-release bescherm laag
- Sterke, soepele, weinig reflecterende folie met matte afwerking

Gebruik

Vorbereiding, stuwband en instrumenten bedekking, steriele van niet steriele gebieden scheiden, vloeistofbarrière, pluisvrij oppervlak

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1000	45 x 30 cm kleefgedeelte: 45 x 5.1 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos
IDE1010	45 x 61 cm kleefgedeelte: 45 x 5.1 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos



Gemakkelijk te verwijderen plakstrook: er is minder kracht nodig om de plakstrook van de lijmlaag af te halen. Het versterkte kleefgedeelte verkleint de kans op kreukels.

Vloeistofzakken


Omschrijving

- Sterke lijmlaag zonder residu
- Pluisvrije, scheurbestendige, plakstrook van waspapier
- Vormbare strip voor betere prestaties

Gebruik

KNO, algemeen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE2114	30.5 x 27.9 cm Kleefgedeelte: 30.5 x 2.5 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos



Isolatiezakken

Omschrijving

- Een zachte, sterke en transparante folie met naadloze bodem
- Eenvoudige sluiting met katoenen trekkoord
- Opening met cuff voor waarborging van steriliteit

Gebruik

Isoleren van voeten en handen, met een pluïsvrij oppervlak





Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE1003	50 x 50 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos
586560-1	60 x 65 cm	30 st/doos; 180 st/omdoos

Vochttopvangzakken met drainage poorten

Omschrijving

- Breed kleefgedeelte voor betere hechting
- Sterke lijmlaag zonder residu
- Niet pluïzende, scheurbestendige, wasachtige plakstrook
- Vormbare strip voor betere prestaties
- Microscherm voor een verbeterd filtersysteem
- Afzuigpoort met dop voor verbeterde vloeistofregulatie
- Dikke folie met matte afwerking



De extra lange, vormbare strip zorgt voor maatwerk.

Gebruik

CV, orthopedisch, neurologie, urologie, algemeen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1016	50 x 50 cm Kleefgedeelte: 50 x 15 cm	40 st/omdoos
4638CE	61 x 51 cm Kleefgedeelte: 51 x 13 cm	40 st/omdoos
DYJPEFP020	51 x 56 cm Kleefgedeelte: 46 x 5 cm	50 st/omdoos


Instrumentenzakjes

Omschrijving

- 2 compartimenten voor diathermie of slangen
- Nieuwe extra sterke, agressieve lijmlaag voor een betere hechting aan linnen of non-woven materialen
- Dikke folie met matte afwerking

Gebruik

CV, orthopedisch, neurologie



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1018	17 x 29 cm Kleefgedeelte (2): 17 x 3.8 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos


Lange instrumentenzakjes

Omschrijving

- 3 lange compartimenten voor diathermie of slangen
- Nieuwe extra sterke, agressieve lijmlaag voor een betere hechting aan linnen of non-woven materialen
- Dikke folie met matte afwerking

Gebruik

CV, orthopedisch, neurologie



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1018L	25 x 47 cm Kleefgedeelte (2): 25 x 5 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos

Instrumentenzakjes

Omschrijving

- 1 groot compartiment voor instrumenten
- Nieuwe extra sterke plakstrook
- Transparante, sterke polyethyleenfolie

Gebruik





CV, orthopedisch, neurologie, algemeen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYJPEISTPOM1	33 x 41 cm Kleefgedeelte: 41 x 5 cm	100 st/omdoos
DYJPEISTPOM2	33 x 41 cm Kleefgedeelte: 41 x 5 cm	100 st/omdoos
DYJPEISTPOM3	43 x 48 cm Kleefgedeelte (2): 43 x 5 cm	60 st/omdoos
04A040CE	33 x 51 cm Kleefgedeelte: 51 x 5 cm	180 st/omdoos
96860CE	30.5 x 29 cm Kleefgedeelte (2): 30.5 x 5 cm	150 st/omdoos
96890CE	43 x 49 cm Kleefgedeelte (2): 49 x 5 cm	250 st/omdoos
9686CE*	27 x 29 cm Kleefgedeelte (2): 29 x 5 cm	150 st/omdoos
9687CE*	36 x 86 cm Kleefgedeelte (2): 36 x 5 cm	120 st/omdoos
9689CE*	43.5 x 49 cm Kleefgedeelte (2): 49 x 5 cm	150 st/omdoos

*Gemaakt van spunlace materiaal

Set-up afdek materiaal

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE2158	46 x 61 cm, kleefgedeelte	40 st/omdoos
ICE2008	137 x 229 cm	20 st/omdoos
ICE35975	150 x 190 cm	40 st/omdoos



Orthopedische afdeklaken

Polyethyleen U-laken



Omschrijving

- ‘U’ gat met extra breed kleefgedeelte
- Geavanceerde lijm, voor uitstekende hechting zonder residu
- Sterke, soepele folie met matte afwerking
- Een liner van gesplitst waspapier voor eenvoudige applicatie

Gebruik

Vorbereiding van ingrepen: arthroscopieën, heup, knie, schouder, rug, craniaal, isolatie en toepassingen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1015	121 x 132 cm Kleefgedeelte: 25 x 48 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos
IDE1019	121 x 180 cm Kleefgedeelte: 25 x 48 cm ‘U’ gat: 15 x 48 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos



Deze laken hebben lipjes om ze eenvoudig te verwijderen.

Schouderzakjes


Omschrijving

- Ovaal gat met split en kleefgedeeltes
- Sterke lijmlaag zonder residu
- Zware, weinig reflecterende folie met matte afwerking voor extra stevigheid
- 2 vormbare strips en 1 foam strip voor beter prestaties
- 2 afzuigpoorten met dop voor betere vloeistofregeling

Gebruik

Schouderarthroscopie, implantaattoepassingen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1067	91 x 73 cm Kleefgedeelte: 25 x 48 cm Gat: 19 x 25 cm	24 st/omdoos



Dankzij de afsluitbare poort met dop is het niet nodig de zak te doorboren voor drainage, en kan de stroom gemakkelijk gestopt worden aan het eind van de procedure.

U vloeistofopvangzakken


Omschrijving

- ‘U’ gat met klevend gedeelte
- Sterke lijmlaag zonder residu
- 3 vormbare strips voor betere prestaties
- Sterk, soepel, transparant polyethyleen folie

Gebruik

Schouderarthroscopie, heupchirurgie, orthopedie

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYJPEFP090	76 x 112 cm Kleefgedeelte: 25 x 51 cm Gat: 15 x 46 cm	25 st/omdoos



Patiëntisolatie lakens


Omschrijving

- Eenvoudig te verwijderen, dankzij minder agressieve plakstrips
- Agressieve lijmlaag bij incisiefolie zonder residu
- Transparante, sterke polyethyleenfolie

Gebruik

Heuppinning

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1014	317 x 213 cm Kleefgedeelte: 49 x 25 cm Kleefstrook: 317 x 1.3 cm	5 st/doos; 15 st/omdoos



Patiëntisolatie lakens met zak


Omschrijving

- Sterke lijmlaag zonder residu
- Transparante, sterke polyethyleenfolie
- 2 slangenhouders en instrumentenzakjes voor betere organisatie
- Grote zak met microschermb, afzuigpoort en dop voor betere vloeistofregeling

Gebruik

Orthopedie, Urologie, PTC

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1017	317 x 213 cm Kleefgedeelte: 49 x 25 cm Kleefstrook: 317 x 1.3 cm Zak: 51 x 51 cm	15 st/omdoos
IDE1017W	317 x 254 cm Kleefgedeelte: 85.1 x 27.9 cm Kleefstrook: 317 x 1.3 cm Zak: 69.9 x 94 cm	15 st/omdoos
5801CE	330 x 270 cm Kleefgedeelte: 78 x 26 cm Kleefstrook: 330 x 1.9 cm Zak: 25.5 x 28 cm	16 st/omdoos



Deze lakens hebben een uitstekend, diep geplatst filter, voor snelle drainage en meerdere kleine perforaties.

Oogheelkundige afdeklakens

Gatlakens


Omschrijving

- Rond gat met klevend gedeelte
- Niet pluizende, scheurbestendige, waspapieren plakstrook
- Dunne, zachte, soepele, weinig reflecterende folie met matte afwerking

Gebruik

Cataract, corneaal, refractie, ooglid/plastisch, klein

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1020	40 x 40 cm Kleefgedeelte: 12 x 12 cm Gat: 6 cm cirkel	10 st/doos; 40 st/omdoos



Handige bescherm laag: er is minder kracht nodig om de bescherm laag van de lijmlaag te verwijderen.


Oogheelkundige afdeklakens

Omschrijving

- Incisiefolie geoptimaliseerd voor de huid
- Niet pluizende, scheurbestendige, waspapieren plakstrook
- 2 klevende tabs voor extra ondersteuning
- Vormbare strip voor extra vloeistofcontrole
- Zachte, soepele, weinig reflecterende folie met matte afwerking

Gebruik

Cataract, vitreoretinaal, corneaal



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1023	48 x 41 cm Kleefgedeelte: 12 x 10 cm Kleefstrook: 5 x 5 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos


Oogheelkundige gatlakens met zak

Omschrijving

- Ovaal gat met voor de huid geoptimaliseerde lijmlaag
- Niet pluizende, scheurbestendige, waspapieren plakstrook
- 2 klevende tabs voor extra ondersteuning
- Vormbare strip voor extra vloeistofcontrole
- Zachte, soepele, weinig reflecterende folie met matte afwerking

Gebruik

Cataract, vitreoretinaal, corneaal



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1024	48 x 41 cm Kleefgedeelte: 6 x 3.5 cm Kleeftabs: 5 x 5 cm Gat: 6 x 3.5 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos


Gatlakens

Omschrijving

- Ovaal gat met klevend gedeelte
- Niet pluizende, scheurbestendige, waspapieren plakstrook
- Zachte, soepele, weinig reflecterende folie met matte afwerking

Gebruik

Cataract, vitreoretinaal, corneaal, ooglid/plastisch, KNO



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1030	83 x 129 cm Kleefgedeelte: 12 x 11 cm Gat: 7 x 5 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos



Oogheelkundige incisielakens met vloeistofzak

Omschrijving

- Klevend incisiegedeelte
- Niet pluizende, scheurbestendige, waspapieren plakstrook
- Vloeistofzak met vormbare strip voor extra vloeistofcontrole
- Zachte, soepele, weinig reflecterende folie met matte afwerking

Gebruik

Cataract, vitreoretinaal



Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1061	121 x 129 cm Kleefgedeelte: 12 x 11 cm Zak: 30 x 27 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos

Overige afdeklakens

Gatlaken met zak


Omschrijving

- Ovaal gat met klevend gedeelte
- Sterke lijmlaag zonder residu
- Vormbare strip voor extra vloeistofcontrole
- Dikke folie met matte afwerking

Gebruik

Vaginaal, oogheelkundig

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1072	45 x 22 cm Kleefgedeelte: 30 x 22 cm Gat: 11 x 9 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos



Transparant zelfklevend laken

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
5810CE	150 x 300 cm	17 st/omdoos

Urologie laken


Omschrijving

- Sterke lijmlaag zonder residu
- Latexvrij vingercondoom
- Sterke, weinig reflecterende folie met matte afwerking
- Niet pluizende, scheurbestendige, waspapieren plakstrook

Gebruik

TUR, urologie, gynaecologie

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE1071	60 x 91 cm Kleefgedeelte: 60 x 5 cm Vingercondoom kleefstrook: O.D. 10 x I.D. 3 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos



Transparante epiduraallaken

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
8461CE	60 x 100 cm, 9 cm diameter zelfklevend gatlaken	150 st/omdoos
8465CE	80 x 140 cm, 6 x 10 cm, ovaal zelfklevend gatlaken, voorgesneden lijn die eenvoudig te verwijderen is	150 st/omdoos

Sectio vochttopvangzak


Omschrijving

- Incisiefilm met vocht-inbrengende en ademende eigenschappen voor een langdurige hechting
- Sterke lijmlaag zonder residu
- Grootcellig schuim voor vloeistofcontrole
- 360° vloeistofzak voor complete vochtbeheersing
- 2 slangenhouders voor het organiseren van kabels
- Zware, weinig reflecterende folie met matte afwerking voor extra stevigheid van de zak

Gebruik

Keizersnede, trauma, algemeen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE2057	91 x 76 cm Kleefgedeelte: 38 x 36 cm	10 st/omdoos



Wond Ringbeschermers


Omschrijving

- Sterke, soepele folie met matte afwerking
- 5 ringdiameters om aan verschillende chirurgische behoeften te voldoen
- Vastzetten met OK tape

Gebruik

Algemeen, laparotomie, cardiothoracaal, colectomie

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
IDE3707	90 x 90 cm, ringdiameter: 7 cm	40 st/omdoos
IDE3712	90 x 90 cm, ringdiameter: 12 cm	40 st/omdoos
IDE3718	90 x 90 cm, ringdiameter: 18 cm	40 st/omdoos
IDE3723	90 x 90 cm, ringdiameter: 23 cm	40 st/omdoos
IDE3728	90 x 90 cm, ringdiameter: 28 cm	40 st/omdoos















De wond ringbeschermers hebben een flexibele, maar harde ring rond het gat, die helpt om het laken in de juiste positie te houden. Het matte transparante plastic laken rond het gat zorgt voor een steriele barrière.

Dermadine® en Dermadrape® incisiefolies

Omschrijving

- Dunne, vormbare, weinig reflecterende folie met matte afwerking
- Sterke lijmlaag zonder residu
- Ademend, waterafstotend en waterdicht
- Comfortabel en soepel
- Gaat lang mee
- Dermadine incisiefolies: geïmpregneerd met een antibacteriële oplossing
- Dermadrape lakens: transparante incisiefolies



Dermadine artikelnummer		Afmetingen	Verpakking	Dermadrape artikelnummer	
42020		20 x 20 cm Kleefgedeelte: 15 x 20 cm	20 st/doos 120 st/omdoos	32020	
n.v.t.		35 x 25 cm Kleefgedeelte: 30 x 25 cm	20 st/doos 120 st/omdoos	33525	
44040		40 x 40 cm Kleefgedeelte: 34 x 40 cm	15 st/doos 90 st/omdoos	34040	
n.v.t.		50 x 48 cm Kleefgedeelte: 44 x 48 cm	15 st/doos 90 st/omdoos	35050	
47045		70 x 45 cm Kleefgedeelte: 60 x 45 cm	15 st/doos 90 st/omdoos	37045	
48060		80 x 60 cm Kleefgedeelte: 60 x 60 cm	10 st/doos 60 st/omdoos	38060	
48080		80 x 80 cm Kleefgedeelte: 70 x 80 cm	10 st/doos 60 st/omdoos	38080	


Apparatuur afdek materiaal

Ronde elastische hoezen

Omschrijving

- Transparante, soepele polyethyleen folie
- Latexvrij elastiek
- Veelzijdig, vaak gebruikt om beeldversterkers en andere apparatuur te bedekken

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE60020S	25 x 55 cm	25 st/omdoos
ICE60028S	35 x 70 cm	25 st/omdoos
ICE60030S	40 x 80 cm	25 st/omdoos
ICE60040S	50 x 100 cm	25 st/omdoos
ICE60050S	60 x 120 cm	25 st/omdoos
ICEBBG070	65 x 130 cm	50 st/omdoos
ICE60060S	70 x 165 cm	10 st/omdoos




Rechthoekige elastische hoezen

Omschrijving

- Transparante, soepele polyethyleen folie
- Latexvrij elastiek
- Veelzijdig, vaak gebruikt om beeldversterkers en andere apparatuur te bedekken

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE63036R	76 x 91 cm	25 st/omdoos
ICE63628R	91 x 71 cm	25 st/omdoos
ICE63636R	91 x 91 cm	25 st/omdoos
ICEBBG095	95 x 85 cm	25 st/omdoos
ICE63654S	95 x 130 cm	25 st/omdoos
ICE64848S	122 x 122 cm	25 st/omdoos
ICE65656S	142 x 142 cm	25 st/omdoos




C-boog set Philips

Omschrijving

- Transparante elastische hoezen voor Röntgenbuis/beeldversterker
- Transparante polyethyleen hoes om de C-boog mee te bedekken

DYNJE4526 voor BV29/300
DYNJE4527 voor BV300
DYNJE4530 voor BV25/26
DYNJE4569 voor Pulsera/Endura

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYNJE4526	Elastische hoezen: 60 x 115 cm 70 x 130 cm C-boog hoes: 30 x 198 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos
DYNJE4527	Elastische hoezen: 60 x 115 cm rect.: 95 x 85 cm C-boog hoes: 30 x 198 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos
DYNJE4530	Elastische hoezen: 60 x 115 cm C-boog hoes: 30 x 198 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos
DYNJE4569	Elastische hoezen: 60 x 115 cm 70 x 140 cm C-boog hoes: 30 x 198 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos




C-boog set Ziehm

Omschrijving

- Transparante elastische hoezen voor Röntgenbuis/beeldversterker
- Transparante polyethyleen hoes om de C-boog mee te bedekken

Voor starter set SPT-SS634

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYNJE4531	Elastische hoezen: 60 x 115 cm 70 x 130 cm C-boog hoes: 35 x 185 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos



C-boog set Siemens

Omschrijving



- Transparante elastische hoezen voor Röntgenbuis/beeldversterker
- Transparante polyethyleen hoes om de C-boog mee te bedekken

DYNJE4532 voor SIREMOBIL N4

- Transparant polyethyleen laken met clips voor starterset SPT-SS628

DYNJE4556 voor ISO-C/Arcadis/Orbic, 2 delen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYNJE4532	Elastische hoezen: 60 x 115 cm 60 x 115 cm C-boog hoes: 35 x 183 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos
DYNJE4547	Elastische hoezen: 70 x 130 cm 60 x 115 cm C-boog hoes: 45 x 183 cm	20 st/omdoos
DYNJE4556	Bovenkant: 51 – 82 x 130 cm Onderkant: 53 – 46 x 134 cm	10 st/doos; 20 st/omdoos




Fluoroscopie afdeklakens

Omschrijving

- 2 kleefstroken voor bevestiging, met 2 klevende tabs voor een goede pasvorm
- Transparante, soepele polyethyleen folie

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE1012	91 x 111 cm Kleefgedeelte (2): 91 x 1.2 cm Kleeftabs: 5 x 10 cm	10 st/doos; 40 st/omdoos




Volledige C-boog lakens

Omschrijving

- 3 zelfklevende polyethyleen banden voor bevestiging
- Transparante, soepele polyethyleen folie

ICE4400R: bevat 2 latexvrije elastieken voor extra bevestiging

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE4400	104 x 188 cm	20 st/omdoos
ICE4400R	104 x 188 cm	20 st/omdoos
ICE4405	90 x 225 cm	75 st/omdoos




Gevormde C-boog hoezen

Omschrijving

- 4 zelfklevende polyethyleen banden voor bevestiging
- Transparante, soepele polyethyleen folie
- Gevormd om over de hele C-boog te passen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE4430	152 x 267 cm	20 st/omdoos




Mini C-boog hoezen

Omschrijving

- Wordt op zijn plaats gehouden met een elastieken band aan de achterkant
- 3 zelfklevende polyethyleen banden voor extra bevestiging
- Transparante, soepele polyethyleen folie

ICE4410: past op Fluoroscan® mini C-boog modellen
ICE4420: past op Fluoroscan® en OEC6600/6800 mini C-boog modellen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE4410	137 x 160 cm	20 st/omdoos
ICE4420	137 x 216 cm	20 st/omdoos




Volledige C-boog sets

Omschrijving

- Transparante, soepele polyethyleen folie
- Latexvrije banden

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE4500	Beeldversterker hoes (1): 91 x 91 cm C-boog hoes (1): 41 x 218 cm Voetschakelaar hoes (1): 46 x 41 cm Elastische hoes (1): 71 x 31 cm	20 st/omdoos
ICE8130	C-boog hoes (1): 10/14 x 225 cm Elastische hoes (2): 75 x 90 cm	20 st/omdoos
ICE8132	C-boog hoes (1): 10/14 x 225 cm Elastische hoes (1): 75 x 90 cm	20 st/omdoos
ICE8230	C-boog hoes (1): 8/10 x 205 cm Elastische hoes (2): 75 x 75 cm	20 st/omdoos
ICE8232	C-boog hoes (1): 8/10 x 205 cm Elastische hoes (1): 75 x 75 cm	20 st/omdoos
ICE8330	C-boog hoes (1): 8/10 x 180 cm Elastische hoes (2): 75 x 75 cm	20 st/omdoos
ICE8332	C-boog hoes (1): 8/10 x 180 cm Elastische hoes (1): 75 x 75 cm	20 st/omdoos



Afstandsbediening hoezen

Omschrijving

- Transparante polyethyleenfolie hoes
- Pinch-top sluiting

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYNJE4635	10 x 28 cm	50 st/doos; 200 st/omdoos
DYNJE4641	18 x 35 cm	50 st/doos; 200 st/omdoos





Videocamerahoezen

Omschrijving

- Zelfklevende polyethyleen band voor bevestiging
- Kleefstrook bij de basis voor extra bevestiging
- Transparante, soepele polyethyleen folie
- Kabelhoes

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE4250	13 x 244 cm omgekeerd	25 st/omdoos
ICE4300	23 x 244 cm omgekeerd	25 st/omdoos
ICE4240	13 x 240 cm telescopisch met tab	25 st/omdoos
ICE4260	15 x 240 cm met ring	25 st/omdoos
ICE4270	15 x 298 cm concertina	25 st/omdoos
ICE4200	18 x 244 cm elastisch uiteinde	25 st/omdoos
ICE4100	8 x 200 cm telescopisch met tab	25 st/omdoos
ICE4245	18 x 250 cm telescopisch met tab	25 st/omdoos



Microscoophoezen

Omschrijving

- Allemaal van transparant, soepel polyethyleenfolie

ICE5010, ICE5040

- Past op 48 mm lens (Zeiss® OPMI)
- 3 zelfklevende PE bandjes voor bevestiging
- Past op 1 paar oculairs

ICE5200, ICE5210, ICE5030

- Past op 65mm lens (Zeiss MD)
- 3 zelfklevende PE bandjes voor bevestiging
- Past op 3 paar oculairs

ICE5220

- Past op 65mm lens (Zeiss MD)
- 5 zelfklevende PE bandjes voor bevestiging
- Past op 3 paar oculairs

ICE5300, ICE5330

- Past op 68 mm lens (Leica®)
- 3 zelfklevende PE bandjes voor bevestiging
- Past op 3 paar oculairs

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
Past op 48 mm lens (Zeiss OPMI)		
ICE5010	51 x 163 cm	20 st/omdoos
ICE5040	51 x 267 cm	40 st/omdoos
ICE5020	104 x 305 cm	10 st/omdoos
Past op 65 mm lens (Zeiss MD)		
ICE5200	117 x 203 cm	10 st/omdoos
ICE5030	117 x 305 cm	10 st/omdoos
ICE5210	117 x 267 cm	10 st/omdoos
ICE5220	137 x 381 cm	10 st/omdoos
Past op 68 mm lens (Leica)		
ICE5300	104 x 163 cm	10 st/omdoos
ICE5320	137 x 267 cm	10 st/omdoos
ICE5330	137 x 381 cm	10 st/omdoos


Röntgencassettehoezen

Omschrijving

- Transparante, soepele polyethyleen folie

ICE4010: bescherm laag om steriliteit te waarborgen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE4000	Groot: 61 x 102 cm	20 st/omdoos
ICE4010	Standaard met bescherm laag: 61 x 64 cm	48 st/omdoos
ICE4050	Standaard: 61 x 64 cm	50 st/omdoos



Sondehoes sets

Omschrijving

- 1 sondehoes: zacht en soepel polyethyleen of polyurethaanfolie
- 1 echografie gel sachet: hoogwaardige, steriele echografie gel voor omvormer
- 2 elastieken voor bevestiging

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
Sets met gel		
ICE5900	10 x 122 cm	20 st/omdoos
ICE5910	15 x 61 cm	20 st/omdoos
ICE5920	15 x 122 cm	20 st/omdoos
ICE5930	15 x 244 cm	20 st/omdoos
Hoes zonder gel		
ICE18120	18 x 120 cm	25 st/omdoos
ICE1830	18 x 30 cm	25 st/omdoos
ICE1880	18 x 80 cm	25 st/omdoos




Hoogwaardige polyurethaan is zacht en soepel om zich makkelijk te vormen naar de transducer en heeft een gladde afwerking om gemakkelijk te gebruiken en te laten glijden. Het enigszins matte oppervlakte helpt schittering te voorkomen.

Thermohoes

Omschrijving

- Transparante polyethyleenfolie
- Folie met aluminiumcoating
- Temperatuurbestendig tot 60° C

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
DYNJE7000	68 x 86 cm	40 st/omdoos



Stockinettes

Waterdichte stockinettes


Omschrijving

- Biedt uitstekende, hoogwaardige barrière eigenschappen en optimale vloeistofcontrole, dankzij het gebruik van waterdicht thermoplastisch elastomeermateriaal
- Biedt comfort voor de patiënt dankzij een zachte jersey stof aan de binnenkant.
- Verkrijgbaar in 6 maten

Gebruik

Orthopedische, arthroplastische, als ook hand, knie, enkel, voet, ledemaat en vasculaire chirurgie

Artikelnummer	Breedte 'A'	Breedte 'B'	Verpakking
22520CE	15 cm	76 cm	20 st/omdoos
22525CE	20 cm	97 cm	20 st/omdoos
22530CE	23 cm	91 cm	20 st/omdoos
22534CE	23 cm	122 cm	16 st/omdoos
22535CE	30 cm	122 cm	12 st/omdoos
22540CE	36 cm	122 cm	12 st/omdoos



Waterdichte rekbare stockinettes


Omschrijving

- Zorgt voor een ideale pasvorm bij elke patiënt, dankzij het gebruik van rekbaar, bilaminaat materiaal
- Makkelijk in gebruik dankzij 2 trekstroken
- Zowel de onderste als de bovenste extremiteiten kunnen bedekt worden, aangezien hij verkrijgbaar is in 2 maten

Gebruik

Orthopedische, arthroplastische, als ook hand, knie, enkel, voet, ledemaat en vasculaire chirurgie


Artikelnummer	Breedte 'A'	Breedte 'B'	Verpakking
22620CE	17 cm	76 cm	18 st/omdoos
22634CE	24 cm	118 cm	10 st/omdoos





Invisishield referentie

Pagina	Omschrijving	Medline productnummer	3M® productnummer	Microtek® productnummer
3	Afdekdoek	IDE1000	1000	ISO1000
4	Isolatiezak	ICE1003	1003	ISO1003
3	Afdekdoek	IDE1010	1010	ISO1010
8	Patiënten isolatielaken	DYNJSD1014	1014	n.v.t.
7	Polyethyleen U-laken	IDE1015	1015	ISO1015
4	Vloeistofzak	IDE1016	1016	ISO1016
9	Patiënten isolatielaken	DYNJSD1017	1017	5960
9	Breed patiënten isolatielaken	DYNJSD1017W	n.v.t.	6960
5	Instrumentenzakje	IDE1018	1018	ISO1018
5	Lang instrumentenzakje	IDE1018L	1018L	n.v.t.
7	Polyethyleen U-laken	IDE1019	1019	ISO1019
10	Gatlaken	IDE1020	1020	ISO1020
10	Oogheelkundig incisielaken	IDE1023	1023	n.v.t.
11	Oogheelkundige gatlakens met zak	IDE1024	1024	ISO1024
11	Gatlaken	IDE1030	1030	ISO1030
14	Incisiefolie	32020	1035	ISO1035
14	Incisiefolie	34040	1040	ISO1040
14	Incisiefolie	37045	1050	ISO1050
14	Incisiefolie	38080	1051	ISO1051
12	Oogheelkundig incisielaken met vloeistofzak	IDE1061	1061	ISO1061
7	Schouderzakje	DYNJSD1067	1067	ISO1067
12	Urologie laken	IDE1071	1071	ISO1071
13	Gatlaken met zak	IDE1072	1072	ISO1072
8	U vloeistofzak	DYJPEFP090	n.v.t.	n.v.t.
6	Instrumentenzakje	DYJPEISTPOM1	n.v.t.	n.v.t.
6	Instrumentenzakje	DYJPEISTPOM2	n.v.t.	n.v.t.
6	Instrumentenzakje	DYJPEISTPOM3	n.v.t.	n.v.t.

 Alle producten zijn latexvrij en steriel, tenzij anders aangegeven in de omschrijving.


Kleefgedeelte


Matte folie


Polyethyleenfolie folie

Dermadine referentie

Soort folie	Omschrijving	Medline product-nummer	3M® product-nummer
PU	Incisie, steriel laken 15 x 120 cm; incisiedeel 10 x 20 cm, geïmpregneerd met Jodoform	42020	6635
PU	Incisie, steriel laken 44 x 35 cm; incisiedeel 34 x 35 cm, geïmpregneerd met Jodoform	44040	6640
PU	Incisie, steriel laken 66 x 60 cm; incisiedeel 56 x 60 cm, geïmpregneerd met Jodoform	48060	6648
PU	Incisie, steriel laken 66 x 45 cm; incisiedeel 56 x 45 cm, geïmpregneerd met Jodoform	47045	6650
PU	Incisie, steriel laken 66 x 85 cm; incisiedeel 56 x 85 cm, geïmpregneerd met Jodoform	48080	6651
PU met applicator	Incisie, steriel laken 30 x 20 cm; incisiedeel 26 x 20 cm, geïmpregneerd met Jodoform	42020	6661EZ
PU met applicator	Incisie, steriel laken 60 x 35 cm; incisiedeel 35 x 35 cm, geïmpregneerd met Jodoform	44040	6640EZ
PU met applicator	Incisie, steriel laken 90 x 60 cm; incisiedeel 60 x 60 cm, geïmpregneerd met Jodoform	48060	6648EZ
PU met applicator	Incisie, steriel laken 90 x 45 cm; incisiedeel 60 x 45 cm, geïmpregneerd met Jodoform	47045	6650EZ
PU met applicator	Incisie, steriel laken 90 x 85 cm; incisiedeel 60 x 85 cm, geïmpregneerd met Jodoform	48080	6651EZ

Dermadrape referentie

Soort folie	Omschrijving	Medline product-nummer	3M® product-nummer
PE	Incisie, steriel laken 15 x 20 cm; incisiedeel 10 x 20 cm	32020	1035
PE	Incisie, steriel laken 29 x 25 cm; incisiedeel 19 x 25 cm	32020	1037
PE	Incisie, steriel laken 60 x 35 cm; incisiedeel 35 x 35 cm	34040	1040
PE	Incisie, steriel laken 82 x 45 cm; incisiedeel 60 x 45 cm	37045	1050
PE	Incisie, steriel laken 82 x 85 cm; incisiedeel 60 x 85 cm	38080	1051
PU	Incisie, steriel laken 20 x 20 cm; incisiedeel 10 x 20 cm	32020	2035
PU	Incisie, steriel laken 38 x 25 cm; incisiedeel 28 x 25 cm	33525	2037
PU	Incisie, steriel laken 38 x 41 cm; incisiedeel 28 x 41 cm	34040	2040
PU	Incisie, steriel laken 60 x 45 cm; incisiedeel 50 x 45 cm	35050	2045
PU	Incisie, steriel laken 90 x 60 cm; incisiedeel 60 x 60 cm	38060	2050
PU	Incisie, steriel laken 90 x 85 cm; incisiedeel 60 x 85 cm	38080	2051



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
medline.eu
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
nl.medline.eu
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
nl.medline.eu
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Dermadine® en Dermadrape® zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.

Wond ringbeschermers zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.

Alle andere producten zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen.

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML164_NL 10/2020.

