




**FLÜSSIGKEITSMANAGEMENT
FÜR DEN OP-FUßBODEN.**

LIQUI-LOC™ absorbierende Bodenmatte
Vermindert Rutschgefahr und Infektionsrisiken



WÄHLEN SIE EINEN BODEN-SCHUTZ DER IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT

- Absorptionsfähigkeit von 300 g/m²
- Oberseite besteht aus einem strapazierfähigen, fussfreien Gewebe
- Flüssigkeitsundurchlässige, rutschfeste Rückseite
- Erhältlich in drei Größen
- Umweltfreundlich hergestellt aus bis zu 60% recycelten Materialien
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

LIQUI-LOC™ besteht aus einer blauen Polyesterschicht mit Anti-Rutsch-Behaftung und einem Polyester-Zellulosekern, welcher Flüssigkeiten aufnimmt und festhält (weiße Seite). Durch die Verminderung von Rutschgefahr und Infektionsrisiken bietet die Einweg-Bodensaugmatte ein hohes Maß an Sicherheit.

Übersicht Liqui-loc Bodensaugmatten

Artikelnummer	Beschreibung	Absorptionsfähigkeit	Verpackung
ORLLPBS	klein, 71,1 x 101,6 cm	2,2Liter	13St./Karton
ORLLPBM	medium, 71,1 x 142,2 cm	3,0Liter	10St./Karton
ORLLPBL	groß, 71,1 x 182,8 cm	3,9Liter	8 St./Karton



VORTEILE

- Einwegprodukt vermindert Infektionsrisiken
- Hohe Saugfähigkeit (weiße Seite)
- Rutschfest (blaue Seite)

Für mehr Informationen steht Ihnen unser Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung oder besuchen Sie www.medline.com/de



Medline International Germany GmbH
 Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7
 47533 Kleve
 Deutschland
 Tel. +49 2821 7510-0
 Fax. +49 2821 7510-7802
www.medline.com/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
 A-One Business Center
 Z.A. la pièce N°1 - A5
 1180 Rolle
 Schweiz
 Tel. +41 848 244 433
 Fax. +41 848 244 100
www.medline.com/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria International GmbH
 c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld,
 Hlawati
 Parkring 2
 1010 Wien
 Österreich
 Tel. +43 800 201 878
 Fax. +43 800 201 879
www.medline.com/de
at-customerservice@medline.com