




**PIU' OPZIONI PER IL CONTROLLO
DELLA PERDITA DEI LIQUIDI.**

Tappeto assorbente LIQUI-LOC™
Tre dimensioni per ogni esigenza



SCEGLI L'OPZIONE GIUSTA PER IL CONTROLLO DELLA PERDITA DEI LIQUIDI

- Eccellente capacità di assorbimento di 3000 g/m² (grammi per metro quadro)
- Lato superiore realizzato con materiale resistente e non linting
- Lato inferiore impervio, antiscivolo ed impermeabile
- 3 dimensioni disponibili
- Rispettoso dell'ambiente, realizzato fino al 60% con materiali riciclati

LIQUI-LOC™ è composto da uno strato inferiore blu antiscivolo e da uno strato in fibre di cellulosa e poliestere che assorbe e trattiene i liquidi (lato bianco). Garantisce un maggiore sicurezza dell'ambiente riducendo il rischio di infezioni.

Portfolio Tappeti Liqui-loc

Codice Articolo	Descrizione	Litri di Assorbimento	Confezionamento
ORLLPBS	Piccolo, 71,1 x 101,6 cm	2.2L	13/cs
ORLLPBM	Medio, 71,1 x 142,2 cm	3.0L	10/cs
ORLLPBL	Grande, 71,1 x 182,8 cm	3.9L	8/cs



VANTAGGI

- Monouso
- Altamente assorbente (lato bianco)
- Antiscivolo (lato blu)

Per ulteriori informazioni, contattare il vostro responsabile di zona Medline o visitare il nostro sito web www.medline.com/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
 Unipersonale
 Piazzale della Resistenza, 3
 50018 Scandicci
 Firenze - Italia
 Tel: + 39 55 776 65 11
 Fax: + 39 55 34 01 12
www.medline.com/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
 A-One Business Center
 Z.A. la pièce N°1 - A5
 1180 Rolle
 Svizzera
 Tel. +41 848 244 433
 Fax. +41 848 244 100
www.medline.com/it
ch-customerservice@medline.com