



EINWEGPRODUKTE FÜR DEN OP



PRÄOPERATIVE UND INTRAOPERATIVE OP-PRODUKTE

Hohe Qualität und ein breites Produktsortiment für mehr Sicherheit im OP

OP-Tücher

Unsere OP-Tücher sind in blau und grün erhältlich. Um den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir OP-Tücher sowohl mit Röntgenkontraststreifen (RK) als auch ohne Röntgenkontraststreifen an.

- » Hohe Saugfähigkeit
- » 90 % Baumwolle, 10 % Viskose
- » Vorgewaschen und fusselfrei



OP-Tücher (mit oder ohne Röntgenkontraststreifen)

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
28200004CEA	4 ABSORBIERENDE OP-TÜCHER AUS BAUMWOLLE, GRÜN, 66 x 43 cm	4 St./Pack, 20 St./Karton
28700002CEA	2 ABSORBIERENDE OP-TÜCHER AUS BAUMWOLLE, BLAU, 66 x 43 cm	2 St./Pack, 40 St./Karton
28700004CEA	4 ABSORBIERENDE OP-TÜCHER AUS BAUMWOLLE, BLAU, 66 x 43 cm	4 St./Pack, 20 St./Karton
28700002XR	2 ABSORBIERENDE OP-TÜCHER AUS BAUMWOLLE, BLAU, MIT RK, 66 x 43 cm	2 St./Pack, 40 St./Karton
28700004XR	4 ABSORBIERENDE OP-TÜCHER AUS BAUMWOLLE, BLAU, MIT RK, 66 X 43 cm	4 St./Pack, 20 St./Karton

Sterile Saugkompressen

Die absorbierenden Saugkompressen von Medline zeichnen sich durch eine weiche Vliesstoffaußenschicht und einen Zellulosekern aus, welcher Flüssigkeiten sicher und schnell einschließt und Verklumpen verhindert. Eine flüssigkeitsabweisende Rückseite verhindert das Durchdringen von Flüssigkeit. Die Ränder sind versiegelt, um Auslaufen zu verhindern und Fusselbildung zu vermeiden.

- » Hohe Saugfähigkeit
- » Weiche Vliesstoffaußenschicht
- » Zellulosekern verhindert Verklumpen
- » Flüssigkeitsabweisende Rückseite verhindert das Durchdringen von Flüssigkeit
- » Versiegelte Ränder zur Vermeidung von Fusselbildung und Auslaufen



Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
ABD1010	STERILE SAUGKOMPRESSE 10 x 10 cm	1 St./Pack, 25 St./Umkarton, 300 St./Karton
ABD1020	STERILE SAUGKOMPRESSE 10 x 20 cm	1 St./Pack, 25 St./Umkarton, 200 St./Karton
ABD1525	STERILE SAUGKOMPRESSE 15 x 25 cm	1 St./Pack, 15 St./Umkarton, 180 St./Karton
ABD2020	STERILE SAUGKOMPRESSE 20 x 20 cm	1 St./Pack, 15 St./Umkarton, 120 St./Karton
ABD2040	STERILE SAUGKOMPRESSE 20 x 40 cm	1 St./Pack, 10 St./Umkarton, 80 St./Karton

Baumwoll-Wattestäbchen

Die Wattestäbchen werden zum Beispiel dafür verwendet, um Medikamente (Salben) im Ohr, Nasen-Hals-Bereich oder auf Wunden aufzutragen oder dienen als Abstrichtupfer.

- » Der Wattekopf ist fest (kompakt) gewickelt, um eine einfach Probenahme zu ermöglichen.
- » Sowohl steril als auch nicht steril erhältlich

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
830000	KLEINE, NICHT STERILE WATTESTÄBCHEN	100 St./Pack, 10 St./Umkarton, 20 St./Karton
830010	KLEINE, STERILE WATTESTÄBCHEN	2 St./Pack, 100 St./Beutel, 15 St./Karton
831510	GROSSE, STERILE WATTESTÄBCHEN	2 St./Pack, 50 St./Beutel, 15 St./Karton
831578	GROSSE, NICHT STERILE WATTESTÄBCHEN	50 St./Pack, 20 St./Karton



Bauchtücher

Medline bietet eine große Auswahl an hochqualitativen, stark absorbierenden Bauchtüchern in verschiedenen Größen. Alle Bauchtücher sind fusselfrei und haben einen Röntgenkontraststreifen für zusätzliche Sicherheit im OP.

- » Vorgewaschen, fusselfrei
- » 100 % Baumwolle
- » Hohe Saugfähigkeit
- » Röntgenkontraststreifen

Vorgewaschene sterile Bauchtücher, weiß

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
LW2P203004	STERILES BAUCHTUCH, WEISS, 20 x 30 cm, 4-LAGIG	2 St./Pack, 90 St./Karton
LW2P454504	STERILES BAUCHTUCH, WEISS, 45 x 45 cm, 4-LAGIG	2 St./Pack, 60 St./Karton
LW5P454504	STERILES BAUCHTUCH, WEISS, 45 x 45 cm, 4-LAGIG	5 St./Pack, 20 St./Karton
LW2P089004	STERILES BAUCHTUCH, WEISS, 8 x 90 cm, 4-LAGIG	2 St./Pack, 50 St./Karton
LW2P454506	STERILES BAUCHTUCH, WEISS, 45 x 45 cm, 6-LAGIG	2 St./Pack, 40 St./Karton
LW5P454506	STERILES BAUCHTUCH, WEISS, 45 x 45 cm, 6-LAGIG	5 St./Pack, 20 St./Karton



Vorgewaschene sterile Bauchtücher, grün

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
LG5P454504	STERILES BAUCHTUCH, GRÜN, 45 x 45 cm, 4-LAGIG	5 St./Pack, 20 St./Karton
LG2P089004	STERILES BAUCHTUCH, GRÜN, 8 x 90 cm, 4-LAGIG	2 St./Pack, 50 St./Karton
LG5P454506	STERILES BAUCHTUCH, GRÜN, 45 x 45 cm, 6-LAGIG	5 St./Pack, 20 St./Karton
LG2P454506	STERILES BAUCHTUCH, GRÜN, 45 x 45 cm, 6-LAGIG	2 St./Pack, 40 St./Karton



Zählbeutel und Halterung

Das Zählbeutel-System für Bauchtücher von Medline unterstützt die Sicherheit Ihres OPs durch eine akkurate Zählkontrolle nach einem operativen Eingriff.

- » Einfaches und genaues Zählen mithilfe von Zählbeuteln
- » Unterstützt und strukturiert das Zählprozedere im OP
- » Spezielle Halterung für bis zu vier Zählbeutel gleichzeitig

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
DYNJE1000	ZÄHLBEUTEL, TRANSPARENT	1 St./Pack, 50 St./Umkarton, 250 St./Karton
DYNJE1001	ZÄHLBEUTEL, BLAU	1 St./Pack, 50 St./Umkarton, 250 St./Karton
NON50511	HALTERUNG FÜR ZÄHLBEUTEL	1 St./Umkarton, 1 St./Karton



Ohne Infusionsständer

SORGEN SIE FÜR MEHR SICHERHEIT IN IHREM OP - VERWENDEN SIE STETS EIN FRISCHES OP-TUCH UND EIN FRISCHES BAUCHTUCH.

Mikroorganismen, die an Fusseln von Mänteln, Abdecktüchern und Kompressen haften, können Instrumente, Geräte, Handschuhe oder offene Wunden kontaminieren. Dies kann zu Infektionen und anderen Komplikationen führen. Um dies zu verhindern, bietet Medline ein breites Produktsortiment an qualitativ hochwertigen, fusselfreien OP- und Bauchtüchern an.

Innovation

Seit 1910 bietet Medline qualitative Lösungen und Innovationen an. Von farbiger Schutzkleidung in den 40er Jahren bis zu unseren neuen Patientenunterlagen - die Produkte von Medline bieten Sicherheit für den Patienten und das Pflegepersonal.

Qualität

Als Hersteller haben wir die vollständige Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess, einschließlich der Rohstoffe und Herstellungsverfahren. Unsere mehr als 550 Qualitätsprüfer weltweit stellen sicher, dass unsere strengen Herstellungs- und Qualitätsstandards eingehalten und die jeweiligen Richtlinien erfüllt werden.

Effizienz

Bei Medline erfolgt die Lieferung direkt an den Anwender, wodurch Zwischenhändler vermieden werden. Dies ermöglicht uns, die Ware zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten zu können.

Auswahl

Medline bietet eine große Auswahl an OP-Tüchern und Bauchtüchern, um den unterschiedlichen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden zu können.



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.



**ALWAYS
ON.**

Medline International Germany GmbH

Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH

c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

Bauchtücher sind sterile Medizinprodukte, Klasse IIa

Sterile Saugkompressen sind sterile Medizinprodukte, Klasse I

OP-Tücher sind sterile Medizinprodukte, Klasse I

Baumwoll-Wattestäbchen sind sterile Medizinprodukte, Klasse I




Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anwendungsbeschreibung oder das Produktetikett.

  Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44100 Ollersheim, France  0086 (BSI)

  Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44100 Ollersheim, France  0086 (BSI)

  Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44100 Ollersheim, France  0086 (BSI)

  Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44100 Ollersheim, France  0086 (BSI)

  Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44100 Ollersheim, France  0086 (BSI)

  Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44100 Ollersheim, France  0086 (BSI)

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2019 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. ML419-DE08/CS 01/2019.