


OP-Bedarf

OP-Tücher, Bauchtücher und Saugkompressen



**Basis
Einwegartikel
für die
Patienten-
versorgung**





Einweg-OP-Tücher

Die Einweg-OP-Tücher von Medline werden nach hohen Qualitätsanforderungen hergestellt und sind sowohl in Grün als auch in Blau erhältlich. Das Portfolio umfasst OP-Tücher mit und ohne Röntgenkontraststreifen für unterschiedliche Kundenbedürfnisse.

- Saugfähig
- Baumwolle
- Vorgewaschen



Artikelnummer	NHS Code	Beschreibung	Verpackung
28200004CEA	VJD973	OP-Tücher; saugfähig, Baumwolle, grün - 61 cm x 43 cm	4/Packung, 20/Karton
28700002CEA	VJD327	OP-Tücher; saugfähig, Baumwolle, blau - 61 cm x 43 cm	2/Packung, 40/Karton
28700004CEA	VEB128	OP-Tücher; saugfähig, Baumwolle, blau - 61 cm x 43 cm	4/Packung, 20/Karton
28700002XR	VEB127	OP-Tücher; saugfähig, Röntgenkontraststreifen, Baumwolle, blau - 61 cm x 43 cm	2/Packung, 40/Karton
28700004XR	VEB129	OP-Tücher; saugfähig, Röntgenkontraststreifen, Baumwolle, blau - 61 cm x 43 cm	4/Packung, 20/Karton



Bauchtücher

Die hochwertigen Bauchtücher von Medline bieten eine hohe Absorption und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Zur Förderung der Sicherheit im OP sind alle Bauchtücher fusselfrei und röntgensichtbar. Diese Tücher sind:

- Vorgewaschen, fusselfrei
- Baumwolle
- Extrem saugfähig
- Röntgenkontraststreifen

Sterile Bauchtücher, weiß, vorgewaschen

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
LW2P089004	Bauchtuch; weiß, 4-fach, steril - 8 cm x 90 cm	2/Packung, 50/Karton
LW2P089006	Bauchtuch; weiß, 6-fach, steril - 8 cm x 90 cm	2/Packung, 50/Karton
LW2P203004	Bauchtuch; weiß, 4-fach, steril - 20 cm x 30 cm	2/Packung, 90/Karton
LW5P203004	Bauchtuch; weiß, 4-fach, steril - 20 cm x 30 cm	5/Packung, 45/Karton
LW2P454504	Bauchtuch; weiß, 4-fach, steril - 45 cm x 45 cm	2/Packung, 60/Karton
LW5P454504	Bauchtuch; weiß, 4-fach, steril - 45 cm x 45 cm	5/Packung, 20/Karton
SS5P454504A	Bauchtuch; weiß, 4-fach, steril - 45 cm x 45 cm	5/Packung, 20/Karton
LW2P454506	Bauchtuch; weiß, 6-fach, steril - 45 cm x 45 cm	2/Packung, 40/Karton
LW5P454506	Bauchtuch; weiß, 6-fach, steril - 45 cm x 45 cm	5/Packung, 20/Karton
LW2P506004	Bauchtuch; weiß, 4-fach, steril - 50 cm x 60 cm	2/Packung, 45/Karton

Mit Röntgenstrahlen
nachweisbar für bessere
Sichtbarkeit

Baumwolle
vorgewaschen,
weich und
saugfähig



Sterile Bauchtücher, grün, vorgewaschen

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
LG2P089004	Bauchtuch; grün, 4-fach, steril - 8 cm x 90 cm	2/Packung, 50/Karton
LG2P089006	Bauchtuch; grün, 6-fach, steril - 8 cm x 90 cm	2/Packung, 50/Karton
LG5P203004	Bauchtuch; grün, 4-fach, steril - 20 cm x 30 cm	5/Packung, 30/Karton
LG2P454504	Bauchtuch; grün, 4-fach, steril - 45 cm x 45 cm	2/Packung, 60/Karton
LG5P454504	Bauchtuch; grün, 4-fach, steril - 45 cm x 45 cm	5/Packung, 20/Karton
LG2P454506	Bauchtuch; grün, 6-fach, steril - 45 cm x 45 cm	2/Packung, 40/Karton
LG5P454506	Bauchtuch; grün, 6-fach, steril - 45 cm x 45 cm	5/Packung, 20/Karton
LG2P506004	Bauchtuch; grün, 4-fach, steril - 50 cm x 60 cm	2/Packung, 45/Karton
LG2P506006	Bauchtuch; grün, 6-fach, steril - 50 cm x 60 cm	2/Packung, 30/Karton



Auch verfügbar:
in Grün um den
Nachbild-Effekt zu
reduzieren

Schleife in den Schwamm eingnäht.
zur einfachen Entfernung und besseren
Sichtbarkeit

Unsterile Tüpfertaschen für die Zählkontrolle

Das Zählsystem für OP-Tücher von Medline fördert die Sicherheit im OP. Es unterstützt Sie dabei, nach einem chirurgischen Eingriff alle Tücher nachzuverfolgen. Die unsterilen Zählbeutel von Medline bieten:

- Benutzerfreundlichkeit und Genauigkeit
- Unterstützung und Organisation des Zählvorgangs im OP
- Halterung für 4 Zählbeutel erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
DYNJE1000	Zählbeutel; transparent	1/Packung, 50/Karton, 250/Kiste
DYNJE1001	Zählbeutel; blau	1/Packung, 50/Karton, 250/Kiste
NON50511	Halterung für Zählbeutel	1/Packung, 1/Karton




Infusionsständer nicht im Lieferumfang enthalten

Sterile Tüpfertaschen für die Zählkontrolle

Die sterilen Zählbeutel von Medline ermöglichen eine sichere, effektive und praktische Zählung, Handhabung und Entsorgung von kontaminierten Bauchtüchern. Sie minimieren das Risiko von Kontaminationen und unterstützen Sie bei Ihren intraoperativen Routinen. Produktmerkmale der sterilen Zählbeutel von Medline:

- Durchsichtige PE-Folie
- Sind mit 1 Klebestreifen zur Befestigung ausgestattet
- Größen
- Verfügen über 3 Optionen bezüglich der Anzahl der Kammern

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
IBE5242	52 cm x 42 cm, 40 Kammern	50 Stück/Karton
IBE5637	56 cm x 37 cm, 6 Kammern	50 Stück/Karton
IBE5652	56 cm x 52 cm, 20 Kammern	50 Stück/Karton



Baumwoll-Wattestäbchen

Die Wattestäbchen von Medline werden verwendet, um z. B. ein Medikament im Ohr-, Nasen- und Halsbereich oder zur Wundversorgung aufzutragen. Die Baumwolltupfer von Medline:

- haben fest gewickelte Köpfe für hohe Haltbarkeit und für zuverlässige Probenentnahme
- sind steril und unsteril erhältlich

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
830000A	Baumwolltupfer; klein, unsteril	100/Packung, 10/Karton, 20/Kiste
830010A	Baumwolltupfer; klein, steril	2/Packung, 100/Karton, 15/Kiste
831510A	Baumwolltupfer; groß, steril	2/Packung, 50/Karton, 15/Kiste
831578A	Baumwolltupfer; groß, unsteril	50/Packung, 20/Karton



Kompressen

Medline bietet eine Vielzahl von Kompressen in verschiedenen Größen und Lagen an. Kompressen eignen sich ideal für Fixierverbände, Wundauflagen und die allgemeine Wundversorgung.

Mullkompressen

Artikelnummer	Größe	Lagen	Sterile Artikel	XR	Verpackung
GS10P102012XR	10 cm x 20 cm	12	Steril	Ja	10 Stk/Packung 60 Packungen/ Karton
GS10P757512XR	7,5 cm x 7,5 cm	12	Steril	Ja	10 Stk/Packung 60 Packungen/ Karton
GS2P101012	10 cm x 10 cm	12	Steril	Nein	2 Stk/Packung 800 Packungen/ Karton
GS5P050508	5 cm x 5 cm	8	Steril	Nein	5 Stk/Packung 540 Packungen/ Karton
GSNS101008	10 cm x 10 cm	8	Unsteril	Nein	100 Stk/Packung 10 Packungen/ Karton



Vlieskompressen

Artikelnummer	Größe	Lagen	Sterile Artikel	XR	Verpackung
NWNS30101004	10 cm x 10 cm	4	Unsteril	Nein	100 Stk/Packung 10 Packungen/ Karton

Sterile Saugkompressen

Die Saugkompressen von Medline haben eine weiche Außenschicht aus Vliesstoff, die Flüssigkeit wird schnell in einen Zellulosekern geleitet. Diese dicke Zellosoeschicht vermeidet Flüssigkeitsansammlungen, indem sie Flüssigkeiten schnell aufsaugt und lateral verteilt. Die hydrophobe Rückseite verhindert eine Durchdringung. Alle Ränder sind versiegelt, um die Feuchtigkeit in der Komresse zu halten und Fusselbildung vorzubeugen. Zu den Merkmalen und Vorteilen dieser Kompressen gehören:

- Hohe Saugfähigkeit
- Weiche Außenschicht aus Vlies
- Zellulosekern zur Vermeidung von Flüssigkeitsansammlung
- Hydrophobe Rückseite, um das Auslaufen zu verhindern
- Versiegelte Ränder als Auslaufschutz und zur Verhinderung von Fusseln

Artikelnummer	NHS Code	Beschreibung	Verpackung
ABD1010	EJA099	Saugkomresse; steril - 10 cm x 10 cm	1/Packung, 25/Karton, 300/Kiste
ABD1020	EJA101	Saugkomresse; steril - 10 cm x 20 cm	1/Packung, 25/Karton, 200/Kiste
ABD1525	n/a	Saugkomresse; steril - 15 cm x 25 cm	1/Packung, 15/Karton, 180/Kiste
ABD2020	EJA102	Saugkomresse; steril - 20 cm x 20 cm	1/Packung, 15/Karton, 120/Kiste
ABD2040	EJA103	Saugkomresse; steril - 20 cm x 40 cm	1/Packung, 10/Karton, 80/Kiste



Verbessern Sie die Sicherheit in Ihrem OP, verwenden Sie immer ein frisches Bauchtuch oder OP-Tuch.

Bakterien, die an Fusseln von Abdecktüchern, Mänteln oder OP-Tüchern haften, können Instrumente, Geräte, Handschuhe oder sogar offene Wunden kontaminieren. Dies kann Infektionen und andere Komplikationen verursachen, und die Behandlungsergebnisse gefährden. Das Medline Portfolio von hochwertigen OP-Tüchern und Bauchtüchern unterstützt dabei, dies zu verhindern.

Sie können sich darauf verlassen, dass Medline Ihnen stets Produkte von hoher Qualität zum wirtschaftlichen Preis-Leistungs-Verhältnis liefert.

Innovation

Medline bietet seit 1910 Qualität und Innovationen. Von farbigen OP-Kitteln in den 1940er Jahren bis hin zu unseren neuen OP-Tüchern hat sich Medline bei der Verbesserung der Sicherheit für Patienten und Personal stets eng an den Bedürfnissen der Kunden orientiert.

Qualität

Als Hersteller haben wir die vollständige Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess, einschließlich der Rohstoffe und der Herstellungsverfahren. Wir beschäftigen weltweit mehr als 550 Qualitätsprüfer, die sicherstellen, dass wir die strengen Herstellungs- und Qualitätsstandards einhalten, die den verschiedenen lokalen Vorschriften entsprechen oder diese sogar übertreffen.

Vorteil

Medline liefert direkt an die Endverbraucher, wodurch der Zwischenhändler entfällt. Dadurch erhalten Sie das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.

Auswahl

Medline bietet eine Vielzahl von OP-Tüchern und Bauchtüchern, um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de



Medline International Germany GmbH
 Medline-Straße 1-3
 47533 Kleve
 Deutschland
 Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
 1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
 1204 Genf
 Schweiz
 Tel: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
 c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
 Parking 2
 1010 Wien
 Österreich
 Tel: +43 800 201 878

www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Sterile Sponge Counter Bags sind sterile Medizinprodukte der Klasse I.



Medline International France SAS
 3141 Charles Lindbergh,
 44110 Châteaubriant, Frankreich



2797 (BSI)

Bauchtücher sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa.



Medline International France SAS
 3141 Charles Lindbergh,
 44110 Châteaubriant, Frankreich



2797 (BSI)

Saugkompressen sind sterile Medizinprodukte der Klasse I.



Medline International France SAS
 3141 Charles Lindbergh,
 44110 Châteaubriant, Frankreich



2797 (BSI)

OP-Tücher sind sterile Medizinprodukte der Klasse I.



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
 20037 Hamburg, Germany



0123 (TUV SUD)

Wattestäbchen sind sterile Medizinprodukte der Klasse I.



Asimed SA
 Zone Industrielle, Route de Pra de Plan 1,
 CH-8100 Châlon-Sur-Saône, Schweiz



1639 SGS Belgium NV

Mullkompressen sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa



Medline International France SAS
 3141 Charles Lindbergh,
 44110 Châteaubriant, Frankreich



2797 (BSI)

Vlieskompressen sind ein unsteriles Medizinprodukt der Klasse I.



Medline International France SAS
 3141 Charles Lindbergh,
 44110 Châteaubriant, Frankreich



Die Produkte sind für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Verpackung.

Wir behalten uns das Recht vor, etwaige Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline ist ein eingetragenes Warenzeichen von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML419_DE 03/2024