

OP-Bedarf

OP-Tücher, Bauchtücher und Saugkompressen



**Einwegartikel
für die
Patienten-
versorgung**



Einweg-OP-Tücher

Die Einweg-OP-Tücher von Medline werden nach hohen Qualitätsanforderungen hergestellt und sind sowohl in Grün als auch in Blau erhältlich. Das Portfolio umfasst Tücher mit und ohne Röntgenkontraststreifen für unterschiedliche Kundenbedürfnisse. Diese Tücher sind:

- Saugfähig
- Aus 100 % Baumwolle
- Vorgewaschen



Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
28200004CEA	OP-Tücher; saugfähig, Baumwolle, grün - 61 x 43 cm	4/Packung, 20/Karton
28700002CEA	OP-Tücher; saugfähig, Baumwolle, blau - 61 x 43 cm	2/Packung, 40/Karton
28700004CEA	OP-Tücher; saugfähig, Baumwolle, blau - 61 x 43 cm	4/Packung, 20/Karton
28700002XR	OP-Tücher; saugfähig, Röntgenkontraststreifen, Baumwolle, blau - 61 x 43 cm	2/Packung, 40/Karton
28700004XR	OP-Tücher; saugfähig, Röntgenkontraststreifen, Baumwolle, blau - 61 x 43 cm	4/Packung, 20/Karton

Sterile Saugkompressen

Die Saugkompressen von Medline haben eine weiche Außenschicht aus Vliesstoff, die Flüssigkeit wird schnell in einen Zellulosekern geleitet. Diese dicke Zelluloseschicht vermeidet Flüssigkeitsansammlungen, indem sie Flüssigkeiten schnell aufsaugt und lateral verteilt. Die hydrophobe Rückseite verhindert eine Durchdringung. Alle Ränder sind versiegelt, um die Feuchtigkeit in der Komresse zu halten und Fusselbildung vorzubeugen. Zu den Merkmalen und Vorteilen dieser Kompressen gehören:

- Hohe Saugfähigkeit
- Weiche Außenschicht aus Vlies
- Zellulosekern zur Vermeidung von Flüssigkeitsansammlung
- Hydrophobe Rückseite, um das Auslaufen zu verhindern
- Versiegelte Ränder als Auslaufschutz und zur Verhinderung von Fusseln



Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
ABD1010	Saugkomresse; steril - 10 x 10 cm	1/Packung, 25/Karton, 300/Kiste
ABD1020	Saugkomresse; steril - 10 x 20 cm	1/Packung, 25/Karton, 200/Kiste
ABD1525	Saugkomresse; steril - 15 x 25 cm	1/Packung, 15/Karton, 180/Kiste
ABD2020	Saugkomresse; steril - 20 x 20 cm	1/Packung, 15/Karton, 120/Kiste
ABD2040	Saugkomresse; steril - 20 x 40 cm	1/Packung, 10/Karton, 80/Kiste

Wattestäbchen

Die Wattestäbchen von Medline werden verwendet, um z. B. ein Medikament im Ohr-, Nasen- und Halsbereich oder zur Wundversorgung aufzutragen. Unsere Wattestäbchen:

- haben fest gewickelte Köpfe für hohe Haltbarkeit und für zuverlässige Probenentnahme
- sind steril und unsteril erhältlich



Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
830000	Baumwolltupfer; klein, unsteril	100/Packung, 10/Karton, 20/Kiste
830010	Baumwolltupfer; klein, steril	2/Packung, 100/Karton, 15/Kiste
831510	Baumwolltupfer; groß, steril	2/Packung, 50/Karton, 15/Kiste
831578	Baumwolltupfer; groß, unsteril	50/Packung, 20/Karton

Bauchtücher

Die hochwertigen Bauchtücher von Medline bieten eine hohe Absorption und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Zur Förderung der Sicherheit im OP sind alle Bauchtücher fusselfrei und röntgensichtbar. Diese Tücher sind:

- Vorgewaschen, fusselfrei
- Aus 100 % Baumwolle
- Extrem saugfähig
- Röntgensichtbar



Sterile Bauchtücher, weiß, vorgewaschen

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
LW2P089004	Bauchtuch; weiß, 4-fach, steril - 8 x 90 cm	2/Packung, 50/Karton
LW2P203004	Bauchtuch; weiß, 4-fach, steril - 20 x 30 cm	2/Packung, 90/Karton
LW2P454504	Bauchtuch; weiß, 4-fach, steril - 45 x 45 cm	2/Packung, 60/Karton
LW2P454506	Bauchtuch; weiß, 6-fach, steril - 45 x 45 cm	2/Packung, 40/Karton
LW5P454504	Bauchtuch; weiß, 4-fach, steril - 45 x 45 cm	5/Packung, 20/Karton
LW5P454506	Bauchtuch; weiß, 6-fach, steril - 45 x 45 cm	5/Packung, 20/Karton

Sterile Bauchtücher, grün, vorgewaschen

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
LG2P089004	Bauchtuch; grün, 4-fach, steril - 8 x 90 cm	2/Packung, 50/Karton
LG2P454506	Bauchtuch; grün, 6-fach, steril - 45 x 45 cm	2/Packung, 40/Karton
LG5P454504	Bauchtuch; grün, 4-fach, steril - 45 x 45 cm	5/Packung, 20/Karton
LG5P454506	Bauchtuch; grün, 6-fach, steril - 45 x 45 cm	5/Packung, 20/Karton

Unsterile Zählbeutel

Das Zählsystem für OP-Tücher von Medline fördert die Sicherheit im OP. Es unterstützt Sie dabei, nach einem chirurgischen Eingriff alle Tücher nachzuverfolgen. Unsere unsterilen Zählbeutel bieten:

- Benutzerfreundlichkeit und Genauigkeit
- Unterstützung und Organisation des Zählvorgangs im OP
- Halterung für 4 Zählbeutel erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
DYNJE1000	Zählbeutel; transparent	1/Packung, 50/Karton, 250/Kiste
DYNJE1001	Zählbeutel; blau	1/Packung, 50/Karton, 250/Kiste
NON50511	Halterung für Zählbeutel	1/Packung, 1/Karton






Infusions-
ständer
nicht im
Lieferumfang
enthalten

Sterile Zählbeutel

Die sterilen Zählbeutel von Medline ermöglichen eine sichere, effektive und praktische Zählung, Handhabung und Entsorgung von kontaminierten Bauchtüchern. Sie minimieren das Risiko des Einatmens von Erregern, während der OP-Bereich sauber und geordnet bleibt. Unsere sterilen Zählbeutel:

- bestehen aus durchsichtiger, drapierbarer Polyethylenfolie
- sind mit 1 Klebestreifen zur Befestigung ausgestattet
- sind in 3 Größen erhältlich
- verfügen über 3 Optionen bezüglich der Anzahl der Kammern

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
IBE5242	52 x 42 cm, 40 Kammern	50 Stück/Karton
IBE5637	56 x 37 cm, 6 Kammern	50 Stück/Karton
IBE5652	56 x 52 cm, 20 Kammern	50 Stück/Karton



Für die Sicherheit in Ihrem OP

Bakterien, die an Fusseln von Abdecktüchern, Mänteln oder OP-Tüchern haften, können Instrumente, Geräte, Handschuhe oder sogar offene Wunden kontaminieren. Dies kann Infektionen und andere Komplikationen verursachen, und die Behandlungsergebnisse gefährden. Unser Portfolio mit hochwertigen OP-Tüchern und Bauchtüchern hilft dabei, dies zu verhindern.

Sie können sich darauf verlassen, dass Medline Ihnen stets wirtschaftliche Produkte von hoher Qualität liefert, wo und wann immer Sie diese benötigen.

Innovation

Medline bietet seit 1910 Qualität und Innovationen. Von farbigen OP-Kitteln in den 1940er Jahren bis hin zu unseren neuen OP-Tüchern hat sich Medline bei der Verbesserung der Sicherheit für Patienten und Personal stets eng an den Bedürfnissen der Kunden orientiert.

Qualität

Als Hersteller haben wir die vollständige Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess, einschließlich der Rohstoffe und der Herstellungsverfahren. Wir beschäftigen weltweit mehr als 550 Qualitätsprüfer, die sicherstellen, dass wir die strengsten Herstellungs- und Qualitätsstandards einhalten, die den verschiedenen lokalen Vorschriften entsprechen oder diese sogar übertreffen.

Vorteil

Medline liefert direkt an die Endverbraucher, wodurch der Zwischenhändler entfällt. Dadurch erhalten Sie das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.

Auswahl

Medline bietet eine Vielzahl von OP-Tüchern und Bauchtüchern, um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: de.medline.eu



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

de.medline.eu
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz

Tel.: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

de.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

de.medline.eu
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Bauchtücher sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa.

 Medline International France SAS,
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf, Suisse
CE 2797 (BSI)

Saugkompressen sind sterile Medizinprodukte der Klasse I.

 Medline International France SAS,
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf, Suisse
CE 2797 (BSI)

OP-Tücher sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa.

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Helmholtzstr. 10
20099 Hamburg, Germany
CE 0123 (TUV SÜD)

Wattestäbchen sind sterile Medizinprodukte der Klasse I.

 Applimed SA
Zone Industrielle, route de Pira de Plan 1
CH-1600 Châtenaillon, Suisse
CE 1639 SGS Belgium NV

Alle genannten Produkte sind für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Bedienungshinweise und Hinweise auf der Verpackung.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML419_DE 05/2021