

# Toallas y Compresas Quirúrgicas

Selección de toallas para quirófano, compresas y almohadillas superabsorbentes para laparatomía y aplicadores de algodón



**Esenciales de  
un solo uso  
para el  
cuidado del  
paciente**





Toallas para quirófano desechables

Las toallas para quirófano desechables de Medline se fabrican teniendo en cuenta los más altos criterios de calidad y están disponibles en color verde y azul. La gama de productos ofrece toallas detectables y no detectables por rayos X para satisfacer las distintas necesidades de los clientes. Estas toallas son/están:

- Absorbentes
- 100 % algodón
- Prelavadas



Referencia	Descripción	Envasado
28200004CEA	Toallas para quirófano; absorbentes, algodón, verde - 61 x 43 cm	4/envase, 20/caja
28700002CEA	Toallas para quirófano; absorbentes, algodón, azul - 61 x 43 cm	2/envase, 40/caja
28700004CEA	Toallas para quirófano; absorbentes, algodón, azul - 61 x 43 cm	4/envase, 20/caja
28700002XR	Toallas para quirófano; absorbentes, rayos X, algodón, azul - 61 x 43 cm	2/envase, 40/caja
28700004XR	Toallas para quirófano; absorbentes, rayos X, algodón, azul - 61 x 43 cm	4/envase, 20/caja

Almohadillas superabsorbentes abdominales estériles

Las almohadillas abdominales superabsorbentes de Medline cuentan con una capa externa de tejido no tejido suave que absorbe rápidamente el fluido a un centro de celulosa. Esta capa gruesa de celulosa absorbe rápidamente y dispersa los fluidos lateralmente para evitar que se acumulen. La base hidrofóbica impide las fugas, y todos los bordes están sellados para mantener la humedad en el apósito y prevenir la aparición de pelusas. Las ventajas y características generales de estas almohadillas incluyen:

- Superabsorbente
- Capa externa de tejido no tejido suave
- Centro de celulosa para prevenir la acumulación de fluido
- Base hidrofóbica para impedir la penetración del fluido
- Bordes sellados para prevenir fugas y la aparición de pelusas



Referencia	Descripción	Envasado
ABD1010	Almohadilla superabsorbente, estéril - 10 x 10 cm	1/envase, 25/estuche, 300/caja
ABD1020	Almohadilla superabsorbente, estéril - 10 x 20 cm	1/envase, 25/estuche, 200/caja
ABD1525	Almohadilla superabsorbente, estéril - 15 x 25 cm	1/envase, 15/estuche, 180/caja
ABD2020	Almohadilla superabsorbente, estéril - 20 x 20 cm	1/envase, 15/estuche, 120/caja
ABD2040	Almohadilla superabsorbente, estéril - 20 x 40 cm	1/envase, 10/estuche, 80/caja

Aplicadores de algodón

El aplicador de algodón de Medline se utiliza para aplicar una sustancia, por ejemplo, un medicamento, en los oídos/la nariz, la garganta o para tratamientos de cuidado de heridas. Con nuestros aplicadores, se obtiene:

- Extremos firmemente enrollados para un mayor durabilidad y confianza en la obtención de muestras
- La posibilidad de escoger entre estéril y no estéril



Referencia	Descripción	Envasado
830000	Aplicador de algodón, pequeño, no estéril	100/envase, 10/estuche, 20/caja
830010	Aplicador de algodón, pequeño, estéril	2/envase, 100/estuche, 15/caja
831510	Aplicador de algodón, grande, estéril	2/envase, 50/estuche, 15/caja
831578	Aplicador de algodón, grande, no estéril	50/envase, 20/caja

Compresas

Las compresas para laparotomía de Medline proporcionan una gran absorción y están disponibles en una gran variedad de tamaños. Todas las esponjas están libres de pelusas y son detectables por rayos X para fomentar la seguridad en quirófano. Estas compresas son/están:

- Prelavadas, libres de pelusas
- 100 % algodón
- Altamente absorbentes
- Radiopacas



Compresa para laparotomía, blancas, prelavadas

Referencia	Descripción	Envasado
LW2P089004	Compresas para laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 8 x 90 cm	2/envase, 50/caja
LW2P203004	Compresas para laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 20 x 30 cm	2/envase, 90/caja
LW2P454504	Compresas para laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 45 x 45 cm	2/envase, 60/caja
LW2P454506	Compresas para laparotomía, blanca, 6 capas, estéril - 45 x 45 cm	2/envase, 40/caja
LW5P454504	Compresas para laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 45 x 45 cm	5/envase, 20/caja
LW5P454506	Compresas para laparotomía, blanca, 6 capas, estéril - 45 x 45 cm	5/envase, 20/caja

Compresa para laparotomía estériles, verdes, prelavadas

Referencia	Descripción	Envasado
LG2P089004	Compresas para laparotomía, verde, 4 capas, estéril - 8 x 90 cm	2/envase, 50/caja
LG2P454506	Compresas para laparotomía, verde, 6 capas, estéril - 45 x 45 cm	2/envase, 40/caja
LG5P454504	Compresas para laparotomía, verde, 4 capas, estéril - 45 x 45 cm	5/envase, 20/caja
LG5P454506	Compresas para laparotomía, verde, 6 capas, estéril - 45 x 45 cm	5/envase, 20/caja

Bolsas no estériles para conteo de gases y compresas no estériles

El sistema de conteo de gases de Medline ayuda a fomentar una mayor seguridad en el quirófano ayudando a llevar la cuenta de todas las gases y compresas durante un procedimiento quirúrgico. Nuestras bolsas para conteo no estériles ofrecen:

- Facilidad de uso y precisión
- Asistencia y organización para el proceso de conteo en quirófano
- Soporte para conteo avanzado de gases para sostener cuatro juegos de bolsas de una sola vez

Referencia	Descripción	Envasado
DYNJE1000	Bolsa cuenta gases; transparente	1/bolsa, 50/caja, 250/envase
DYNJE1001	Bolsa cuenta gases; azul	1/bolsa, 50/caja, 250/envase
NON50511	Soporte para bolsas cuenta gases	1/caja, 1/envase





No viene con portasueros

Bolsas estériles para conteo de gases y compresas gases

Las bolsas estériles cuenta gases de Medline facilitan el conteo, la gestión y el desecho de compresas contaminadas de forma eficaz y cómoda. Esto minimiza el riesgo de inhalación de patógenos y mantiene la zona quirúrgica limpia y organizada. Nuestras bolsas estériles cuenta gases estériles cuentan con:

- Una película de polietileno transparente y resistente
- 1 tira de adhesivo para fijación
- 3 tamaños
- 3 opciones de número de compartimentos

Referencia	Descripción	Envasado
IBE5242	52 x 42 cm, 40 compartimentos	50 ud./envase
IBE5637	56 x 37 cm, 6 compartimentos	50 ud./envase
IBE5652	56 x 52 cm, 20 compartimentos	50 ud./envase



# Al utilizar una toalla y una compresa para laparotomía cada vez, se contribuye con la seguridad del quirófano.

Cuando las bacterias se adhieren a las partículas de tejido (o pelusas) de los paños, batas y toallas, pueden contaminar instrumentos, productos, guantes o incluso una herida quirúrgica abierta. Esto puede resultar en infecciones y otras complicaciones que pueden conllevar resultados no deseados. Para ayudar a prevenir esto, Medline ofrece una cartera de productos que incluye toallas quirúrgicas y compresas de laparotomía de alta calidad.

Siempre puede contar con que Medline ofrecerá la mejor calidad en sus productos, y al mejor precio, allí donde los necesite y cuando los necesite.

## Innovación

La herencia de calidad e innovación de Medline data de 1910. Desde la introducción de las batas de colores para cirujanos en los años cuarenta, hasta nuestras nuevas toallas quirúrgicas, Medline siempre se encuentra a la vanguardia de la seguridad para pacientes y personal sanitario.

## Calidad

Como fabricante, tenemos el control absoluto sobre todo el proceso de producción, incluyendo las materias primas y los métodos de fabricación. Contamos con más de 550 inspectores de calidad en todo el mundo, para asegurarnos de que mantenemos los estándares de calidad y fabricación más estrictos, y que estos cumplen o superan las normativas locales correspondientes.

## Valor

Medline ofrece sus productos directamente a los usuarios finales, lo que descarta la necesidad de intermediarios y hace que sea posible ofrecer los mejores precios con el mejor valor de producto.

## Selección

Medline ofrece una gran variedad de toallas quirúrgicas y de compresas laparotomía para satisfacer las distintas necesidades de sus clientes.



Para más información sobre nuestros productos, por favor, contacte con su delegado comercial de Medline o visítenos en: [es.medline.eu](http://es.medline.eu)





**Medline International Iberia S.L.U**  
Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Munich, Planta Baja, local B  
Avenida de Castilla 2  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602  
Fax: +34 900 600 603  
[es.medline.eu](http://es.medline.eu) | [es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US  

La compresa para laparotomía es un producto sanitario estéril de clase IIa.  Medline International France SAS, 11 rue Charles Lindbergh, 44100 Châteaubriant, Francia  2797 (BSI)

Los protectores abdominales estériles son productos sanitarios estériles de clase I.  Medline International France SAS, 11 rue Charles Lindbergh, 44100 Châteaubriant, Francia  2797 (BSI)

Las toallas quirúrgicas son productos sanitarios estériles de clase IIa.  Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), 67700 Kraichgau 80, 20537 Hamburgo, Alemania  0123 (TUV SUD)

Los aplicadores de algodón son productos sanitarios de clase I.  Aggilmad SA, Zone Industrielle, route de Piz de Plan 1, CH-1010 Châtel St Denis, Suiza  1639 565 Bélgica NV

Estos productos están destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2020 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML419\_ES 11/2020