

Consumibles quirúrgicos

Selección de toallas absorbentes estériles, compresas, gasas y apósitos superabsorbentes ABD



**Esenciales de
un solo uso
para el
cuidado del
paciente**





Toallas absorbentes y estériles de un solo uso

Las toallas quirúrgicas desechables de Medline se fabrican teniendo en cuenta los más elevados criterios y están disponibles en color verde y azul. La cartera de productos ofrece toallas detectables por rayos X para satisfacer las distintas necesidades de los clientes.

- Absorbente
- 100 % algodón
- Prelavadas



Referencia	Descripción	Envasado
28200004CEA	Toallas para quirófano; absorbentes, algodón, verde - 61 x 43 cm	4/envase, 20/caja
28700002CEA	Toallas para quirófano; absorbentes, algodón, azul - 61 x 43 cm	2/envase, 40/caja
28700004CEA	Toallas para quirófano; absorbentes, algodón, azul - 61 x 43 cm	4/envase, 20/caja
28700002XR	Toallas para quirófano; absorbentes, rayos X, algodón, azul - 61 x 43 cm	2/envase, 40/caja
28700004XR	Toallas para quirófano; absorbentes, rayos X, algodón, azul - 61 x 43 cm	4/envase, 20/caja

Compresas de laparotomía

Las compresas de laparotomía de Medline ofrecen una absorción máxima y están disponibles en una gran variedad de tamaños. Todas las compresas están libres de pelusa y son detectables por rayos X para fomentar la seguridad en quirófano. Estas compresas son/están:

- Prelavadas, libres de pelusa
- 100 % algodón
- Altamente absorbentes
- Detectables con rayos X

100 % algodón
prelavado, suave
y absorbente

Detectables por rayos X para un
mejor seguimiento



Compresas de laparotomía, blancas, prelavadas

Referencia	Descripción	Envasado
LW2P089004	Compresa de laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 8 x 90 cm	2/envase, 50/caja
LW2P089006	Compresa de laparotomía, blanca, 6 capas, estéril - 8 x 90 cm	2/envase, 50/caja
LW2P203004	Compresa de laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 20 x 30 cm	2/envase, 90/caja
LW5P203004	Compresa de laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 20 x 30 cm	5/envase, 45/caja
LW2P454504	Compresa de laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 45 x 45 cm	2/envase, 60/caja
LW5P454504	Compresa de laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 45 x 45 cm	5/envase, 20/caja
SS5P454504A	Compresa de laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 45 x 45 cm	5/envase, 20/caja
LW2P454506	Compresa de laparotomía, blanca, 6 capas, estéril - 45 x 45 cm	2/envase, 40/caja
LW5P454506	Compresa de laparotomía, blanca, 6 capas, estéril - 45 x 45 cm	5/envase, 20/caja
LW2P506004	Compresa de laparotomía, blanca, 4 capas, estéril - 50 x 60 cm	2/ud, t45/ud

Compresas de laparotomía estériles, verdes, prelavadas

Referencia	Descripción	Envasado
LG2P089004	Compresa de laparotomía, verde, 4 capas, estéril - 8 x 90 cm	2/envase, 50/caja
LG2P089006	Compresa de laparotomía, verde, 6 capas, estéril - 8 x 90 cm	2/envase, 50/caja
LG5P203004	Compresa de laparotomía, verde, 4 capas, estéril - 20 x 30 cm	5/envase, 30/caja
LG2P454504	Compresa de laparotomía, verde, 4 capas, estéril - 45 x 45 cm	2/envase, 60/caja
LG5P454504	Compresa de laparotomía, verde, 4 capas, estéril - 45 x 45 cm	5/envase, 20/caja
LG2P454506	Compresa de laparotomía, verde, 6 capas, estéril - 45 x 45 cm	2/envase, 40/caja
LG5P454506	Compresa de laparotomía, verde, 6 capas, estéril - 45 x 45 cm	5/envase, 20/caja
LG2P506004	Compresa de laparotomía, verde, 4 capas, estéril - 50 x 60 cm	2/envase, 45/caja
LG2P506006	Compresa de laparotomía, verde, 6 capas, estéril - 50 x 60 cm	2/envase, 30/caja



También disponible:
verde para disimular
manchas de sangre


lazo cosido en la compresa.
para facilitar la extracción y mejorar el
seguimiento

Bolsas no estériles para recuento de gases y compresas

El sistema de conteo de gases para laparotomía de Medline ayuda a fomentar una mayor seguridad en el quirófano ayudando a llevar la cuenta de todas las compresas durante un procedimiento quirúrgico. Nuestras bolsas para conteo no estériles ofrecen:

- Facilidad de uso y precisión
- Asistencia y organización para el proceso de conteo en quirófano
- Soporte para conteo avanzado de gases para sostener cuatro juegos de bolsas de una sola vez

Referencia	Descripción	Envasado
DYNJE1000	Bolsa cuenta gases; transparente	1/bolsa, 50/caja, 250/envase
DYNJE1001	Bolsa cuenta gases; azul	1/bolsa, 50/caja, 250/envase
NON50511	Soporte para bolsas cuenta gases	1/caja, 1/envase






No
viene con
portasueros

Bolsas estériles para el conteo de gases y compresas

Las bolsas cuenta gases estériles de Medline facilitan el conteo, la gestión y el desecho de compresas contaminadas de forma eficaz y cómoda. Esto minimiza el riesgo de inhalación de patógenos y mantiene la zona quirúrgica limpia y organizada. Nuestras bolsas cuenta gases estériles cuentan con:

- Película de polietileno transparente y resistente
- 1 tira de adhesivo para fijación
- 3 tamaños
- 3 opciones de número de compartimentos

Referencia	Descripción	Envasado
IBE5242	52 x 42 cm, 40 compartimentos	50 ud./envase
IBE5637	56 x 37 cm, 6 compartimentos	50 ud./envase
IBE5652	56 x 52 cm, 20 compartimentos	50 ud./envase



Aplicadores de algodón

El aplicador de algodón de Medline se utiliza para aplicar una sustancia, por ejemplo, un medicamento, en los oídos/la nariz, la garganta o para tratamientos de cuidado de heridas. Con nuestros aplicadores, se obtiene:

- Extremos firmemente enrollados para un mayor durabilidad y confianza en la selección de muestras
- La posibilidad de escoger entre estéril y no estéril

Referencia	Descripción	Envasado
830000A	Aplicador de algodón, pequeño, no estéril	100/pack, 10/caja, 20/envase
830010A	Aplicador de algodón, pequeño, estéril	2/pack, 100/bolsa, 15/envase
831510A	Aplicador de algodón, grande, estéril	2/pack, 50/bolsa, 15/envase
831578A	Aplicador de algodón, grande, no estéril	50/envase, 20/caja



Gasas y Compresas

Medline ofrece una variedad de gasas y compresas, tanto de algodón como de tejido no tejido (TNT) disponibles en múltiples tamaños y nº de capas. Las gasas son ideales para el vendaje de heridas, el envasado y el cuidado general.

Gasas y Compresas de Algodón

Referencia	Dimensiones	Nº de Capas	Esterilidad	RX	Envasado
GS10P102012XR	10 x 20 cm	12	Estéril	Sí	10 unidades/envase 60 envases/caja
GS10P757512XR	7,5 x 7,5 cm	12	Estéril	Sí	10 unidades/envase 60 envases/caja
GS2P101012	10 x 10 cm	12	Estéril	No	2 unidades/envase 800 envases/caja
GS5P050508	5 x 5 cm	8	Estéril	No	5 unidades/envase 540 envases/caja
GSNS101008	10 x 10 cm	8	No estéril	No	100 unidades/ envase 10 envases/caja



Gasas y Compresas de TNT

Referencia	Dimensiones	Nº de Capas	Esterilidad	RX	Envasado
NWNS30101004	10 x 10 cm	4	No estéril	No	100 unidades/ envase 10 envases/caja

Apósitos abdominales estériles

Los protectores abdominales absorbentes de Medline cuentan con una capa externa de tejido no tejido suave que absorbe rápidamente el fluido a un centro de celulosa. Esta capa gruesa de celulosa absorbe rápidamente y dispersa los fluidos lateralmente para evitar que se acumulen. La base hidrofóbica impide las fugas, y todos los bordes están sellados para mantener la humedad en el apósito y prevenir la aparición de pelusas. Las ventajas y características generales de estos protectores incluyen:

- Superabsorbente
- Capa externa de tejido no tejido suave
- Centro de celulosa para prevenir la acumulación de fluido
- Base hidrofóbica para impedir la penetración del fluido
- Bordes sellados para prevenir fugas y la aparición de pelusas

Referencia	Descripción	Envasado
ABD1010	Protector abdominal, estéril - 10 x 10 cm	1/bolsa, 25/caja, 300/envase
ABD1020	Protector abdominal, estéril - 10 x 20 cm	1/bolsa, 25/caja, 200/envase
ABD1525	Protector abdominal, estéril - 15 x 25 cm	1/bolsa, 15/caja, 180/envase
ABD2020	Protector abdominal, estéril - 20 x 20 cm	1/bolsa, 15/caja, 120/envase
ABD2040	Protector abdominal, estéril - 20 x 40 cm	1/bolsa, 10/caja, 80/envase



Al utilizar una toalla y una compresa de laparotomía cada vez, se contribuye a la seguridad del quirófano.

Cuando las bacterias se adhieren a las partículas de tejido (o pelusas) de los paños, batas y toallas, pueden contaminar instrumentos, productos, guantes o incluso una herida quirúrgica abierta. Esto puede resultar en infecciones y otras complicaciones que pueden conllevar resultados no deseados. Para ayudar a prevenir esto, Medline ofrece una cartera de productos que incluye toallas quirúrgicas y compresas de laparotomía de alta calidad.

Siempre puede contar con que Medline ofrecerá la mejor calidad en sus productos, y al mejor precio, allí donde los necesite y cuando los necesite.

Innovación

La herencia de calidad e innovación de Medline data de 1910. Desde la introducción de las batas de colores para cirujanos en los años cuarenta, hasta nuestras nuevas toallas quirúrgicas, Medline siempre se encuentra a la vanguardia de la seguridad para pacientes y personal sanitario.

Calidad

Como fabricante, tenemos el control absoluto sobre todo el proceso de producción, incluyendo las materias primas y los métodos de fabricación. Contamos con más de 550 inspectores de calidad en todo el mundo, para asegurarnos de que mantenemos los estándares de calidad y fabricación más estrictos, y que estos cumplen o superan las normativas locales correspondientes.

Valor

Medline ofrece sus productos directamente a los usuarios finales, lo que descarta la necesidad de intermediarios y hace que sea posible ofrecer los mejores precios con el mejor valor de producto.

Selección

Medline ofrece una gran variedad de toallas quirúrgicas y de compresas de laparotomía para satisfacer las distintas necesidades de sus clientes.



Para obtener más información sobre nuestros productos,
contacte con su delegado comercial de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es



Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,
Madrid
España
Tel.: +34 900 600 602
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

SÍGANOS



Las bolsas estériles para contador de compresas y gasas son productos sanitarios clase I estéril

La compresa de laparotomía es un producto sanitario estéril de clase IIa.

Los protectores abdominales estériles son productos sanitarios de clase I estéril.

Las toallas quirúrgicas son productos sanitarios estériles de clase IIa.

Los aplicadores de algodón son productos sanitarios de clase I.

Las agujas de Veress son productos sanitarios estériles de clase IIa.

Las gasas no tejidas son productos sanitarios no estériles de clase I.

Estos productos están destinados al uso por parte de profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones mostradas en el etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2024 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML419_ES 03/2024

	Medline International France SAS, 1 rue Charles Lindbergh, 28830 San Fernando de Henares, Madrid		2797 (BSI)
	Medline International France SAS, 1 rue Charles Lindbergh, 28830 San Fernando de Henares, Madrid		2797 (BSI)
	Medline International France SAS, 1 rue Charles Lindbergh, 28830 San Fernando de Henares, Madrid		2797 (BSI)
	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Lilienthalstraße 65, 20037 Hamburg, Alemania		0123 (TUV SUD)
	Angélmat SA, Zurruillatxarria, route de Pra de Plan 1, Châtillon, 01000, France		1639 SGS Bélgica NV
	Medline International France SAS, 1 rue Charles Lindbergh, 28830 San Fernando de Henares, Madrid		2797 (BSI)
	Medline International France SAS, 1 rue Charles Lindbergh, 28830 San Fernando de Henares, Madrid		