

# Fournitures de bloc opératoire


Sélection de champs de bordure, de compresses de laparotomie, et de pansements stériles



**Fourniture à  
usage unique  
pour les soins  
du patient**







## Champs de bordure

Les champs de bordure Medline sont fabriqués dans le respect des normes les plus strictes. Ils sont disponibles en vert ou en bleu. La gamme propose des champs détectables ou non aux rayons X.

- Absorbants
- 100 % coton
- Prélavés



Référence	Code NHS	Description	Conditionnement
28200004CEA	VJD973	4 champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Vert	4/sachet, 20/carton
28700002CEA	VJD327	Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Bleu	2/sachet, 40/carton
28700004CEA	VEB128	Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Bleu	4/sachet, 20/carton
28700002XR	VEB127	Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Bleu	2/sachet, 40/carton
28700004XR	VEB129	Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Bleu	4/sachet, 20/carton



## Compresse de laparotomie

Les compresses Medline sont disponibles en différentes tailles, selon le type d'absorption souhaité. Toutes les compresses sont pré-lavées, à faible relargage particulière et détectables aux rayons X pour plus de sécurité. Ces compresses sont également:

- 100 % coton
- Ultra-absorbantes

Détectable aux rayons X pour une meilleure visualisation

100 % coton prélavées, douces et absorbantes

### Compresse de laparotomie, stériles, blanches, pré-lavées

Référence	Description	Conditionnement
LW2P089004	Comresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 8 x 90 cm	2/sachet, 50/carton
LW2P089006	Comresse de laparotomie, blanche, 6 plis, stérile - 8 x 90 cm	2/sachet, 50/carton
LW2P203004	Comresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 20 x 30 cm	2/sachet, 90/carton
LW5P203004	Comresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 20 x 30 cm	5/sachet, 45/carton
LW2P454504	Comresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 45 x 45 cm	2/sachet, 60/carton
LW5P454504	Comresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 45 x 45 cm	5/sachet, 20/carton
SS5P454504A	Comresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 45 x 45 cm	5/sachet, 20/carton
LW2P454506	Comresse de laparotomie, blanche, 6 plis, stérile - 45 x 45 cm	2/sachet, 40/carton
LW5P454506	Comresse de laparotomie, blanche, 6 plis, stérile - 45 x 45 cm	5/sachet, 20/carton
LW2P506004	Comresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 50 x 60 cm	2/sachet, 45/carton



### Compresse de laparotomie, stériles, vertes, pré-lavées

Référence	Description	Conditionnement
LG2P089004	Comresse de laparotomie, verte, 4 plis, stérile, 8 x 90 cm	2/sachet, 50/carton
LG2P089006	Comresse de laparotomie, verte, 6 plis, stérile, 8 x 90 cm	2/sachet, 50/carton
LG5P203004	Comresse de laparotomie, verte, 4 plis, stérile, 20 x 30 cm	5/sachet, 30/carton
LG2P454504	Comresse de laparotomie, verte, 4 plis, stérile, 45 x 45 cm	2/sachet, 60/carton
LG5P454504	Comresse de laparotomie, verte, 4 plis, stérile, 45 x 45 cm	5/sachet, 20/carton
LG2P454506	Comresse de laparotomie, verte, 6 plis, stérile, 45 x 45 cm	2/sachet, 40/carton
LG5P454506	Comresse de laparotomie, verte, 6 plis, stérile, 45 x 45 cm	5/sachet, 20/carton
LG2P506004	Comresse de laparotomie, verte, 4 plis, stérile, 50 x 60 cm	2/sachet, 45/carton
LG2P506006	Comresse de laparotomie, verte, 6 plis, stérile, 50 x 60 cm	2/sachet, 30/carton



Également disponible en vert pour masquer les taches de sang

Une boucle de préhension cousue dans la compresse facilite le retrait et une meilleure visualisation





## Sacs de comptage de compresses non stériles

Ce dispositif permet de garantir la sécurité du patient, en facilitant le compte des compresses, lors d'une intervention chirurgicale. Sacs collecteurs de compresses non stériles:

- Utilisation facile et précision
- Facilite le comptage des compresses au bloc opératoire
- Support pouvant recevoir 4 collecteurs de compresses

Référence	Description	Conditionnement
DYNJE1000	Sac de comptage, transparent	1/sachet, 50/boite, 250/carton
DYNJE1001	Sac de comptage, bleu	1/sachet, 50/boite, 250/carton
NON50511	Support de sac de comptage	1/boîte, 1/carton




Collecteur non livré avec le support

## Sacs de comptage de compresses stériles

Les sacs de comptage de compresses permettent de compter, de manipuler et d'éliminer de manière sécurisée les compresses lors d'une intervention chirurgicale. Ils minimisent le risque d'inhalation d'agents pathogènes et maintiennent la zone chirurgicale propre et organisée. Sacs collecteur de compresses

- Film de polyéthylène transparent et souple
- 1 bande adhésive pour la fixation
- 3 tailles
- 3 options de nombre de compartiments

Référence	Description	Conditionnement
IBE5242	52 x 42 cm, 40 compartiments	50 unités/carton
IBE5637	56 x 37 cm, 6 compartiments	50 unités/carton
IBE5652	56 x 52 cm, 20 compartiments	50 unités/carton



## Cotons-tiges applicateurs

Les cotons tiges applicateurs sont destinés à l'application de différents types de produits (par exemple : crème médicamenteuse) dans l'oreille, le nez, la gorge ou pour les soins de plaies. Les applicateurs comportent:

- Des extrémités compactes des cotons tiges applicateurs garantissant durabilité et sécurité
- Disponible en version stérile et non stérile

Référence	Description	Conditionnement
830000A	Coton tige applicateur, petit, non stérile	100/sachet, 10/boite, 20/carton
830010A	Coton tige applicateur petit, stérile	2/sachet, 100/boite, 15/carton
831510A	Coton tige applicateur, grand, stérile	2/sachet, 50/boite, 15/carton
831578A	Coton tige applicateur, grand, non stérile	50/sachet, 20/carton




## Compresse de Gaze

Medline propose une large gamme de compresses de gaze, de dimensions différentes et avec divers nombres de plis. La gaze est idéale pour panser et soigner les plaies de manière usuelle.

### Gazes tissées

Référence	Dimensions	Plis	Stérilité	XR	Conditionnement
GS10P102012XR	10 x 20 cm	12	Stérile	Oui	10 unités/paquet 60 paquets/carton
GS10P757512XR	7,5 x 7,5 cm	12	Stérile	Oui	10 unités/paquet 60 paquets/carton
GS2P101012	10 x 10 cm	12	Stérile	Non	2 unités/paquet 800 paquets/carton
GS5P050508	5 x 5 cm	8	Stérile	Non	5 unités/paquet 540 paquets/carton
GSNS101008	10 x 10 cm	8	Non stérile	Non	100 unités/paquet 10 paquets/carton



### Gazes non tissées

Référence	Dimensions	Plis	Stérilité	XR	Conditionnement
NWNS30101004	10 x 10 cm	4	Non stérile	Non	100 unités/paquet 10 paquets/carton

## Pansements abdominaux stériles

Les pansements stériles américains Medline sont composés d'un revêtement non tissé ainsi que d'une couche de cellulose centrale. Cette épaisse couche de cellulose absorbe rapidement les liquides et les disperse latéralement afin d'éviter la formation de flaques. La partie extérieure hydrophobe empêche les fuites, et. Tous les bords sont scellés pour maintenir l'humidité dans le pansement et empêcher la formation de peluches.

Bénéfices et caractéristiques de ces pansements :

- Super-absorbants
- Couche extérieure en non-tissée souple
- Une couche interne en cellulose pour éviter l'accumulation des fluides
- Une partie externe hydrophobe
- Bords scellés pour éviter les fuites et le peluchage



Référence	Code NHS	Description	Conditionnement
ABD1010	EJA099	Pansement type Américain stérile - 10 x 10 cm	1/sachet, 25/boite, 300/carton
ABD1020	EJA101	Pansement type Américain stérile - 10 x 20 cm	1/sachet, 25/boite, 200/carton
ABD1525	n/a	Pansement type Américain stérile - 15 x 25 cm	1/sachet, 15/boite, 180/carton
ABD2020	EJA102	Pansement type Américain stérile - 20 x 20 cm	1/sachet, 15/boite, 200/carton
ABD2040	EJA103	Pansement type Américain stérile - 20 x 40 cm	1/sachet, 10/boite, 80/carton



## Contribuez à rendre votre salle d'opération sûre, avec des dispositifs à usage unique.

Lors d'une procédure chirurgicale, des bactéries peuvent se déposer sur le drapage, les champs de bordure et les casaques, contaminant ainsi les instruments, les gants et la plaie du patient. Ce type de désagrément peut provoquer des infections et des complications chez le patient. Pour garantir la sécurité du patient, Medline propose une gamme de champs de bordure et de compresses de laparotomie à faible relargage particulaire.

Medline sera toujours là pour livrer des produits de la plus haute qualité et au meilleur rapport qualité-prix.

### Innovation

L'héritage de Medline en matière de qualité et d'innovation remonte à 1910. Depuis l'introduction des casaques de couleur pour les chirurgiens dans les années 1940 jusqu'à nos champs de bordure pour le bloc opératoire, Medline est à l'avant-garde de l'amélioration de la sécurité pour les patients et le personnel.

### Qualité

En tant que fabricant, nous avons un contrôle sur tout le processus de fabrication, du choix des matières premières aux techniques de fabrication. Nous avons plus de 550 inspecteurs de qualité dans le monde entier. Qui ils veillent à ce que nous maintenions les normes de fabrication et de qualité les plus strictes, qui respectant ou dépassant les différentes réglementations locales.

### Valeur

Medline livre directement les produits aux utilisateurs, ce qui permet de proposer les meilleurs prix et la qualité la plus élevée.

### Sélection

Medline vous propose une large variété de champs absorbants et de compresses de laparotomie pour répondre à tous vos besoins.



Pour plus d'informations sur nos produits, merci de contacter votre Responsable Commercial Medline ou visiter notre site Internet sur : [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



**Medline International France SAS**  
2 Rue Rene Caudron  
Batiment 13F  
Parc D Affaires le Val Saint Quentin  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 1 30 05 34 34  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
Belgique  
Tel: +32 2 808 74 93  
[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA  
1204 Genève  
Suisse  
Tel. +41 848 244 433  
[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Les sachets de comptage d'éponges stériles sont des dispositifs médicaux stériles de classe I.

Les compresses de laparotomie sont des dispositifs médicaux stériles de classe IIa.

Les pansements de type américains sont des dispositifs médicaux stériles de classe IIa.

Les champs de bordures sont des dispositifs médicaux stériles de classe IIa.

Les cotons tiges sont des dispositifs médicaux de classe I.

Les compresses de gaze sont des Dispositifs Médicaux stériles de classe IIa.

Les compresses de gaze non tissées sont des dispositifs médicaux non stériles de classe I.

Ces produits sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages correspondants.

 Medline International France SAS,  
2 Rue Charles Lindbergh,  
94110 Châteaufort, France

 2797 (BSI)


 Medline International France SAS,  
2 Rue Charles Lindbergh,  
94110 Châteaufort, France

 2797 (BSI)

 Medline International France SAS,  
2 Rue Charles Lindbergh,  
94110 Châteaufort, France

 2797 (BSI)

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Offshore in der Hamburg Alsterweg

 0123 (TUV SUD)

 Apptimed SA,  
Zone Industrielle, route de Pray de Plan 1,  
CS 1028 Oisy-le-Vieux, France

 1639 SGS Belgique SA

 Medline International France SAS,  
2 Rue Charles Lindbergh,  
94110 Châteaufort, France

 2797 (BSI)

 Medline International France SAS,  
2 Rue Charles Lindbergh,  
94110 Châteaufort, France



Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d'apparaître dans cette brochure.

© 2024 Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML419\_FR 03/2024