

Linges de bloc opératoire

Sélection de champs absorbants et compresses



**Fournitures
pour bloc
opératoire et
péri-opératoire**



Champs de bordure

Les champs de bordure Medline sont fabriqués dans le respect des normes les plus strictes. Ils sont disponibles en vert ou en bleu. La gamme propose des champs détectables ou non aux rayons X. Ces champs sont :

- Absorbants
- 100 % coton
- Prélavés et à faible relargage particulaire



Référence	Description	Conditionnement
28200004CEA	Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Vert	4/sachet, 20/carton
28700002CEA	Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Bleu	2/sachet, 40/carton
28700004CEA	Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Bleu	4/sachet, 20/carton
28700002XR	Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Bleu	2/sachet, 40/carton
28700004XR	Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Bleu	4/sachet, 20/carton

Pansements stériles

Les pansements stériles de type américains Medline sont composés d'un revêtement non tissé ainsi que d'une couche de cellulose. Cette épaisse couche de cellulose absorbe les fluides et évite l'accumulation des liquides. La partie extérieure est hydrophobe ce qui permet d'éviter les fuites. Caractéristiques de nos pansements :

- Ultra-absorbants
- Un tissu doux et non tissé
- Une couche interne en cellulose pour éviter l'accumulation des fluides
- Une partie externe hydrophobe
- Des côtés étanches pour éviter les fuites



Référence	Description	Conditionnement
ABD1010	Pansement type Américain stérile - 10 x 10 cm	1/sachet, 25/boîte, 300/carton
ABD1020	Pansement type Américain stérile - 10 x 20 cm	1/sachet, 25/boîte, 200/carton
ABD1525	Pansement type Américain stérile - 15 x 25 cm	1/sachet, 15/boîte, 180/carton
ABD2020	Pansement type Américain stérile - 20 x 20 cm	1/sachet, 15/boîte, 200/carton
ABD2040	Pansement type Américain stérile - 20 x 40 cm	1/sachet, 10/boîte, 80/carton

Coton-tiges

Les cotons-tiges sont destinés à l'application de différents types de produits (par exemple : crème médicamenteuse) dans l'oreille, le nez, la gorge ou pour les soins de plaies.

- Tampons applicateurs petite et grande taille
- Disponible en version stérile et non stérile



Référence	Description	Conditionnement
830000	Coton tige avec petit tampon, non stérile	100/sachet, 10/boîte, 20/carton
830010	Coton tige avec petit tampon, stérile	2/sachet, 100/boîte, 15/carton
831510	Coton tige avec grand tampon, stérile	2/sachet, 50/boîte, 15/carton
831578	Coton tige avec grand tampon, non stérile	50/sachet, 20/carton

Compresse de laparotomie

Les compresses Medline sont disponibles en différentes tailles, selon le type d'absorption souhaité. Toutes les compresses sont pré-lavées, à faible relargage particulaire et détectables aux rayons X pour plus de sécurité. Ces compresses sont :

- Pré-lavées et à faible relargage particulaire
- 100 % coton
- Ultra-absorbantes
- Détectables aux rayons X



Compresse de laparotomie, stériles, blanches, pré-lavées

Référence	Description	Conditionnement
LW2P089004	Compresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 8 x 90 cm	2/sachet, 50/carton
LW2P203004	Compresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 20 x 30 cm	2/sachet, 90/carton
LW2P454504	Compresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 45 x 45 cm	2/sachet, 60/carton
LW2P454506	Compresse de laparotomie, blanche, 6 plis, stérile - 45 x 45 cm	2/sachet, 40/carton
LW5P454504	Compresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 45 x 45 cm	5/sachet, 20/carton
LW5P454506	Compresse de laparotomie, blanche, 6 plis, stérile - 45 x 45 cm	5/sachet, 20/carton

Compresse de laparotomie, stériles, vertes, pré-lavées

Référence	Description	Conditionnement
LG2P089004	Compresse de laparotomie, verte, 4 plis, stérile, 8 x 90 cm	2/sachet, 50/carton
LG2P454506	Compresse de laparotomie, verte, 6 plis, stérile, 45 x 45 cm	2/sachet, 40/carton
LG5P454504	Compresse de laparotomie, verte, 4 plis, stérile, 45 x 45 cm	5/sachet, 20/carton
LG5P454506	Compresse de laparotomie, verte, 6 plis, stérile, 45 x 45 cm	5/sachet, 20/carton

Dispositif de comptage de compresses

Ce dispositif permet de garantir la sécurité du patient en facilitant le comptage des compresses lors d'une intervention chirurgicale.

- Moyen simple pour compter les compresses
- Facilite le comptage des compresses au bloc opératoire
- Peut-être fixé à un support pouvant recevoir 4 collecteurs de compresses

Référence	Description	Conditionnement
DYNJE1000	Dispositif de comptage des compresses, transparent	1/sachet, 50/boîte, 250/carton
DYNJE1001	Dispositif de comptage des compresses, bleu	1/sachet, 50/boîte, 250/carton
NON50511	Support de dispositif de comptage des compresses	1/boîte, 1/carton




Collecteur non livré avec le support

Sacs de comptage de compresses

Les sacs de comptage de compresses permettent un comptage, une manipulation et une élimination sécurisés lors d'une intervention chirurgicale. Ils maintiennent la zone chirurgicale propre et organisée. Sacs collecteur de compresses :

- Film de polyéthylène transparent et souple
- 1 bande adhésive pour la fixation
- 3 tailles
- Nombreux compartiments

Référence	Description	Conditionnement
IBE5242	52 x 42 cm, 40 compartiments	50 unités/carton
IBE5637	56 x 37 cm, 6 compartiments	50 unités/carton
IBE5652	56 x 52 cm, 20 compartiments	50 unités/carton



Rendez votre bloc opératoire le plus sûr possible avec des dispositifs à usage unique.

Lors d'une procédure chirurgicale, des bactéries peuvent se déposer sur le drapage, les champs de bordure et les casaques, contaminant ainsi les instruments, les gants et la plaie du patient. Ce type de désagrément peut provoquer des infections et des complications chez le patient. Pour garantir la sécurité du patient, Medline propose une gamme de champs de bordure et de compresses de laparotomie à faible relargage particulaire.

Medline sera toujours là pour livrer des produits de la plus haute qualité et au meilleur rapport qualité-prix.

Innovation

Medline fait preuve d'innovation depuis sa création. Notre mission étant de garantir une sécurité optimale pour les professionnels de santé et les patients.

Qualité

En tant que fabricant, nous avons un contrôle sur tout le processus de fabrication, du choix des matières premières aux techniques de fabrication. Nos 550 inspecteurs qualité contrôlent la qualité des produits et le respect des normes.

Valeur

Medline livre directement les produits aux utilisateurs, ce qui permet de proposer les meilleurs prix et de répondre à toutes vos questions directement.

Sélection

Medline vous propose une large variété de champs absorbants et de compresses de laparotomie pour répondre à tous vos besoins.



Pour plus d'informations sur nos produits, merci de contacter votre Responsable Commercial Medline ou visiter notre site internet sur : fr.medline.eu







Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
Fax: +33 1 30 05 34 43
fr.medline.eu
fr-customer-service@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
fr.medline.eu
be-customer-service@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
fr.medline.eu
ch-customer-service@medline.com

FOLLOW US  

Les compresses de laparotomie sont des dispositifs médicaux stériles de classe IIa.  Medline International France SAS, 44110 Châteauneuf, France  2797 (BSI)

Les pansements de type américains sont des dispositifs médicaux stériles de classe I.  Medline International France SAS, 44110 Châteauneuf, France  2797 (BSI)

Les champs de bordures sont des dispositifs médicaux stériles de classe IIa.  Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  0123 (TUV SUD)

Les cotons tiges sont des dispositifs médicaux de classe I.  1639 SGS Belgique SA

Les produits énumérés ci-dessus sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions d'usage sur l'étiquette correspondante.

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d'apparaître dans cette brochure.

© 2020 Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. Three Lakes Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML419_FR 11/2020