


OK Benodigdheden

Assortiment van OK handdoeken, buikcompressen en absorberende wondverbanden



**Basis
disposables
voor
patiëntzorg**






Disposable OK handdoeken

Medline's Disposable OK handdoeken worden gemaakt volgens de hoogste standaarden en zijn verkrijgbaar in zowel groen als blauw. Het assortiment bevat röntgen detecteerbare en niet röntgen detecteerbare handdoeken om aan verschillende klantbehoeften te voldoen.

- Absorberend
- 100% katoen
- Voorgewassen



Artikelnummer	NHS Code	Omschrijving	Verpakking
28200004CEA	VJD973	OK handdoeken; absorberend, katoen, groen - 61 x 43 cm	4/pak, 20/doos
28700002CEA	VJD327	OK handdoeken; absorberend, katoen, blauw - 61 x 43 cm	2/pak, 40/doos
28700004CEA	VEB128	OK handdoeken; absorberend, katoen, blauw - 61 x 43 cm	4/pak, 20/doos
28700002XR	VEB127	OK handdoeken; absorberend, röntgen, katoen, blauw - 61 x 43 cm	2/pak, 40/doos
28700004XR	VEB129	OK handdoeken; absorberend, röntgen, katoen, blauw - 61 x 43 cm	4/pak, 20/doos

Buikcompressen

Medline's hoogwaardige buikcompressen bieden maximaal absorberend vermogen en zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. Alle compressen pluizen niet en zijn röntgendetecteerbaar om veiligheid in de OK te bevorderen. Deze compressen zijn:

- Voorgewassen, ontpluisd
- 100% katoen
- Zeer absorberend
- Detecteerbaar met röntgen

Steriele buikcompressen, wit, voorgewassen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
LW2P089004	Buikcompres; wit, 4-laags, steriel - 8 x 90 cm	2/pak, 50/doos
LW2P089006	Buikcompres; wit, 6-laags, steriel - 8 x 90 cm	2/pak, 50/doos
LW2P203004	Buikcompres; wit, 4-laags, steriel - 20 x 30 cm	2/pak, 90/doos
LW5P203004	Buikcompres; wit, 4-laags, steriel - 20 x 30 cm	5/pak, 45/doos
LW2P454504	Buikcompres; wit, 4-laags, steriel - 45 x 45 cm	2/pak, 60/doos
LW5P454504	Buikcompres; wit, 4-laags, steriel - 45 x 45 cm	5/pak, 20/doos
SS5P454504A	Buikcompres; wit, 4-laags, steriel - 45 x 45 cm	5/pak, 20/doos
LW2P454506	Buikcompres; wit, 6-laags, steriel - 45 x 45 cm	2/pak, 40/doos
LW5P454506	Buikcompres; wit, 6-laags, steriel - 45 x 45 cm	5/pak, 20/doos
LW2P506004	Buikcompres; wit, 4-laags, steriel - 50 x 60 cm	2/pak, 45/doos

Röntgendetecteerbaar voor
betere tracering

100% katoen
voorgewassen,
zacht en
absorberend



Steriele buikcompressen, groen, voorgewassen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
LG2P089004	Buikcompres; groen, 4-laags, steriel - 8 x 90 cm	2/pak, 50/doos
LG2P089006	Buikcompres; groen, 6-laags, steriel - 8 x 90 cm	2/pak, 50/doos
LG5P203004	Buikcompres; groen, 4-laags, steriel - 20 x 30 cm	5/pak, 30/doos
LG2P454504	Buikcompres; groen, 4-laags, steriel - 45 x 45 cm	2/pak, 60/doos
LG5P454504	Buikcompres; groen, 4-laags, steriel - 45 x 45 cm	5/pak, 20/doos
LG2P454506	Buikcompres; groen, 6-laags, steriel - 45 x 45 cm	2/pak, 40/doos
LG5P454506	Buikcompres; groen, 6-laags, steriel - 45 x 45 cm	5/pak, 20/doos
LG2P506004	Buikcompres; groen, 4-laags, steriel - 50 x 60 cm	2/pak, 45/doos
LG2P506006	Buikcompres; groen, 6-laags, steriel - 50 x 60 cm	2/pak, 30/doos



Ook verkrijgbaar:
in groen om
bloedvlekken te
verbergen;

Met een aan het compres
vastgenaaiede lus. Voor
eenvoudige verwijdering en
betere tracering.



Niet-steriele buikgaas telzakken

Medline's buikcompres telzakken systeem bevordert veiligheid in de OK door te helpen bij het tellen van het aantal gebruikte buikcompressen voor, tijdens en na een chirurgische ingreep. Onze niet-steriele telzakken bieden:

- Gebruiksgemak en nauwkeurigheid
- Biedt ondersteuning en organiseert het telproces in de OK
- Geavanceerde compressen telrek om 4 sets zakken tegelijk aan te hangen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
DYNJE1000	Compres telzak; transparant	1/zakje, 50/doos, 250/omdoos
DYNJE1001	Compres telzak; blauw	1/zakje, 50/doos, 250/omdoos
NON50511	Compres telzak rek	1/doos, 1/omdoos






Geleverd zonder infuuspaal

Steriel compres telzakken

Medline's steriele buikcompres telzakken zorgen voor het veilig, effectief en handig tellen, verwerken en afvoeren van besmette gazen. Ze minimaliseren het risico op inademing van ziekteverwekkers en houden het chirurgiegebied schoon en op orde. Onze steriele telzakken bieden:

- Transparante, soepele polyethyleenfolie
- 1 zelfklevende strip voor bevestiging
- 3 maten
- 3 keuzes voor het aantal vakken

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
IBE5242	52 x 42 cm, 40 vakken	50 st/doos
IBE5637	56 x 37 cm, 6 vakken	50 st/doos
IBE5652	56 x 52 cm, 20 vakken	50 st/doos



Wattenstaafjes

Medline's Wattenstaafjes zijn hulpmiddelen die worden gebruikt om stoffen, zoals bijvoorbeeld medicatie, aan te brengen in het oor, de neus of het keelgebied of om wonden te behandelen. Onze wattenstaafjes bieden:

- Strak gewikkelde koppen voor duurzaamheid en vertrouwen bij de selectie
- De keuze tussen steriel en niet-steriel

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
830000A	Wattenstaafje; klein; niet-steriel	100/pak, 10/doos, 20/omdoos
830010A	Wattenstaafje; klein; steriel	2/pak, 100/zak, 15/doos
831510A	Wattenstaafje; groot; steriel	2/pak, 50/zak, 15/doos
831578A	Wattenstaafje; groot; niet-steriel	50/pak, 20/doos



Gazen

Medline heeft een breed assortiment aan gaascompressen, verkrijgbaar in verschillende formaten en aantal lagen. Gaascompressen zijn ideaal voor wondverbanden, wondafdekking en algemene wondzorg.

Gewoven gaascompressen

Artikelnummer	Maat	Lagen	Steriliteit	XR	Verpakking
GS10P102012XR	10 x 20 cm	12	Steriel	Ja	10 stuks/pakje 60 pakjes/doos
GS10P757512XR	7,5 x 7,5 cm	12	Steriel	Ja	10 stuks/pakje 60 pakjes/doos
GS2P101012	10 x 10 cm	12	Steriel	Nee	2 stuks/pakje 800 pakjes/doos
GS5P050508	5 x 5 cm	8	Steriel	Nee	5 stuks/pakje 540 pakjes/doos
GSNS101008	10 x 10 cm	8	Niet-steriel	Nee	100 stuks/pakje 10 pakjes/doos



Non-woven gaascompressen

Artikelnummer	Maat	Lagen	Steriliteit	XR	Verpakking
NWNS30101004	10 x 10 cm	4	Niet-steriel	Nee	100 stuks/pakje 10 pakjes/doos

Steriele buikcompressen

Medline's Absorberende Wondverbanden hebben een zachte non-woven buitenlaag die vocht snel afvoert naar de cellulose kern. Deze dikke laag cellulose absorbeert en verdeelt de vloeistof om vochtophopingen te voorkomen. De hydrofobe achterzijde voorkomt lekken en alle randen zijn geseald om vocht in het verband te houden en pluizen te voorkomen. Algemene voordelen van deze wondverbanden zijn:

- Zeer absorberend
- Zachte non-woven buitenlaag
- Cellulose kern om vochtophopingen te voorkomen
- Hydrofobe achterzijde om lekken te voorkomen
- Gesealde randen om lekken en pluizen te voorkomen

Artikelnummer	NHS Code	Omschrijving	Verpakking
ABD1010	EJA099	Absorberend verband; steriel - 10 x 10 cm	1/zakje, 25/doos, 300/omdoos
ABD1020	EJA101	Absorberend verband; steriel - 10 x 20 cm	1/zakje, 25/doos, 200/omdoos
ABD1525	n.v.t.	Absorberend verband; steriel - 15 x 25 cm	1/zakje, 15/doos, 180/omdoos
ABD2020	EJA102	Absorberend verband; steriel - 20 x 20 cm	1/zakje, 15/doos, 120/omdoos
ABD2040	EJA103	Absorberend verband; steriel - 20 x 40 cm	1/zakje, 10/doos, 80/omdoos



Help om uw OK veiliger te maken met elke handdoek en elk buikcompres.

Als bacteriën hechten aan pluisjes van afdek materiaal, jassen en handdoeken kunnen ze instrumenten, hulpmiddelen, handschoenen of zelfs een open wond besmetten. Dit kan ontstekingen en andere complicaties tot gevolg hebben, wat leidt tot slechte resultaten. Om dit te helpen voorkomen heeft Medline een assortiment van hoogwaardige OK handdoeken en buikcompressen.

U kunt altijd op Medline rekenen om de hoogste kwaliteit producten te leveren, voor de beste prijs, waar en wanneer u deze nodig heeft.

Innovatie

Medline's verleden van kwaliteit en innovatie dateert van 1910. Van de introductie van gekleurde chirurgische jassen in 1940, tot onze nieuwe OK handdoeken, Medline staat altijd klaar om de veiligheid voor personeel en patiënten te verbeteren.

Kwaliteit

Als fabrikant hebben we complete controle over het gehele productieproces, inclusief het ruwe materiaal en fabricagemethoden. We hebben wereldwijd meer dan 550 kwaliteitsinspecteurs, die ervoor zorgen dat we aan de hoogste fabricage- en kwaliteitsstandaarden voldoen, waarbij aan verschillende lokale regelgeving wordt voldaan of deze wordt overtroffen.

Waarde

Medline levert direct aan eindgebruikers, zonder tussenpersoon, waardoor u de beste prijzen en de hoogste waarde ontvangt.

Assortiment

Medline biedt verschillende OK handdoeken en buikcompressen om aan de behoeften van verschillende klanten te voldoen.



Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze website bezoeken: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

VOLG ONS



Steriele spons-tellerzakken zijn steriele medische hulpmiddelen van klasse I.

 Medline International France SAS,
Siret Charles Lindbergh,
4410 Châteaubriant, Frankrijk  2797 (BSI)



Buikcompres is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel.

 Medline International France SAS,
Siret Charles Lindbergh,
4410 Châteaubriant, Frankrijk  2797 (BSI)

Steriel absorberend wondverband is een klasse I steriel medisch hulpmiddel.

 Medline International France SAS,
Siret Charles Lindbergh,
4410 Châteaubriant, Frankrijk  2797 (BSI)



OK handdoek is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel.

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),
20537 Hamburg, Germany  0123 (TUV SUD)

Wattenstaafje is een klasse I medisch hulpmiddel.

 Agipmed SA,
Zone Industrielle, route de Près de Paris,
13090 Châteauneuf, France  1639 SGS Belgium NV

Veress naalden zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.

 Medline International France SAS,
Siret Charles Lindbergh,
4410 Châteaubriant, Frankrijk  2797 (BSI)

Ongeweven gaasjes zijn niet-steriele medische hulpmiddelen van klasse I.

 Medline International France SAS,
Siret Charles Lindbergh,
4410 Châteaubriant, Frankrijk 

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2024 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML419_NL 03/2024