

OK Benodigdheden

Assortiment van OK handdoeken, buikcompressen en absorberende wondverbanden



Basis disposables voor patiëntzorg



Disposable OK handdoeken

Medline’s Disposable OK handdoeken worden gemaakt volgens de hoogste standaarden en zijn verkrijgbaar in zowel groen als blauw. Het assortiment bevat röntgen detecteerbare en niet röntgen detecteerbare handdoeken om aan verschillende klantbehoeften te voldoen. Deze handdoeken zijn:

- Absorberend
- 100% katoen
- Voorgewassen



Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
28200004CEA	OK handdoeken; absorberend, katoen, groen - 61 x 43 cm	4/pak, 20/doos
28700002CEA	OK handdoeken; absorberend, katoen, blauw - 61 x 43 cm	2/pak, 40/doos
28700004CEA	OK handdoeken; absorberend, katoen, blauw - 61 x 43 cm	4/pak, 20/doos
28700002XR	OK handdoeken; absorberend, röntgen, katoen, blauw - 61 x 43 cm	2/pak, 40/doos
28700004XR	OK handdoeken; absorberend, röntgen, katoen, blauw - 61 x 43 cm	4/pak, 20/doos

Steriele Absorberende Wondverbanden

Medline's Absorberende Wondverbanden hebben een zachte non-woven buitenlaag die vocht snel afvoert naar de cellulose kern. Deze dikke laag cellulose absorbeert en verdeelt de vloeistof om vochtophopingen te voorkomen. De hydrofobe achterzijde voorkomt lekken en alle randen zijn geseald om vocht in het verband te houden en pluizen te voorkomen. Algemene voordelen van deze wondverbanden zijn:

- Zeer absorberend
- Zachte non-woven buitenlaag
- Cellulose kern om vochtophopingen te voorkomen
- Hydrofobe achterzijde om lekken te voorkomen
- Gesealde randen om lekken en pluizen te voorkomen



Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
ABD1010	Absorberend verband; steriel - 10 x 10 cm	1/zakje, 25/doos, 300/omdoos
ABD1020	Absorberend verband; steriel - 10 x 20 cm	1/zakje, 25/doos, 200/omdoos
ABD1525	Absorberend verband; steriel - 15 x 25 cm	1/zakje, 15/doos, 180/omdoos
ABD2020	Absorberend verband; steriel - 20 x 20 cm	1/zakje, 15/doos, 120/omdoos
ABD2040	Absorberend verband; steriel - 20 x 40 cm	1/zakje, 10/doos, 80/omdoos

Wattenstaafjes

Medline’s Wattenstaafjes zijn hulpmiddelen die worden gebruikt om stoffen, zoals bijvoorbeeld medicatie, aan te brengen op het oor, neus of keelgebied of om wonden te behandelen. Onze wattenstaafjes bieden:

- Strak gewikkelde koppen voor duurzaamheid en vertrouwen bij de selectie
- De keuze tussen steriel en niet steriel



Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
830000	Wattenstaafje; klein; niet steriel	100/pak, 10/doos, 20/omdoos
830010	Wattenstaafje; klein; steriel	2/pak, 100/zak, 15/doos
831510	Wattenstaafje; groot; steriel	2/pak, 50/zak, 15/doos
831578	Wattenstaafje; groot; niet steriel	50/pak, 20/doos

Buikcompressen

Medline’s hoogwaardige buikcompressen bieden maximaal absorberend vermogen en zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. Alle compressen pluizen niet en zijn röntgendetecteerbaar om veiligheid in de OK te bevorderen. Deze compressen zijn:

- Voorgewassen, ontpluisd
- 100% katoen
- Zeer absorberend
- Röntgen detecteerbaar



Steriele buikcompressen, wit, voorgewassen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
LW2P089004	Buikcompres; wit, 4-laags, steriel - 8 x 90 cm	2/pak, 50/doos
LW2P203004	Buikcompres; wit, 4-laags, steriel - 20 x 30 cm	2/pak, 90/doos
LW2P454504	Buikcompres; wit, 4-laags, steriel - 45 x 45 cm	2/pak, 60/doos
LW2P454506	Buikcompres; wit, 6-laags, steriel - 45 x 45 cm	2/pak, 40/doos
LW5P454504	Buikcompres; wit, 4-laags, steriel - 45 x 45 cm	5/pak, 20/doos
LW5P454506	Buikcompres; wit, 6-laags, steriel - 45 x 45 cm	5/pak, 20/doos

Steriele buikcompressen, groen, voorgewassen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
LG2P089004	Buikcompres; groen, 4-laags, steriel - 8 x 90 cm	2/pak, 50/doos
LG2P454506	Buikcompres; groen, 6-laags, steriel - 45 x 45 cm	2/pak, 40/doos
LG5P454504	Buikcompres; groen, 4-laags, steriel - 45 x 45 cm	5/pak, 20/doos
LG5P454506	Buikcompres; groen, 6-laags, steriel - 45 x 45 cm	5/pak, 20/doos

Niet steriele buikcompres telzakken

Medline’s buikcompres telzakken systeem bevordert veiligheid in de OK door te helpen bij het tellen van het aantal gebruikte buikcompressen voor/tijdens en na een chirurgische ingreep. Onze niet-steriele telzakken bieden:

- Gebruiksgemak en nauwkeurigheid
- Biedt ondersteuning en organiseert het telproces in de OK
- Geavanceerde compressen telrek om 4 sets zakken tegelijk aan te hangen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
DYNJE1000	Compres telzak; transparant	1/zakje, 50/doos, 250/omdoos
DYNJE1001	Compres telzak; blauw	1/zakje, 50/doos, 250/omdoos
NON50511	Compres telzak rek	1/doos, 1/omdoos




Steriele buikcompres telzakken

Medline’s steriele buikcompres telzakken zorgen voor het veilig, effectief en handig tellen, verwerken en afvoeren van besmette gazen. Ze minimaliseren het risico op inademing van ziekteverwekkers en houden het chirurgiegebied schoon en op orde. Onze steriele telzakken bieden:

- Transparante, soepele polyethyleenfolie
- 1 zelfklevende strip voor bevestiging
- 3 maten
- 3 keuzes voor het aantal vakken

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
IBE5242	52 x 42 cm, 40 vakken	50 st/doos
IBE5637	56 x 37 cm, 6 vakken	50 st/doos
IBE5652	56 x 52 cm, 20 vakken	50 st/doos



Help om uw OK veiliger te maken met elke handdoek en elk buikcompres.

Als bacteriën hechten aan pluisjes van afdek materiaal, jassen en handdoeken kunnen ze instrumenten, hulpmiddelen, handschoenen of zelfs een open wond besmetten. Dit kan ontstekingen en andere complicaties tot gevolg hebben, wat leidt tot slechte resultaten. Om dit te helpen voorkomen heeft Medline een assortiment van hoogwaardige OK handdoeken en buikcompressen.

U kunt altijd op Medline rekenen om de hoogste kwaliteit producten te leveren, voor de beste prijs, waar en wanneer u deze nodig heeft.

Innovatie

Medline's verleden van kwaliteit en innovatie dateert van 1910. Van de introductie van gekleurde chirurgische jassen in 1940, tot onze nieuwe OK handdoeken, Medline staat altijd klaar om de veiligheid voor personeel en patiënten te verbeteren.

Kwaliteit

Als fabrikant hebben we complete controle over het gehele productieproces, inclusief het ruwe materiaal en fabricagemethoden. We hebben wereldwijd meer dan 550 kwaliteitsinspecteurs, die ervoor zorgen dat we aan de hoogste fabricage- en kwaliteitsstandaarden voldoen, waarbij aan verschillende lokale regelgeving wordt voldaan of deze wordt overtroffen.

Waarde

Medline levert direct aan eindgebruikers, zonder tussenpersoon, waardoor u de beste prijzen krijgt en de hoogste waarde.

Assortiment

Medline biedt verschillende OK handdoeken en buikcompressen om aan de behoeften van verschillende klanten te voldoen.



Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze website bezoeken: nl.medline.eu



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland




Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
medline.eu
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
nl.medline.eu
nl-customerservice@medline.com



Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
nl.medline.eu
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Buikcompres is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel.    2797 (BSI)

Steriel absorberend wondverband is een klasse I steriel medisch hulpmiddel.    2797 (BSI)

OK handdoek is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel.    0123 (TUV SUD)

Wattenstaafje is een klasse I medisch hulpmiddel.   1639 SGS Belgium NV

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2020 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML419_NL 11/2020